

AND

Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-767 *Plus*

Instruction Manual
Original

ENGLISH

Manuel d'instructions
Traduction

FRANÇAIS

Manual de Instrucciones
Traducción

ESPAÑOL

Manuale di Istruzioni
Traduzione

ITALIANO

使用手册
翻譯

中文

目 錄

目 錄.....	1
給親愛的顧客.....	1
前 言.....	1
用前需知.....	2
用件說明.....	3
標識含意.....	4
使用血壓計.....	5
安裝／更換電池。.....	5
連接充氣管.....	5
連接交流電轉接器.....	5
選擇適當的袖帶.....	6
繞緊袖帶於上臂.....	7
怎樣正確測量.....	7
測量.....	7
測量結束後.....	7
測量方法.....	8
怎樣正確測量血壓.....	8
以合理的收縮壓力測量您的血壓.....	9
注意正確的測量方法.....	9
什麼是不整脈.....	10
血壓柱指示器.....	10
WHO 分類指示器.....	10
有關血壓的一些知識.....	11
什麼是血壓？.....	11
什麼是高血壓？它是怎樣被控制的？.....	11
為什麼在家裡測量血壓？.....	11
WHO(世界衛生組織)血壓分類標準.....	11
血壓差異.....	11
故障檢修.....	12
維修和保養.....	13
技術資料.....	13

給親愛的顧客

銘謝惠顧最新型的A&D血壓計。為追求本血壓計的正確利用和方便使用起見，使它能成為您每天血壓管理上的最佳助手。
敬請在使用前，能詳細閱讀後使用。

前 言

- 本血壓計符合歐盟管理文件93/43EEC的有關醫療產品之相關規定，且有關權威機構認定的CE₀₁₂₃標記為證。(0123：為被指定的權威文獻的參照號碼。)
- 本血壓計只適用於成年人，而非新生兒或嬰兒。
- 應用環境：本血壓計適用於家庭保健環境。
- 本血壓計專用於測量血壓與脈搏次數，供診斷用。

用前需知




- 本血壓計是採用精密部件製造的。盡量避免下述因素的過度異常，諸如溫度、濕度、陽光直射、震蕩或灰塵。
- 用乾軟布，或是蘸水和中性洗滌劑的布清潔血壓計及袖帶。切勿使用酒精、苯、稀釋劑或其他刺激性的化學製品來清潔血壓計或袖帶。
- 避免過度用力折疊袖帶或儲存過度扭曲的軟管，放置很長時間。因為這樣會縮短相關設備的壽命。
- 本血壓計和袖帶不耐水，因此應避免淋雨汗水和水。
- 假若血壓計使用時靠近電視、微波爐、脈沖電話機、X - 線或其它強電場時，其測量將會模糊不準確。
- 用過的設備、零部件和電池不能作為一般家庭廢物處理，而應當按照相關的規定進行處理。
- 使用交流電轉接器時，請確認交流電轉接器可在必要時隨時從插座拔下。
- 再次使用血壓計時，請確認血壓計是乾淨的。
- 請勿改造血壓計，否則可能造成意外，或損壞血壓計。
- 若要測量血壓，袖帶必須要適當束緊手臂，暫停血液通過動脈。這可能會造成疼痛、麻木或手臂出現暫時性紅印。此狀況特別會在連續測量時出現。
任何疼痛、麻木或暫時性紅印將會隨時間消失。

禁忌

以下是正確使用血壓計的注意事項。

- 請勿將袖帶套到還綁上其他醫療電氣設備的手臂，否則設備可能無法正常運作。
- 手臂血液循環不良的病患，請務必在使用血壓計前諮詢醫生，避免醫療糾紛。
- 請勿自我診斷測量結果，並開始自我治療。請務必向醫生諮詢結果評估與治療。
- 請勿將袖帶套到有傷口的手臂上。
- 請勿將袖帶套到接受靜脈滴注或輸血的手臂，否則可能造成傷害或意外。
- 請勿在有易燃氣體的地方使用血壓計，例如麻醉氣體，否則可能會導致爆炸。
- 請勿在高度濃縮的氧氣環境中使用血壓計，例如一個高壓氧氣室或氧帳，否則可能引起火災或爆炸。

用件說明



標識含意


標識	功能/意義	處置
	開關機構	—
	裝填電池的指示方向	—
	直流電	—
SN	系列號碼	—
2002	生產日期	—
	BF型: 血壓計, 袖帶和相應的管子 已被設計對電震動有特殊保護作用。	—
	當進行測量或測到脈搏時即顯示本圖像。	繼續測量, 保持安靜
	在測量過程中, 當測到心臟跳動不規律或身體過度移動時即顯示本圖像。	—
M	前次測量的結果儲存於此	—
Full Battery	在測量時電池電壓顯示器即顯示本圖像。	—
Low Battery	電池電壓太低時閃爍即顯示本圖像。	更換新電池
	在測量過程中由於身體移動導致血壓值不穩定時出現本標記。	再次測量並且在測量時保持安靜
	當測量收縮壓和舒張壓時, 都在10mmHg內時顯示本圖像。	正確拉緊袖帶並再次測量
	袖帶加壓時, 血壓值不增加時顯示本標記。	
	當袖帶不能正確拉緊時	正確拉緊袖帶並再次測量
 PUL. DISPLAY ERROR	當脈搏不能被正確測到時	
SYS.	收縮壓以mmHg表示	—
DIA.	舒張壓以mmHg表示	—
PUL./min	脈搏每分鐘速率	—
	EC管理機構認可的醫用儀器標識	—
	WEEE標識	—
	生產商	—
	EU代表	—
	參閱說明手冊	—
	Class II 裝置	—
	直流插座極性	—

使用血壓計

安裝／更換電池。

- 打開電池蓋之前,先滑動電池蓋。
- 取出舊電池, 裝入新的電池時, 要留意電極(+, -)插入新電池(如圖所示)。
- 未關上電池蓋之前, 先滑動電池蓋。

僅限於使用R6P, LR6 或AA電池。




注意

- 插入電池時, 要按照電池盒上的電極方向, 否則血壓計不能工作。
- 當 (低電壓標記)顯示時, 同時要用新電池更換全部舊電池, 不要新舊電池一起混用。
- 當電池用盡時, (低電壓標記)並不會出現。
- 電池壽命與環境溫度有關, 在低溫情況下, 壽命縮短。
- 當血壓計長時間不用時應取出電池, 電池有時也會漏掉和失去功能。電池漏電和失去功能。
- 僅僅是使用特殊的電池, 血壓計內總是測定血壓計性能的話, 其壽命會縮短。


連接充氣管

將充氣管連接插頭緊緊插入充氣管插座內。



連接交流電轉接器

將交流電轉接器插頭插入直流插座。
之後將交流電轉接器插入電源插座。
□ 請使用指定的交流電轉接器。
(請參照第14頁。)



使用血壓計

選擇適當的袖帶

合適的袖帶尺寸對正確的測量很重要。袖帶大小不合適時，有可能測量不正確。

- 上臂尺寸標示於每條袖帶上。
- 袖帶上標有指示標識▲和適當的袖帶範圍指示您是否裝著正確。(參照“印在袖帶上的符號”)
- 指示標識▲指著袖帶範圍以外時，需要購買袖帶，請與銷售處取得聯繫。
- 袖帶屬於消耗品。如已不堪使用，請購買一個新袖帶。


上臂尺寸	推薦袖帶尺寸	目錄編號
32 cm 到 45 cm	成人大號袖帶	CUF-D-LA
22 cm 到 32 cm	成人袖帶	CUF-D-A

上臂尺寸：指肩到肘腕之間的上臂外圍尺寸。

註：機型 UA-767 Plus 不適用成人小號袖帶。

印在袖帶上的標識


標識	功能/意義	建議動作
●	動脈位置標識	請將 ● 標識置於上臂動脈，或與無名指呈一直線的手臂內側。
▲	索引	_____
REF	目錄編號	_____
A	成人袖帶的適當使用範圍 印在成人袖帶上	_____
L	成人大號袖帶的使用範圍 成人袖帶上的超過範圍標識。	改用成人大號袖帶，不要用成人袖帶
L	成人大號袖帶的適當使用範圍 印在成人大號袖帶上	_____
S	成人袖帶上的在範圍內標識。	_____
A	成人袖帶的使用範圍 印在成人大號袖帶上	改用成人袖帶，不要用成人大號袖帶
LOT	批號	_____



使用血壓計

繞緊袖帶於上臂

1. 纏繞袖帶於上臂，大約離肘部內側1~2cm 如圖所示。因為衣服可引起脈博減弱導致測量誤差，請正確纏繞袖帶於上臂上。
2. 過度緊繩袖帶以致上臂收縮過緊，會影響血壓值的正確讀數。
3. 請確認指示標識▲是否正確指著合適的袖帶範圍內。



怎樣正確測量

為了準確的測量血壓，應注意下列幾點。

- 放鬆坐好。將手臂放在桌上。請勿翹腳，兩腳平放坐直。
- 測量前先放鬆5~10分鐘。
- 將袖帶的中心放置於相當與您的心臟同一高度。
- 測量時保持安靜。
- 體育活動或洗澡後不要馬上測量。休息二十或三十分鍾再測量。
- 儘量在每天的同一時間測量血壓。

測量

在測量血壓時，通常要感到袖帶很緊方可(請不要驚慌)

測量結束後

測量結束後，按壓 **START** (開始)按鈕關掉電源。取下袖帶並記錄測量數據。

註：本血壓計有自動電源關閉功能。在測量結束1分鐘後可自行關掉電源。
一個人至少有3測量時間。

測量方法

本血壓計UA-767 Plus被設計用來測量脈搏和使袖帶自動充氣到收縮壓水平。如果您的收縮壓預計超過230mmHg，或者想選用較小的袖帶時請參考下頁的“以合理的收縮壓測量您的血壓”。

怎樣正確測量血壓

1. 將袖帶放於上臂(最好是左上臂),測量時保持安靜。

2. 按壓 **START** (開始)按鈕。

顯示出最近測量的收縮壓、舒張壓和脈搏率。
之後開始測量，如右圖所示顯示器開始變化。
袖帶開始膨脹。袖帶感到有些緊張這是正常的。
在袖帶膨脹的時候血壓柱指示器如右圖所示。

註：假若您想隨時停止充氣，只需再次按壓 **START** (開始)按鈕。


3. 當充氣完成時，放氣自動開始，且 **♥** (心臟標記)閃爍，表明測量在進行中。
一旦測到脈搏，心臟標記將隨著脈搏的跳動而閃爍。

註：假若充氣不完全或不能得到合適的壓力，血壓計將自動再次充氣。

4. 當測量結束後，收縮壓和舒張壓讀數及脈搏率在顯示屏上顯示。袖帶完全排出剩余的空氣。

5. 再按壓 **START** (開始)按鈕關掉電源。

註：本血壓計UA-767 Plus有自動電源關閉功能，在測量結束一分鍾後，可自行關掉電源。
一個人可允許有至少連續3鍾的測量時間。




測量方法

以合理的收縮壓力測量您的血壓

如果收縮壓預計超過230mmHg,或者您想用小袖帶時,請按下面步驟進行。

1. 將袖帶放於上臂(最好是左上臂)。
2. 壓住 **START** (開始)按鈕直到比您的預測的血壓高30~40mmHg的數字出現。
3. 當預測的數字出現時,放開 **START** (開始)按鈕,測量即自動開始,然後參考前頁繼續測量您的血壓。



注意正確的測量方法

- 舒適而又安靜地坐下,把通常要測量的手臂放在桌子或其它物體上面,以便讓袖帶中心和心臟處於同一水平高度。
- 開始測量前輕鬆一下大約5~10分鐘。假若由於情緒關係過於激動或壓抑,則測量值將比正常血壓高或低而脈博比正常要快。
- 一個人的血壓值通常會有些變化,這些取決於您當時在做什麼和當時的飲食,飲酒對您的血壓有強而又有效的影響。
- 本血壓計根據您的心臟鼓動而測量血壓。假若您的心臟鼓動微弱或不規律時,血壓計很難測到您的血壓。
- 假若血壓計檢測狀況異常,它將會停止測量並顯示錯誤符號。具體細節請參考第4頁標識含意的說明。
- 本血壓計僅適用於成人,小孩使用之前請洽詢有關的醫生。無人陪伴時小孩不應該使用本血壓計。


什麼是不整脈

UA-767 Plus 血壓計在發生不整脈時也能測量出血壓和脈搏數。所謂不整脈是指測量血壓時，脈搏的變化在平均脈搏數 25% 以上。在測量時請安靜保持輕松，姿勢坐好，不要說話。

註：心臟的標識(“”)經常在指示器上顯示不停時，請和醫師商量。

血壓柱指示器


本血壓柱指示器在測量中顯示壓力的變化。



WHO分類指示器

六個血壓柱指示器分別與下一頁說明的WHO血壓分類一致。

WHO分類指示器



- ：指示器以現在的數據為依據。顯示與 WHO分類一致的區段。

例:



有關血壓的一些知識

什麼是血壓？

所謂血壓是血液對動脈血管壁所施加的壓力。當心臟收縮時產生的壓力為收縮壓，而當心臟舒張的時候產生的壓力為舒張壓。

血壓以毫米汞柱(mmHg)作為測量單位。當一個人處於安靜狀態和飲食前，測量到的血壓代表一個人的基礎血壓。

什麼是高血壓？它是怎樣被控制的？

高血壓是一種動脈異常的高壓力狀態。假若未被及時注意的話，會引起許多的健康問題包括休克和心臟病發作。

高血壓可以通過改變生活方式，避免緊張和在醫生的指導下服用一些藥物而得到控制。

預防高血壓或者通過下列措施而得到控制。

- 不要吸煙
- 經常體育鍛煉
- 減少食鹽和脂肪的攝入
- 定期體檢
- 維持適當的體重

為什麼在家裡測量血壓？

在診所或醫生辦公室測量血壓時容易產生憂慮心理，使血壓讀數比在家庭測量的數據高25~30mmHg。在家測量時能減少血壓測量時的一些外部影響因素，提供給醫生更準確而又完整的血壓紀錄數值。


WHO(世界衛生組織)血壓分類標準

WHO(世界衛生組織)設立的評價高血壓的標準如下圖(不考慮年齡因素)

血壓差異


一個人的血壓可因白天和季節而有些變化。一般由於白天因素血壓值相差30~50mmHg。有高血壓的人，這種差異可能更加明顯。通常當工作或運動的時候，血壓值會升高。

參考資料：高血壓雜誌1999第17卷第2期



而在睡眠的時候會下降到最低水平。
所以不要太介意一次的測量結果。

使用本手冊所說明的方法，在每天的同一時間測量血壓，不但知道您自己的血壓值，而且多次的測量值可以讓您更全面的掌握血壓紀錄資料。
每次測量記錄您的血壓數值時，請弄清楚測量的時間和日期。請醫生幫助解釋您的血壓資料。



故障檢修

問題	問題原因	推薦解決方法
當電源打開時，顯示屏上沒有任何顯示	電池用盡 電池方法放置不正確	更換全部電池 放置電池時陰陽極方向要和袖帶上標的方向一致
袖帶不充氣	電池電壓太低 低電壓時，出現 █ 本標記。 假若電池用盡本標記不會出現。	更換新電池
本血壓計不能測量，讀數太高或太低。	袖帶扎得不夠緊 當在測量血壓時，您移動了手臂或身體。 袖帶位置放置不正確	正確扎緊袖帶 在測量時保持安靜 坐好保持安靜，提高您的手保持袖帶和心臟處於同一高度。
		假若心臟跳動微弱或不規律性血壓計也很難測到血壓值
其它	測到的血壓值和在診所或醫生辦公室測量的血壓值不同。	請參見“為什麼在家裡測量血壓”
		取出電池，再正確放進去重新測量。

註：上述的處置還不能解決問題時，請與購買的商店聯絡。擅自打開本機或進行修理時就會失去售後服務的權利，煩請留意。

維修和保養

請勿打開本血壓計，它是採用精密的電子原件和一些複雜的部件製造的。這些原件容易損害。假若您按照故障檢修還不能排除故障時，請向供應商或A & D服務中心諮詢。A & D將向您提供權威的技術信息，備用部件和原件。

本機是為持久耐用而製造的。因此，為使本機能夠發揮最合適的性能和最準確的精度，請每2年接收定期檢查。維修、保養請在購買的商店或A&D進行。

技術資料

類型	: UA-767 <i>Plus</i>
測量方法	: 示波測量
測量範圍	: 壓力 : 20~280mmHg 脈搏 : 40~200 次/分
測量準確性	: 壓力 : $\pm 3\text{mmHg}$ 脈搏 : $\pm 5\%$
電力供給	: 4x1.5V 電池 (R6P或AA) 或 交流電轉接器 (TB-233) (未隨附)
上臂周長	: 22~32cm
測量次數	: 若使用 AA 鹼性電池，室溫 23°C，壓力值 180 mmHg，大約可測量 450 次。
種類	: 內部供電ME (醫電) 設備(由電池提供) / Class II (由交流電轉接器提供) 連續操作模式
臨床試驗	: 符合ANSI/AAMI SP-10 1987
EMC	: IEC 60601-1-2:2007
操作條件	: +10°C 至 +40°C / 15%RH 至 85% RH / 800 hPa 至 1060 hPa
運送/儲存條件	: -10°C 至 +60°C / 15% RH 至 85% RH
尺寸	: 大約147(W)x64(H)x110(D)毫米
重量	: 大約300克，除外電池
觸身零件	: 袖帶 BF  型
Useful life	: 血壓計: 5 年 (若一天使用六次) 袖帶: 2 年 (若一天使用六次)

附屬交流電轉接器：該交流電轉接器用於家庭連接電源。

TB-233

請和當地的銷售商聯繫，購買該交流電轉接器。

必須定期檢查或更換交流電轉接器。

TB-233C

輸入: 100-240V

輸出: 6V —— 500mA



TB-233BF

輸入: 240V

輸出: 6V —— 500mA



附件單獨銷售

袖帶

目錄編號	袖帶尺寸	上臂尺寸
CUF-D-LA	成人大號袖帶	32 cm 到 45 cm
CUF-D-A	成人袖帶	22 cm 到 32 cm

交流電轉接器

目錄編號	插頭
TB-233C	類型 C
TB-233BF	類型 BF

註：規格部份得隨時更改，恕不另行通知。

EMC表在我們的網站：

http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_acadapter_ch.pdf



 **A&D Company, Limited**

Asahi 1-243, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN

Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

 **A&D INSTRUMENTS LIMITED**

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom

Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.

Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA

Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409