

Ear Thermometer

Model UT-601

Instruction Manual
Original

NGLISH

Manuel d'instructions

RANÇAIS

Manual de Instrucciones

SPAÑOL

Manuale di Istruzioni

PALIAN

使用手册

×

目錄

親愛的客戶	2
前言	2
用前須知	2
部件說明	3
標識含意	4
功能	5
使用體溫計	6
安裝/更換電池	
錯誤	9
維修和保養	10
技術資料	10
校準檢查測試指示	11

親愛的客戶

歡迎您購買最新科技的 A&D 耳溫槍,這是現今最先進的一款體溫計。 第一次使用本設備之前,我們建議您通讀本手冊。


前言

- □ 本機符合歐盟管理文件 93/42 EEC 的有關醫療產品之相關規定。此由 **€**0366 合格標誌所提供。
 - (0366: 所涉權責機關之參考編號)
- □ 應用環境 本機供室內使用。


用前須知

- □ 本體溫計結構由精密部件製造。應避免過度曝露於高溫、潮濕、陽光直射、震盪或灰塵等環境。
 □ 本體溫計不防水。請避免雨水、汗水和一般水溶液沾損本體溫計。
 □ 使用本體溫計時,如果靠近電視、微波爐、行動電話、X線或其他具強電場的設備,其測量結果可能會受到影響。
 □ 請勿將體溫計置於兒童觸手可及之處。
 □ 若要確保準確性,請常保探針的鏡片清潔。
 □ 使用本體溫計時,無需用到探針蓋。基於衛生目的,每次使用後,請清潔探針。請使用蘸有酒精的棉花棒或軟布。請勿讓酒精進入體溫計。再次使
- 用之前,請靜置數分鐘以待乾燥。 □ 請用乾淨的軟布清潔體溫計的外部。請勿使用研磨性清潔劑,或者將體溫 計浸入水或其他溶液中。
- □ 用過的設備、零部件和電池不能作爲一般家庭廢物處理,而應按照當地相 關規定進行處理。

部件說明



顯示視窗部件



3

標識含意

標識	功能 / 意義	建議的操作	
Ф	備用及開關。		
	直流電源		
SN	系列號碼		
2009	生產日期		
*	類型 B:本體溫計具避免觸電之特別防護設計。		
М	存儲於記憶體的最後一次溫度測量。		
0FF	30 秒沒有進任何操作之後,會自動 關閉體溫計。		
•🂢	顯示時:電池電量低,仍可進行測量。	若可以,請用兩顆新電池進行 電池更換。	
	閃爍時:電池電量低,無法進行測 量。	請用兩顆新電池進行電池更 換。	
ErH	環境溫度高於 40 ℃。	 請在 5 至 40°C 環境中使用	
ErL	環境溫度低於 5 ℃。	本體溫計。	
22*1	小數點閃爍:本溫度測量超過人體 溫度範圍 34°C 至 42.2°C。	請再次嘗試進行測量。	
HI	本溫度測量高於 100 ℃。	請勿使用本體溫計測量物品溫	
Lo	本溫度測量低於 0°C。	度。	
(6 0366	EC 管理機構認可的醫療用儀器標識		
	WEEE 標識		
***	生產商		
EC REP	EU 代表		

功能

本 UT-601 耳溫槍是多用途體溫計,可從耳道偵測人體溫度。亦得以非接觸快速方式,偵測固體、液體或空氣溫度。

本體溫計可測量耳膜或其他物品所產生的紅外線熱能。因耳膜與腦(下丘腦)中的溫度控制中心直接相連,耳溫可切實反應核心體溫。

若要確保準確性,請按下 開啟/掃描 按鈕連續掃描體溫計,體溫計將顯示最高溫度。

□ 0°C 至 100°C(32°F 至 212°F)偵測

顯示溫度範圍從 0 ℃ 至 100 ℃。

因此,除了從耳道測量人體溫度,本體溫計還有多種使用方式。使用範例: 測量牛奶或小孩澡水溫度。

測量食物或湯溫。


測量固體、液體或空氣溫度。

- □ 可選取 °C 或 °F。
- □ 輕易一鍵操作
- □ 測量期間,無需使用到探針蓋。使用後,請使用蘸有酒精的軟布將探針擦拭 乾淨。
- □ 開啓電源後,會顯示最後一次溫度測量。
- □ 連續掃描以確保準確性 請按下 開啟/掃描 按鈕連續掃描體溫計,體溫計將顯示最高溫度。
- □ 自動關機功能 30 秒沒有進行任何操作,或持續按 開啟/掃描 按鈕 30 秒之後,本體溫計會 自動關閉。

使用體溫計

安裝 / 更換電池

- 1. 使用小尖頭物如圓珠筆,按下電池蓋閂鎖並 鬆開該閂鎖。
- 按下電池蓋門鎖時,將蓋子側面向上推動, 即可卸下電池蓋。
- 3. 放入兩個 LR44 釦狀電池。如電池艙所標 示,請務必將正極朝上放置。
- 4. 重新蓋上電池蓋。 安裝電池後,請按 開啟/掃描 按鈕確認所有 顯示是否正確。 如否,請檢查電池與兩極。



小心


- □ 如標示,將電池放入電池艙。否則,本體溫計無法運作。
- □ **◇**(低電池標誌)在顯示視窗上顯示時,表示電池爲低電量。在此階段, 仍可進行測量。
- □ 【★ (低電池標誌)在顯示視窗上閃爍時,請用兩顆新電池進行電池更換。 請勿新舊電池混合使用,否則可能縮短電池使用期限,或導致本體溫計故障。
- □ 電池使用期限視環境溫度而定,在低溫時,使用期限可能較短。
- □ 僅使用指定電池。本體溫計隨機附電池供測試屏幕效能所用,使用期限有限。
- □ 如果本體溫計長時間閒置,請卸下電池。 否則電池可能會腐漏,並導致故障。

使用體溫計

測量耳溫

1. 按 開啟/掃描 按鈕,即可開啓體溫計。並顯示所有 顯示段。


注意:30 秒沒有進任何操作之後,會自動關閉體溫計。



注意:30 秒沒有進任何操作之後,會自動關閉體溫計。

- 3. 會顯示存儲於記憶體的最後一次溫度測量,並會發出一聲短嗶聲,以表示本體溫計已準備好進行掃描。
- 4. 將探針放入耳道。 如果是嬰孩,爲了更容易放入,請溫柔地將耳朵向 後拉,使耳道伸直。
- 5. 按住 開啟/掃描 按鈕,直到發出一聲嗶聲。
- 6. 鬆開 開啓/掃描 按鈕。 發出一聲長嗶聲,以表示溫度測量已完成。 將體溫計從耳道拿出,並查看數值。

如要進一步進行測量,請重覆步驟 4 至 6。




開啓時




選取欲用的單位



記憶體中的最後一次溫度測量



放入體溫計




爲了更容易放入,請 伸直耳道

使用體溫計

測量液體或固體物品的溫度

注意: 顯示溫度範圍爲 0 °C 至 100 °C。如果物品溫度超出範圍,即顯示錯誤 HI 或 Lo。

- 1. 按 開啓/掃描 按鈕,即可開啓體溫計。並顯示所有顯示段。
- 2. 會顯示存儲於記憶體的最後一次溫度測量,並會發出一聲短嗶聲,以表示本體溫計已準備好進行掃描。
- 3. 握住體溫計,其探針距離液體或固體物品之上約 5 mm。
- 4. 按 開啟/掃描 按鈕以進行一次測量。 按住按鈕進行連續掃描,即可取得最高溫度





測量空氣溫度

注意: 操作環境溫度爲 5 °C 至 40 °C。

- 1. 按 開啟/掃描 按鈕,即可開啟體溫計。並顯示所有顯示段。
- 2. 會顯示存儲於記憶體的最後一次溫度測量,並會發出一聲短嗶聲,以表示本 體溫計已準備好進行掃描。
- 3. 將探針對空,並按 開啟/掃描 按鈕。
- 4. 發出一聲長嗶聲,以表示溫度測量已完成。查看數值。

注意

- □ 30 秒沒有進任何操作之後,會自動關閉體溫計。
- □ 顯示錯誤時,會發出四聲短嗶聲。

小心

- □ 請勿測量金屬溫度,否則會得出低讀數。
- □ 請勿將體溫計浸入液體中,否則會損毀探針的鏡片。
- □ 請勿將體溫計曝露於火焰或高溫中,否則會損毀探針的 鏡片。



故障排除

問題	可能的原因	建議的操作
顯示視窗上無任	電池電量耗盡。	請用兩顆新電池進行電池更換。
何顯示,即使 按 開啟/掃描 按鈕 時。	電池端子位置不正確。	以符合電池艙所標示的正負極方 式,重新安裝電池。

錯誤

顯示	意義	需要的操作
0FF	30 秒沒有進任何操作之後,會自動 關閉體溫計。	
ErH	環境溫度高於 40 ℃。	請在 5 ℃ 至 40 ℃ 環境中使
ErL	環境溫度低於 5 °C。	用本體溫計。
22,7	小數點閃爍:本溫度測量超過人體溫 度範圍 34°C 至 42.2°C。	請再次嘗試進行測量。
HI	本溫度測量高於 100 ℃。	請勿使用本體溫計測量物品溫
Lo	本溫度測量低於 0°C。	度。
\(\X\)	顯示時:電池電量低,仍可進行測量。	若可以,請用兩顆新電池進行 電池更換。
	閃爍時:電池電量低,無法進行測 量。	請用兩顆新電池進行電池更 換。

注意:如上文所述操作無法解決問題,請聯絡經銷商。請勿試圖打開或維修本產品,因爲此行爲會導致你的保用期失效。

維修和保養

請勿打開本體溫計,因爲本產品使用的損毀的精細電子元件。如果使用"故障排除"說明仍無法解決問題,請諮詢您的經銷商或 A&D 服務團隊。A&D 服務團隊會提供技術資訊給授權經銷商。

本體溫計於生產期間已經過校準。 無論何時您有測量準確性的問題,請聯絡您的經銷商或 A&D 服務團隊。

技術資料

類型 UT-601

顯示溫度範圍 0 ℃ 至 100 ℃ (32 °F 至 212 °F)

顯示解析度 0.1 °C 或 0.1 °F

測量準確性 (位於環境溫度 16 °C 至 35 °C)

34.0 °C 至 35.4 °C: ±0.3 °C 35.5 °C 至 42.0 °C: ±0.2 °C 42.1 °C 至 42.2 °C: ±0.3 °C

其他: ±1.0 ℃

電源 3VDC

兩個鹼性釦狀電池 LR44 (AG13)

分類 類型 B ★

EMCEN60601-1-2: 2007記憶體最後一次溫度測量

操作環境溫度 5 ℃ 至 40 ℃(41.0 °F 至 104 °F)/95 %RH 或以

下

存儲條件 -10 °C 至 60 °C / 90 %RH 或以下 外形尺寸 大約 27 [W] x 18 [H] x 105 [L] mm

重量 大約 32 g,包括電池

C€₀₃₆₆

注意

規格可能隨時變更,恕不另行通知。 如需 EMC 資訊,請參閱下列網址。

http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_ch.pdf

校準檢查測試指示

僅供受過訓練的專門人員

校準檢查必須由下列機構或人士執行:

- □ 生產商
- □ 商業測量機構
- □ 落實管理醫療裝置操作相關法規條件之人士。

(A) 功能測試

本體溫計的功能測試僅由人或合適的模擬器執行。

(B) 溫度環路完整測試和壓力偏差顯示

注意

- □ 請在 5 °C 至 40 °C 環境中執行測量。 如果環境溫度不在前述溫度範圍內,即顯示錯誤 **ErH** 或 **ErL**。
- □ 顯示溫度範圍爲 0°C 至 100°C。 如果物品溫度超出範圍,即顯示錯誤 **H** 或 **Lo**。

測試程序

- 1. 按 開啓/掃描 按鈕,即可開啓體溫計。
- 2. 將體溫計放置在標準溫度產生器上,如黑體輻射來源。
- 3. 按住 開啟/掃描 按鈕,直到發出一聲嗶聲。
- 4. 鬆開 開啟/掃描 按鈕,即顯示測得的溫度。
- 5. 30 秒沒有進任何操作之後,會自動關閉體溫計。



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131 U.S.A. Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D Australasia Pty Ltd.

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited 한국에이.엔.디(주)

대한민국 서울시 영등포구 여의도동 36-2 맨하탄 B/D 8층 (8th Floor, Manhattan Bldg. 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, KOREA) 전화: [82] (2) 780-4101 팩스: [82] (2) 782-4280

A&D RUS CO., LTD. Компания ЭЙ энд ДИ РУС

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17 (Bldg. 17, Vereyskaya st., Moscow, 121357 RUSSIAN FEDERATION) тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66