

Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-1200BLE

Instruction Manual

Original

English

Manuel d'instructions

Traduction

Français

Manual de Instrucciones

Traducción

Español

Manuale di Istruzioni

Traduzione

Italiano

Bedienungsanleitung

Übersetzung

Deutsch

使用手册

翻譯

中文

دليل الإرشادات لترجمة

العربية

1WMPD4003740B

المحتويات

2	العملاء الأعزاء
2	ملاحظات أوليّة
	التدابير الاحتياطية
6	التعريف بأجزاء الجهاز
	المحتويات
	الرموزا
	استخدام جهاز القياس
	عمليات القياس
	ما المقصود بمؤشر IHB/AFib؟
20	ما المقصود بـ AFib؟
	مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية
	نُبذة عن ضغط الدم
	الإعدادات في التطبيق
	الإعدادات في الجهاز
	استكشاف الأخطاء و إصلاحها
	الصيانة
26	البيانات الفنية

العملاء الأعزاء

تهانينا لكم على شراء جهاز قياس مستوى ضغط الدم المتميّز من ٨&D، أحد الأجهزة الأكثر تطوّرًا في الْوقت الحالي. صئمة هذا الجهاز ليوفر سهولة في الاستخدام ودقة في القياس، حيث يسهل عليك القياس اليومي لمستوى ضغط الدم. اليومي لمستوى ضغط الدم. نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى.

العلامة @Bluetooth والشعارات هي علامات تجارية مسجّلة مملوكة لصالح شركة Bluetooth ولا يكون استخدام شركة A&D لأي من تلك العلامات إلا بواسطة ترخيص بذلك. وتكون العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.

ملاحظات أولية

 يتطابق هذا الجهاز مع المواصفات الأوروبية 93/42 EEC الخاصة بالأجهزة الطبية. وتشير عـ للي دقة التطابق. (0123: الرقم المرجعي للهيئة المعنية) 	 □ يتطابق هذا الجهاز مع المواصفات الأوروبية 93/42 EEC الخاصة بالأجهاد و123 إلى دقة التطابق. (0123: الرقم المرجعي للهيئة المعنية)
وبذلك، تقرّ شركة A&D المحدودة أن جهاز موجات الراديو من النوع UA-1200BLE متو توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU. يمكن الاطّلاع على النص الكامل لإعلان الاتحاد الأعبر الرابط الإلكتروني التالي: عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html	عبر الرابط الإلكتروني التالي:
 صئمة هذا الجهاز للاستخدام مع الكبار دون الأطفال الصغار وحديثي الولادة. 	 صئم هذا الجهاز للاستخدام مع الكبار دون الأطفال الصغار وحديثي الولادة.
مكان الاستخدام. هذا الجهاز مُخصص للاستعمال لأغراض الرعاية الصحية المنزلية.	 مكان الاستخدام. هذا الجهاز مُخصص للاستعمال لأغراض الرعاية الصحية ا
م م مرة هذا الحواذ اقداس وستوى ضغط الدوروودل ضريرات القاب الإنسان لأغراض التشخوص	□ حدُوم هذا الحواز اقداس وستوى ضغط الدووودل ضريات القاب الإنسان لأع

التدابير الاحتياطية


صئنّع هذا الجهاز باستخدام مُكوّنات دقيقة؛ لذا تجنّب مطلقًا تعريضه لدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة والصدمات والغبار.
نظّف الجهاز والرباط باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة أو قطعة قماش مبللة بالماء ومنظف معتدل. تجنب مطلقًا استخدام الكحول أو البنزين أو الثنر أو غيرها من المواد الكيميائية القاسية من أجل تنظيف الجهاز أو الرباط.
الجهاز والرباط غير مقاومين للماء. تجنَّب تعرّض الجهاز والرباط للبلل بفعل الأمطار والعرق والمياه.
يمكن أن تتعرض عمليات القياس للتشويش إذا جرى استخدام الجهاز بجوار أجهزة التلفزيون أو الميكروويف أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة التي ينبعث منها الأشعة السينية أو الأخرى ذات المجالات الكهربائية القوية.
عند إعادة استخدام الجهاز، تأكد من أنه نظيف.
الأجهزة والأجزاء والبطاريات المستعملة لا تُعامل معاملة النفايات المنزلية العادية، ويجب التخلص منه وفقًا للوائح المحلية المعمول بها.
لا تعدّل في الجهاز. يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف الجهاز.
يتطلب قياس مستوى ضغط الدم، الضغط على المعصم من خلال الرباط بقوة تكفي لإيقاف تدفق الده مؤقتاً في شريان الذراع. يمكن أن يُسبّب ذلك في الشعور بالم أو تنميل أو ظهور علامة حمراء مؤقتة بالمعصم. تظهر هذه العلامات لا سيما عند تكرار عملية القياس بشكل متتابع. سيختفي أي ألم أو تنميل أو علامات حمراء بمرور الوقت.
إذا شعرت بألمٍ شديد أثناء إجراء عملية القياس، فيُرجى نزع الرباط.
يمكن أن يتسبب تكرار عمليات قياس مستوى ضغط الدم بشكل متتابع، في حدوث مشكلة صحية بسبب تكرار الضغط على تدفق الدم.
تجنب طيّ الرباط لفترات طويلة؛ يؤدي هذا التصرف إلى قصر مدة استخدام تلك المكوّنات.
عند استخدام محوّل التيار المتردد، تأكد من سهولة إمكانية إزالته من المأخذ الكهربائي عند الضرورة.

قد ترتفع درجة حرارة الرباط في بعض الاحيان إلى 44 درجة مئوية عندما تبلغ درجة الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية. إذا شعرت بارتفاع بالغ في حرارة الرباط، فيُرجى نزعه في الحال.
يُرجى عدم استخدام المعدات الجراحية عالية التردد بالتزامن مع استخدام الجهاز.
لم تُجر اختبارات سريرية على الأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل. لا تستخدم الجهاز على الأطفال حديثي الولادة أو النساء الحوامل.
إذا كنت قد أجريتِ عملية استئصال الثدي، فاستشيري الطبيب قبل استخدام الجهاز.
لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز من تلقاء أنفسهم واحرص على أن يكون استخدام الجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال. يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف.
ثمة أجزاء صغيرة في الجهاز يمكن أن تسبب الاختناق للأطفال في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ.
لا تلمس البطاريات والمريض سويًا في الوقت نفسه. قد يؤدي ذلك إلى التعرّض لصدمة كهربائية.
أجهزة التواصل اللاسلكي كأجهزة الشبكات المنزلية والهواتف النقالة والهواتف اللاسلكية مع قواعد شحنها وأجهزة الاتصال اللاسلكي قد تؤثر على جهاز قياس ضغط الدم هذا، ولذلك يجب الحفاظ على مسافة 0.3 أمتار كحد أدنى بينه وبين مثل تلك الأجهزة.
افصل محوّل التيار المتردد عند عدم استخدامه أثناء القياس.
قد يعرّض استخدام ملحقات لا ترد تفصيلاً في هذا الدليل سلامتك للخطر.
إذا تسببت البطارية في حدوث دائرة قصر، فيمكن أن تصبح ساخنة وتتسبب في حروق بالجلد.
اترك الجهاز يتكيّف على البيئة المحيطة قبل الاستخدام (مدة ساعة واحدة تقريبًا).
لا تبدأ في نفْخ الهواء دون لف الرباط حول العضد.
يمكن أن يتأثر أداء جهاز قياس مستوى ضغط الدم التلقائي بسبب الزيادة البالغة في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر

نع الاستعمال يلي استعراض للتدابير الاحتياطية من أجل استخدام ملائم للجهاز.	موا فيما
ي ي رو ل المعصم الذي يتصل به جهاز طبي آخر. قد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة.	_
يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في الدورة الدموية في المعصم استشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز لتفادي التعرّض للمشكلات الطبية.	
لا تشخّص بنفسك نتائج القياس وتبدأ في تناول العلاج من تلقاء نفسك. استشر الطبيب دائمًا من أجل تقييم النتائج والعلاج.	
لا تلف الرباط حول المعصم الذي به جرح لم يلتئم بعد.	
لا تلف الرباط حول المعصم الذي يتلقى التنقيط الوريدي أو نقل الدم. يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض للإصابة.	
لا تستخدم الجهاز في أماكن وجود الغازات القابلة للاشتعال، مثل غازات التخدير. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انفجار.	

لا تستخدم الجهاز في أماكن تركيز الأكسجين فيها مرتفع، مثل غرفة الأكسجين عالية الضغط أو خيمة الأكسجين. يمكن أن يتسبب ذلك في اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

التعريف بأجزاء الجهاز



المحتويات

- ٠ 1 جهاز قياس مستوى ضغط الدم
 - 1 دليل الإرشادات
 - 1 كابل الشحن

الرموز

الرموز المطبوعة على علبة الجهاز والرباط

الوظيفة/المعنى	الرموز
وضع الاستعداد وتشغيل الجهاز.	ψ
تيار مباشر	
النوع BF: صُمم الجهاز والرباط من أجل توفير حماية خاصة ضد التعرّض للصدمات الكهربائية.	*
ملصق التوجيه EC للأجهزة الطبية	C € ₀₁₂₃
ممثل الاتحاد الأوروبي	EC REP
الجهة المصنّعة	
تاريخ التصنيع	2018
رمز الحماية الدولية: تصنيف IP هو درجات الحماية التي يتمتع بها الجهاز وفقًا للتوجيه IEC 60529. هذا الجهاز محمي ضد المواد الغريبة الصلبة التي يبلغ قطر ها 12 مم أو أكبر، مثل الإصبع. هذا الجهاز غير محمي ضد الماء.	IP
رمز WEEE	X
الرقم التسلسلي	SN
عنوان Bluetooth	ВТ
راجع دليل/كتيّب الإرشادات	③
للإشارة إلى المستويات المرتفعة بشكل عام، وربّما تصل إلى حد الخطر، من الإشعاعات غير المؤينة، أو للإشارة إلى المعدات أو الأنظمة، مثل تلك الموجودة في المجال الكهربائي الطبي الذي يتضمن أجهزة الإرسال ذات التردد الراديوي أو تلك التي تستخدم عمدًا الطاقة الكهرومغناطيسية ذات التردد الراديوي للتشخيص أو العلاج.	((-)))
حافظ عليه جافًا	/
الناقل التسلسل العالمي	•

الرموز

الرموز التي تظهر على الشاشة

		الر الركز التي الم
الإجراء الموصى به	الوظيفة/المعنى	الرموز
	ضغط الدم الانقباضي mmHG.	SYS
	ضغط الدم الانبساطي mmHG	DIA
	عدد الضربات في الدقيقة	PUL
اشحن الجهاز	طاقة البطارية منخفضة.	[]
حدد المستخدم	وضع تحديد المستخدم	å
	التطبيق متصل بالجهاز .	* []
	تم فصل التطبيق من الجهاز.	*
إجراء القياس قيد التنفيذ. يظل ثابتًا قدر المستطاع.	يظهر حينما يكون إجراء القياس قيد التنفيذ.	•
لف الرباط بطريقة صحيحة، وقم بإجراء القياس مرة أخرى.	لم يتم اكتشاف ضربات القلب بطريقة صحيحة.	E PUL /min
قم بإجراء القياس مرة أخرى. كُن ثابتًا أثناء إجراء القياس.	ضغط الدم غير مستقر نظرًا للتحرّك أثناء إجراء القياس. قيم الضغط الانقباضي والانبساطي ضمن نطاق 10 mmHG من كليهما.	Err 1
لف الرباط بطريقة صحيحة، وقم بإجراء القياس مرة أخرى.	قيمة الضغط لم ترتفع أثناء نفْخ الهواء. لم يُلف الرباط بطريقة صحيحة.	Err 3
اضغط على زر إعادة التعيين. بعد إعادة التعيين، سوف تختفي بيانات الساعة. اتصل بشركة A&D Medical إذا استمر ظهور الخطأ.	خطأ داخلي في جهاز قياس مستوى ضغط الدم.	Err 9
	يتم نقل البيانات	*
يمكن إجراء القياسات ولكن لن يرسل الجهاز البيانات لاسلكيًا.	وضع عدم الاتصال	

الرموز

الإجراء الموصى به	الوظيفة/المعنى	الرموز
يمكن أن يؤدي إلى إظهار قيمة خاطئة. قم بإجراء القياس مرة أخرى. كن ثابتًا أثناء إجراء القياس.	يظهر عند تحرّك الجسم أو المعصم أثناء القياس.	<u>\$</u>
يمكن أن يؤدي إلى إظهار قيمة خاطئة. لف الرباط بطريقة صحيحة، وقم بإجراء القياس مرة أخرى.	يظهر أثناء إجراء القياس في حال عدم لف الرباط بإحكام حول الذراع.	Ğ
	يتم تحديث البرنامج الثابت.	
	يظهر عندما تكون ضربات القلب غير ثابتة.	♥

جهاز قياس مستوى ضغط الدم الرقمي الإصدار UA-1200BLE يتميّز بوجود 5 أوضاع للقياس.

1. القياس في الوضع داخل التطبيق:

يمكن للمستخدم إجراء القياس وعرض القياسات السابقة في تطبيق A&D Connect.

2. القياس في الوضع عدم الاتصال:

يمكن أيضًا إكمال القياس دون استخدام تطبيق A&D Connect. وسيتم تخزين البيانات في الجهاز ونقلها إلى التطبيق عند الاتصال.

3. القياس في الوضع متعدد المستخدمين: (داخل التطبيق):

يمكن استخدام 6 مستخدمين بحد أقصى (5 حسابات بالإضافة إلى زائر واحد) وتخزين البيانات في التطبيق. يجب أن يكون لكل مستخدم جهازًا محمولاً متصلاً بالجهاز.

4. القياس في الوضع ضيف: (داخل التطبيق):

يمكن للمستخدم إجراء القياس كضيف دون تسجيل حساب في تطبيق A&D Connect. ويتم حفظ البيانات في ذاكرة الجهاز المحمول دون حسابك.

5. القياس في الوضع زائر (عدم الاتصال):

حدد "Visitor" لإجراء القياس في وضع الزائر من الجهاز فقط. ولا يتم تخزين البيانات في وضع الزائر.


شحن الجهاز

يمكن شحن البطارية شحنًا جزيلًا، ولكن احرص على شحنها بالكامل بعد أول مرة استخدام من الشراء.


1. أزل غطاء موصل USB.




2. صل كابل الشحن.




3. سيُضيء مصباح مؤشر LED باللون الأحمر أثناء الشحن.



4. عند اكتمال الشحن، سينطفئ مصباح مؤشر LED باللون الأحمر.



5. انزع كابل الشحن بمجرد اكتمال عملية الشحن.



تنبيه!

- تتباین فترة تشغیل البطاریات حسب درجة الحرارة المحیطة، وقد تكون فترة تشغیلها أقصر عند درجات الحرارة المنخفضة.
 - يُرجى استخدام كابل الشحن المحدد المرفق مع الجهاز.
 - يتعذر إتمام قياس مستوى ضغط الدم أثناء الشحن.
 - عند فصل محوّل التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي، أمسك هيكل محوّل التيار المتردد واسحبه خارج المأخذ.
- عند فصل كابل الشحن من جهاز قياس مستوى ضغط الدم، أمسك الكابل واسحبه خارج المأخذ.
 - لا تصل الجهاز بأى أجهزة أخرى بخلاف تلك المحددة.
 - لا تغيّر البطارية.
 - إذا لم يعد بالإمكان شحن البطارية، فيرجى الاتصال بالوكيل.
 - قد يتسبّب الشحن الزائد للبطارية في خفض فترة تشغيلها.
- قد يتسبب استبدال بطارية الليثيوم من قبل شخص غير مدرب بالقدر الكافي في التعرض لمخاطر من قبيل اندلاع حريق أو وقوع انفجار.

الوظيفة اللاسلكية

- ◄ في بعض الحالات مستبعدة الحدوث، قد يتسبب هذا الجهاز في تداخل موجات الراديو مع محطة لاسلكية، وفي هذه الحالة قم بتغيير موقع استخدام الجهاز أو توقف عن استخدامه في الحال.
- ◄ احرص على استخدام الجهاز في مكان يكون مرئيًا فيه الجهازين المراد توصيلهما رؤية جيدة. تنخفض مسافة الاتصال بفعل المباني أو العوائق الأخرى. قد يكون الاتصال مستحيلًا، على وجه الخصوص، عند استخدام الأجهزة في الجانب الآخر من الإسمنت المقوّى.
- لا تستخدم اتصال ®Bluetooth في نطاق أجهزة شبكة الاتصالات المحلية اللاسلكية أو الأجهزة اللاسلكية الأخرى، ولا بجوار الأجهزة التي ينبعث منها موجات الراديو، مثل أجهزة الميكروويف، ولا في المواقع الأخرى التي تكون قوّة الإشارة فيها ضعيفة. وقد ينتج عن فعل ذلك فقدان الاتصال أو بطء شديد في سرعات التواصل أو حدوث أخطاء.

- ◄ قد يتسبب استخدام جهاز القياس بالقرب من جهاز شبكة الاتصالات المحلية اللاسلكية الاسلكية IEEE802.11g/b/n في حدوث تداخل متبادل، ما قد ينتج عنه انخفاض في سرعات الاتصال أو ربما منع حدوث الاتصال. في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة الخاص بالجهاز غير المستخدم، أو استخدم جهاز القياس في موقع مختلف.
- إذا لم يتصل جهاز القياس اتصالاً طبيعيًا عند استخدامه بالقرب من محطة بث أو محطة لاسلكية، فاستخدم جهاز القياس في موقع مختلف.
- لا تتحمل شركة A&D Company, Limited المسؤولية عن أي تلفيّات تنجم عن التشغيل غير الصحيح أو فقدان البيانات أو غيرها من الأضرار التي قد تنجم عن استخدام هذا المنتج.
 - ♦ هذا المنتج غير مضمون فيما يتعلق بالاتصال بجميع الأجهزة المتوافقة مع تقنية ®Bluetooth.

Bluetooth® عبر تقتية ®Bluetooth

هذا المنتج مزود بوظيفة 4.1 \Bluetooth اللاسلكية ويمكنه الاتصال بالأجهزة التالية المزودة بتقنية \Bluetooth.

نظام التشغيل iOS الإصدار 8.0 أو أحدث من Apple

هواتف iPhone 4s أو أحدث،

أجهزة iPad touch الجيل الخامس؛

ا العلي العالمان المجهورة II ad todell

أجهزة Pad 3.4؛ أجهزة iPad Air؛ أجهزة iPad mini

نظام التشغيل Android الإصدارات 4.4.4 و 5.1 و 6.0 و 7.0 مجموعة محدة من الأجهزة المزوّدة بتقنية Bluetooth التشغيل الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android

للاطّلاع على قائمة بأحدث الأجهزة المتوافقة، تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/

للاتصال بجهازك المحمول - قم بتنزيل وتثبيت "تطبيق A&D" على جهازك المحمول. يُشار إليه فيما بعد باسم "التطبيق".





إعداد الجهاز (الاقتران)

1. تأكد من أن تعيين وظيفة \Bluetooth على الوضع ON (تشغيل) في الجهاز المحمول.

2.قم بتشغيل التطبيق A&D Medical CONNECT.

سيومض الرمز الموجود على اليسار في جهاز القياس.

3 اقبل طلب الاقتران من النافذة المنبثقة.





إقران عدة مستخدمين

يمكن لجهاز القياس تسجيل 5 مستخدمين بحدٍ أقصى. اتبع الإرشادات السابقة لإقران الجهاز المحمول الخاص بكل مستخدم.

ويمكن إضافة مستخدمين جدد في أي وقت. وسيتم مسح المستخدم الذي يكون له أقل عدد مرات قياس بمجرد وصول الجهاز إلى 5 مستخدمين بحد أقصى.

ملاحظة: إذا كان المستخدم الجديد يستخدم الجهاز المحمول نفسه، فلا يلزم حينئذٍ إعادة الاقتران نظرًا لأن هذه الخطوة قد اكتملت بالفعل.

ملاحظة: الوضع الافتراضي هو وضع الزائر دون التسجيل في الذاكرة ودون الاقتران.


تنبيه!

تبلغ مسافة الاتصال بين جهاز القياس والجهاز المستقبل 33 قدمًا تقريبًا (أي حوالي 10 أمتار). قد تنخفض هذه المسافة حسب الظروف المحيطة، لذا احرص على التحقق من أن المسافة بين كلا الجهازين قصيرة بالقدر الكافي الذي يسمح بإجراء الاتصال بعد إتمام عملية القياس.

كيفية وضع رباط الذراع

لف الرباط حول العضد (أعلى الذراع)، فوق الجزء الداخلي من المرفق بمقدار 0.5 بوصة (1-2 سم) تقريبًا، كما هو موضّح في الشكل. اجلس مستريحًا للحفاظ على الثبات/الوضعية الصحيحة للذراع.

ملاحظة: يجب أن يكون الشريط الأبيض أقرب ما يكون من راحة اليد.



كيفية إجراء عمليات قياس دقيقة

للحصول على قياس دقيق تمامًا لمستوى ضغط الدم:

- □ اجلس مستريحًا على كرسي. أرخ ذراعك على الطاولة. لا تضع قدمًا فوق الأخرى. أبق قدميك على
 الأرض واجعل ظهرك مستقيمًا.
 - □ استرخ لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملية القياس.
 - اجعل منتصف الرباط عند المستوى نفسه للقلب.
 - ابق ثابتًا وحافظ على هدوءك أثناء القياس.
- □ لا تقس مستوى ضغط الدم فور الانتهاء من ممارسة التمرينات البدنية أو الاستحمام. استرخ لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين دقيقة قبل إجراء عملية القياس.
 - □ حاول قياس مستوى ضغط الدم في الوقت نفسه كل يوم.

القياس في الوضع داخل التطبيق

- 1. تأكد من أن تعيين وظيفة @Bluetooth على الوضع ON (تشغيل) في الجهاز المحمول.
 - 2. افتح تطبيق A&D Connect. سيكتشف التطبيق تلقائيًا وجود جهاز القياس.




4. يبدأ الرباط في الانتفاخ. من الطبيعي أن تشعر أن الرباط مشدود. يعرض التطبيق قيمة الضغط بمجرد بدء الانتفاخ.



 عند اكتمال عملية القياس، سيعرض التطبيق وجهاز القياس النتائج نفسها عند الرمز الموجود على اليمين. (سيتم عرض معدلات النبض والضغط الانقباضي والانبساطي بالتناوب.)


ملاحظة: اضغط على الزر Start مرة أخرى لإيقاف تشغيل جهاز القياس. يكون جهاز القياس مزوّدًا بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي. اجعل المدة الزمنية الفارقة بين عمليات القياس لنفس الشخص دقيقة واحدة على الأقل.

القياس في الوضع عدم الاتصال



2. اضغط على الزر **Start (بدء التشغيل)** مرة أخرى لتحديد مستخدم أو للتبديل أسماء المستخدمين من شاشة تحديد المستخدم.

يمكن تغيير اسم المستخدم في التطبيق ضمن الإعدادات. عند عدم تعيين ذلك، سيظهر الاسم الأول كاسم المستخدم.



- 3. تبدأ عملية القياس تلقائيًا بعد 3 ثوان.
- يومض رمز الصفر (0) على الشاشة لفترة وجيزة. تتغير الشاشة بعدئذ، حيث تبدأ عملية القياس.
- يبدأ الرباط في الانتفاخ. من الطبيعي أن تشعر أن الرباط مشدود. يعرض جهاز القياس قيمة الضغط بمجرد بدء الانتفاخ.
- عند اكتمال عملية القياس، سيعرض جهاز القياس النتيجة عند الرمز الموجود على اليمين. (سيتم عرض معدلات النبض والضغط الانقباضي والانبساطي بالتناوب.)

Λ...

80,,,,


134^{sys}

ملاحظة: اضغط على الزر Start مرة أخرى لإيقاف تشغيل جهاز القياس. يكون جهاز القياس مزوّدًا بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي. اجعل المدة الزمنية الفارقة بين عمليات القياس لنفس الشخص دقيقة واحدة على الأقل.

تحميل عمليات القياس المُخزنة

يمكن لجهاز القياس تخزين ما يصل إلى 100 قراءة ويمكن نقلها إلى التطبيق عند الاتصال.

لنقل البيانات، افتح تطبيق A&D Connect وحدد **Upload Measurement** من نافذة لوحة المعلومات المنبثقة.




Upload Measurement (تحميل عمليات القياس)

شاشة التطبيق

القياس في الوضع متعدد المستخدمين

1. يمكن استخدام 5 مستخدمين بحد أقصى وتخزين القراءات في التطبيق. يجب أن يكون لكل مستخدم جهازًا محمولاً متصلاً بالجهاز. (انظر الصفحة 14 للاطّلاع على ارشادات الاقتران.)



2. إذا كنت تأخذ القراءة دون استخدام التطبيق، فاضغط على الزر **Start (بدء التشغيل)** على جهاز القياس للتبديل بين أسماء المستخدمين. حدد المستخدم المطلوب قبل كل قراءة. وسيتم نقل البيانات إلى التطبيق عند الاتصال.

ملاحظة: سيتم عرض أسماء المستخدمين بالترتيب حسب أصحاب مرات الاستخدام الأكبر.

القياس في الوضع زائر

- 1. اضغط على الزر START (بدء التشغيل) على جهاز القياس.
- 2. اضغط على الزر START (بدء التشغيل) مرة أخرى للتبديل بين اسم المستخدم وتحديد "Visitor O".
 - تبدأ عملية القياس تلقائيًا بعد 3 ثوان.



 عند اكتمال عملية القياس، سيعرض جهاز القياس النتائج عند الرمز الموجود على اليمين. (سيتم عرض معدلات النبض والضغط الانقباضي والانبساطي بالتناوب.)

لا يكون وضع الزائر متاحًا إلا من خلال جهاز القياس. ولا يتم تخزين البيانات في وضع الزائر.

ملاحظات بالنسبة للقياس الدقيق

الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر.

اجلس في وضع مريح. ضع ذراعك على طاولة بحيث تكون راحة يدك مواجهة لأعلى والرباط عند مستوى القلب. إسترخ لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملية القياس. إذا كانت تعتريك فرحة عارمة أو تُمرُّ بحالة اكتئاب نتيجة للضغوطات العاطفية، فسينعكس ذلك منتجًا قراءة أعلى (أو أقل) من القراءة الطبيعية لمستوى ضغط الدم، وستكون قراءة سُرعة النبض أسرع من المعدل الطبيعيُ. ` يتباين مستوي ضغط الدم للفرد باستمرار تبعًا للعمل الذي تقوم به والطعام الذي تتناوله. ويكون للمشروبات التي تتناولها أيضًا تأثيرًا كبيرًا للغاية وسريعًا على مستوى ضغط الدم. يعتمد هذا الجهاز في عمليات القياس التي يُجريها على ضربات القلب. فإذا كان معدل ضربات القلب لَديك ضعيفًا جُدًا أو غير منتظم، فقد يجد الجهاز صعوبة في تحديد مستوى ضغط الدم لديك. إذا اكتشف الجهاز حالة غير طبيعية، فسيوقف عملية القياس ويُظهر رمز الخطأ. راجع الصفحة رقم 7 للاطلاع على وصف الرموز. جهاز قياس مستوى ضغط الدم مُخصص للاستخدام من قِبل البالغين. استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز مع أحد الأطفال. يجب عدم استخدام الأطفال الجهاز دون إشراف.

يمكن أن يتأثر أداء جهاز قياس مستوى ضغط الدم التلقائي بسبب الزيادة البالغة في درجة الحرارة أو

العربية 19

ما المقصود بمؤشر IHB/AFib؟

عند اكتشاف جهاز القياس وجود نظم غير منتظم أثناء عمليات القياس، سيظهر المؤشر IHB/AFib على الشاشة مع قيم القياس.

ملاحظة: نحن نوصي بالاتصال بالطبيب إذا ظهر لك مؤشر (((C)) IHB/AFib هذا بصورة متكررة.


ما المقصود بـ AFib؟

ينقبض القلب نظرًا للإشارات الكهربائية الواقعة في القلب وينشر الدم في جميع أنحاء الجسم. يحدث الرجفان الأذيني (AFib) عندما تُصبح الإشارة الكهربائية في الأذين مشوشة، ما يؤدي إلى اضطرابات في الفواصل الزمنية بين الضربات. ويمكن أن يسبب الرجفان الأذيني (AFib) ركود الدم في القلب، ما يشكّل بسهولة جلطات دموية تتسبب لاحقًا في التعرّض لنوبة قلبية.

مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية

هذا المؤشر بواسطة التطبيق: تتوافق كل شريحة من شرائح مؤشر الشريط مع تصنيف منظمة الصحة العالمية لمستوى ضغط الدم الموضح في الصفحة التالية.





نُبذة عن ضغط الدم

ما المقصود بضغط الدم؟

ضغط الدم هو قوة دفع الدم لجدران الشرايين. وعندما ينقبض الدم، يحدث الضغط الانقباضي. وعندما ينبسط الدم، يحدث الضغط الانبساطي. ويكون الملليمتر الزئبقي (mmHg) هو وحدة قياس ضغط الدم. ويُمثل الضغط الأساسي مقياس ضغط الدم الطبيعي للفرد، وهو أوّل ما يُقاس في الصباح حيث يكون الفرد مسترخيًا وقبل تناوله الطعام.

ما المقصود بارتفاع ضغط الدم وكيف يمكن التحكم فيه؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة من ضغط الدم الشرياني المرتفع غير الطبيعي، الذي يمكن أن يتسبب، في حالة عدم التحكم فيه، في التعرّض لمشكلات صحية، من بينها النوبة القلبية. ويمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة، وتفادي حالات الإجهاد، وبتناول العلاج تحت الإشراف الطبي. للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو التحكم فيه:

مارس الرياضة بانتظام	🗖 تجنب التُدخين
اخضع لفحوصات طبية منتظمة	🗖 قلّل من تناول الأملاح والدهون
-	🔲 حافظ على وزنك المثّالي


ما فائدة قياس ضغط الدم في المنزل؟

إن قياس ضغط الدم في عيادة أو عند الطبيب يمكن أن يثير المخاوف ويُعطي قراءة مرتفعة، بمقدار 25 إلى mmHg 30 أعلى من القياس في المنزل. يقلل القياس في المنزل من التأثيرات الخارجية على قراءات مستوى ضغط الدم، ويمثل إضافة إلى قراءات الطبيب، ويقدم سجلاً من القراءات الكاملة والأكثر دقة بالنسبة لمستوى ضغط الدم.

نُبذة عن ضغط الدم

تصنيف منظمة الصحة العالمية لمستوى ضغط الدم


وضعت منظمة الصحة العالمية معايير لتقييم مستوى ضغط الدم المرتفع، دون النظر إلى العمر، كما يتضح ذلك في الرسم التخطيطي.



حالات الاختلاف في مستوى ضغط الدم

يختلف مستوى ضغط الدم للفرد اختلافًا كبيرًا على مدار اليوم والموسم. ويمكن أن يتراوح مقدار الاختلاف بين 30 و mmHg 50 نظرًا للظروف المختلفة طوال اليوم. ويمكن أن تكون الاختلافات لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ملحوظة بقدر أكبر. وعادة ما يرتفع مستوى ضغط الدم أثناء العمل أو اللعب، وينخفض إلى أدنى مستوياته أثناء النوم. لذلك، لا تقلق كثيرًا حيال النتائج التي تظهر من عملية قياس واحدة.

أجرِ عمليات القياس في الوقت نفسه كل يوم باتباع الإجراء الموضّح في هذا الدليل لمعرفة المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم لديك. وتقدّم القراءات المنتظمة سجلاً أكثر شمولية لمستوى ضغط الدم. احرص على توضيح الوقت والتاريخ عند تسجيل مستوى ضغط الدم لديك. استشر الطبيب ليفسّر لك بيانات مستوى ضغط الدم.



الإعدادات في التطبيق

الوصف	الإعداد
يمكن للمستخدم استبدال اسم المستخدم الافتراضي للجهاز وتخصيص	Nickname (الاسم المستعار)
اسم مستخدم معیّن له (بحد أقصى 10 أحرف).	
يمكن المستخدم من اختيار المدة الفاصلة بين الضغط على الزر	Start Time (وقت بدء التشغيل)
"Start" وبدء تشغيل الجهاز عملية القياس. ويكون مفيدًا تحديد مدة	التشغيل)
فاصلة أطول عند الاستخدام مع عدة مستخدمين. ويكون مفيدًا تحديد	
مدة فاصلة أقصر عند الاستخدام مع مستخدم واحد. الإعداد	
الافتراضي للمستخدم الواحد هو مدة ثانية واحدة، بينما يكون 5 ثوانٍ	
للمستخدمين المتعددين.	
السماح للمستخدم بحذف نفسه كمستخدم من جهاز BP.	Remove User (حذف المستخدم)
يمكن المستخدمين من تحديث الجهاز بأحدث إصدار من برنامج	Check Software
.Bluetooth®	Update (التحقق من تحديث البرنامج)
السماح للمستخدم بالغاء اقتران جهازه المحمول بجهاز BP. ويمكن	Únpair (إلغاء الاقتران)
إتمام ذلك أيضًا عبر إعداد Bluetooth® في الجهاز المحمول.	
ستؤدي هذه الوظيفة إلى إعادة تعيين الجهاز إلى إعدادات المصنع	Reset (إعادة التعيين)
الافتراضية. وسيتم حذف جميع التواريخ الموجودة في الجهاز.	
ولن يؤثر ذلك على أي بيانات مخزنة في جهازك المحمول.	

الإعدادات في الجهاز

ضبط الجهاز

يمكن استخدام ميزة وضع عدم الاتصال في أي مكان غير مسموح فيه استخدام أجهزة تنبعث منها ترددات الراديو. ويمكن إجراء عملية القياس في وضع عدم الاتصال وسيتم نقل البيانات إلى التطبيق عند الاتصال.





2. حدد ON (تشغيل) وانتظر مدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع عدم الاتصال. في وضع عدم الاتصال الموجود في وضع عدم الاتصال الموجود على اليسار.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
اشحن البطارية.	بطارية منخفضة الشحن	
اضغط على مفتاح إعادة التعيين.	خطأ داخلي في جهاز قياس مستوى ضغط الدم.	لا يتم تشغيل الجهاز .
انزع كابل الشحن.	تم توصيل كابل شحن البطارية.	
اشحن البطارية.	بطارية منخفضة الشحن	لا ينتفخ الرباط بالهواء.
احرص على أن تظل ثابتًا وهادئًا أثناء القياس.	حرّكت معصمك أو جسدك أثناء القياس.	الجهاز لا
إذا كان معدل ضربات القلب لديك ضعيفًا جدًا أو غير منتظم، فقد يجد الجهاز صعوبة في تحديد مستوى ضغط الدم لديك.		يقيس. القراءات
اجلس في حالة ثبات وهدوء. ضع ذراعك على طاولة بحيث تكون راحة يدك مواجهة لأعلى ورباط المعصم عند مستوى القلب.	موضع الرباط غير صحيح.	مرتفعة أو منخفضة للغاية.
قد يتسبب الشعور بالخوف في العيادة أو لدى الطبيب في تسجيل قراءة مرتفعة. يقلل القياس في المنزل من التأثيرات الخارجية على قراءات مستوى ضغط الدم، ويمثل إضافة إلى قراءات الطبيب.	القيمة مختلفة عن القياس في العيادة أو لدى الطبيب.	أخرى

ملاحظة: إذا لم تُحل المشكلات باتباع الإجراءات الموضحة أعلاه، فاتصل بالوكيل. لا تحاول فتح أو إصلاح هذا المنتج، نظرًا لأن أي محاولة للقيام بذلك ستؤدي إلى إلغاء الضمان.

الصبانة

لا تفتح الجهاز. تُستخدم مكوّنات كهربائية شديدة الحساسية ووحدة هواء معقدة يمكن أن تتلف. وإذا تعذّر عليك حل المشكلة باتباع إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فاتصل بالوكيل المعتمد في منطقتك أو قسم خدمة العملاء. سيزود قسم خدمة العملاء التابع لشركة A&D المعلومات الفنية وقطع الغيار والوحدات للوكلاء المعتمدين.

صئمم الجهاز وصئنّع ليتمتع بفترة تشغيل طويلة. ومع ذلك، فإنه يوصى بشكل عام بفحص الجهاز كل عامين لضمان التشغيل الصحيح له ودقة أدائه. يُرجى الاتصال بالوكيل المعتمد في منطقتك أو شركة A&D لإجراء الصيانة.

البيانات الفنية

UA-1200BLE النوع

طريقة القياس القياس بالذبذبات

الضغط: 0 - 299 mmHg نطاق القياس

الضغط الانقباضي: 60 - 279 mmHg الضغط الانبساطي: 40 - 200 mmHg

النبض: 40 - 180 ضربة/الدقيقة

الضغط: ±3 mmHq دقة القياس

النبض: ±5%

22 سم إلى 42 سم محيط الذراع

بطارية ليثيوم أيون بقدرة 3.7 فولت سعة 325 ميلي أمبير مصدر الإمداد بالطاقة

> تقريبًا 100 مرة عدد مرات القياس

عند قيمة ضغط 170 mmHg، ودرجة حرارة الغرفة

23 درجة مئوية.

جهاز طبی کهربائی ME بمصدر طاقة داخلی التصنيف

> (یعمل ببطاریات) ا الفئة || (يعمل بمحوّل التيار)

وضع التشغيل المستمر

و فقًا لشهادة 2-15081060 الاختبار السريري

IEC 60601-1-2:2014 **EMD**

البيانات الفنية

® Bluetooth الإصدار 4.1 منخفض الطاقة

تكنولوجيا BLP

نطاق التردد: 2,402 ميجاهرتز إلى 2,480 ميجاهرتز

الطاقة القصوى لخرج التردد الراديوي: 2.1 ديسيبل ميلي وات

التحوير: GFSK

800 إلى 1,060 هكتوباسكال

ظروف النقل/التخزين -20 إلى +60 درجة مئوية / 10% إلى 95% الرطوبة النسبية/

700 إلى 1,060 هكتوباسكال

الأبعاد تقريبًا 44 [عرض] × 126 [ارتفاع] × 26 [عمق] مم

الوزن تقريبًا 205 جم

الحماية من المواد الدخيلة الجهاز: IP20

الجزء الملفوف الرباط النوع BF

مدة صلاحية الجهاز 5 سنوات (باستخدامه ست مرات في اليوم)

الأدوات المرفقة UA-1200BLE - قطعة واحدة

دليل الإرشادات - قطعة واحدة

كابل الشحن (KSUSB-2C) - قطعة واحدة

اختياري محوّل النيار المتردد: AX-TB283

مذكرة



A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands Tel: [31] (70) 345-8570 Fax: [31] (70) 346-7299

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom

Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.

Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

OOO A&D RUS ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, дом 17

(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)

тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易(上海)有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120 (32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120, China)

电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED ऐ&डी इन्स्ट्रयमेन्ट्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड

509, उद्योग विहार , फेस –5, गुड़गांव – 122016, हरियाणा , भारत

(509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122 016, Haryana, India)

फोन: 91-124-4715555 फैक्स : 91-124-4715599

