

Moniteur numérique de pression artérielle

Modèle UA-611 / UA-651

Mode d'emploi Traduction

1. Chers clients

Le moniteur de pression artérielle A&D est l'un des plus évolués disponibles et il est conçu pour être précis et d'utilisation facile. Cet appareil facilite la prise de tension artérielle quotidienne.

Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

2. Remarques préliminaires

- □ Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux produits médicaux. La marque de conformité (€0123 en est la preuve. (0123 : numéro de référence pour l'organisme notifié concerné)
 □ Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur les nouveau-nés ou les enfants.
 □ Lieu d'utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dans un environnement d'orgestique de soins de santé.
- un environnement domestique de soins de santé.
- Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes en vue d'un diagnostic.

- Des composants de précision sont utilisés dans la construction de cet appareil. Il convient d'éviter les extrêmes en matière de température, d'humidité, d'exposition à la lumière directe du soleil, de chocs ou de poussière.

 Nettoyez l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon sec et doux ou d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent neutre. N'itolisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil ou le brassard.

 Evitez de pieir fortement le brassard ou de ranger le tuyau fortement tordu pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire la durée de vie des accessoires.

 L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Évitez que la pluie. la sueur

- pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire la durée de vie des accessoires.

 L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Évitez que la pluie, la sueur ou de l'eau ne souillent l'appareil et le brassard.

 Il est possible que les mesures soient altérées si l'appareil est utilisé à proximité de téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires, de sources de rayonnement X ou d'autres appareils émettant de forts champs électriques.

 Si vous réutilisez l'appareil, vérifiez que celui-ci est propre.

 L'équipement, les pièces et les piles usagées ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut conformément aux règlementations locales applicables.

 Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous que celui-ci peut être facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.

 Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager l'appareil.

 Pour mesurer la pression artérielle, le bras doit être comprimé de manière suffisamment forte par le brassard pour arrêter temporairement la circulation sanguine dans l'arière. Il est possible que cela provoque une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet état apparait en particulier si la mesure est répétée à plusieurs reprises. La douleur, fengourdissement ou use marques rouges disparaissent avec le temps.

 Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s'étranglent pas avec le tuyau.

 Ne tordez pas le tuyau d'air pendant la mesure. La pression continue du brassard nourrait vous blesser.
- avec le tuyau.

 Ne tordez pas le tuyau d'air pendant la mesure. La pression continue du brassard pourrait vous blesser.

 Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin. Si vous utilisez l'appareit à plusieurs reprises, assurez-vous que l'utilisation de l'appareit n'entrave pas la circulation sanguine de manière prolongée. Aucun essai dinique n'a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes. N'utilisez pas l'appareit sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser cet appareit si vous avez subi une mastectomie.

- Nutilisez pas l'appareil sur des nouveauntes ou des ten in res en ucenies. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous avez subi une mastectomie. Ne laissez pas d'enfants utiliser l'appareil par eux-mêmes et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il se trouve à portée d'enfants en bas âge. Cela pourrait provoquer des accidents ou des dommages. (Ne laissez pas d'enfants utiliser l'appareil par eux même et) mettez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d'étouffer les enfants en bas âge s'ils venaient à les avaler. Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine. Par conséquent, vous devez maintenir une distance minimale de 30 cm par rapport à ces dispositifs. Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela pourrait entraîner un choc électrique. Débranchez l'adaptateur secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant la mesure. L'utilisation d'accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre la sécurité.

- sécurité. Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer potentiellement des brûlures.

 Laissez l'appareil s'adapter à l'environnement ambiant avant utilisation (environ une heure).


 Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure du bras.

Contre-indications

Vous trouverez ci-dessous les précautions pour l'utilisation appropriée de cet

- M'appliquez pas le brassard sur un bras auquel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner
- Les personnes ayant de graves problèmes de circulation au niveau du bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
- Vous ne devez pas procéder à un autodiagnostic du résultat des mesures et commencer un traitement de votre propre initiative. Consultez toujours un médecin pour une évaluation des résultats et du traitement. Nappliquez pas le brassard sur un bras comportant une blessure non
- soignée. N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte à goutte intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer une
- Intraventeux ou une transusion sariguine. Ceta pourrait provoquer une blessure ou des accidents. N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiques. Cela pourrait provoquer une explosion. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration en oxygène, tels qu'une chambre à oxygène haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

4. Nomenclature



Remarque : le modèle UA-611 n'est pas équipé de prise de courant continu pour La prise de courant continu se situe à l'amère du modèle UA-651 uniquement. L'adaptateur secteur est un accessoire disponible en option (vendu séparémer

Écran MÉMOIRE SYS Pression systolique mmHg Pression diastolique DIA mmHg Symbole I.H.B. (symbole Irregular **H**eart**b**eat, fréquence cardiaque irrégulière)

Indicateur des piles Indicateurs de pression à barres et indicateur de classification OMS

Symboles

Symboles qui apparaissent sur l'ecran					
	Symboles Fonction / signification		Action recommandée		
	•	S'affiche lorsqu'une mesure est en cours. Clignote lorsque le pouls est détecté.	Une mesure est en cours. Restez aussi immobile que possible.		
	(((<u>)</u>))	I.H.B. s'affiche lorsqu'une fréquence cardiaque irrégulière est détectée. Il est possible qu'il s'allume lorsqu'une très faible vibration, telle qu'un tremblement ou une secousse, est détectée.			
	М	Mesures précédentes stockées en mémoire.			
	c //	PILE PLEINE Indicateur de puissance des piles pendant la mesure.			

PILE FAIBLE La puissance de la pile est faible en cas de clignotement. Remplacez toutes les piles par des piles neuves lorsque le symbole dignote. Tension artérielle instable à caus de mouvements pendant la Effectuez une autre mesure. Demeurez immobile pendant la mesure es valeurs systoliques et diastoliques sont comprises dans une marge de 10 mmHg l'une de Appliquez correctement le brassard et prenez une autre La valeur de la tension ne doit pas augmenter pendant le gonflage Le brassard n'est pas appliqué Err ERREUR AFFICHAGE PRESSION brassard et prenez une autre mesure. F Le pouls n'est pas correctement Err Retirez les <u>piles et</u> appuyez su le bouton START, puis mettez à nouveau les piles en place. Si Erreur interne de l'appareil Errg l'erreur s'affiche encore, contactez le distributeur.

Symboles imprimés sur le boîtier de l'appareil.


	Symboles	Fonction / signification
	Ф	Permet de mettre l'appareil en veille et de l'allumer.
	SYS	Pression sanguine systolique en mmHg
	DIA	Pression sanguine diastolique en mmHg
	PUL	Pulsation par minute
	$\oplus \Box \ominus$	Guide d'installation des piles
		Courant continu
	*	Type BF: l'appareil, le brassard et le tuyau sont conçus pour offrir une protection particulière contre les chocs électriques.
	C € ₀₁₂₃	Étiquette de conformité de l'appareil médical avec la directive CE
	EC REP	Représentant UE
	444	Fabricant
	2015	Date de fabrication
	<u>X</u>	Étiquette WEEE
	SN	Numéro de série
	❷	Reportez-vous au mode d'emploi/la brochure
	⊕ © ⊕	Polarité de la prise de courant continu
	IP	Symbole de protection internationale
	//	Maintenir sec

6. Utilisation de l'appareil

6.1. Mise en place / Remplacement des piles

Retirez le couvercle du logement des piles Retirez les piles usagées du logement des piles si vous devez les changer. Introduisez les nouvelles piles dans le logement des piles, comme indiqué, en veillant à respecter les polarités (+)

Remettez en place le couvercle du logement des piles. Utilisez uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.



ATTENTION

ITENTION

Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont pas correctement mises en place, l'appareil ne fonctionnera pas.

Lorsque

☐ clignote à l'écran et que l'appareil annonce que les piles doivent être remplacées, remplacez toutes les piles par des neuves. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait réduire la durée de vie des piles ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Remplacez les piles au moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.

Le symbole i ☐ ne s'affiche pas lorsque les piles sont épuisées.

La durée de vie des piles varie en fonction de la température ambiante et peut se trouver réduire à des températures hasses. En oénéral quatre piles R6P

se trouver réduite à des températures basses. En général, quatre piles R6F


neuves durent environ trois mois, à raison de deux mesures par jour. Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles foumies avec l'appareil sont destinées à évaluer les performances de l'appareil et peuvent avoir une durée de vie limitée Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Il est possible que les piles fuient et provoquent un dysfonctionnement.


Douille d'air

6.2. Branchement du tuyau d'air Introduisez fermement le connecteur de prise d'air sur la Tuyau d'air Connecteur de prise d'air

douille d'air.

6.3. Branchement de l'adaptateur secteur Introduisez fermement la fiche de l'adaptateur secteur sur la prise de courant continu. Puis, branchez l'adaptateur secteur sur une prise





- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur, tenez le corps de l'adaptateur et débranchez-le de la prise
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur du moniteur de pression sanguine, tenez la fiche de l'adaptateur et débranchez-la du moniteur.

6.4. Sélection du brassard approprié

- .4. Selection du prassard approprie
 L'utilisation d'un brassard de taille appropriée est importante pour une mesure précise. Si le brassard n'est pas d'une taille appropriée, il est possible que la mesure donne une valeur de tension artérielle incorrecte.
 La taille du bras est imprimée sur chaque brassard.
 L'index ▲ et la plage d'accord appropriée, sur le brassard, vous indiquent si vous appliquez un brassard approprié. Reportez-vous à « 6.5 Application du brassard ».
 Si l'index ▲ pointe à l'extérieur de la plage, contactez votre distributeur local afin d'acheter un brassard de remplacement.
 Le brassard est un consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

 Taille du brase.

- ٥

Taille du bras	Taille de brassard recommandée	Numéro du catalogue		
31 cm à 45 cm	Grand brassard pour adulte	CUF-F-LA		
22 cm à 32 cm	Brassard pour adulte	CUF-F-A		
Taille du bras : circonférence au niveau du biceps.				

Symboles imprimés sur le brassard.


Symboles	Fonction / signification	Action recommandée
•	Symbole de la position de l'artère	Placez le symbole ● sur l'artère de la partie supérieure du bras ou en l'alignant sur l'annulaire à l'intérieur du bras.
A	Index	
REF	Numéro du catalogue	
А	Plage d'accord appropriée pour le brassard pour adulte. Elle est imprimée sur le brassard pour adulte.	
	Plage supérieure imprimée sur le brassard pour adulte.	Utilisez le grand brassard pour adulte au lieu du brassard pour adulte.
L	Plage d'accord appropriée pour le grand brassard pour adulte. Elle est imprimée sur le grand brassard pour adulte.	
S	Plage inférieure imprimée sur le brassard pour adulte.	
$\langle A \rangle$	Plage inférieure imprimée sur le grand brassard pour adulte.	Utilisez le brassard pour adulte au lieu du grand brassard pour adulte.
LOT	Numéro de lot	

Plage d'accord appropriée $\langle A \rangle$

6.5. Application du brassard

- Enroulez le brassard autour de la partie supérieure du bras, 1 à 2 cm au-dessus de l'intérieur du coude, comme illustré. Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait atténuer le pouls et provoquer une erreur de mesure. La contraction de la partie supérieure du bras, provoquée par une manche de despoisos qu'éles peur provent par parties prédictes de la partie supérieure du bras, provoquée par une manche de despoisos qu'éles peur provinces provinces provinces.
- chemise roulée, pourrait empêcher une mesure précise. Vérifiez que l'index 🔺 pointe à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.
- Remarque: pendant la mesure, il est normal que le brassard donne une sensation

de pression importante. (Ne vous inquiétez pas.)



Au niveau du cœur

Appuyez sur le bouton

Affichage zéro

Démarre le gonflage

Pressurisation

Mesure en cours

Pression systolique

Pression diastolique

Classification de l'OMS

Vide automatiquement l'air

restant

Éteindre avec le bouton

Pouls

START

Tous les segments de l'écran

START

Ũ

68

150

90

7. Mesures

7.1. Mesure normale Placez le brassard sur le bras au niveau du cœur (bras gauche de préférence). Restez calmement assis

pendant la mesure. Appuyez sur le bouton START. Tous les segments de l'écran sont allumés. Zéro clignote brièvement allumes. Zero clignote oneverient.
Puis, l'affichage change, comme
indiqué sur la figure de droite, lorsque
la mesure commence. Le brassard
commence à se gonfler. Il est normal
que le brassard donne une sensation
de pression importante. Un indicateur
de pression à barres s'affiche, comme
indiqué sur la figure de droite, pendan indiqué sur la figure de droite, pendant marque : si vous souhaitez interrompre le

gonflage à tout moment, appuye nouveau sur le bouton START. Une fois le gonflage terminé, le 3. Une rois le gorinage termine, le dégonflage commence automatiquement et ♥ (marque de cœur) clignote, indiquant que la mesure est en cours. Une fois le pouls détecté, le symbole clignote à chaque pulsation cardiaque.
Remarque : s'il est impossible d'obtenir une pression appropriée

une pression appropriée, l'appareil recommence automatiquement le gonflage.

Une fois la mesure terminée, la mesure des pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque s'affichent. Le brassard vide l'air restant et se dégonfle complètement.

Appuyez à nouveau sur le bouton START pour couper l'alimentation

Remarque: le modèle UA-611 et UA-651 est fourni avec une fonction d'extinction automatique. Laissez s'écouler 3 minutes entre des mesures pratiquées sur une même personne.

7.2. Mesure avec la pression systolique désirée

Si un nouveau gonflage se produit à plusieurs reprises, utilisez les méthodes suivantes. Si vous vous Au niveau du cœur ----attendez à ce que votre pression Appuyez sur le bouton () systolique dépasse 230 mmHq. utilisez cette procédure. Placez le brassard sur le bras au niveau du cœur (bras gauche de préférence). 2. Appuyez sur le bouton START. Appuyez sur le bouton Lorsque le zéro clignote, appuyez sur le bouton <u>START</u> et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un nombre de 30 à 40 Ü enfonce mmHg supérieur à la pression systolique

prévue s'affiche. Une fois ce nombre atteint, relâchez le bouton START] pour démarrer la mesure. Puis, continuez à mesurer la tension artérielle comme indiqué dans la section « 7.1 Mesure normale ».



7.3. Remarques pour une mesure précise

Asseyez-vous confortablement sur une mesure precise
Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne
croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigée
vers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
Placez le centre du brassard au même niveau que votre cœur.
Détendez-vous pendant environ cinq à dix minutes avant la mesure. Si vous
êtes énervé ou déprimé à cause d'un stress émotionnel, la mesure reflète ce
stress par une mesure de tension artérielle supérieure (ou inférieure) à la
normale et le pouls est généralement supérieur à la normale.
Demeurez immobile et tranquile pendant la mesure.
Ne procédez pas à la mesure immédiatement après un exercice physique ou un

Ne procédez pas à la mesure immédiatement après un exercice physique ou un bain. Reposez-vous pendant vingt à trente minutes avant de procéder à la

mesure.

La tension artérielle varie constamment en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet important et rapide sur la pression artérielle.

Cet appareil base ses mesures sur la fréquence cardiaque. Si vous avez une fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareil éprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle.

Si l'appareil détecte un état anormai, il cesse la mesure et affiche un symbole d'erreur. Reportez-vous à la section « 5 Symboles » pour la description des symboles.

derreur. Reportez-vous à la section « **5 Symboles** » pour la description des symboles. Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil sur un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet appareil sans surveillance. Essayez de mesurer untre possible.

appai et sait s'uveillariue. Essayez de mesurer votre pression artérielle au même moment tous les jours. Les performances du moniteur de la pression sanguine peuvent être réduites en cas de température ou d'humidité excessive, ou en altitude...

8. Rappel des données en mémoire

L'appareil stocke automatiquement jusqu'à trente mesures de pression artérielle et de pouls dans sa mémoire. Un numéro de données est affecté aux données stockées en mémoire, des plus récentes aux plus anciennes. Les plus anciennes données s'affichent sous la forme « $\neg a$ \mid ». Le symbole \mathbf{M} , dans le coin supérieur che de l'écran indique que vous Pas de données

> Appuyez sur le bouton START et O

Relâchez le bouton 🖒 Symbole **M**

Numéro des

Données

S'éteint automatiquement

na.

Données moyennes

8.1. Rappel des données Si rien ne s'affiche, appuyez sur le bouton START et maintenez-le

données enregistrées. Relâchez le bouton lorsque les données moyennes s'affichent.

3. Le numéro des données et les données enregistrées s'affichent automatiquement dans l'ordre, à partir de la dernière mesure.


L'écran s'éteint automatiquement une fois toutes les données affichées. Remarque : Si vous appuyez sur le bouton START lorsque vous rappelez des données l'appareil s'éteint.

8.2. Effacement des données

Lorsque vous éteignez l'appareil, appuyez sur le bouton START et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « [[[no » s'affiche.

Sélectionnez « [Lr 4E5 » pour effacer les données. 3. Les données sont effacées lorsque le symbole **M** clignote.

L'appareil s'éteint automatiquement



Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?

L'UA-611 et L'UA-651 fournit une mesure de la tension artérielle et du LOA-011 et LOA-051 noumit une mesure de la tension arteneile et du pouls, même en cas de fréquence cardiaque irrégulère. Une fréquence cardiaque irrégulère est définie comme étant une fréquence cardiaque variant de 25 % par rapport à la moyenne de toutes les fréquences cardiaques pendant la mesure de la tension artérielle. Il est important que vous vous détendiez, que vous demeuriez immobile et que vous ne podificir aps pendent les mesures. parliez pas pendant les mesures.

Remarque: nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez fréquemment ce symbole (C).

10. Indicateur de pression à barres

L'indicateur surveille l'évolution de la pression pendant la mesure. Dégonflage Mesure en cours Gonflage termine Gonflage en cours

11. Pression sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur

La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg).

12. Indicateur de classification de l'OMS

Chaque segment de l'indicateur à barres correspond à la classification de la tension artérielle de l'OMS. Indicateurs de classification de l'OMS

: L'indicateur affiche un segment, en fonction des données actuelles. correspondant à la classification de l'OMS.

Hypertension grave Hypertension modérée Légère hypertension Normale, élevée Optimale

13. Recherche des pannes Action recommandée Cause possible Les piles sont Remplacez toutes les piles par des 'affiche à écran, Réinstallez les piles en faisant es bornes des piles correspondre les bornes négatives e orsque ne sont pas dans la positives à celles indiquées dans le reil es osition appropriée gement des piles. La tension des piles st trop faible. est trop raible. q clignote. Si les piles sont complètement épuisées, le symbole ne s'affiche pas. _e brassard Remplacez toutes les piles par des ne se gonfle bas. iles neuves. Le brassard n'est pa Appliquez correctement le brassard

Vous avez déplacé Assurez-vous de demeurer immobile ras ou le corbs et calme pendant la mesure. appareil ne endant la mesure sseyez-vous confortablement en es mesure a position du estant immobile. Placez le bras sur sont trop prassard n'est pas une table, la paume de la main dirigé élevées ou orrecte. ers le haut et le brassard situé au même niveau que votre cœur. Si vous avez une fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareil éprouve des difficultés à déterminer la tension En clinique ou chez le médecin, 'appréhension peut provoquer une mesure élevée. Une mesure à _a valeur est lifférente de celle nesurée en clinique domicile réduit les effets des nfluences extérieures sur la mesure de la tension artérielle lesquelles Autre augmentent la mesure chez le médecin. Retirez les piles. Remettez-les en place correctement et prenez une

si les actions décrites ci-dessous ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le distributeur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer ce produit, car cela pourrait annuler Remarque: votre garantie.

14. Entretien

Nombre de mesures

N'ouvrez pas l'appareil. Il utilise des composants électriques délicats et une unité pneumatique complexe qui pourrait être endommagée. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'alide des instructions de dépannage, contactez le distributeur agréé de votre région ou notre section de service après-vente. Le service après-vente A&D propose des informations techniques, des pièces détachées et des unités aux distributeur su troisée.

distributeurs autorisés. L'appareil a été conçu et fabriqué pour une longue durée de vie. Cependant, il est généralement recommandé de le faire inspecter tous les 2 ans, afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de sa précision. Veuillez contacter le distributeur agréé de votre région ou A&D pour l'entretien.

15. Données techniques

Type Méthode de mesure Mesure oscillométrique

Pression: 0 - 299 mmHg Pression systolique: 60 - 279 mmHg Pression diastolique: 40 - 200 mmHg Pouls 40 - 180 battements/minute Précision des mesures Pression

Pouls Consommation électrique

te
4 piles x 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou
adaptateur secteur (TB-233C) (non fourni)
Env. 700 fois LR6 (piles alcalines)
Env. 200 fois R6P (piles au manganèse)
Avec une valeur de pression de 180 mmHg, température ambiante de 23 °C. Classification Équipement ME à alimentation interne (fournie par des piles) / Classe II (fournie par adaptateur) Mode de fonctionnement continu

Mode de fonctionnement continu Confomément à ISO81060-2 : 2013 IEC 60601-1-2 : 2014 Test clinique EMC Mémoire de données Les 30 demières mesures +10 à +40 °C / 15 à 85 % HR / 800 à 1060 hPa Conditions de

fonctionnement Conditions de -20 à +60 °C / 10 à 95 % HR / 700 à 1060 hPa stockage / Transport Dimensions

Env. 96 [L] x 68 [H] x 130 [P] mm Env. 240 g. sans les piles

Appareil: IP20

Brassard Type BF 1

Appareil: 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)

Brassard: 2 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)

AC adaptateur: 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)

AC adaptateur: 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour) Protection

ssoire / TB233C L'adaptateur permet de brancher l'appareil sur une source d'alimentation domestique. Veuillez contacter votre distributeur A&D local pour l'acheter. L'adaptateur secteur doit être périodiquement inspecté ou remplacé

Symboles imprimés sur l'adaptateur secteur			
	Symboles	Fonction / signification	
	凸	Utilisation à intérieur uniquement	
		Classe II dispositif	
	U	Fusible thermique	
	—	Fusible	
	Œ	Label de conformité de l'appareil à la directive CE	
	ERC	Label de conformité de l'appareil à la certification EAC	

⊖- ⊕ ⊕ Polarité de la fiche de l'adaptateur secteur

Brassard	assard Numéro du catalogue Taille de brassard			Taille du bras
CUF-F-LA		Grand brassard pour adulte		31 cm à 45 cm
CUF-F-A		Brassard pour adulte		22 cm à 32 cm
-	Taille du bras :	circonférence au niveau du biceps.		
Adaptateur secteur		Numéro du catalogue	Fiche	(type prise)

TB-233C Type (Remarque: les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. les specifications sont significates à ritiounication sairs piezalis. Le classement IP indique les degrés de protection fournis par les coffrets de protection conformément à la norme CEI 60529. Cet appareil est protégé contre les corps étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu'un doigt. Cet appareil n'est pas protégé contre l'eau.