

# Il misuratore elettronico della pressione sanguigna

## Modello UA-651

### Manuale di istruzioni

Traduzione  
1WMPD0402SSCO

#### 1. Ai nostri cari Clienti

Il misuratore elettronico della pressione sanguigna A&D è uno degli strumenti più avanzati disponibili attualmente sul mercato, concepito per la facilità d'uso e alta precisione. Il nostro prodotto Vi aiuterà a controllare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.

- Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

#### 2. Norme precauzionali

- Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti ad Utilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità CE 0123 (0123: numero di riferimento dell'ente certificate).
- Il dispositivo è indicato per l'uso solo sugli adulti e non sui neonati o bambini.
- Il dispositivo è idoneo per utilizzo in ambienti di assistenza sanitaria domestica.
- Il presente dispositivo è progettato per la misurazione a fini diagnostici della pressione sanguigna e dei battiti cardiaci.

#### 3. Precauzioni

- Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione. Si raccomanda di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce solare diretta, urti o polvere.
- Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto o umidificato con acqua e detergente neutro. Evitare l'uso di alcool, benzene, solventi o altre sostanze chimiche aggressive per pulire il dispositivo o il bracciale.
- Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o di riporterlo tutto avvolto strettamente per lunghi periodi, poiché questo sovraccarico potrebbe ridurre la durata dei componenti.
- Il dispositivo e il bracciale non sono impermeabili. Evitare il contatto con pioggia, sudore e acqua.
- Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi, foni a microonde, cellulari, reggi X o di altri dispositivi con forti campi elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.
- Al riutilizzo del dispositivo, verificare che sia pulito.
- Le apparecchiature, le parti e le batterie quindi non devono essere trattate quali normali rifiuti domestici. Devono quindi essere smaltite in conformità alle normative in vigore.
- Se si utilizza l'alimentatore, assicurarsi che sia possibile scollegarlo dalla presa elettrica in caso di incendio.
- Non modificare il dispositivo. Questa operazione può causare incidenti o danni al dispositivo stesso.
- Per misurare la pressione sanguigna è necessario avvolgere strettamente il bracciale intorno al braccio in modo da interrompere temporaneamente il flusso sanguigno nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare temporaneamente un segno rosso sul braccio, in particolare se la misurazione viene ripetuta più volte di seguito. Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi scompaiono dopo breve tempo.
- Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo.
- Durante la misurazione non stringere il tubo prolunga, in quanto potrebbero verificarsi delle lesioni dovute alla pressione continua nel bracciale.
- Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare danni al tessuto a causa delle interferenze con il flusso sanguigno. In caso di uso ripetuto del dispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore non comporti una prolungata compressione della circolazione sanguigna.
- Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo fuori dalla loro portata.
- Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite involontariamente dai bambini.
- I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti domestiche, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, i walkie-talkie possono interferire con il funzionamento di questo Monitor della Pressione Sanguigna. È quindi opportuno tenerlo a una distanza minima di 3,3 metri dai tali dispositivi.

#### Controindicazioni

- Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
- Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo elettronico. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
- Le persone affette da grave difetto circolatorio al braccio devono consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.
- Non eseguire auto-diagnosi dei risultati delle misurazioni, né iniziare trattamenti in autonomia. Per la valutazione dei risultati ed eventuali trattamenti, rivolgersi sempre al medico.
- Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
- Non applicare il bracciale in caso di ferita con flebo o trasfusione di sangue eseguite al braccio del paziente. Periodo di lesioni o incidenti.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, quali i gas anestetici. Pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazione molto elevata di ossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio o esplosione.

#### 4. Identificazione delle parti

Gamma di misura adeguata

**Indice ▲**: Simbolo di indicazione posizione arteria brachiale.

**Tubo dell'aria**: Jack a CC.

**Spina dell'alimentatore**: Presa d'aria.

**Display**: Pulsante [START] (AVVIO).

**Bracciale**: Presa d'aria.

**Spina attacco aria**: Vano batterie.

**Coperchio vano batterie**: Coperchio vano batterie.

**MEMORIA**

**Display**: Pressione sistolica (mmHg), Pressione diastolica (mmHg), Battiti cardiaci (b/min), Simbolo I.H.B. (indicatore di battito cardiaco irregolare), Indicatore batterie.

Indicare a barre della pressione e indicatore della classificazione dell'OMS

#### 5. Simboli

Simboli	Funzione / Significato	Azione raccomandata
♥	Indicazione visiva durante la fase di misurazione. Lampeggia durante il rilevamento della frequenza cardiaca.	La misurazione è in corso. Rimanere fermi il più possibile.
⚡	Indicatore I.H.B. segnala il rilevamento di un battito irregolare. L'indicazione può comparire a causa del rilevamento di una vibrazione, quale un tremore.	Qualora l'indicatore lampeggi, sostituire tutte le batterie.
M	Misurazioni precedenti memorizzate.	Eseguire un'altra misurazione. Restare fermi durante la misurazione.
BATTERIE CARICHE	Indicatore di carica della batteria durante la misurazione.	Qualora l'indicatore lampeggi, sostituire tutte le batterie.
BATTERIE SCARICHE	Quando l'indicatore lampeggia, la carica della batteria è scarsa.	Eseguire un'altra misurazione. Restare fermi durante la misurazione.
Err	Le misurazioni sistoliche e diastoliche rientrano nel valore di 10 mmHg l'una dall'altra.	Allacciare correttamente il bracciale e eseguire la misurazione.
Err	Il valore di pressione non è aumentato durante il gonfiamento.	Allacciare correttamente il bracciale e eseguire la misurazione.
Err	Il bracciale non è stato applicato correttamente.	Allacciare correttamente il bracciale e eseguire la misurazione.
ERRORE VISUALE POLSO	I battiti non è stato rilevato in modo corretto.	Allacciare correttamente il bracciale e eseguire la misurazione.

Simboli	Funzione / Significato	Azione raccomandata
Err	Errore interno del dispositivo.	Rimuovere le batterie e premere il pulsante [START] (AVVIO), quindi rinevitare le batterie. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.

#### Simboli stampati sul corpo del dispositivo.

Simboli	Funzione / Significato
⏻	Modalità standby e accensione.
SYS	Pressione sistolica del sangue in mmHg.
DIA	Pressione diastolica del sangue in mmHg.
PUL	Battiti cardiaci al minuto.
🔋	Guida all'installazione delle batterie.
🔌	Corrente continua.
🏠	Tipico BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al fine di garantire una protezione particolare contro eventuali scosse elettriche.
CE 0123	Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici.
EU	Rappresentante UE.
🏭	Fabricante.
2015	Data di produzione.
RAEE	Etichetta Direttiva RAEE.
🔍	Numero di matricola.
📖	Consultare il manuale/opuscolo di istruzioni.
🔌	Potenza del jack a CC.
IP	Simbolo internazionale di protezione.

#### 6. Utilizzo del misuratore

##### 6.1. Come installare / Cambiare le batterie

- Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Infilare le batterie, inserendo le batterie usate dal vano batterie.
- Inserire le batterie nuove nel vano batterie come illustrato, prestando attenzione che i poli (+) e (-) siano posizionati correttamente.
- Rimontare il coperchio del vano batterie. Utilizzare esclusivamente batterie RRP LR6 o AA.

##### ATTENZIONE

- Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. In caso di inserimento errato, il dispositivo non funziona.
- Quando si lampeggia sul display e il dispositivo comunica che è necessario cambiare le batterie, sostituire tutte le batterie. Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie, onde evitare di ridurre la durata delle batterie o causare malfunzionamenti del dispositivo. Sostituire le batterie almeno due secondi dopo lo spegnimento del dispositivo.
- Il simbolo ▲ non viene visualizzato in caso di batterie completamente esaurite.
- La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe risultare ridotta in caso di basse temperature. In genere, quanto batterie RRP nuove durano circa tre mesi se utilizzate per due misurazioni al giorno.
- Utilizzare solamente le batterie di tipo specificato. Le batterie ferme in dotazione al dispositivo sono a solo scopo di prova delle prestazioni del misuratore e la loro durata potrebbe essere breve.
- Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non debba essere utilizzato per lunghi periodi. Le batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando quindi dei malfunzionamenti.

##### 6.2. Come collegare il tubo dell'aria

Inserire fermamente la spina Tubo dell'aria attacco aria nella presa d'aria.

##### 6.3. Collegamento dell'alimentatore

Inserire la spina dell'alimentatore nel Jack a CC.

Quando si lampeggia sul display e il dispositivo comunica che è necessario cambiare le batterie, sostituire tutte le batterie. Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie, onde evitare di ridurre la durata delle batterie o causare malfunzionamenti del dispositivo. Sostituire le batterie almeno due secondi dopo lo spegnimento del dispositivo.

Per collegare la spina dell'alimentatore al Monitor Elettronico Della Pressione Arteriosa, afferrare ed estrarre la spina dell'alimentatore dal misuratore.

##### 6.4. Come scegliere il bracciale corretto

L'uso della misura corretta di un bracciale è importante per una lettura precisa. Se il bracciale non è della misura appropriata, la lettura potrebbe produrre un valore incoerente della pressione sanguigna.

La misura del braccio è stampata su ogni bracciale.

- Il simbolo ▲ e la indicazione della gamma di misura adeguata sul bracciale indicano se si sta utilizzando il bracciale corretto.
- Se il simbolo ▲ è posizionato fuori dal range, si raccomanda l'acquisto di un bracciale di misura superiore o inferiore.
- Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistane uno nuovo.

#### Simboli stampati sul bracciale.

Simboli	Funzione / Significato	Azione raccomandata
●	Simbolo di indicazione posizione arteria brachiale.	Proiezione il simbolo ▲ sull'arteria del braccio o allineare con il dito anulare nella parte interna del braccio.
▲	Indice	
REF	Numero di catalogo	
A	Gamma di misura adeguata per il bracciale per adulti. È stampata sul bracciale per adulti.	Utilizzare il bracciale grande per adulti.
L	Gamma superiore stampata sul bracciale per adulti.	Utilizzare il bracciale grande per adulti.
L	Gamma di misura adeguata per il bracciale bracciale medio per adulti. È stampata sul bracciale grande per adulti.	Utilizzare il bracciale per adulti anziché il bracciale grande per adulti.
S	Gamma inferiore stampata sul bracciale per adulti.	Utilizzare il bracciale per adulti anziché il bracciale grande per adulti.
A	Gamma inferiore stampata sul bracciale grande per adulti.	Utilizzare il bracciale per adulti anziché il bracciale grande per adulti.
LOT	Numero di lotto	


Bracciale grande per adulti    Gamma di misura adeguata

Bracciale per adulti    ▲    L    S

##### 6.5. Applicazione del bracciale

- Avvolgere il bracciale intorno alla parte superiore del braccio, a circa 1-2 cm sopra la piega del gomito, come indicato nella figura.
- Applicare il bracciale direttamente a contatto con la pelle, in quanto i vestiti possono causare errori nella misura.
- La compressione del bracciale causata da un avvolgimento troppo stretto della manica della mano può causare una misura errata.
- Verificare che il simbolo ▲ indichi un punto all'interno della gamma di misura adeguata.

Nota: durante la misurazione è normale che il bracciale dia la sensazione di essere molto stretto. (Il fenomeno non deve destare preoccupazione.)



#### 7. Misurazioni

##### 7.1. Misurazione standard

- Avvolgere il bracciale sul braccio (preferibilmente il sinistro) all'altezza del cuore. Restare seduti senza parlare durante la misurazione.
- Premere il pulsante [START] (AVVIO). Vengono visualizzati tutti i segmenti del display. Viene visualizzato brevemente lo zero, lampeggia. Quando la misurazione inizia, il display cambia come illustrato nella figura a destra. Il bracciale inizia a gonfiarsi. È normale che il bracciale dia la sensazione di essere molto stretto. Durante il gonfiamento viene visualizzato l'indicatore a barre della misura (preferibilmente il sinistro) a destra. Nota: per interrompere il gonfiamento in qualsiasi momento, premere nuovamente il pulsante [START] (AVVIO).
- Una volta completa la fase di gonfiamento, lo sgonfiamento si avvia automaticamente e il simbolo (indicazione del cuore) inizia a lampeggiare, indicando che la misurazione è in corso. Una volta rilevato il polso, il simbolo lampeggia a ogni battito cardiaco.
- Nota: nel caso in cui non si ottenga una pressione corretta, il gonfiamento inizia automaticamente a rigonfiarsi.
- Una volta completa la misurazione, vengono visualizzate le letture relative alla pressione sistolica e diastolica e i battiti cardiaci. Il bracciale espelle l'aria residua e si sgonfia completamente.
- Premere nuovamente il pulsante [START] (AVVIO) per disattivare l'alimentazione.
- Nota: il modo UA-651 è dotato di funzione automatica di spegnimento. Lasciare trascorrere almeno 3 minuti prima di eseguire una seconda misurazione sulla stessa persona.

##### 7.2. Misurazione della pressione sistolica desiderata

- Avvolgere il bracciale sul braccio (preferibilmente il sinistro) all'altezza del cuore.
- Premere il pulsante [START] (AVVIO).
- Mentre lo zero lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante [START] (AVVIO) sino alla visualizzazione di un valore superiore di 30-40 mmHg rispetto alla pressione sistolica prevista.
- Al raggiungimento del valore desiderato, rilasciare il pulsante [START] (AVVIO) per iniziare la misurazione. Proseguire quindi con la misurazione della pressione sistolica desiderata. Nota: la misurazione "7.1 Misurazione standard".

##### 7.3. Note per una misurazione corretta

- Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non incrociare le gambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
- Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmo della mano rivolto verso l'alto e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
- Collocare la parte centrale del bracciale all'altezza del cuore.
- Filassare per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare una misurazione. In caso di stitichezza, irascibilità o depressione dovuta a stress emotivo, la misurazione riflette questo stress con una lettura più elevata (o più bassa) della pressione sanguigna normale, mentre la frequenza cardiaca risulta di solito più alta del normale.
- Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizio fisico o aver fatto il bagno. In tali casi, riposare per ventitré minuti prima di procedere alla misurazione.
- La pressione sanguigna di un soggetto varia costantemente in funzione di ciò che sta facendo e di ciò che ha mangiato. Le bevande possono inoltre avere un effetto molto incisivo e rapido sulla pressione sanguigna.
- Il simbolo M in alto a sinistra nel display indica che si stanno visualizzando dati precedentemente archiviati in memoria.

#### 8. Richiamo dei dati in memoria

Il display archivia automaticamente in memoria fino a trenta misurazioni della pressione sanguigna e del polso. Ai dati memorizzati viene assegnato un numero dati nell'ordine dal più nuovo al meno recente. I dati meno recenti sono indicati con "n". Il simbolo M in alto a sinistra nel display indica che si stanno visualizzando dati precedentemente archiviati in memoria.

##### 8.1. Richiamo dei dati

- Quando non è visualizzato alcun elemento, premere il pulsante [START] (AVVIO) per richiamare i dati memorizzati.
- Rilasciare il pulsante quando si visualizza la media dei dati.
- Vengono visualizzati automaticamente il numero dei dati e il numero dei dati memorizzati a partire dall'ultima misurazione.
- Il display si spegne automaticamente dopo la visualizzazione di tutti i dati.

Nota: se si preme il pulsante [START] (AVVIO) durante il richiamo dei dati, il dispositivo si spegne.

##### 8.2. Cancellazione dei dati


- Durante lo spegnimento del dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante [START] (AVVIO) sino a visualizzare la scritta "Lr".
- Selezionare "Lr" "SE5" per cancellare i dati.
- I dati sono cancellati quando il simbolo M lampeggia. I dati sono cancellati.
- Il dispositivo si spegne automaticamente.

#### 9. Cosa è un battito cardiaco irregolare

Il monitor UA-651 fornisce le misurazioni della pressione sanguigna e dei battiti cardiaci anche se si verifica un battito irregolare. Un battito cardiaco irregolare viene definito come un battito che si discosta del 25% della media di tutti i battiti cardiaci durante la misurazione della pressione sanguigna. È importante rilassarsi, rimanere fermi e non parlare durante le misurazioni.

Nota: si consiglia di rivolgersi al medico qualora il simbolo <> venga visualizzato frequentemente.

#### 10. Indicatore a barre della pressione



#### 11. Parlando di Pressione Arteriosa

##### Cosa si intende per Pressione Arteriosa?

La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie.

La pressione sistolica (massima) si verifica nel momento in cui il cuore si contrae e spinge il sangue nelle arterie. La pressione diastolica (minima) si verifica quando il cuore si dilata, ruotando il sangue all'interno del ventricolo sinistro, e si prepara a una nuova contrazione. La pressione arteriosa è misurata in millimetri di mercurio (mmHg).

#### 12. Indicatore della classificazione dell'OMS

Classico segmento dell'indicatore a barre corrisponde a una classificazione OMS della pressione sanguigna.

Indicatore della classificazione dell'OMS

- Interensione grave
- Interensione moderata
- Interensione lieve
- Normale elevata
- Normale
- Ottimale

#### 13. Localizzazione guasti

Problema	Causa probabile	Azione raccomandata
Il problema Sul display, non viene visualizzato nulla, nemmeno all'accensione.	Le batterie sono esaurite.	Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.
Il bracciale non si gonfia.	I poli delle batterie sono posizionati in modo errato.	Rinevitare le batterie in modo che i poli positivo e negativo corrispondano a quelli indicati sul vano batterie.
Il display non esegue la misurazione.	La carica delle batterie è insufficiente. Il simbolo ▲ lampeggia. In caso di batterie completamente esaurite, il simbolo non viene visualizzato.	Sostituire tutte le batterie con batterie nuove.
Il bracciale non è stato applicato in modo corretto.	Il bracciale non è stato applicato in modo corretto.	Applicare correttamente il bracciale.
Durante la fase di misurazione, rimanere fermi senza parlare.	Durante la fase di misurazione, rimanere fermi senza parlare.	
Sedersi comodamente e rimanere fermi. Posare il braccio su un tavolo con il polso rivolto verso l'alto e il bracciale posizionato all'altezza del cuore.	Sedersi comodamente e rimanere fermi. Posare il braccio su un tavolo con il polso rivolto verso l'alto e il bracciale posizionato all'altezza del cuore.	
In caso di battito cardiaco molto debole o irregolare, l'apparecchio può incontrare delle difficoltà a determinare la pressione sanguigna.	In caso di battito cardiaco molto debole o irregolare, l'apparecchio può incontrare delle difficoltà a determinare la pressione sanguigna.	
In caso di stress, lo studio del medico, uno stato di agitazione può determinare una lettura errata. La misurazione a domicilio riduce gli effetti delle influenze esterne sulle letture della pressione sanguigna, completando le letture eseguite presso lo studio.	In caso di stress, lo studio del medico, uno stato di agitazione può determinare una lettura errata. La misurazione a domicilio riduce gli effetti delle influenze esterne sulle letture della pressione sanguigna, completando le letture eseguite presso lo studio.	
Il valore è diverso da quello misurato in clinica o presso lo studio medico.	Il valore è diverso da quello misurato in clinica o presso lo studio medico.	
Altro	Altro	

Nota: nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore. Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente, poiché si rischia di invalidare la garanzia.

#### 14. Manutenzione

Non aprire il dispositivo. Include componenti elettrici delicati e un sofisticato impianto elettronico. Non tentare di riparare il dispositivo se non è possibile risolvere il problema anche seguendo le istruzioni della Localizzazione guasti, rivolgersi al rivenditore autorizzato di zona o al reparto assistenza clienti. Il servizio clienti A&D fornisce informazioni tecniche, parti di ricambio e unità ai rivenditori autorizzati.

Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio. Tuttavia si raccomanda di fare controllare lo strumento ogni 2 anni, per garantire un funzionamento e una precisione adeguati. Contattare il rivenditore autorizzato di zona o A&D per la manutenzione.

#### 15. Dati tecnici

Modello	UA-651
Tipo	Misuratore osclometrico
Range di misurazione	Pressione: 0 - 299 mmHg Pressione sistolica: 60 - 279 mmHg Pressione diastolica: 40 - 200 mmHg Polso: 40 - 180 battiti / minuto
Precisione della misurazione	Pressione: ±3 mmHg Polso: ±5 % 4 batterie da 1.5 V (RRP LR6 / AA) o alimentatore (TB-233 - non incluso)
Alimentazione	Circa 700 mAh (batterie alcaline) Circa 200 RRP (batterie al manganese)
Numero di misurazioni	Una pressione di 180 mmHg, temperatura ambiente di 23 °C.
Classificazione	Modo di funzionamento continuo In conformità ad ANSI/AAMI SP-10 1992 IEC 60601-1-2: 2007 Ultime 30 misurazioni Da +10 °C a +40 °C / da 15% RH a 85% RH / da 800 hPa a 1060 hPa
Test clinici	Conformità ad ANSI/AAMI SP-10 1992 IEC 60601-1-2: 2007 Ultime 30 misurazioni Da +10 °C a +40 °C / da 15% RH a 85% RH / da 800 hPa a 1060 hPa
Memoria dati	Ultime 30 misurazioni
Condizioni di esercizio	Da +10 °C a +40 °C / da 15% RH a 85% RH / da 800 hPa a 1060 hPa
Condizioni di trasporto/conservazione	Da -20 °C a +60 °C / da 10% RH a 95% RH
Dimensioni	Circa 96 [L] x 68 [A] x 130 [P] mm
Peso	Circa 240 g, batterie escluse
Protezione contro	Dispositivo: IP21
Parte applicata	Bracciale: Tipo BF
Vita utile	Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno) Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Alimentatore opzionale	L'alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor della pressione sanguigna a una fonte di alimentazione in ambiente domiciliare. Rivolgersi al rivenditore A&D di zona per l'acquisto. L'alimentatore deve essere spezzato o sostituito periodicamente.
Accessori venduti separatamente	
Bracciale	Numero di catalogo    Misura del braccio    Misura del braccio
	CUF-F-LA    Bracciale grande per adulti    Da 31 cm a 45 cm
	CUF-F-A    Bracciale per adulti    Da 22 cm a 32 cm
	Misura del braccio: corrisponde alla circonferenza del bicipite.
Alimentatore	Numero di catalogo    Spina (tipo uscita)
	TB-233C    Tipo C
	TB-233BF    Tipo C
	TB-233BF    Tipo BF

Nota: le specifiche sono soggette a variazioni, senza previa notifica.