

AND

Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-533PGMR



Instruction Manual
Original

ENGLISH

使用手冊
翻譯

中文

사용 설명서
번역

한국어

Instruksi Manual
Terjemahan

Bahasa Indonesia

Manual Arahan
Terjemahan

Malay

คู่มือการใช้งาน
แปล

ภาษาไทย

Cảm nang hướng dẫn
Bản dịch

សេវានគរបៀវត្សា
ច្បាប់បកដូរ

Tiếng Việt

ភាសាខ្មែរ

Manwal ng Tagubilin
Pagsasalin

Tagalog

1WMPD4004650B

Contents

Dear Customers.....	2
Preliminary Remarks	2
Precautions.....	2
Parts Identification	4
Symbols	5
Using the Monitor.....	8
1. Installing / Changing the Batteries.....	8
2. Selecting a User.....	9
3. Adjusting the Built-in Clock Before Use.....	9
4. Applying the Cuff.....	10
5. How to Take Accurate Measurements	10
6. The C.P.G. Function Switch	11
7. Selecting the C.P.G. and my C.P.G.....	11
8. Measurement	12
9. After Measurement.....	12
Measurements	13
Recalling the Memory Data	14
Deleting Data Stored in Memory.....	15
What Is The IHB/AFib Indicator?	15
What Is The AFib?	15
% IHB/AFib	16
Pressure Bar Indicator	17
WHO Classification Indicator	17
The C.P.G. Indicator	18
About Blood Pressure	19
What is Blood Pressure?	19
What is Hypertension and How is it Controlled?	19
Why Measure Blood Pressure at Home?	19
WHO Blood Pressure Classification.....	20
Blood Pressure Variations.....	20
Troubleshooting	21
Maintenance	22
Technical Data.....	22

Dear Customers

Congratulations on purchasing a state-of-the-art A&D blood pressure monitor. Designed for ease of use and accuracy, this device will facilitate your daily blood pressure regimen.

We recommend that you read through this manual carefully before using the device for the first time.

Preliminary Remarks

- The device is designed for use on adults, not newborns or infants.
- Environment for use. The device is for use to operate by yourself in the home healthcare environment.
- This device is designed to measure blood pressure and pulse rate of people for diagnosis.

Precautions

- Precision components are used in the construction of this device. Extremes in temperature, humidity, direct sunlight, shock or dust should be avoided.
- Clean the device with a dry, soft cloth or a cloth dampened with water and a neutral detergent. Never use alcohol, benzene, thinner or other harsh chemicals to clean the device.
- Avoid tightly folding the cuff for long periods, as such treatment may shorten the life of the components.
- The device is not water resistant. Prevent rain, sweat and water from soiling the device.
- Measurements may be distorted if the device is used close to televisions, microwave ovens, cellular telephones, X-ray or other devices with strong electrical fields.
- Used equipment, parts and batteries are not treated as ordinary household waste, and must be disposed of according to the applicable local regulations.
- When reusing the device, confirm that the device is clean.
- Do not modify the device. It may cause accidents or damage to the device.
- To measure blood pressure, the wrist must be squeezed by the cuff hard enough to temporarily stop blood flow through the artery. This may cause pain, numbness or a temporary red mark to the wrist. This condition will appear especially when measurement is repeated successively. Any pain, numbness, or red marks will disappear with time.
- Wireless communication device, such as home networking devices, mobile phones, cordless phones and their base stations, walkie-talkies can affect this blood pressure monitor. Therefore, a minimum distance of 30 cm should

be kept from such devices.

- Measuring blood pressure too frequently may cause harm due to blood flow interference. Check that the operation of the device does not result in prolonged impairment of blood circulation, when using the device repeatedly.
- Clinical testing has not been conducted on newborn infants and pregnant woman. Do not use on newborn infants or pregnant woman.
- If you have had a mastectomy, please consult a doctor before using the device.
- Do not let children use the device by themselves and do not use the device in a place within the reach of infants. It may cause accidents or damage.
- There are small parts that may cause a choking hazard if swallowed by mistake by infants.
- Do not touch the batteries and the patient at the same time. That may result in electrical shock.
- In the case of single components failure enclosure of near cuff may become hot and potentially cause malfunction.
- Use of accessories not detailed in this manual may compromise safety.
- Should the battery short-circuit, it may become hot and potentially cause burns.
- Allow the device to adapt to the surrounding environment before use (about one hour).
- Do not inflate without wrapping the cuff around your wrist.


Contraindications

The following are precautions for proper use of the device.

- Do not apply the device to a wrist with other medical electrical equipment attached. The equipment may not function properly.
- People who have a severe circulatory deficit in the arm must consult a doctor before using the device to avoid medical problems.
- Do not self-diagnose the measurement results and start treatment by yourself. Always consult your doctor for evaluation of the results and treatment.
- Do not apply the device on a wrist with an unhealed wound.
- Do not apply the device on an arm receiving an intravenous drip or blood transfusion. It may cause injury or accidents.
- Do not use the device where flammable gases such as anesthetic gases are present. It may cause an explosion.
- Do not use the device in highly concentrated oxygen environments, such as a high-pressure oxygen chamber or an oxygen tent. It may cause a fire or explosion.

Parts Identification

Display




◀ button (average, memory and change of preset parameters)

SET

button (user ♂ and clock ⌚)

START button

Battery cover



Alkaline batteries (LR03 or AAA)

Display

MEMORY

Average

WHO classification indicator
and
Pressure bar indicator


Cuff Fit Error Symbol

Movement Error Symbol

Heart mark

User ♂ and User ♀

Battery indicator



Systolic pressure

Diastolic pressure

Correct Position Guidance (C.P.G.) indicator

IHB/AFib symbol

Pulse rate

%IHB/AFib

Date & clock display

AM / PM mark

Symbols

Symbols that are printed on the device case

Symbols	Function / Meaning
	Standby and Turn the device on
LR03(AAA)	Battery installation guide
	Direct current
SN	Serial number
	Manufacturer
2020	Date of manufacture
	Type BF: Cuff is designed to provide special protection against electrical shocks.
IP	International protection symbol
	Used equipment, parts and batteries are not treated as ordinary household waste, and must be disposed of according to the applicable local regulations.
	Refer to instruction manual / booklet
	Keep dry

Symbols that appear on the display

Symbols	Function / Meaning / Recommended Action
	Appears while measurement is in progress. It blinks when the pulse is detected. Remain as still as possible.
	IHB/AFib symbol appears when an irregular heartbeat is detected. It may light when a very slight vibration like shivering or shaking is detected.
	Appears when a body or arm movement is detected. The reading may yield an incorrect value. Take another measurement. Remain still during measurement.
	Appears during measurement when the cuff is attached loosely. The reading may yield an incorrect value. Apply the cuff correctly, and take another measurement.
	<p>Detected rate of IHB/AFib in memory</p> $\% \text{IHB/AFib} = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{Number of detected} \\ \text{IHB/AFibs in memory} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{Total number} \end{array} \right]} \times 100 \%$
	User 1 and user 2

Symbols that appear on the display (continued)

Symbols	Function / Meaning	Recommended Action
	Previous measurements stored in MEMORY	_____
	Average data	_____
	FULL BATTERY The battery power indicator during measurement	_____
	LOW BATTERY The battery is low when it blinks	Replace all batteries with new ones when the indicator blinks.
	Unstable blood pressure due to movement during measurement	Take another measurement. Remain still during measurement.
	The systolic and diastolic values are within 10 mmHg of each other.	
	The pressure value did not increase during inflation.	
	The cuff is not applied correctly.	Apply the cuff correctly, and take another measurement.
	PUL. DISPLAY ERROR The pulse is not detected correctly.	
	Blood pressure monitor internal error	Remove the batteries and press the START button, and then install the batteries again. If the error still appears, contact the dealer.
SYS	Systolic blood pressure in mmHg	_____
DIA	Diastolic blood pressure in mmHg	_____
PUL	Pulse per minute	_____
AM	Data taken between 4:00 and 9:59	_____
PM	Data taken between 18:00 and 1:59	_____


Using the Monitor

1. Installing / Changing the Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Remove the used batteries and insert new batteries into the battery compartment as shown, taking care that the polarities (+ and -) are correct. Use only LR03 or AAA batteries.
3. Attach the battery cover.


⚠ CAUTIONS

- Insert the batteries as shown in the battery compartment. If installed incorrectly, the device will not work.
- When  (LOW BATTERY mark) blinks on the display, replace all batteries with new ones. Do not mix old and new batteries. It may shorten the battery life, or cause the device to malfunction.
-  (LOW BATTERY mark) does not appear when the batteries are drained.
- The battery life varies with the ambient temperature and may be shorter at low temperatures. Generally, two new LR03/AAA batteries will last approximately for three months when used twice for measurement each day.
- Use the specified batteries only. The batteries provided with the device are for testing monitor performance and may have a limited life.
- Remove the batteries if the device is not to be used for a long period of time. The batteries may leak and cause a malfunction.
- When removing the batteries, preset parameters (of clock, user and my C.P.G.) are reset.



2. Selecting a User


1. Press the  SET button when turning off the device. The indicator  or  is blinking.
2. Select a user from user  and user  using the  SET button.
Press the  START button to turn off the device.
After three minutes of non-operation, the device will turn off automatically.



3. Adjusting the Built-in Clock Before Use

1. Press and hold the  SET button until the year starts blinking.
2. Select the year using the  button.
Press the  SET button to set the current year and move to month/day selection.
The date can be set anywhere between the years 2010 and 2059.
3. Select the month using the  button.
Press the  SET button to set the current month and move to day selection.
4. Select the day using the  button.
Press the  SET button to set the current day and move to hour/minute selection.
5. Select the hour using the  button.
Press the  SET button to set the current hour and move to minute selection.
6. Select the minute using the  button.
Press the  SET button to proceed to "6.The C.P.G.Function Switch".
 - Holding down the  button will change the value continuously.
 - Pressing the  START button will turn the device off anytime.

Notes: After three minutes of non-operation, the device will turn off automatically. When the clock has not been set,  is indicated for the clock display. When removing the batteries, preset parameters (of clock, user and my C.P.G.) are reset.




The operation proceeds to
"6. The C.P.G. Function Switch".

4. Applying the Cuff

1. Wrap the cuff around your wrist about 1 cm above your hand as shown in the figure at the right.
2. Apply the cuff tightly using the Velcro strip.

Note: For accurate measurements, apply the cuff tightly and measure on a bare wrist.



5. How to Take Accurate Measurements

For the most accurate blood pressure measurement:

- Remain still and keep quiet during measurement.
- Sit down in a comfortable position. Place your elbow on a table with your palm facing upward and the cuff is at the same level as your heart.
- Relax for about five to ten minutes before measurement. If you are excited or depressed by emotional stress, the measurement will reflect this stress as a higher (or lower) than normal blood pressure reading and the pulse reading will usually be faster than normal.
- Try to measure your blood pressure at about the same time every day.
- An individual's blood pressure varies constantly, depending on what they are doing, what they have eaten and what they drink can have a very strong and rapid effect on your blood pressure.
- Do not measure immediately after physical exercise or a bath. Rest for twenty or thirty minutes before taking the measurement.
- Do not cross your legs. Keep your feet flat on the floor and straighten your back.
- This device bases its measurements on the heartbeat. If you have a very weak or irregular heartbeat, the device may have difficulty determining your blood pressure.
- Should the device detect a condition that is abnormal, it will stop the measurement and display an error symbol. See page 7 for the description of symbols.
- This blood pressure monitor is intended for use by adults. Consult with your physician before using this device on a child. A child should not use this device unattended.
- The automatic blood pressure monitor's performance may be affected by excessive temperature or humidity, or altitude.

6. The C.P.G. Function Switch


- Refer to page 18 for the C.P.G. function that will indicate the proper angle so that the height of the cuff is the same level as your heart.
- 1. After step 6 in page 9, press the **◀** button to select either "on" or "off" concerning the C.P.G. function.
- 2. Press the **SET** button to store the selection.
- 3. □ If you do not use my C.P.G. function, press **START** button to turn off. Proceed to "8. Measurement".
□ If you use my C.P.G. function, proceed to "7. Selecting the C.P.G. and my C.P.G."

7. Selecting the C.P.G. and my C.P.G.


- You can select an indicator either the C.P.G. function or my C.P.G..
- Preset a proper posture (wrist angle) in memory if you use the my C.P.G..

1. Adjust and keep the height of the blood pressure monitor to the same level as your heart using your wrist angle.
2. Select an indicator using the **◀** button.
Indicator  The C.P.G. function is used. (my C.P.G. function : **OFF**)
 Data of my C.P.G. is deleted. Proceed to step 3.
- Indicator  my C.P.G. function is **ON** and the current angle is stored when switched to the indicator . Proceed to step 3.

3. Press the **START** button to turn off the device.
Note: □ When removing the batteries, preset parameters (of clock, user and my C.P.G.) are reset.
□ Select a user from user  and user  using the **SET** button.




Press the **SET** button
↓
To "7. Selecting the C.P.G. and my C.P.G." or
START button and to "8. Measurement"




Step 1 [Adjust and keep the height of the device (wrist angle)]

HIGH (Orange light)



Correct Height (Blue light)


LOW (Orange light)



Step 2 [Select The C.P.G. or my C.P.G.]

The C.P.G. function

◀ button
Ex.: user 1



My C.P.G.

START button and to "8. Measurement"

8. Measurement

During measurement, it is normal for the cuff to feel very tight.

9. After Measurement

While readings are displayed, if you press the **START** button to turn the device off, new readings are stored in memory.

While readings are displayed, if you press the **◀** button to turn the device off, new readings are not stored. Remove the cuff and record your data.

Notes: The device is provided with an automatic power shut-off function which stores the current data in the memory and turns the device off automatically one minute after measurement. Allow at least three minutes between measurements on the same person.

Measurements

Note: The UB-533PGMR, once used, will provide an inflation appropriate to the user.

1. Wrap the cuff around your wrist. Sit comfortably with the cuff at the same level as your heart and relax.

2. Press the **START** button. All of the display segments are displayed.
3. Select a user from user **1** and user **2** using the **SET** button immediately. Adjust and keep the height of the cuff (with blue light) to the same level as your heart using the C.P.G. indicator.

Notes: If you do not use user selection, wait for the inflation for several seconds.
If you do not use the C.P.G. function, the C.P.G. indicator is not displayed.

4. Zero (0) is displayed blinking briefly. Then the display changes, as measurement begins. The cuff starts to inflate. It is normal for the cuff to feel very tight. The measurement starts automatically when inflation starts, and the **♥** (heart mark) blinks.


Note: If you wish to stop inflation at any time, press the **START** button again.

5. When the measurement is complete, the device displays readings (of the systolic and diastolic pressure readings, pulse rate, WHO classification, I.H.B. symbol and C.P.G. indicator). While readings are displayed, the date and time are displayed alternately. The cuff exhausts the remaining air and completely deflates automatically.

Note: If you do not want to store new readings in memory, press the **◀** button while readings are displayed.

6. Press the **START** button again to turn the device off. Remove the cuff.


Notes: The device is provided with an automatic power shut-off function.
Allow at least three minute between measurements on the same person.



Recalling the Memory Data

Note: This device stores the last 60 measurements in memory.

1. Press the **◀** button when turning the device off.
The average of all measurements and the number of data are displayed.
If no data, "0" is displayed. Press the **◀** or **START** button to turn the device off.
2. Use the following buttons to display data (of number and measurement data).
 - Select a user from user **1** and user **2** using the **SET** button.
The device displays the average of all measurements and the number of data are displayed.
 - Pressing the **◀** button each time , the device displays as follows:
 - Average data of all AM (morning) measurements taken between 4:00 and 9:59. In the example, If no data, **--** is displayed.
 - Average data of all PM (evening) measurements taken between 18:00 and 1:59.
 - Data (of number and measurement data).
The device displays in order from most recent data. The date and time are displayed alternately while displaying the measurement data.
In the example: No.30 & data → No.29 & data → ⋯ → No.01 & data.
3. If you press the **◀** button after oldest data is displayed, the device proceeds to step 1, the average of all measurements and the number of data are displayed.
4. Press the **START** button to turn the device off.
After one minute of non-operation, the device will turn off automatically.




Deleting Data Stored in Memory

1. Select a user from user 1 and user 2 using the SET button. Turn off the device using the START button.
2. Press and hold the **◀** button until turning off the device automatically.

The device displays a user icon and the M mark, deletes data stored in memory while blinking the M mark and turns off automatically.

Note: This operation will delete specified user data stored in memory.
You cannot select which data to delete.



What Is The IHB/AFib Indicator?

When the monitor detects an irregular rhythm during the measurements, the IHB/AFib indicator will appear on the display with the measurement values.

Note: We recommend contacting your physician if you see this (Heart) IHB/AFib indicator frequently.

What Is The AFib?

The heart contracts due to electrical signals occurring in heart and sends blood through the body. Atrial fibrillation (AFib) occurs when the electrical signal in the atrium becomes confused and leads to disturbances in the pulse interval. AFib can cause blood to stagnate in the heart, which can easily create clots of blood, a cause of stroke and heart attack.

% IHB/AFib

%IHB/AFib is displayed as frequency of IHB detected.


IHB/AFib can detect not only noises such as physical movement but also an irregular heartbeat. Therefore, we recommend contacting your physician if %IHB/AFib level is high.

$$\%IHB/AFib = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{Number of detected} \\ \text{IHB/AFib s in memory} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{Total number} \end{array} \right]} \times 100 \%$$

Display of %IHB/AFib: %IHB/AFib is displayed when displaying average values.

%IHB/AFib is not displayed when the memory number is six or less.


Average value display



Level 0 %IHB/AFib=0	Level 1 %IHB/AFib=1 - 9	Level 2 %IHB/AFib=10 - 24	Level 3 %IHB/AFib=25 - 100
Not displayed			

Pressure Bar Indicator

The indicator monitors the progress of pressure during measurement.



WHO Classification Indicator

Each six segments of the bar indicator correspond to the WHO blood pressure classification is described on 20 page.

Example

Moderate hypertension	Mild hypertension	High normal

WHO Classification Indicator

Severe hypertension

Moderate hypertension

Mild hypertension

High normal

Normal


Optimal

: The indicator displays a segment, based on the current data, corresponding to the WHO classification.

The C.P.G. Indicator

□ The C.P.G. Indicator


The C.P.G. (Correct Position Guidance) indicator is the function to inform a difference between the height (wrist angle) of the blood pressure monitor and your cardiac height in the correct posture (Example: sitting posture, height of table and chair, etc.) during the measurement. The indicator can be used to get more stable measurement condition.



□ The C.P.G. Indicator


The height of the blood pressure monitor is lower than your heart.

Low angle




The height of the blood pressure monitor is the same level as your heart.

Proper angle



The height of the blood pressure monitor is higher than your heart.

High angle



The position of the device is checked both before and after measurement. If both checks show a correct measurement position the LEVEL indicator is lit(blue).

For all other measurements an indicator for LOW or HIGH measurement position will be lit (orange).

□ How To Use My C.P.G.

The C.P.G. function can be used with proper posture (wrist angle) in the majority of measurements. If you need to change the posture to adjust the height so that the height of the blood pressure monitor is the same level as your cardiac height, you can use my C.P.G. function to store a personal posture. Preset your

- **Proper Posture**
Sit straight back on a chair and put your elbow on a table.



angle to my C.P.G. function before measurement.

The Indicator During Measurement And Recalling Memory

The C.P.G. indicator can be displayed at the beginning of measurement and is included in data stored in the memory.
Adjust and keep the angle during measurement.

About Blood Pressure

What is Blood Pressure?

Blood pressure is the force exerted by blood against the walls of the arteries. Systolic pressure occurs when the heart contracts. Diastolic pressure occurs when the heart expands. Blood pressure is measured in millimeters of mercury (mmHg). One's natural blood pressure is represented by the fundamental pressure, which is measured first thing in the morning while one is still at rest and before eating.

What is Hypertension and How is it Controlled?

Hypertension, an abnormally high arterial blood pressure, if left unattended can cause many health problems including stroke and heart attack. Hypertension can be controlled by altering lifestyle, avoiding stress, and with medication under a doctor's supervision.

To prevent hypertension or keep it under control:

- Do not smoke
- Reduce salt and fat intake
- Maintain proper weight
- Exercise regularly
- Have regular physical checkups

Why Measure Blood Pressure at Home?

Blood pressure measured at a clinic or doctor's office may cause apprehension and can produce an elevated reading, 25 to 30 mmHg higher than that measured at home. Home measurement reduces the effects of outside influences on blood pressure readings, supplements the doctor's readings and provides a more accurate, complete blood pressure history.


WHO Blood Pressure Classification

Standards to assess high blood pressure, without regard to age, have been established by the World Health Organization (WHO), as shown in the chart at the right.

Blood Pressure Variations

An individual's blood pressure varies greatly on a daily and seasonal basis. It may vary by 30 to 50 mmHg due to various conditions during the day. In hypertensive individuals variations are even more pronounced. Normally, the blood pressure rises while at work or play and falls to its lowest levels during sleep. So, do not be overly concerned by the results of one measurement.

Take measurements at the same time every day using the procedure described in this manual to get to know your normal blood pressure. Regular readings give a more comprehensive blood pressure history. Be sure to note the date and time when recording your blood pressure. Consult your doctor to interpret your blood pressure data.



Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Recommended Action
Nothing appears in the display, even when the device is turned on.	Batteries are drained.	Replace all batteries with new ones.
	Battery terminals are not in the correct position.	Reinstall the batteries with negative and positive terminals matching those indicated in the battery compartment.
The cuff does not inflate.	Battery voltage is too low.  (LOW BATTERY mark) blinks. If the batteries are drained completely, the mark does not appear.	Replace all batteries with new ones.
The device does not measure. Readings are too high or too low.	The cuff is not applied properly.	Apply the cuff correctly.
	You moved your wrist or body during the measurement.	Make sure you remain very still and quiet during the measurement.
	The cuff position is not correct.	Sit comfortably and still. Place your arm on a table with your palm facing upward and the cuff at the same level as your heart.
	_____	If you have a very weak or irregular heart beat, the device may have difficulty in determining your blood pressure.
Other	The value is different from that measured at a clinic or doctor's office.	See the section "Why Measure Blood Pressure at Home?".
	_____	Remove the batteries. Place them back properly and try measurement again.

Note: If the actions described above do not solve the problem, contact the dealer. Do not attempt to open or repair this product yourself, as any attempt to do so will make your warranty invalid.

Maintenance

Do not open the device. It uses delicate electrical components and an intricate air unit that could be damaged. If you cannot fix the problem using the troubleshooting instructions, contact the authorized dealer in your area or our customer service department. The A&D customer service will provide technical information, spare parts and units to authorized dealers.

The device was designed and manufactured for a long service life. However it is generally recommended to have the device inspected every 2 years, to ensure proper functioning and accuracy. Please contact the authorized dealer in your area or A&D for maintenance.

Technical Data

Type	UB-533PGMR
Measurement method	Oscillometric measurement
Measurement range	Pressure: 0 – 299 mmHg Systolic pressure: 60 – 279 mmHg Diastolic pressure: 40 – 200 mmHg Pulse: 40 – 180 beats / minute
Measurement accuracy	Pressure: ±3 mmHg Pulse: ±5 %
Power supply	2 x 1.5 V alkaline batteries (LR03 or AAA)
Number of measurements	Approx. 200 measurements, when AAA alkaline batteries are used, with pressure value of 170 mmHg at room temperature of 23 °C.
Wrist circumference	13.5 – 21.5 cm
Classification	Internally powered ME equipment (Continuous operation mode)
Applied part	Cuff Type BF 

Useful life	Device: 5 years (when used six times a day)
Clinical test	According to ISO81060-2 : 2013 In the clinical validation study, K5 was used on 85 subjects for determination of diastolic blood pressure.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Memory	Last 60 measurements each for user 1 and user 2.
Operating conditions	+10 to +40 °C / 15 to 85 %RH / 800 to 1060 hPa
Transport / storage conditions	-20 to +60 °C / 10 to 95 %RH / 700 to 1060 hPa
Dimensions	Approx. 56 [W] x 88 [H] x 21.5 [D] mm
Weight	Approx. 95 g, excluding the batteries
Ingress protection	IP20

Note: Specifications are subject to change for improvement without prior notice.

IP classification is the degrees of protection provided by enclosures in accordance with IEC 60529. This device is protected against solid foreign objects of 12 mm diameter and greater such as a finger. This device is not protected against water.

MEMO

目錄

親愛的顧客	3
使用前注意事項	3
用前須知	3
零件說明	5
符號	6
使用血壓計	9
1. 安裝/更換電池	9
2. 選擇使用者	10
3. 使用前調整內建時鐘	10
4. 戴上袖帶	11
5. 如何進行精確測量	11
6. C.P.G. 功能切換	12
7. 選擇 C.P.G. 和我的 C.P.G.	12
8. 測量	13
9. 測量後	13
測量	14
查閱數據	15
刪除已儲存的資料	16
什麼是心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 指示燈？	16
什麼是心房顫動 (AFib) ?	16
%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)	17
血壓柱指示燈	18
WHO 分類指示燈	18
C.P.G. 指示燈	19
關於血壓	20
什麼是血壓？	20
什麼是高血壓及如何控制？	20
為什麼在家測量血壓？	20
WHO 血壓分類	21
血壓變化	21
疑難排解	22

維護保養	23
技術資料	23

親愛的顧客

多謝選購 A&D 高科技電子血壓計，這款血壓計是目前市場上最先進的血壓計之一。本血壓計不僅易於使用，而且十分精準，將成為您每日血壓管理的最佳助手。

建議您在首次使用血壓計之前仔細閱讀本手冊。

使用前注意事項

- 本血壓計僅適用於成年人，請勿用於新生兒或嬰幼兒。
- 使用環境：本血壓計適合在家庭照護環境下自行使用。
- 本血壓計適用於測量血壓和脈搏，以作診斷之用。

用前須知

- 本血壓計採用精密部件製造。請勿曝露於極端溫度、高濕、陽光直射、震盪或多塵環境下。
- 以乾燥軟布或用水與中性清潔劑沾濕的布清潔裝置。切勿使用酒精、苯、稀釋劑或其他刺激性化學物品清潔裝置。
- 避免長期間過度用力折疊袖帶，否則會縮短相關部件的壽命。
- 裝置並不防水。請避免讓裝置接觸到雨水、汗水和其他液體。
- 若測量時靠近其他能發射強力電子場的裝置如電視機、微波爐、手提電話、X光等，測量數據或會出錯。
- 使用過的裝置、零件及電池不能作為一般家庭廢物處理。你應按照適當法律處理。
- 再次使用血壓計時，請確認血壓計是乾淨的。
- 請勿改裝血壓計，否則可能造成意外或損壞血壓計。
- 測量血壓時，袖帶必須在手腕處束緊，以使動脈血流暫時停止。這可能會造成手腕疼痛、麻痺或出現暫時性紅印。尤其是在連續測量時會發生這種情況。疼痛、麻痺或紅印，都會在一段時間後消失。
- 家庭網絡裝置、流動電話、無線電話及其基座主機以及對講機等無線通訊裝置，可能會影響本血壓計。因此，本產品應該與這些裝置保持至少 30cm 的距離。
- 過於頻繁測量血壓可能會因為血流干擾而造成傷害。重複使用裝置時，請留意裝置操作時間是否過長以免妨礙血液循環。
- 尚未對新生兒及孕婦進行臨床測試。請勿對新生兒或孕婦使用。
- 如果您曾接受乳房切除術，請在使用前諮詢醫生。
- 請勿讓兒童自行使用血壓計，亦不要在幼兒接觸得到的地方使用血壓計，否則可能造成意外或損壞血壓計。

- 內含小零件，如被幼兒誤食，可能會導致窒息。
- 請勿同時觸碰電池、直流插座和使用者。否則可能會導致觸電。
- 若某元件故障，袖帶附近的外殼可能會變熱，並可能導致故障。
- 使用非本手冊所載的附件，可能會影響安全。
- 如果電池短路，可能會發熱，並有可能造成灼傷。
- 使用前（約 1 小時）先讓血壓計適應周圍的環境。
- 將袖帶繞在手腕上之前請勿充氣。



禁忌

以下是正確使用血壓計的注意事項。

- 請勿與其他醫療電子器材同時使用。否則設備可能無法正常工作。
- 手臂血液循環不良的人士，必須在使用血壓計之前諮詢醫生，以免引起醫療問題。
- 請勿自行判斷測量結果並自行決定療程。請務必向醫生諮詢結果評估及治療。
- 切勿將裝置用於有未癒合傷口的手腕上。
- 若手臂上正在進行靜脈滴注或輸血，請勿使用本裝置。否則可能會造成傷害或意外。
- 請勿在有易燃氣體（如麻醉氣體）的地方使用血壓計，否則可能會導致爆炸。
- 請勿在高濃度氧氣環境（如高壓氧氣艙或氧氣帳）中使用血壓計，否則可能會引起火災或爆炸。

零件說明

顯示屏



符號

印於裝置外殼的符號

符號	功能/含義
⊕	待機及開啟血壓計
⊕ [LR03(AAA)] ⊖	電池安裝指示
---	直流電
SN	序號
■	生產商
2020	生產日期
BF	BF 型：袖帶為防觸電設計。
IP	國際保護標識
☒	使用過的裝置、零件及電池不能作為一般家庭廢物處理。你應按照適當法律處理。
🕒	請參閱使用手冊 / 小冊子
☔	保持乾燥

顯示屏上顯示的符號

符號	功能 / 含義/建議行動
	在測量期間顯示。會於偵測到脈搏時閃爍。 請盡量保持不動。
	若偵測到不規則心跳，會出現心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 符號。 偵測到輕微顫動如顫抖或震動時，該指示燈會亮起。
	偵測到身體或手臂移動時會出現。可能會得到不正確的值讀數。再次測量。測量時保持不動。
	測量期間袖帶佩戴鬆弛時出現。可能會得到不正確的值讀數。正確套上袖帶並再次測量。
	記憶體內偵測到的心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)頻率 $\% \text{心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)} = \frac{\text{偵測到的次數}}{\text{記憶體中的心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)}} \times 100\%$ $= \frac{\text{總次數}}{\text{}} \times 100\%$
	使用者 1 和使用者 2

顯示屏上顯示的符號 (續)

符號	功能/含義	建議操作
	儲存在記憶體中的過往測量值	_____
	平均值	_____
	電量充足 測量過程中的電量指示燈。	_____
	電量低 電池電量不足時電量指示燈會閃爍	若指示燈閃爍，請將所有電池更換為新電池。
E_1 或 E_2	測量過程中移動會導致血壓值不穩定。	再次測量。 測量時保持不動。
E_3	收縮壓和舒張壓均在 10 mmHg 內時顯示。 充氣過程中，壓力值不增加時顯示。	正確套上袖帶並再次測量。
E_4	袖帶未正確套上。	
E_5	PUL.顯示錯誤 脈搏不能正確測到時。	
E_6	血壓計內部錯誤	請取出電池，並按下 START (開始) 按鈕，並再次安裝電池。如仍出現錯誤，請聯絡經銷商。
SYS	收縮壓以 mmHg 表示	_____
DIA	舒張壓以 mmHg 表示	_____
PUL	脈搏每分鐘速率	_____
AM	表示資料於 4:00 到 9:59 之間取得	_____
PM	表示資料於 18:00 到 1:59 之間取得	_____


使用血壓計

1. 安裝/更換電池

1. 拆下電池蓋。
2. 取出用過的電池，如圖所示將新電池裝入電池盒，請注意極性 (+ 與 -) 須正確。僅能使用 LR03 或 AAA 電池。
3. 裝回電池蓋。

⚠ 注意

- 如圖所示，將電池裝入電池盒中。
如果安裝錯誤，血壓計便無法工作。
- 若顯示屏上  (電池電量不足符號)閃爍，請將所有電池更換為新電池。請勿新舊電池混用。否則可能會縮短電池的壽命，或導致血壓計發生故障。
-  若電池電量耗盡，(電池電量不足符號)不會顯示。
- 電池壽命因環境溫度而異，在低溫環境下，電池壽命可能會縮短。
一般而言，若每天測量兩次，兩顆全新的 LR03/AAA 電池約可使用三個月。
- 請只使用指定的電池。裝置隨附的電池僅供測試顯示屏效能使用，電力可能有限。
- 若長時間不使用裝置，請取出電池。否則電池可能會漏液，進而導致故障。
- 取出電池時，預設指標 (時間、使用者和我的 C.P.G.) 會重設。





2. 選擇使用者

1. 關閉裝置時按下 **SET** 按鈕。**1** 或 **2** 指示燈會閃爍。
2. 使用 **SET** 按鈕，從使用者**1**與使用者**2**中選擇一個。
按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。
如三分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。

3. 使用前調整內建時鐘


1. 按住 **SET** 按鈕，直到年份開始閃爍。
 2. 使用 **◀** 按鈕選擇年份。
按下 **SET** 按鈕，設定目前年份，並移到月/日選擇。
日期可設定為 2010 到 2059 年之間的任何一天。
 3. 使用 **◀** 按鈕選擇月份。
按下 **SET** 按鈕，設定目前月份，並移到日期選擇。
 4. 使用 **◀** 按鈕選擇日期。
按下 **SET** 按鈕，設定目前日期，並移到時/分選擇。
 5. 使用 **◀** 按鈕選擇小時。
按下 **SET** 按鈕，設定目前小時，並移到分鐘選擇。
 6. 使用 **◀** 按鈕選擇分鐘。
按下 **SET** 按鈕，繼續前往「**6. C.P.G. 功能切換**」。
- 按下 **◀** 按鈕會繼續變更數值。
 按下 **START** (開始)按鈕，可隨時關閉裝置。

註： 如三分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。若未設定時鐘，時間顯示屏上會指示 **---**。取出電池時，預設指標 (時間、使用者和我的 C.P.G.) 會重設。



4.戴上袖帶

1. 將袖帶繞在手腕上距離手部約 1 cm 的位置，如右圖所示。
 2. 用魔術貼條緊緊固定袖帶。
- 註： 若要正確測量，請在裸露的手腕緊緊固定袖帶進行測量。



5.如何進行精確測量

為獲得最準確的血壓測量：

- 測量時請保持不動並且應避免說話。
- 以舒適的姿勢坐下。將手肘置於桌上，掌心朝上，讓袖帶與心臟同高。
- 測量前放鬆約 5 至 10 分鐘。如果因為情緒壓力而過於激動或壓抑，測量值會高於（或低於）正常血壓讀數，且脈搏讀數亦較正常為快。
- 盡量每天在約莫相同時間量血壓。
- 個人的血壓會根據不斷變動，所進行的活動、所吃的東西和所喝的飲料都會即時對血壓造成強烈影響。
- 請勿在運動或洗澡後立即進行測量。休息 20 或 30 分鐘後再測量。
- 請勿採用雙腳交叉的坐姿，將雙腳平放在地板上，背部挺直。
- 本血壓計根據心跳測量血壓。如果您的心跳十分微弱或不規律，血壓計可能會很難測到您的血壓。
- 如果血壓計偵測到異常狀況，將會停止測量並顯示錯誤符號。請參閱第 8 頁，瞭解符號內容。
- 本血壓計適合成年人使用。對兒童使用本血壓計之前，請諮詢您的醫生。兒童應在監督下使用本血壓計。
- 自動血壓計的效能可能受到過高溫度、濕度或海拔高度影響。

6.C.P.G. 功能切換

- 請參閱第 19 頁，瞭解表示正確角度的 C.P.G. 功能，讓袖帶與心臟同高。
- 1. 在第 10 頁的步驟 6 之後，按下 **◀ 按鈕** 選擇相關 C.P.G. 功能的「**on (開)**」或「**off (關)**」。
- 2. 按下 **SET** 按鈕儲存選擇。
- 3. □ 若您不使用「我的 C.P.G.」功能，請按下 **START (開始)** 按鈕關閉。繼續前往「**8.測量**」。
□ 若您使用「我的 C.P.G.」功能，請繼續前往「**7.選擇 C.P.G. 和我的 C.P.G.**」。

7.選擇 C.P.G. 和我的 C.P.G.



- 您可選擇 C.P.G. 功能或我的 C.P.G. 指示燈。
- 若您使用「我的 C.P.G.」，請在記憶體中預設正確姿勢（手腕角度）。

1. 使用手腕角度，調整並讓血壓計維持在與心臟同高的位置。
2. 使用 **◀ 按鈕** 選擇指示燈。

指示燈  ... 使用 C.P.G. 功能。（我的 C.P.G. 功能：**關閉**）
「我的 C.P.G.」資料會被刪除。繼續前往步驟 3。

指示燈  ... 「我的 C.P.G.」功能**開啟**，切換到指示燈  時，就會儲存目前角度。繼續前往步驟 3。

3. 按下 **START (開始)** 按鈕，關閉裝置。
注意：
 - 取出電池時，預設指標（時間、使用者和我的 C.P.G.）會重設。
 - 使用 **SET** 按鈕，從使用者  與使用者  中選擇一個。




步驟 1 [調整並維持裝置高度
(手腕角度)]

過高 (橙色燈光)

正確高度 (藍色燈光)

過低 (橙色燈光)



步驟 2 [選擇 C.P.G. 或我的 C.P.G.]

C.P.G. 功能

◀ 按鈕

例如：使用者 1

我的 C.P.G.

START (開始) 按鈕並前往「**8.測量**」

8.測量

測量過程中，覺得袖帶很緊是正常的。

9.測量後

顯示讀數時，若您按下 **START** (開始)按鈕關閉裝置，新讀數會儲存於記憶體中。

顯示讀數時，若您按下 **◀** 按鈕關閉裝置，新讀數將不會儲存。


解開袖帶並記錄您的資料。

註： 裝置具備自動關機功能，會在測量後一分鐘自動將目前資料儲存到記憶體並關閉裝置。對同一人測量時，需要間隔至少 3 分鐘。

測量

註：若使用 UB-533PGMR，會對使用者提供適當的充氣。


1. 將袖帶繞在手腕上。以舒適的姿勢坐好，讓袖帶位於與心臟同高的位置並放鬆。
2. 按下 **START** (開始)按鈕。所有顯示部分隨即顯示。
3. 立即使用 **SET** 按鈕，選擇使用者 **男** 與使用者 **女**。
使用 C.P.G. 指示燈，調整並讓袖帶維持在與心臟同高的位置 (亮藍色燈光)。
註：若您未選擇使用者，請等待幾秒待其完成充氣。
若您未使用 C.P.G. 功能，不會顯示 C.P.G. 指示燈。
4. 零 (0)會短暫閃爍。測量開始時，顯示會發生變化。袖帶開始充氣。
感到袖帶很緊是正常的。充氣開始時，就會自動開始測量，且 **♥** (心臟標記)會閃爍。
注意：如要在任何時候停止充氣，請再次按下 **START** (開始)按鈕。
5. 測量完成時，會顯示讀數 (收縮壓、舒張壓、脈搏、WHO 分類、心律不整符號 (I.H.B.) 及C.P.G. 指示燈)。顯示讀數時，日期與時間會交替顯示。袖帶會排出剩餘空氣並完全放氣。
註：若您不希望將新讀數儲存到記憶體，請在顯示讀數時按下 **◀** 按鈕。
6. 再次按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。解開袖帶。
註：裝置具備自動關機功能。
請等待至少三分鐘，再對同一個人進行下一次測量。



查閱數據

註： 本裝置可儲存最近的 60 次測量。

1. 裝置關機時按下 **◀** 按鈕。
會顯示所有測量的平均值和資料數量。若沒有資料，會顯示「0」。
按下 **◀** 或 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。
2. 使用下列按鈕顯示資料 (數量與測量資料)。
 - 使用 **SET** 按鈕，從使用者 **1** 與使用者 **2** 中選擇一個。
裝置會顯示所有測量的平均值，也會顯示已儲存資料數量。
 - 每次按下 **◀** 按鈕，裝置會顯示如下：
 - 4:00 到 9:59 之間測量的所有上午 (AM) 資料平均值。
在範例中，若沒有資料，會顯示 **--**。
 - 18:00 到 1:59 之間測量的所有下午 (PM) 資料平均值。
 - 數據 (數量與測量資料)。
裝置會先顯示最新數據。顯示測量資料時，日期與時間會交替顯示。
例如：第 30 筆與資料 → 第 29 筆與資料 → … → 第 01 筆與資料。
3. 若在顯示最舊資料之後按下 **◀** 按鈕，裝置會繼續前往步驟 1，顯示所有測量的平均值與資料數量。
4. 按下 **START** (開始)按鈕以關閉裝置。
如一分鐘內沒有任何操作，裝置會自動關機。




刪除已儲存的資料

1. 使用 **[SET]** 按鈕，從使用者¹ 與使用者² 中選擇一個。使用 **START** (開始)按鈕關閉裝置。

2. 按住 **◀** 按鈕，直到裝置自動關機。

裝置會顯示使用者圖示和 **M** 標記、刪除記憶體中儲存的資料、閃爍 **M** 標記並自動關機。

註：此操作會刪除記憶體中儲存的特定使用者資料。
你不可選擇刪除特定資料。



什麼是心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 指示燈？

血壓計在測量期間偵測到心律不整時，心律不整/心房顫動指示燈將出現在顯示屏上，並顯示測量值。
注意：如果頻繁出現 (心形圖示) 心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 指示燈，我們建議您儘快求醫。

什麼是心房顫動 (AFib)？

心臟出現電訊號導致心臟收縮，並將血液輸送全身。當心房中的電訊號變得紊亂時，則出現心房顫動，導致脈搏間歇混亂。心房顫動可導致血液滯留在心臟中，這很容易造成血塊，引發中風和心臟病發作。

%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)

「%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)」是偵測到心律不整的頻率。


偵測到心律不整/心房顫動的原因不只有身體移動等產生雜訊，也包括不規則心跳。因此，若「%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)」數值很高，我們建議您儘快求醫。

$$\% \text{心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)} = \frac{\left[\begin{array}{c} \text{偵測到的次數} \\ \text{記憶體中的心律不整/} \\ \text{心房顫動 (IHB/AFib)} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{c} \text{總次數} \end{array} \right]} \times 100\%$$

%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) 的顯示：顯示平均值時，會顯示「%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)」。

若記憶體中的數量少於 6 條，不會顯示「%心律不整/心房顫動 (IHB/AFib)」。


平均值顯示



0 級 %心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) = 0	水平1 %心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) = 1 - 9	水平2 %心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) = 10 - 24	水平3 %心律不整/心房顫動 (IHB/AFib) = 25 - 100
未顯示			

血壓柱指示燈


指示燈可顯示測量期間的壓力變化。




WHO 分類指示燈

指示燈的六個區段可與第 20 頁所述的 WHO 血壓分類相對照。

例子



WHO 分類指示燈



I: 指示燈顯示的區段以目前數據為基礎，與 WHO 分類對應。

C.P.G. 指示燈

□ C.P.G. 指示燈


C.P.G. (正確位置指引) 指示燈是一項可在測量期間以正確姿勢通知血壓計與心臟高度之間的高度（手腕角度）差異的功能（例如，設坐姿、桌椅高度）。此指示燈可用以達到更穩定的測量條件。



□ C.P.G. 指示燈

血壓計的高度低於心臟高度。

角度太低




血壓計高度與心臟相同。

正確角度



血壓計的高度高於心臟高度。

角度太高




裝置在測試前後均會檢測位置是否正確。若兩次檢查都顯示測量位置正確，「相同」指示燈會亮起 (藍色)。

若測量位置「太高」或「太低」，其他指示燈會亮起 (橙色)。

□ 如何使用我的 C.P.G.

大部分的測量中，都可搭配 C.P.G. 功能找出正確姿勢 (手腕角度)。若您必須變換姿勢才能調整血壓計高度，讓血壓計與心臟同高，可使用「我的 C.P.G.」功能儲存個人姿勢。預先在「我的 C.P.G.」功能中設定角度，再進行測量。

- **正確姿勢**
在椅子上坐直，將手肘放在桌上。



□ 測量過程與調出記憶體的指示燈

C.P.G. 指示燈會在測量開始時顯示，並包含於記憶體中儲存的資料中。調整角度並於測量過程中保持該角度。

關於血壓

什麼是血壓？

血壓是血液對動脈血管壁施加的壓力。心臟收縮時產生的壓力為收縮壓。心臟舒張時產生的壓力為舒張壓。血壓以毫米汞柱 (mmHg) 計。每個人的正常血壓均透過基礎血壓表示，需要清晨仍在休息或尚未進食時測量。

什麼是高血壓及如何控制？

高血壓即異常高的動脈血壓，如果不予理會，可能會引發諸多健康問題，包括中風及心臟病發作。高血壓可透過改變生活方式、避免壓力及在醫生監督下服用藥物的方式來控制。

為防止高血壓或對其進行控制：

- 不要吸煙
- 減少鹽及脂肪的攝入
- 經常運動
- 定期體檢
- 維持適當體重

為什麼在家測量血壓？

在診所或醫生辦公室測量血壓可能會引發恐懼，致使讀數比在家測量時高 25 至 30 mmHg。在家測量能降低外部因素對血壓讀數的影響，並作為對醫生讀數的補充，以及提供更準確、更全面的血壓記錄。

WHO 血壓分類



世界衛生組織 (WHO) 已設定了評估高血壓的標準，與年齡無關，如右表所示。

血壓變化

一個人的血壓會因日期及季節而顯著不同。在一天中，可能會因各種條件而變化 30 - 50 mmHg。對於高血壓患者，變化會更為明顯。一般情況下，血壓會在工作或玩耍時升高，並在睡眠時降至最低水平。因此，請勿過度在意一次測量的結果。

請按照本手冊中的步驟在每天的同一時間測量血壓，以便得知正常血壓。定期讀數會提供更全面的血壓記錄。在記錄血壓時務必記下日期及時間。請諮詢醫生以解釋您的血壓資料。

參考資料：高血壓雜誌 1999 年，第 17 卷 2 號



疑難排解

問題	可能的原因	建議操作
裝置已開機但顯示屏上沒有顯示任何內容。	電池電量用盡。	將所有電池更換為新電池。
	電池端位置不正確。	重新安裝電池，讓電池正負極對應電池盒中指示的正負極。
袖帶不充氣。	電池電壓過低。 ■ (電池電量不足符號) 閃爍。如果電池電量用盡，標記不會顯示。	將所有電池更換為新電池。
血壓計無法測量。 讀數過高或過低。	袖帶未正確纏繞。	正確纏繞袖帶。
	您在測量過程中移動了手腕或身體。	測量過程中，請務必保持靜止。
	袖帶位置不正確。	放鬆坐好並保持不動。 將手臂放在桌子上，手掌朝上，使袖帶與心臟處於同一高度。
	_____	若您的心跳很弱或不規則，裝置可能很難判斷您的血壓。
其他	數值與診所或醫生診室測得的值不同。	請參閱「為何要在家量血壓？」一節。
	_____	取出電池。正確裝回電池，並重新測量。

註： 如果採取上述解決方法仍未能解決問題，請聯絡經銷商。切勿嘗試自行開啟或修理本產品，否則可能造成保養失效。

維護保養

請勿將血壓計拆開。它是採用精密電子部件和容易損壞的複雜空氣組件製造的。如果按照疑難排解說明問題仍無法解決，請聯絡您所在區域的授權經銷商或我們的客戶服務部。A&D 客戶服務部將向授權經銷商提供技術資料、備用零件及裝置。

本血壓計是為持久耐用而設計與製造的。但通常建議每 2 年對血壓計進行一次定期檢查，以確保功能正常及測量準確。請聯絡您所在區域的授權經銷商或 A&D 進行維護保養。

技術資料

類型	UB-533PGMR
測量方法	示波測量
測量範圍	壓力： 0 – 299 mmHg 收縮壓： 60 – 279 mmHg 舒張壓： 40 – 200 mmHg 脈搏： 40 – 180 次/分鐘
測量精度	血壓： ±3 mmHg 脈搏： ±5 %
電源	2 x 1.5V 鹼性電池 (LR03 或 AAA)
測量次數	使用 AAA 鹼性電池，23 °C 的室溫下血壓值為 170 mmHg 時，約可測量 200 次。
手腕圍	13.5–21.5 cm
分類	內部供電 ME 設備(連續操作模式)
隨附零件	BF 型袖帶 
使用壽命	血壓計：5 年 (若每天使用 6 次)

臨床測試	符合 ISO81060-2 : 2013 在臨床驗證研究中，85 位受試者以 K5 測量舒張壓。
機電延遲 (EMD)	IEC 60601-1-2: 2014
記憶體	使用者 1 和使用者 2 的最近 60 次測量
操作條件	+10 到 +40 °C / 15 到 85 %RH / 800 到 1060 hPa
運輸/存放條件	-20 到 +60 °C / 10 到 95 %RH / 700 到 1060 hPa
尺寸	約 56 [W] x 88 [H] x 21.5 [D] mm
重量	約 95 克，不含電池
防水防塵	IP20

註： 規格可能由於改版而有所差異，恕未能事先通知。

IP 分類是根據 IEC 60529 由外殼提供的保護程度。本血壓計可防止直徑 12 mm 及更大的固體異物（如手指）進入。本血壓計不防水。

목차

고객님께	2
머리말	2
주의 사항	2
각부 설명	4
기호	5
모니터 사용	8
1. 배터리 삽입/교체	8
2. 사용자 선택	9
3. 사용 전에 내장 시계 조정	9
4. 커프 착용	10
5. 정확하게 측정하는 방법	10
6. C.P.G. 기능 전환	11
7. C.P.G. 및 나의 C.P.G. 선택	11
8. 측정	12
9. 측정 후	12
측정	13
메모리 데이터 불러오기	13
메모리에 저장된 데이터 삭제	15
IHB/AFib 표시기란?	15
AFib란?	15
% IHB/AFib	16
압력 바 표시기	17
WHO 혈압 등급 표시기	17
C.P.G. 표시기	18
혈압에 대하여	19
혈압이란?	19
고혈압 관리의 필요성	19
집에서 혈압을 측정해야 하는 이유는 무엇일까요	19
WHO 혈압 분류	20
혈압의 변동	20
문제 해결	21
유지보수	22
사양	22

고객님께

첨단 A&D 자동전자혈압계를 구입해 주셔서 감사드립니다. 사용 시 편리함과 정확성에 중점을 두고 설계된 본 기기는 일상 생활에서 혈압 관리를 편리하게 도와드립니다.

※ 본 제품은 “의료기기”입니다. 기기를 처음 사용하기 전에 본 사용 설명서를 자세히 읽으십시오.

머리말

- 이 기기는 신생아나 유아가 아닌 성인에게 사용하도록 설계되었습니다.
- 사용 환경. 이 기기는 홈 헬스케어 환경에서 혼자 사용할 수 있습니다.
- 사용 목적. 혈압의 간접적(비관혈적) 측정에 이용하는 전자식 기기. 커프는 자동적으로 가압하며 일반적으로 수축기 및 확장기 혈압에 대해 심박수를 표시합니다.
- 이 기기는 진단을 위해 사람의 혈압과 맥박수를 측정하도록 설계되었습니다.

주의 사항

- 사용시 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.
- 이 기기의 구성에는 정밀 부품이 사용되었습니다. 온도, 습도, 직사광선, 충격 또는 먼지가 많은 곳에서는 사용을 피해야 합니다.
- 기기를 마른 부드러운 천이나 물 및 중성 세제에 적신 천으로 닦으십시오. 알코올, 벤젠, 시너 또는 기타 강한 화학물질을 사용하여 기기를 청소하지 마십시오.
- 커프를 오랜 시간 단단히 접어두지 마십시오. 구성품의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 본 기기는 방수 기능이 없습니다. 기기가 비, 땀 및 물에 오염되지 않도록 하십시오.
- 기기를 텔레비전, 전자레인지, 휴대전화, X-레이 또는 강한 전기장이 있는 기타 기기 가까이에서 사용하면 측정치가 왜곡될 수 있습니다.
- 사용한 기기, 부품 및 배터리는 일반 가정용 쓰레기로 취급되지 않으며 해당 지역 규정에 따라 폐기해야 합니다.
- 기기를 다시 사용할 때 기기가 깨끗한지 확인하십시오.
- 기기를 개조하지 마십시오. 사고가 발생하거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 혈압을 측정하려면 동맥을 통과하는 혈류가 일시적으로 멈출 정도로 커프를 충분히 강하게 압박해야 합니다. 이로 인해 손목에 통증, 무감각 또는 일시적인 붉은 자국이 나타날 수 있습니다. 특히 측정을 여러 번

연속적으로 반복할 때 이러한 현상이 잘 나타납니다. 통증, 무감각 또는 붉은 자국은 시간이 지나면 사라집니다.

- 흄 네트워크 기기, 휴대전화, 무선 전화기와 그 기지국, 무전기와 같은 무선 통신 기기는 이 혈압 모니터에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 이러한 기기로부터 30 cm 이상 거리를 유지해야 합니다.
- 혈압을 너무 자주 측정하면 혈류 장애로 인해 상해를 입을 수 있습니다. 기기를 반복적으로 사용하는 경우, 기기의 작동으로 인해 혈액 순환에 장기적 손상이 생기지 않는지 확인하십시오.
- 신생아 및 임산부에 대한 임상 시험은 실시되지 않았습니다. 신생아나 임산부에게 사용하지 마십시오.
- 유방 절제술을 받은 적이 있다면 기기를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 어린이가 혼자서 기기를 사용하도록 하지 말고 유아의 손이 달지 않는 곳에서 기기를 작동하여 주십시오. 사고나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 유아가 실수로 삼킬 경우 질식 위험을 일으킬 수 있는 작은 부품이 있으니, 주의하여 주십시오.
- 배터리와 환자를 동시에 접촉하지 마십시오. 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 단일 부품 장애가 발생할 경우, 근접한 커프의 표면이 뜨거워지고 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 본 설명서에 나와있지 않은 액세서리를 사용하면 위험할 수 있습니다.
- 배터리가 단선되면 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다.
- 사용하기 전에 기기를 주변 환경에 적응시키십시오(약 1시간).
- 손목에 감싸지 않은 상태에서 커프를 팽창시키지 마십시오.


금기 사항

다음은 기기의 올바른 사용을 위한 예방 조치입니다.

- 다른 의료용 전기 장비가 연결된 손목에 장치를 착용하지 마십시오. 장비가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 팔에 심한 혈행장애가 있는 사람은 의료 문제를 방지하기 위해 기기를 사용하기 전에 의사와 상의해야 합니다.
- 측정된 결과를 근거로 자가 진단하여 치료를 시작하지 마십시오. 결과 평가와 진단은 항상 의사와 상의하여 주십시오.
- 치료되지 않은 상처가 있는 손목에 장치를 착용하지 마십시오.
- 정맥 주사 또는 혈액 수혈을 받는 팔에 장치를 착용하지 마십시오. 부상이나 사고가 발생할 수 있습니다.
- 마취 가스와 같은 인화성 가스가 있는 곳에서는 이 기기를 사용하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 고압 산소 챔버 또는 산소 텐트와 같은 고농축 산소 환경에서는 본 기기를 사용하지 마십시오. 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

각부 설명

디스플레이




◀ 버튼(평균, 메모리 및 사전 설정 매개변수 변경)

SET 버튼(사용자 1 및 시계 2)

START 버튼

배터리 커버



알칼라인 배터리(LR03 또는 AAA)

디스플레이

메모리

평균

WHO 분류 표시기

및
압력 바 표시기


커프핏에러 기호

움직임 에러 기호

하트마크

사용자 1 및 사용자 2

배터리 표시부



수축기 압력

확장기 압력

올바른 자세 안내(C.P.G.) 표시

IHB/AFib 기호

맥박수

%IHB/AFib

날짜 및 시계 표시

AM / PM 표시

기호

기기 케이스에 인쇄된 기호

기호	기능/의미
⌚	대기 모드 및 기기 켜기
⊕ [LR03(AAA)] ⊖	배터리 설치 안내
---	직류
SN	일련 번호
🏭	제조사
2020 ⌂	제조년
⚠	형식 BF: 감전 방지를 위해 특수하게 설계된 커프입니다.
IP	국제 보호 기호
☒	사용한 기기, 부품 및 배터리는 일반 가정용 쓰레기로 취급되지 않으며 해당 지역 규정에 따라 폐기해야 합니다.
ⓘ	사용 설명서/부클릿 참조
☔	건조하게 유지

디스플레이에 나타나는 기호

기호	기능/의미/권고 조치
♥	측정이 진행되는 동안 나타납니다. 맥박이 감지되면 깜박입니다. 가능한 한 움직이지 마십시오.
("♡")	불규칙맥파나 심방세동이 감지될 때 IHB/AFib 기호가 나타납니다. 떨림이나 흔들림과 같은 매우 미세한 진동이 감지될 때 켜질 수 있습니다.
⌚	신체 또는 팔 움직임이 감지되면 나타납니다. 판독값이 올바르지 않을 수 있습니다. 다시 측정하십시오. 측정 중에는 가만히 계십시오.
* ↗	커프를 느슨하게 착용하고 측정 중일 때 표시됩니다. 판독값이 올바르지 않을 수 있습니다. 커프를 바르게 착용하고 측정을 다시 시도하십시오.
📊	메모리에 있는 IHB/AFib 감지 비율 $\%IHB/AFib = \frac{\text{[메모리에 있는 감지된 IHB/AFib]} \times 100 \%}{\text{[총 데이터수]}}$
❶ ❷	사용자 1 및 사용자 2

표시부에 나타나는 기호(계속)

기호	기능/의미	권고 조치
	메모리에 저장된 이전 측정값	_____
	평균 데이터	_____
	배터리 완충 측정 중 배터리 전원 표시	_____
	배터리 부족 깜박이면 배터리가 부족한 것입니다.	표시가 깜박이면 모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오.
또는	측정 중 움직임으로 인한 불안정한 혈압 수축기 및 이완기 값이 서로 10mmHg 이내입니다.	다시 측정하십시오. 측정 중에는 가만히 계십시오.
	커프가 팽창하는 동안 압력 값이 증가하지 않았습니다. 커프를 올바르게 작용하지 않았습니다.	커프를 바르게 작용하고 측정을 다시 시도하십시오.
	PUL 표시 오류 펄스가 올바로 감지되지 않았습니다.	
		배터리를 제거하고 START 버튼을 누른 다음 배터리를 다시 장착하십시오.
	혈압 모니터 내부 오류	오류가 계속 나타나면 대리점에 문의하십시오.
SYS	수축기 혈압(mmHg)	_____
DIA	확장기 혈압(mmHg)	_____
PUL	분당 맥박수	_____
AM	4:00 ~ 9:59 사이에 측정된 데이터	_____
PM	18:00 ~ 1:59 사이에 측정된 데이터	_____


모니터 사용

1. 배터리 삽입/교체

- 배터리 커버를 분리합니다.
- 사용한 배터리를 꺼내고 극성(+ 및 -)이 맞는지 확인하면서 그림과 같이 새 배터리를 배터리 함에 삽입합니다. LR03 또는 AAA 배터리만 사용하십시오.
- 배터리 커버를 닫아 주십시오.

⚠주의

- 배터리 함: 배터리 함에 배터리를 삽입하십시오. 잘못 장착하면 기기가 작동하지 않습니다.
- (배터리 부족 표시)가 디스플레이에서 깜빡이면 모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오. 사용하던 배터리와 새 배터리를 혼용하여 사용하지 마십시오. 배터리 수명이 단축되거나 기기가 오작동할 수 있습니다.
- 배터리가 방전되면 (배터리 부족 표시)가 나타나지 않습니다.
- 배터리 수명은 주변 온도에 따라 다르며 저온에서는 더 짧을 수 있습니다. 일반적으로, 2개의 새 LR03/AAA 배터리는 매일 두 번씩 측정할 경우 약 3개월간 사용하실 수 있습니다.
- 지정된 배터리만 사용하십시오. 기기와 함께 제공되는 배터리는 테스트용 배터리로 수명이 짧을 수 있습니다.
- 장기간 기기를 사용하지 않을 경우에는 배터리를 본체로부터 분리하십시오. 배터리가 새서 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 배터리를 제거하면 사전 설정 매개변수(시계, 사용자 및 나의 C.P.G.)가 리셋됩니다.




2. 사용자 선택

1. [SET] 버튼을 눌러 기기를 끕니다. 표시기 ① 또는 ② 가 깜박입니다.
2. [SET] 버튼을 사용하여 사용자 ① 및 사용자 ②에서 사용자를 선택합니다.
[START] 버튼을 눌러 기기의 전원을 끕니다.
3분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다.

3. 사용 전에 내장 시계 조정

1. 연도가 깜박이기 시작할 때까지 [SET] 버튼을 길게 누릅니다.
 2. ◀ 버튼을 사용하여 연도를 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 연도를 설정하고 월/일 선택으로 이동합니다.
2010년부터 2059년까지의 모든 날짜를 설정할 수 있습니다.
 3. ◀ 버튼을 사용하여 월을 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 월을 설정하고 날짜 선택으로 이동합니다.
 4. ◀ 버튼을 사용하여 날짜를 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 날짜를 설정하고 시간/분 선택으로 이동합니다.
 5. ◀ 버튼을 사용하여 시간을 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 현재 시간을 설정하고 분 선택으로 이동합니다.
 6. ◀ 버튼을 사용하여 분을 선택합니다.
[SET] 버튼을 눌러 "6. C.P.G.기능 전환"으로 진행합니다.
- ▣ ◀ 버튼을 길게 누르면 값이 연속해서 변경됩니다.
- ▣ [START] 버튼을 눌러 언제든지 기기를 끌 수 있습니다.

참고: 3분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다. 시계가 설정되지 않았으면 **---**이 시계 디스플레이에 표시됩니다.
배터리를 제거하면 사전 설정 매개변수(시계, 사용자 및 나의 C.P.G.)가 리셋됩니다.




4. 커프 착용

1. 오른쪽 그림과 같이 손에서 약 1 cm 올라온 손목에 커프를 감쌉니다.

2. 벨크로 스트립을 사용해 커프를 단단히 감쌉니다.

참고: 정확한 측정을 위해 커프를 단단히 감싸고 손목에 아무 것도 없는 상태에서 측정하십시오.



5. 정확하게 측정하는 방법

최대한 정확하게 혈압을 측정하려면 다음과 같이 하십시오.

- 측정 중에 말하거나 움직이지 말고 가만히 계십시오.
- 편안한 자세로 앉으십시오. 손바닥이 위를 향하고 커프를 가슴과 같은 높이에 위치시킨 상태로 테이블에 팔꿈치를 올려 놓습니다.
- 5분에서 10분간 휴식을 취한 다음에 측정합니다. 감정적으로 흥분하거나 우울하면 이러한 감정적 자극이 측정 결과에 영향을 미쳐 혈압 수치가 정상 혈압보다 높거나 낮게 표시되고 맥박은 일반적으로 더 빨라집니다.
- 혈압은 매일 대략 같은 시간에 측정합니다.
- 개인의 혈압은 활동에 따라 지속적으로 변동하며, 섭취한 음식과 음료도 혈압에 매우 빠르고 강하게 영향을 미칠 수 있습니다.
- 운동이나 목욕 직후에는 측정하지 마십시오. 측정하기 전에 20~30분 동안 휴식을 취하십시오.
- 다리를 꼬지 마십시오. 바닥에 발을 평평하게 대고 등을 똑바로 세우십시오.
- 본 기기는 심장 박동을 기반으로 혈압을 측정합니다. 심장 박동이 매우 약하거나 부정맥이 있는 경우 기기가 혈압을 측정하기 어려울 수 있습니다.
- 기기에 이상이 있을 경우에는 측정이 중단되고 오류 기호가 표시됩니다. 기호에 대한 설명은 7페이지를 참조하십시오.
- 본 혈압 모니터는 성인용으로 고안되었습니다. 이 기기를 어린이에게 사용하기 전에 의사와 상담하십시오. 어린이가 혼자서 기기를 사용하지 않도록 합니다.
- 과도한 온도, 습도 또는 고도에서는 자동 혈압 모니터의 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

6. C.P.G. 기능 전환

- 커프의 높이가 심장 높이와 같도록 적합한 각도를 나타내는 C.P.G. 기능에 대한 설명은 18페이지를 참조하십시오.

1. 9페이지에서 6단계를 마친 후 C.P.G. 기능에 관한 ◀ 버튼을 눌러 "on" 또는 "off"를 선택합니다.
 2.  SET 버튼을 눌러 선택 내용을 저장합니다.
 3. 나의 C.P.G. 기능을 사용하지 않는 경우 START 버튼을 눌러 끕니다. "8. 측정"으로 진행합니다.
 나의 C.P.G. 기능을 사용하는 경우 "7. C.P.G. 및 나의 C.P.G. 선택"으로 진행합니다.

7. C.P.G. 및 나의 C.P.G. 선택

- C.P.G. 기능 또는 나의 C.P.G. 표시기를 선택할 수 있습니다.
 - 나의 C.P.G.를 사용하는 경우, 메모리에서 적합한 자세(손목 각도)를 미리 설정합니다.

1. 손목 각도를 이용해 혈압 모니터의 높이를 심장과 같은 높이에 맞추고 그대로 유지합니다.


▶ 버튼을 사용하여 표시기를 선택합니다.
표시기  C.P.G. 기능이 사용됩니다. (나의 C.P.G. 기능 : OFF)
 나의 C.P.G.의 데이터가 삭제됩니다. 3단계로 진행합니다

표시기  나의 C.P.G. 기능이 ON이고 표시기 로 전환되면
현재 각도가 저장됩니다. 3단계로 진행합니다.

3. **START** 버튼을 눌러 전원을 걁니다.

참고: □ 배터리를 제거하면 사전 설정 매개변수(시계, 사용자 및 나의 C.P.G.)가 리셋됩니다.


-  SET 버튼을 사용하여 사용자 1 및 사용자 2에서 사용자를 선택합니다.



- C.P.G. 표시기

1 단계 [기기의 높이(손목 각도)를 조정하고 유지]

높음 (주황색 점등)



올바른 높이 (파란색 점등)


낮음 (주황색 점등)



2 단계 「C.P.G. 또는 나의 C.P.G. 선택」

C.P.G. 기능

◀ 버튼
예: 사용자 1



나의 C.P.G.

START 버튼으로 "8. 측정"으로 가기

8. 측정

측정하는 동안 커프가 꽉 조이는 느낌이 드는 것은 정상입니다.

9. 측정 후

판독값이 표시된 상태에서 **START** 버튼을 눌러 기기를 끄면 메모리에 새 판독값이 저장됩니다.

판독값이 표시된 상태에서 **◀** 버튼을 눌러 기기를 끄면 새 판독값이 저장되지 않습니다.


커프를 벗고 데이터를 기록합니다.

참고: 본 기기에는 자동 전원 차단 기능이 있어 측정 후 1분이 지나면 현재 데이터가 메모리에 저장되고 기기의 전원이 자동으로 깨집니다. 동일한 사람이 연속 측정할 때는 최소 3분의 간격을 두십시오.

측정

참고: UB-533PGMR 사용 시 사용자에게 적합하게 팽창됩니다.

1. 커프를 손목에 감쌉니다. 커프를 심장과 같은 높이에 맞추고 편하게 앓아 안정을 취합니다.
2. **START** 버튼을 누릅니다. 디스플레이 칸의 모든 내용이 표시됩니다.
3. 즉시 **SET** 버튼을 사용하여 사용자 ❶ 및 사용자 ❷로부터 사용자를 선택합니다. C.P.G. 표시기를 사용하여 커프를 심장 높이에 맞추고 그대로 유지합니다(파란색 표시등).
참고: 사용자 선택을 사용하지 않는 경우, 팽창이 될 때까지 몇초 간 기다립니다. C.P.G. 기능을 사용하지 않는 경우 C.P.G. 표시기가 표시되지 않습니다.
4. 영(0)이 잠깐동안 표시되어 깜빡입니다. 그런 다음 측정이 시작되면 표시 내용이 바뀝니다. 커프가 팽창하기 시작합니다. 커프가 꽉 조이게 느껴지는 것은 정상입니다. 팽창이 시작되면 측정이 자동으로 시작되고 ♥ (하트마크)가 깜박입니다.
참고: 팽창을 멈추고 싶다면 언제든지 **START** 버튼을 다시 누릅니다.
5. 측정이 완료되면 기기가 판독값을 표시합니다(수축기 압력 및 확장기 압력, 맥박수, WHO 혈압등급, I.H.B. 기호 및 C.P.G. 표시기). 판독값이 표시된 동안 날짜와 시간이 번갈아 표시됩니다. 커프에 남아 있는 공기가 자동으로 배출되고 완전히 수축됩니다.
참고: 메모리에 새 판독값을 저장하지 않으려면 판독값이 표시되는 동안 **◀** 버튼을 누르십시오
6. **START** 버튼을 다시 누르고 기기를 끕니다. 커프를 제거합니다.
참고: 본 기기에는 자동 전원 차단 기능이 있습니다.
동일한 사람이 연속 측정할 때는 최소 3분의 간격을 두십시오.




표시부 전체 내용



사용자 ❶ 또는 사용자 ❷ : **SET** 버튼
C.P.G. 표시기: 주황색, 파란색, 주황색
낮음 레벨 높음



0 표시
팽창이 시작됨



팽창 및
측정 진행 중



수축기 압력
확장기 압력
WHO 혈압등급
I.H.B. 기호
맥박수
C.P.G. 표시기



메모리 데이터 불러오기

참고: 이 기기는 최근 60건의 측정 값을 메모리에 저장합니다.

- ◀ 버튼을 눌러 기기를 끕니다.

모든 측정의 평균과 데이터 수가 표시됩니다. 데이터가 없으면 "0"이 표시됩니다. ◀ 또는 START 버튼을 눌러 기기를 끕니다.

- 다음 버튼을 사용하여 데이터(측정 데이터의 수와 내용)를 표시합니다.

□ SET 버튼을 사용하여 사용자 1 및 사용자 2로부터 사용자를 선택합니다.

기기에 모든 측정치의 평균과 데이터 수가 표시됩니다.

□ ◀ 버튼을 누를 때마다 기기가 다음과 같이 표시됩니다.

■ 4:00 ~ 9:59 사이에 측정된 모든 AM(오전) 측정의 평균 데이터 이 예시에서, 데이터가 없는 경우 -- 가 표시됩니다.

■ 18:00 ~ 1:59 사이에 측정된 모든 PM(오후) 측정의 평균 데이터

■ 데이터(측정 데이터의 수와 내용).


기기가 가장 최근 데이터부터 표시합니다. 측정 데이터를 표시하는 동안 날짜와 시간이 번갈아 표시됩니다.

이 예시에서: No.30 및 데이터 → No.29 및 데이터 → ⋯ → No.01 및 데이터입니다.

- 가장 오래된 데이터가 표시된 후에 ◀ 버튼을 누르면 기기가 1단계로 진행하여 모든 측정치의 평균과 데이터 수가 표시됩니다.

- START 버튼을 눌러 기기를 끕니다.

1분 동안 조작하지 않으면 기기가 자동으로 깨집니다.




메모리에 저장된 데이터 삭제

1.  버튼을 사용하여 사용자 1 및 사용자 2에서 사용자를 선택합니다.
 버튼을 사용하여 기기를 끕니다.

2. 기기가 자동으로 꺼질 때까지  버튼을 길게 누릅니다.
기기에 사용자 아이콘과  표시가 나타나며,  표시가 깜박이는 동안 메모리에 저장된 데이터가 삭제되고 자동으로 꺼집니다.

참고: 이 작업으로 메모리에 저장된 지정 사용자 데이터가 삭제됩니다.
삭제할 데이터를 선택할 수는 없습니다.



IHB/AFib 표시기란?

모니터가 측정 중에 불규칙한 리듬을 감지하면 IHB/AFib 표시기가 측정 값과 함께 디스플레이에 나타납니다.

참고: 이  IHB/AFib 표시기가 자주 나타나면 의사와 상의할 것을 권합니다.

AFib 란?

심장은 심장에서 발생하는 전기 신호로 인해 수축하고 신체를 통해 혈액을 보냅니다. 심방 세동(AFib)은 심방의 전기 신호가 혼란스러워져 맥박 간격의 교란을 유발할 때 발생합니다. AFib는 응혈을 쉽게 일으켜 혈액이 심장에 정체되는 원인이 될 수 있으며, 그로 인해 뇌졸중과 심장 마비가 발생할 수 있습니다.

% IHB/AFib

%IHB/AFib는 감지된 IHB의 빈도로 표시됩니다.


IHB/AFib는 신체적 움직임과 같은 노이즈뿐만 아니라 심방세동을 감지할 수 있습니다. 따라서 %IHB/AFib 수준이 높으면 담당 의사의 진찰을 받는 것이 좋습니다.

$$\%IHB/AFib = \frac{\left[\begin{array}{c} \text{메모리에 있는 감지된} \\ \text{IHB/AFib 의 수} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{c} \text{총 데이터수} \end{array} \right]} \times 100 \%$$

%IHB/AFib의 표시: %IHB/AFib는 평균 값을 표시할 때 나타납니다.

메모리 번호가 6 이하이면 %IHB/AFib가 표시되지 않습니다.


평균값 표시



레벨 0 %IHB/AFib=0	레벨 1 %IHB/AFib=1 – 9	레벨 2 %IHB/AFib=10 – 24	레벨 3 %IHB/AFib=25 – 100
표시되지 않음			

압력 바 표시기


이 표시기는 측정 중 압력의 진행을 모니터합니다.




WHO 혈압 등급 표시기

막대 표시기의 6개 각 세그먼트는 20페이지에 설명된 WHO 혈압 분류 기준에 해당합니다.

예:



WHO 분류 표시기



I: 표시기는 현재 데이터를 바탕으로 WHO 분류에 해당하는 칸을 표시합니다.

C.P.G. 표시기


□ C.P.G. 표시기

C.P.G. (Correct Position Guidance: 올바른 자세 안내) 표시기는 측정 중 올바른 자세에서 혈압 모니터의 높이(손목 각도)와 심장 높이 사이의 차이(예: 앓은 자세, 테이블과 의자 높이 등)를 알려주는 기능입니다. 이 표시기는 보다 안정적인 측정 조건을 얻기 위해 이용할 수 있습니다.



□ C.P.G. 표시기


혈압 모니터의 높이가 심장보다 낮습니다.



혈압 모니터의 높이가 심장 높이와 같습니다.



혈압 모니터의 높이가 심장보다 높습니다.




기기의 위치는 측정 전과 후에 모두 확인됩니다. 두 번의 확인 결과, 측정 위치가 올바른 것으로 나타나면 LEVEL 표시기가 켜집니다(파란색).

다른 모든 측정의 경우에는 LOW 또는 HIGH 측정 위치 표시기가 켜집니다(주황색).

□ 적합한 자세

의자에 등을 기대고 앉아 팔꿈치를 테이블 위에 올립니다.



□ 나의 C.P.G. 사용 방법

C.P.G. 기능은 대부분의 측정의 경우에 올바른 자세(손목 각도)에서 사용할 수 있습니다. 혈압 모니터의 높이가 심장 높이와 같도록 높이를 조절하기 위해 자세를 바꿔야 하는 경우 나의 C.P.G. 기능을 사용하여 사용자 개인의 자세를 저장할 수 있습니다. 측정 전에 나의 C.P.G. 기능으로

각도를 사전 설정합니다.

□ 측정 중에 표시기와 메모리 호출

C.P.G. 표시기는 측정을 시작할 때 표시할 수 있으며 메모리에 저장되는 데이터에 포함됩니다. 측정 중 각도를 조절하고 그대로 유지합니다.

혈압에 대하여

혈압이란?

혈압은 혈액이 동맥 혈관벽에 가하는 힘입니다. 수축기 압력은 심장이 수축할 때 발생합니다. 확장기 압력은 심장이 팽창할 때 발생합니다. 혈압은 수은주의 높이, 즉 밀리미터 머큐리(mmHg)로 측정됩니다.. 사람의 자연 혈압은 아침에 일어나서 공복으로 휴식을 취한 상태로 측정했을 때의 기본 압력으로 표현됩니다.

고혈압 관리의 필요성

비정상적으로 높은 동맥 혈압을 의미하는 고혈압은 방치했을 때 뇌졸중이나 심장 마비 같은 많은 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 고혈압은 생활 습관을 바꾸거나 스트레스를 줄이거나 의사의 지시에 따라 약물 치료를 수행함으로써 조절할 수 있습니다.

고혈압을 예방하거나 관리하려면:

- 금연하기
- 규칙적으로 운동하기
- 짜고 지방이 많은 음식 줄이기
- 정기 검진 받기
- 정상 체중 유지하기

집에서 혈압을 측정해야 하는 이유는 무엇일까요

진료소나 의사 진찰실에서 측정된 혈압은 긴장을 유발하여 집에서 측정한 것보다 25-30 mmHg 높은 수치를 나타낼 수 있습니다. 가정에서 측정한 혈압은 혈압 측정에 미치는 외부 영향을 줄이고 의사의 판독 값을 보완하며 보다 정확하고 완전한 혈압 기록을 제공합니다.



WHO 혈압 분류

세계보건기구(WHO)에서는 오른쪽 차트와 같이 나이와 상관없이 고혈압을 평가할 수 있는 기준을 수립했습니다.

혈압의 변동

개인의 혈압은 하루 동안에도 변하고 계절별로도 크게 달라집니다. 하루 동안 다양한 조건으로 인해 30에서 50 mmHg까지 달라질 수 있습니다. 고혈압 환자의 경우 변동 폭이 더욱 뚜렷합니다. 일반적으로 업무 시간이나 몸을 움직일 때 혈압이 올라가고 수면 중에는 혈압이 최저 수준으로 떨어집니다. 따라서 한 번의 측정 결과에 지나치게 관심을 두지 마십시오. 이 설명서에 설명된 절차에 따라 매일 같은 시간에 혈압을 측정하면 정상 혈압을 알 수 있습니다. 정기적인 수치가 보다 포괄적인 혈압 이력을 제공합니다. 혈압을 측정할 때의 날짜와 시간을 적어 두십시오. 의사와 상의하여 혈압 데이터를 해석하십시오.

참고 자료: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2



문제 해결

문제	가능한 원인	권고 조치
전원을 켜도 표시부에 아무 것도 나타나지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다. 배터리 단자가 정확한 위치에 있지 않습니다.	모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오. 배터리 함의 표시에 따라 음극과 양극 단자를 맞추어 배터리를 다시 설치하십시오.
커프가 팽창하지 않습니다.	배터리 전압이 너무 낮습니다.  (배터리 부족 표시)가 깜빡입니다. 배터리가 완전히 방전되면 이 표시가 나타나지 않습니다.	모든 배터리를 새 것으로 교체하십시오.
장치가 측정을 수행하지 않습니다. 판독 값이 너무 높거나 낮습니다.	커프를 제대로 착용하지 않았습니다.	커프를 바르게 착용하십시오.
	측정 중에 손목이나 몸을 움직였습니다.	측정 중에 몸을 움직이지 말고 조용히 계십시오.
	커프 위치가 올바르지 않습니다.	편안하게 가만히 앉으십시오. 손바닥이 위를 향하고 커프를 가슴과 같은 높이에 위치시킨 상태로 테이블에 팔을 올려 놓습니다.
	_____	심장 박동이 매우 약하거나 불규칙한 경우 혈압을 측정하기 어려울 수 있습니다.
기타	측정 값이 진료소나 의사 진찰실에서 측정한 값과 다릅니다.	"집에서 혈압을 측정해야 하는 이유는 무엇일까요" 섹션을 참조하십시오.
	_____	배터리를 제거하십시오. 배터리를 다시 끼우고 측정을 다시 시도하십시오.

참고: 위에 설명한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 판매 대리점에 문의하십시오. 본 제품을 직접 개봉하거나 개조하면 보증이 무효화됩니다.

유지보수

기기를 열지 마십시오. 본 제품에는 섬세한 전기 부품과 복합 공기 장치가 사용되었기 때문에 손상 위험이 있습니다. 문제 해결 지침을 이용하여 문제를 해결할 수 없는 경우 해당 지역의 공인 판매점이나 당사 고객 서비스 부서에 문의하십시오. A&D 고객 서비스 부서에서는 공인 판매점에 기술 정보, 부품 및 장치를 제공합니다.

이 기기는 장기간 사용하도록 설계 및 제조되었습니다. 그러나 적절한 기능과 정확성을 보장하기 위해 2년마다 기기 검사를 받는 것이 좋습니다. 해당 지역의 공인 판매점이나 A&D에 유지, 관리를 문의하십시오.

사양

명칭	한국에이엔디(주) 자동전자혈압계, UB-533PGMR
수입품목허가번호	수허 18-299 호
측정 방식	오실로메트릭법
측정 범위	압력: 0 – 299 mmHg 수축기 혈압: 60 – 279 mmHg 확장기 압력: 40 – 200 mmHg 맥박: 40 – 180 박/분
측정 정확도	압력: ±3 mmHg 맥박: ±5%
전원 공급장치	1.5 V 알카라인 배터리 2 개(LR03 또는 AAA)
측정 횟수	AAA 알칼라인 배터리를 사용하고 23 °C 의 실온에서 170 mmHg 의 압력 값으로 측정 시 약 200 회 측정.
손목 둘레	13.5 – 21.5 cm
분류	내부 전원 구동 ME 장비(연속 작동 모드)

적용 부품	커프 유형 BF 
사용 수명	기기: 5년(하루 6회 사용 기준)
임상 시험	ISO81060-2 : 2013에 따름 임상 시험에서 K5는 85 명의 확장기 혈압을 측정하는 데 사용되었습니다.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
메모리	사용자 1 및 사용자 2 각각에 대해 마지막 60개 측정.
작동 조건	+10 ~ +40 °C / 15 ~ 85 %RH / 800 ~ 1,060 hPa
운송/보관 조건	-20 ~ +60 °C / 10 ~ 95 %RH / 700 ~ 1,060 hPa
크기	약 56 [W] x 88 [H] x 21.5 [D] mm
무게	약 95 g(배터리 제외)
침수 보호	IP20

참고: 사양은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

IP 분류는 IEC 60529에 따라 외부 케이스가 제공하는 보호 등급입니다. 본 기기는 손가락 같은 12 mm 직경 이상의 이물질로부터 보호됩니다. 본 기기는 방수 기능이 없습니다.

수입원 : 한국에이엔디(주)

서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 33 맨하탄빌딩 817

제조의뢰자 : A&D Company, Limited

일본, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 Japan

제조자 : A&D Manufacturing Company, Limited – Tsukuba Factory

일본, 4210-15 Takasai, Shimotsuma-shi, Ibaraki-ken 304-0031 Japan

첨부문서 작성연월 : 2025년 1년 15일 <제3판>

MEMO

Daftar Isi

Pelanggan yang Terhormat	2
Keterangan Awal	2
Tindakan Pencegahan.....	2
Identifikasi Bagian-bagian Alat	5
Simbol	6
Menggunakan Monitor	9
1. Memasang/Menukar Baterai	9
2. Memilih Pengguna	10
3. Menyetel Jam Built-in Sebelum Penggunaan.....	10
4. Memasang Manset.....	11
5. Cara Mendapatkan Pengukuran yang Akurat.....	11
6. Sakelar Fungsi C.P.G.....	12
7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya	12
8. Pengukuran.....	13
9. Setelah Pengukuran.....	13
Pengukuran	14
Menampilkan Kembali Data Memori	15
Menghapus Data yang Tersimpan di dalam Memori.....	16
Apa itu Indikator IHB/AFib?	16
Apa itu AFib?	16
% IHB/AFib	17
Indikator Batang Tekanan	18
Indikator Klasifikasi WHO	18
Indikator C.P.G.	19
Tentang Tekanan Darah	20
Apa itu Tekanan Darah?	20
Apa itu Hipertensi dan Bagaimana cara Mengatasinya?	20
Kenapa perlu Mengukur Tekanan Darah di Rumah?	20
Klasifikasi Tekanan Darah WHO	21
Variasi Tekanan Darah	21
Penyelesaian masalah	22
Pemeliharaan	23
Data Teknis	23

Pelanggan yang Terhormat

Selamat atas pembelian monitor tekanan darah A&D canggih Anda. Dirancang agar mudah digunakan serta akurat. Alat ini akan mempermudah rejimen tekanan darah harian Anda.
Kami menyarankan agar Anda membaca buku panduan ini secara saksama sebelum menggunakan untuk pertama kali.

Keterangan Awal

- Alat ini dirancang untuk digunakan pada orang dewasa, bukan untuk anak yang baru lahir atau bayi.
- Lingkungan penggunaan. Alat ini dimaksudkan agar digunakan oleh Anda sendiri di lingkungan perawatan kesehatan rumah.
- Alat ini dirancang untuk mengukur tekanan darah dan denyut nadi manusia untuk keperluan diagnosis.

Tindakan Pencegahan

- Komponen yang presisi digunakan dalam pembuatan alat ini. Hindari alat dari suhu ekstrem, kelembapan, sinar matahari langsung, guncangan atau debu.
- Bersihkan alat dengan kain lembut yang kering atau kain yang dibasahi dengan air dan deterjen netral. Jangan gunakan alkohol, benzene, thinner atau bahan kimia keras lainnya untuk membersihkan alat.
- Hindari melipat manset dengan kencang untuk waktu yang lama, hal seperti itu akan mempersingkat masa pakai komponen alat.
- Alat tidak tahan air. Jangan biarkan alat terkena hujan, keringat dan air.
- Pengukuran dapat berubah jika alat digunakan di dekat televisi, oven mikrogelombang, ponsel, sinar-X atau perangkat lainnya yang memiliki medan magnet yang kuat.
- Jangan menangani peralatan, komponen-komponen alat dan baterai yang digunakan seperti sampah rumah tangga yang biasa, semua bekas penggunaan alat harus dibuang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- Pastikan bahwa alat telah bersih sebelum digunakan kembali.
- Jangan memodifikasi alat. Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada alat.

- Untuk mengukur tekanan darah, pergelangan tangan harus diapit dengan cukup kuat oleh manset agar dapat menghentikan aliran darah sementara melalui pembuluh nadi. Hal ini dapat menimbulkan rasa sakit, mati rasa atau tanda merah sementara pada pergelangan tangan. Kondisi ini akan muncul khususnya ketika pengukuran dilakukan secara berturut-turut. Rasa sakit, mati rasa, atau tanda merah akan hilang seiring berjalannya waktu.
- Alat komunikasi nirkabel, seperti perangkat jaringan rumah, ponsel, telepon kabel dan BTS serta walkie-talkie dapat mempengaruhi monitor tekanan darah ini. Oleh karena itu, tempatkan alat dengan jarak minimum 30 cm dari perangkat-perangkat tersebut.
- Melakukan pengukuran tekanan darah terlalu sering dapat membahayakan akibat dari gangguan pada aliran darah. Lakukan pemeriksaan agar pengoperasian alat tidak mengakibatkan gangguan sirkulasi darah jangka panjang ketika menggunakan alat secara berulang-ulang.
- Uji klinis belum dilakukan pada bayi yang baru lahir dan ibu hamil. Jangan menggunakan alat pada bayi yang baru lahir dan ibu hamil.
- Jika Anda pernah melakukan mastektomi, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan alat.
- Jangan biarkan anak-anak menggunakan alat sendiri dan jauhkan dari jangkauan bayi. Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada alat.
- Ada beberapa komponen kecil alat yang dapat menyebabkan bahaya tersedak jika tidak sengaja tertelan oleh bayi.
- Jangan menyentuh baterai dan pasien pada saat yang sama. Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jika terjadi kegagalan komponen tunggal pada penutup dekat manset dapat menjadi panas dan berpotensi menyebabkan kegagalan fungsi.
- Penggunaan aksesoris tidak dijelaskan di manual ini dan hal tersebut kemungkinan dapat membahayakan keselamatan.
- Jika baterai mengalami korsleting, maka baterai bisa menjadi panas dan terbakar.
- Berikan waktu kepada alat agar beradaptasi dengan lingkungan sekitar sebelum menggunakannya (sekitar satu jam).
- Jangan memompa alat tanpa memasang manset pada lengan Anda.

Kontraindikasi

Berikut ini adalah tindakan pencegahan untuk cara penggunaan alat yang benar.

- Jangan menggunakan alat pada pergelangan tangan yang dipasang dengan peralatan medis listrik lain. Alat kemungkinan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
- Orang yang mengalami defisit peredaran darah pada lengan harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan alat ini agar terhindar dari masalah medis.
- Jangan mendiagnosis sendiri hasil pengukuran dan memulai perawatan dengan diri Anda sendiri. Selanjutnya konsultasikan kepada dokter Anda tentang evaluasi hasil dan perawatan.

- Jangan menggunakan alat pada pergelangan tangan dengan luka yang belum sembuh.
- Jangan menggunakan perangkat pada lengan yang sedang diinfus intravena atau transfusi darah. Hal tersebut dapat menyebabkan cedera atau petaka.
- Jangan menggunakan alat di dekat gas mudah terbakar dan gas anestesi. Hal tersebut dapat mengakibatkan ledakan.
- Jangan menggunakan alat di lingkungan dengan oksigen berkonsentrasi tinggi, seperti ruangan dengan oksigen bertekanan tinggi atau tenda oksigen. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.

Identifikasi Bagian-bagian Alat


Layar

Tombol ◀ (rata-rata, memori dan perubahan parameter yang telah ditetapkan)


Tombol  SET (pengguna  dan jam 

Tombol START

Tutup baterai



Baterai alkalin (LR03 atau AAA)



MEMORI
Rata-rata

Indikator klasifikasi WHO
dan
Indikator batang tekanan


Simbol Kesalahan Letak Manset

Simbol Kesalahan Pergerakan

Tanda Hati

Pengguna  dan  Pengguna
Indikator baterai

Layar



Tekanan Sistolik

Tekanan diastolik

Indikator (Panduan Posisi yang Tepat) (C.P.G.)

Simbol IHB/AFib

Denyut nadi

%IHB/AFib

Layar tanggal dan jam

Tanda AM / PM

Simbol

Simbol yang tertera pada tutup alat.

Simbol	Fungsi/Arti
	Bersiap dan Nyalakan alat
LR03 (AAA)	Panduan pemasangan baterai
	Arus searah
SN	Nomor seri
	Produsen
2020	Tanggal pembuatan
	Tipe BF: Manset dirancang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kejutan listrik.
IP	Simbol perlindungan internasional
	Jangan menangani peralatan, bagian-bagian alat dan baterai yang digunakan seperti sampah rumah tangga yang biasa, semua bekas penggunaan alat harus dibuang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
	Mengacu pada panduan/buku panduan
	Jaga alat agar tetap kering

Simbol yang muncul pada layar

Simbol	Fungsi/Arti/Tindakan yang Dianjurkan
	Muncul saat pengukuran sedang berlangsung. Layar akan berkedip ketika denyut terdeteksi. Usahakan jangan bergerak.
	Simbol IHB/AFib muncul ketika denyut jantung tidak beraturan terdeteksi. Lampu alat kemungkinan akan menyala ketika vibrasi yang lemah seperti menggigil atau gemetaran terdeteksi.
	Muncul ketika gerakan tubuh atau lengan terdeteksi. Pembacaan kemungkinan akan menghasilkan nilai yang salah. Lakukan pengukuran lagi. Jangan bergerak ketika sedang melakukan pengukuran.
	Muncul selama pengukuran ketika manset terpasang longgar. Pembacaan kemungkinan akan menghasilkan nilai yang salah. Pasang manset dengan benar, dan lakukan pengukuran lagi.
	Tingkat IHB/AFib yang terdeteksi dalam memori $\%IHB/AFib = \frac{\text{Jumlah IHB/AFib yang terdeteksi dalam memori}}{\text{Angka total}} \times 100\%$
	Pengguna 1 dan pengguna 2

Simbol yang muncul pada layar (lanjutan)

Simbol	Fungsi/Arti	Tindakan yang dianjurkan
	Pengukuran yang sebelumnya akan tersimpan di dalam MEMORI.	_____
	Data rata-rata	_____
	BATERAI PENUH Indikator daya baterai selama pengukuran.	_____
	BATERAI LEMAH Daya baterai lemah ketika lampu alat berkedip	Ganti semua baterai dengan yang baru ketika lampu indikator alat berkedip.
E_1 atau E_2	Tekanan darah tidak stabil dikarenakan adanya pergerakan pada saat pengukuran	Lakukan pengukuran lagi. Jangan bergerak ketika sedang melakukan pengukuran.
	Nilai sistolik dan diastolik adalah masing-masing 10 mmHg.	Pasang manset dengan benar, dan lakukan pengukuran lagi.
E_3	Nilai tekanan tidak naik selama inflasi.	
	Manset tidak terpasang dengan benar.	
E	PUL. KESALAHAN LAYAR Denyut tidak terdeteksi dengan benar.	
E_E	Monitor tekanan darah internal mengalami kesalahan	Keluarkan baterai dan tekan Tombol START , dan kemudian pasang kembali baterai. Jika kesalahan tetap terjadi, hubungi penjual.
E_g		
SYS	Tekanan darah sistolik dalam mmHg	_____
DIA	Tekanan darah diastolik dalam mmHg	_____
PUL	Denyut per menit	_____
AM	Data diambil pada jam 4:00 dan 9:59	_____
PM	Data diambil pada 18:00 dan 1:59	_____


Menggunakan Monitor

1. Memasang/Menukar Baterai

1. Buka tutup baterai.
2. Lepaskan baterai lama dan masukkan baterai baru ke dalam kompartemen baterai seperti yang ditunjukkan gambar, pastikan pemasangan baterai sesuai dengan polaritas (+ dan -). Gunakan hanya baterai LR03 atau AAA.
3. tutup baterai Tutup kompartemen baterai.

!PERINGATAN

- Masukkan baterai seperti yang ditunjukkan pada kompartemen baterai.
Jika baterai tidak terpasang dengan benar, alat tidak akan berfungsi.
- Ketika  (tanda BATERAI LEMAH) berkedip di layar, ganti semua baterai dengan yang baru. Jangan mencampur antara baterai yang lama dengan yang baru. Hal tersebut dapat mempersingkat masa pakai baterai, atau menyebabkan malfungsi pada alat.
-  (tanda BATERAI LEMAH) tidak muncul ketika daya baterai telah habis.
- Masa pakai baterai tergantung suhu sekitar dan kemungkinan lebih cepat habis di suhu rendah. Biasanya, dua buah baterai LR03/AAA yang baru akan bertahan kira-kira tiga bulan ketika digunakan dua kali pengukuran untuk setiap harinya.
- Gunakan hanya baterai yang sudah ditentukan saja. Baterai membuat alat dapat berfungsi untuk pengujian kinerja monitor dan memiliki masa pakai terbatas.
- Keluarkan baterai jika alat tidak ingin dipakai untuk waktu yang lama. Baterai dapat bocor dan menyebabkan malfungsi.
- Saat melepas baterai, parameter yang telah ditetapkan (jam, pengguna, dan C.P.G. saya) disetel ulang.



2. Memilih Pengguna


1. Tekan tombol  untuk mematikan daya. Indikator  atau  berkedip.
2. Pilih pengguna dari pengguna  dan pengguna  menggunakan tombol .
- Tekan tombol  untuk mematikan daya.
Setelah tiga menit alat tidak dioperasikan, alat akan mati secara otomatis.

3. Menyetel Jam Built-in Sebelum Penggunaan

1. Tekan dan tahan tombol  sampai tahun mulai berkedip.
2. Pilih tahun menggunakan tombol .
Tekan tombol  untuk mengatur tahun saat ini dan pindah ke pilihan bulan/hari. Tanggal dapat diatur di mana saja antara tahun 2010 dan 2059.
3. Pilih bulan menggunakan tombol .
Tekan tombol  untuk menyetel bulan saat ini dan pindah ke pemilihan hari.
4. Pilih hari menggunakan tombol .
Tekan tombol  untuk menyetel hari saat ini dan pindah ke pemilihan jam/menit.
5. Pilih jam menggunakan tombol .
Tekan tombol  untuk menyetel jam saat ini dan pindah ke pemilihan menit.
6. Pilih menit menggunakan tombol .
Tekan tombol  untuk melanjutkan "6.Sakelar Fungsi C.P.G.".

- Menahan tombol  akan mengubah nilainya terus menerus.
- Menekan tombol  akan mematikan daya.


Catatan: Setelah tiga menit alat tidak dioperasikan, alat akan mati secara otomatis. Bila jam belum disetel, ditunjukkan untuk tampilan jam. Saat melepas baterai, parameter yang telah ditetapkan (jam, pengguna, dan C.P.G. saya) disetel ulang.



4. Memasang Manset

1. Pasang atau balutkan manset di sekitar pergelangan tangan Anda sekitar 1 cm di atas tangan Anda seperti yang ditunjukkan gambar di sebelah kanan.
2. Pasang manset dengan kuat menggunakan Strip velcro.

Catatan: Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, pasang manset dengan kuat dan lakukan pengukuran langsung pada pergelangan tangan.



5. Cara Mendapatkan Pengukuran yang Akurat

Untuk mendapatkan hasil pengukuran tekanan darah yang paling akurat:

- Jangan bergerak dan tetap tenang selama pengukuran.
- Duduk dengan posisi yang nyaman. Letakkan siku Anda di atas meja dengan telapak tangan Anda menghadap ke atas dan manset berada pada posisi yang sejajar dengan jantung Anda.
- Tenangkan diri Anda selama lima sampai sepuluh menit sebelum memulai pengukuran. Jika Anda sedang merasa gembira atau depresi oleh tekanan emosional, pengukuran akan merefleksikan tekanan ini sebagai pembacaan darah yang lebih tinggi (atau lebih rendah) daripada pembacaan tekanan darah normal; dan pembacaan denyut nadi biasanya akan lebih cepat dari pada keadaan normal.
- Cobalah untuk mengukur tekanan darah Anda pada waktu yang sama setiap hari.
- Tekanan darah seseorang bervariasi secara konstan, tergantung apa yang sedang mereka lakukan, makan atau minum dapat memberikan efek yang sangat kuat dan cepat pada tekanan darah Anda.
- Jangan langsung melakukan pengukuran setelah melakukan olahraga atau latihan fisik. Istirahatlah terlebih dahulu selama dua puluh atau tiga puluh menit sebelum memulai pengukuran.
- Jangan menyilangkan kaki Anda. Tempatkan kaki Anda dengan datar di atas lantai dan luruskan punggung Anda.
- Alat ini mendasarkan pengukurannya pada denyut jantung. Jika Anda memiliki denyut jantung tidak beraturan atau sangat lemah, alat ini kemungkinan akan kesulitan untuk menentukan tekanan darah Anda.
- Jika alat mendeteksi kondisi yang abnormal, alat tersebut akan berhenti melakukan pengukuran dan menampilkan simbol kesalahan. Lihat halaman 8 untuk melihat penjelasan lengkap tentang simbol.
- Alat monitor tekanan darah ini ditujukan untuk digunakan oleh orang dewasa. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini pada anak-anak. Anak-anak tidak boleh menggunakan alat ini tanpa pengawasan.
- Kinerja monitor tekanan darah otomatis dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan atau ketinggian yang berlebihan.

6. Sakelar Fungsi C.P.G.

- Lihat halaman 19 untuk fungsi C.P.G. yang akan menunjukkan sudut yang tepat sehingga tinggi manset sejajar dengan jantung Anda.
- 1. Setelah langkah 6 di halaman 10, tekan tombol **◀** untuk memilih "on" atau "OFF" terkait fungsi C.P.G.
- 2. Tekan tombol **SET** untuk menyimpan pilihan.
- 3. □ Jika Anda tidak menggunakan fungsi C.P.G. Saya, tekan tombol **START** untuk mematikan daya. Lanjutkan ke "8. Pengukuran".
□ Jika Anda menggunakan fungsi C.P.G. Saya, lanjutkan ke "7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya".

7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya

- Anda dapat memilih indikator baik fungsi C.P.G. atau C.P.G. Saya
- Preset postur yang tepat (sudut pergelangan tangan) dalam memori jika Anda menggunakan C.P.G. Saya
- 1. Sesuaikan dan pertahankan ketinggian monitor tekanan darah pada tingkat yang sama dengan jantung Anda menggunakan sudut pergelangan tangan.
- 2. Pilih indikator menggunakan tombol **◀**.

Indikator ... Fungsi C.P.G digunakan. (fungsi C.P.G.Saya : OFF)
 Data C.P.G. saya dihapus. Lanjutkan ke langkah 3.


Indikator . fungsi C.P.G. saya **ON** dan sudut saat ini disimpan saat beralih ke indikator . Lanjutkan ke langkah 3.

- 3. Tekan tombol **START** untuk mematikan daya.

Catatan: □ Saat melepas baterai, parameter yang telah ditetapkan (jam, pengguna, dan C.P.G. saya) disetel ulang.
□ Pilih pengguna dari pengguna dan pengguna menggunakan tombol **SET**.

Dari langkah 6 di halaman 9

Fungsi C.P.G.
tombol **◀**



Tekan tombol **SET**.

Ke "7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya" atau
Tombol **START** dan ke "8. Pengukuran"




Indikator C.P.G.

Langkah 1 [Sesuaikan dan pertahankan ketinggian alat (sudut pergelangan tangan)]

TINGGI (Lampu oranye)

KETINGGIAN TEPAT (Lampu biru)


RENDAH (Lampu oranye)



Langkah 2 [Pilih C.P.G. atau C.P.G. saya]

Fungsi C.P.G.
tombol **◀**

Misalnya: pengguna 1



C.P.G. Saya

Tombol **START** dan ke "8. Pengukuran"

8. Pengukuran

Selama pengukuran, adalah hal yang normal jika manset dipasang dengan sangat ketat.

9. Setelah Pengukuran

Ketika hasil pengukuran muncul di layar, jika Anda menekan tombol **START** untuk mematikan alat, maka hasil pengukuran akan disimpan di dalam memori.

Ketika hasil pengukuran muncul di layar, jika Anda menekan tombol **◀** untuk mematikan alat, maka hasil pengukuran akan disimpan ke dalam memori.

Lepaskan manset dan simpan data Anda.

Catatan: Alat dilengkapi dengan fungsi daya mati otomatis yang menyimpan data terkini ke dalam memori dan mematikan alat secara otomatis dalam satu menit setelah melakukan pengukuran. Berikan rentang waktu setidaknya tiga menit untuk setiap pengukuran pada orang yang sama.

Pengukuran

Catatan: UB-533PGMR, ketika digunakan, akan menghasilkan inflasi bagi pengguna.

1. Pasang manset di pergelangan tangan Anda. Duduklah dengan posisi yang nyaman dan manset disejajarkan dengan tinggi yang sama dengan jantung Anda.
2. Tekan tombol **START**. Semua segmen layar ditampilkan.
3. Pilih pengguna dari pengguna dan pengguna menggunakan tombol **SET** segera. Sesuaikan dan pertahankan tinggi manset (dengan lampu biru) pada ketinggian yang sama dengan jantung Anda menggunakan C.P.G. indikator.

Catatan: Jika Anda tidak menggunakan pilihan pengguna, tunggu inflasi selama beberapa detik.

Jika Anda tidak menggunakan fungsi C.P.G., indikator C.P.G. tidak ditampilkan.

4. Nol (0) ditampilkan dengan kedipan singkat. Kemudian layar akan berubah, sebagai tanda bahwa pengukuran akan dimulai. Manset mulai menginflasi. Adalah hal yang normal jika manset dipasang dengan sangat ketat. Pengukuran akan mulai secara otomatis ketika inflasi dimulai, dan (tanda hati) berkedip.


Catatan: Jika suatu saat Anda ingin menghentikan inflasi, tekan tombol **START** lagi.

5. Ketika pengukuran selesai, perangkat menampilkan pembacaan (dari pembacaan tekanan sistolik dan diastolik, denyut nadi, klasifikasi WHO, simbol I.H.B. dan indikator C.P.G.). Saat pembacaan ditampilkan, tanggal dan waktu ditampilkan secara bergantian. Manset mengeluarkan sisa udara dan mengempis sepenuhnya secara otomatis.

Catatan: Jika Anda tidak ingin menyimpan hasil pembacaan yang baru ke dalam memori, tekan tombol **◀** saat hasil pembacaan ditampilkan di layar.

6. Tekan tombol **START** lagi untuk mematikan daya. Keluarkan manset.


Catatan: Alat ini dilengkapi dengan fungsi daya mati otomatis. Berikan rentang waktu setidaknya tiga menit untuk setiap pengukuran pada orang yang sama.



Menampilkan Kembali Data Memori

Catatan: Perangkat ini menyimpan setidaknya 60 pengukuran di dalam memori.

1. Tekan tombol **◀** untuk mematikan daya.
Rata-rata semua pengukuran dan jumlah data akan ditampilkan.
Jika tidak ada data, maka "0" akan ditampilkan. Tekan **◀** atau tombol **START** untuk mematikan daya.
2. Gunakan tombol-tombol berikut untuk menampilkan data (dari jumlah dan pengukuran data).
 - Pilih pengguna dari pengguna **1** dan pengguna **2** menggunakan tombol **SET**.
Alat menampilkan rata-rata semua pengukuran dan jumlah data akan ditampilkan.
 - Menekan tombol **◀** setiap kali, maka perangkat akan menampilkan:
 - Data rata-rata semua pengukuran AM (pagi) yang dilakukan antara pukul 4:00 dan 9:59. Di contoh, jika tidak ada data, **--** ditampilkan.
 - Data rata-rata semua pengukuran PM (sore) yang dilakukan antara pukul 18:00 dan 1:59.
 - Data (dari jumlah dan data pengukuran).
Alat menampilkan data terbaru secara berurutan. Tanggal dan waktu ditampilkan secara bergantian saat menampilkan data pengukuran.
Contoh: No. 30 & data → No. 29 & data → ... → No. 01 & data.
3. Jika Anda menekan tombol **◀** setelah data terlawas ditampilkan, maka alat akan melakukan langkah 1, yaitu menampilkan rata-rata semua pengukuran dan jumlah data akan ditampilkan.
4. Tekan tombol **START** untuk mematikan daya.
Jika alat tidak dioperasikan setelah satu menit, alat akan mati secara otomatis.




Menghapus Data yang Tersimpan di dalam Memori

1. Pilih pengguna dari pengguna dan pengguna menggunakan tombol SET. Matikan daya menggunakan tombol START.

2. Tekan dan tahan tombol sampai alat mati secara otomatis. Alat akan menampilkan ikon pengguna dan tanda , menghapus data yang tersimpan di dalam memori ketika tanda berkedip dan mematikan daya secara otomatis.

Catatan: Operasi ini akan menghapus data pengguna tertentu yang disimpan dalam memori.

Anda tidak dapat memilih data mana yang akan dihapus.



Apa itu Indikator IHB/AFib?

Ketika monitor mendeteksi irama jantung yang tidak beraturan selama pengukuran, indikator IHB/AFib akan muncul pada layar dengan nilai pengukuran.

Catatan: Kami menyarankan agar Anda menghubungi dokter Anda jika Anda sering melihat simbol IHB/AFib.

Apa itu AFib?

Jantung berkontraksi karena sinyal listrik terjadi pada jantung dan mengirim darah ke seluruh tubuh. Fibrilasi atrium (AFib) terjadi ketika sinyal listrik pada serambi jantung bingung dan menyebabkan gangguan interval denyut. AFib dapat menyebabkan darah tersendat di dalam jantung, yang dengan mudah dapat mengakibatkan pembekuan darah, sebagai penyebab stroke dan serangan jantung.

% IHB/AFib

%IHB/AFib ditampilkan sebagai frekuensi dari IHB yang terdeteksi.


IHB/AFib tidak hanya dapat mendeteksi suara seperti gerakan fisik tetapi juga denyut jantung tidak beraturan. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menghubungi dokter Anda jika kadar %IHB/AFib tinggi.

$$\%IHB/AFib = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{Jumlah IHB/Afib yang} \\ \text{terdeteksi dalam memori} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{Angka total} \end{array} \right]} \times 100\%$$

Layar %IHB/AFib: %IHB/AFib ditampilkan saat menampilkan nilai rata-rata.

%IHB/AFib tidak ditampilkan saat nomor memori enam atau di bawahnya.


Layar nilai rata-rata



Level 0 %IHB/AFib=0	Level 1 %IHB/AFib=1 - 9	Level 2 %IHB/AFib=10 - 24	Level 3 %IHB/AFib=25 - 100
Tidak ditampilkan			

Indikator Batang Tekanan


Indikator memantau kemajuan tekanan selama pengukuran.




Indikator Klasifikasi WHO

Setiap enam segmen indikator batang sesuai dengan klasifikasi tekanan darah WHO seperti yang dijelaskan di halaman 20.

Contoh



Indikator Klasifikasi WHO



I : Indikator menampilkan segmen berdasarkan data terkini, sesuai dengan klasifikasi WHO.

Indikator C.P.G.

□ Indikator C.P.G.


C.P.G. Indikator (Panduan Posisi yang Tepat) adalah fungsi untuk menginformasikan perbedaan antara tinggi (sudut pergelangan tangan) monitor tekanan darah dan tinggi jantung Anda pada postur yang benar (Contoh: postur duduk, tinggi meja dan kursi, dll.) selama pengukuran. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan kondisi pengukuran yang lebih stabil.



□ Indikator C.P.G.

Ketinggian monitor tekanan darah lebih rendah dari pada jantung Anda.


Sudut rendah



Indikator C.P.G. : RENDAH

Ketinggian monitor tekanan darah sama dengan jantung Anda.


Sudut yang tepat



Indikator C.P.G. : LEVEL

Ketinggian monitor tekanan darah lebih tinggi dari pada jantung Anda.

Sudut tinggi



Indikator C.P.G. : TINGGI


Posisi alat diperiksa sebelum dan sesudah pengukuran. Jika kedua pemeriksaan menunjukkan posisi pengukuran yang benar, indikator LEVEL menyala (biru).

Untuk semua pengukuran lainnya, indikator untuk pengukuran posisi RENDAH atau TINGGI akan menyala (oranye).

□ Cara Menggunakan C.P.G. Saya

Fungsi C.P.G. dapat digunakan dengan postur yang sesuai (sudut pergelangan tangan) di sebagian besar pengukuran. Jika Anda perlu mengubah postur untuk menyesuaikan ketinggian sehingga ketinggian monitor tekanan darah sama dengan tinggi jantung Anda, Anda dapat menggunakan fungsi C.P.G. Saya untuk menyimpan postur pribadi. Preset sudut Anda ke fungsi C.P.G.Saya sebelum pengukuran.

- Postur yang Sesuai
Duduk tegak di kursi dan letakkan siku Anda di atas meja.



- **Indikator Selama Pengukuran Dan Mengembalikan Memori**

Indikator C.P.G. dapat ditampilkan pada awal pengukuran dan termasuk dalam data yang disimpan dalam memori. Sesuaikan dan pertahankan sudut selama pengukuran.

Tentang Tekanan Darah

Apa itu Tekanan Darah?

Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan darah ke dinding pembuluh nadi. Tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi. Tekanan diastolik terjadi ketika jantung mengembang. Tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg). Tekanan darah alami seseorang direpresentasikan dengan tekanan dasar, yang diukur pertama kali di pagi hari ketika seseorang masih sedang berbaring dan belum makan.

Apa itu Hipertensi dan Bagaimana cara Mengatasinya?

Hipertensi adalah tekanan darah arteri abnormal tinggi yang jika tidak ditangani akan menyebabkan banyak masalah kesehatan termasuk stroke dan serangan jantung. Hipertensi dapat diatasi dengan mengubah gaya hidup, menghindari stres, dan dengan pengobatan yang diawasi dokter.

Untuk mencegah hipertensi atau untuk mempertahankan tekanan darah yang normal:

- Jangan merokok
- Berolahragalah dengan rutin
- Kurangi konsumsi garam dan lemak
- Lakukan pemeriksaan fisik secara rutin
- Pertahankan berat badan yang ideal

Kenapa perlu Mengukur Tekanan Darah di Rumah?

Tekanan darah yang diukur di klinik atau kantor dokter dapat menyebabkan kecemasan dan dapat menghasilkan pembacaan yang tinggi, 25 hingga 30 mmHg lebih tinggi daripada yang diukur di rumah. Pengukuran di rumah mengurangi efek pengaruh luar terhadap pembacaan tekanan darah, melengkapi pembacaan yang dilakukan dokter dan menghasilkan riwayat tekanan darah yang lebih akurat dan sempurna.

Klasifikasi Tekanan Darah WHO



Standar untuk menilai tekanan darah tinggi, tanpa memandang usia, telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti yang ditunjukkan dalam bagan di sebelah kanan.

Variasi Tekanan Darah

Tekanan darah seseorang sangat bervariasi setiap hari dan musiman. Bisa bervariasi antara 30 hingga 50 mmHg dikarenakan kondisi yang beragam di setiap hari. Pada orang yang menderita hipertensi, variasi tersebut lebih jelas terlihat. Biasanya, tekanan darah naik saat bekerja atau bermain dan turun ke level terendah saat tidur. Jadi, jangan terlalu khawatir dengan hasil dari sekali pengukuran.

Lakukan pengukuran pada waktu yang sama setiap hari dengan menggunakan prosedur yang dijelaskan dalam buku panduan ini untuk mengetahui tekanan darah normal Anda. Pembacaan teratur memberikan riwayat tekanan darah yang lebih komprehensif. Pastikan selalu untuk mencatat tanggal dan waktu pemeriksaan tekanan darah Anda. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk menjelaskan data tekanan darah Anda.

Materi Referensi: Jurnal Hipertensi 1999, Vol 17 No. 2



Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan Alasan	Tindakan yang dianjurkan
Layar tidak menampilkan informasi apapun, meskipun ketika daya dinyalakan.	Daya baterai habis. Terminal baterai tidak terpasang dengan benar.	Ganti semua baterai dengan yang baru. Pasang kembali baterai dengan terminal positif dan negatif yang sesuai dengan petunjuk yang ada pada kompartemen baterai.
Manset tidak mengembang.	Tegangan baterai terlalu rendah.  (tanda BATERAI LEMAH) berkedip. Jika daya baterai telah habis total, tanda tidak akan muncul.	Ganti semua baterai dengan yang baru.
Alat tidak akan dapat melakukan pengukuran. Pembacaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Manset tidak terpasang dengan benar. Anda menggerakkan pergelangan tangan atau tubuh Anda selama pengukuran. Posisi manset tidak benar. _____	Pasang manset dengan benar. Pastikan Anda tidak bergerak dan tetap tenang selama pengukuran. Duduklah dengan tenang dan jangan bergerak. Letakkan lengan Anda di atas meja dengan telapak tangan Anda menghadap ke atas dan manset berada pada posisi yang sejajar dengan jantung Anda. Jika Anda memiliki detak jantung yang sangat lemah atau tidak beraturan, alat ini kemungkinan akan kesulitan untuk menentukan tekanan darah Anda.
Lainnya	Nilai pengukuran berbeda dari hasil pengukuran di klinik atau di tempat praktik dokter. _____	Lihat bagian "Kenapa perlu Mengukur Tekanan Darah di Rumah?." Keluarkan baterai. Masukkan kembali baterai dan lakukan lagi pengukuran.

Catatan: Jika tindakan seperti yang dijelaskan di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi penjual. Jangan berusaha untuk membuka atau memperbaiki produk ini, karena setiap tindakan yang serupa akan membantalkan garansi Anda.

Pemeliharaan

Jangan memodifikasi alat. Alat menggunakan komponen listrik dan unit udara yang rumit yang dapat rusak. Jika Anda tidak dapat memperbaiki masalah menggunakan instruksi penyelesaian masalah, hubungi penjual resmi di tempat Anda atau ke bagian layanan pelanggan kami. Layanan pelanggan A&D akan memberikan Anda informasi teknis, suku cadang dan unit kepada penjual resmi.

Alat ini dirancang dan diproduksi untuk dapat digunakan dalam jangka panjang. Namun secara umum disarankan agar alat diperiksa setiap 2 tahun, untuk memastikan fungsi dan keakuratan yang tepat. Hubungi penjual resmi di wilayah Anda atau kantor A&D untuk mendapatkan pemeliharaan alat.

Data Teknis

Tipe	UB-533PGMR
Metode pengukuran	Pengukuran oscillometric
Rentang pengukuran	Tekanan: 0 – 299 mmHg Tekanan sistolik: 60 – 279 mmHg Tekanan diastolik: 40 – 200 mmHg Denyut: 40 – 180 denyut/menit
Keakuratan pengukuran	Tekanan: ± 3 mmHg Denyut: ± 5 %
Pasokan daya	2 x 1,5 V baterai alkalin (LR03 atau AAA)
Jumlah pengukuran	Sekitar 200 pengukuran, ketika baterai alkalin AAA digunakan, dengan nilai tekanan 170 mmHg dengan suhu kamar 23 °C.
Lingkar pergelangan tangan	13,5 – 21,5 cm
Klasifikasi	Diberdayakan secara internal oleh peralatan ME (Mode pengoperasian berkesinambungan)
Alat yang digunakan	Manset Tipe BF 

Masa pakai	Alat: 5 tahun (ketika digunakan enam kali sehari)
Uji klinis	Menurut ISO81060-2 : 2013 Dalam studi validasi klinis, K5 digunakan pada 85 subjek untuk memperoleh determinasi tekanan darah diastolik.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Memori	60 pengukuran terakhir masing-masing untuk pengguna 1 dan pengguna 2.
Kondisi pengoperasian	+10 sampai +40 °C / 15 sampai 85 %RH / 800 sampai 1060 hPa
Kondisi pengangkutan/penyimpanan	-20 sampai +60 °C / 10 sampai 95 %RH / 700 sampai 1060 hPa
Dimensi	Sekitar 56 [L] x 88 [T] x 21,5 [D] mm
Berat	Sekitar 95 g, tidak termasuk baterai
Perlindungan internasional	IP20

Catatan: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu demi alasan pengembangan alat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Klasifikasi IP adalah tingkat perlindungan yang diberikan oleh selungkup sesuai dengan IEC 60529. Alat ini terlindungi dari benda asing padat yang berdiameter 12 mm dan yang lebih besar seperti jari. Alat ini tidak tahan air.

Kandungan

Pelanggan yang Dihormati	2
Catatan Awal	2
Langkah berjaga-jaga	2
Identifikasi Bahagian	4
Simbol	5
Penggunaan Monitor	8
1. Memasang / Menukar Bateri	8
2. Memilih Pengguna	9
3. Melaraskan Jam Terbina dalam sebelum Penggunaan	9
4. Memasang Kaf	10
5. Cara Mengambil Ukuran dengan Tepat	10
6. Suis Fungsi C.P.G	11
7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya	11
8. Pengukuran	12
9. Selepas Pengukuran	12
Pengukuran	13
Mengimbas Kembali Data Memori	14
Memadam Data yang Disimpan dalam Memori	15
Apakah Penunjuk IHB/AFib?	15
Apakah AFib?	15
% IHB/AFib	16
Penunjuk Bar Tekanan	17
Penunjuk Klasifikasi WHO	17
Penunjuk C.P.G.	18
Tentang Tekanan Darah	19
Apa itu Tekanan Darah?	19
Apakah Tekanan Darah Tinggi dan Bagaimana untuk Mengawalnya?	19
Mengapa Ukur Tekanan Darah di Rumah?	19
Klasifikasi Tekanan Darah WHO	20
Variasi Tekanan Darah	20
Penyelesaian masalah	21
Penyelenggaraan	22
Data Teknikal	22

Pelanggan yang Dihormati

Tahniah kerana membeli monitor tekanan darah A&D. Peranti yang direka dengan penggunaan mudah dan ketepatan ini akan memudahkan regimen tekanan darah harian anda.

Kami mencadangkan supaya anda membaca manual ini dengan teliti sebelum menggunakan peranti ini untuk kali pertama.

Catatan Awal

- Peranti ini direka untuk digunakan pada orang dewasa, bukan bayi baru lahir atau budak.
- Persekutaran untuk penggunaan alat. Peranti ini digunakan untuk beroperasi dengan diri sendiri dalam persekitaran penjagaan kesihatan rumah.
- Peranti ini direka untuk mengukur tekanan darah dan kadar denyutan nadi individu untuk diagnosis.

Langkah berjaga-jaga

- Komponen ketepatan digunakan dalam pembinaan peranti ini. Ekstrem dalam suhu, kelembapan, cahaya matahari langsung, kejutan atau habuk harus dielakkan.
- Bersihkan peranti dengan kain kering, lembut atau kain yang dilembapkan dengan air dan bahan cuci neutral. Jangan gunakan alkohol, benzena, pencair atau lain-lain bahan kimia yang kuat untuk membersihkan peranti.
- Elakkan melipat kaf dengan ketat untuk jangka masa panjang kerana perlakuan sedemikian boleh memendekkan hayat komponen.
- Peranti ini tidak kalis air. Cegah hujan, peluh dan air daripada merosakkan peranti.
- Pengukuran mungkin terganggu jika peranti itu digunakan berhampiran televisyen, ketuhar gelombang mikro, telefon selular, sinar X atau peranti lain dengan medan elektrik yang kuat.
- Peralatan, bahagian dan bateri yang digunakan tidak dianggap sebagai sisa buangan biasa dan mesti dilupuskan mengikut peraturan tempatan yang berkenaan.
- Apabila anda menggunakan semula peranti, pastikan peranti itu bersih.
- Jangan ubah suai peranti. Ia boleh menyebabkan kemalangan atau kerosakan pada peranti.
- Untuk mengukur tekanan darah, pergelangan tangan mesti ditekan dengan kuat oleh kaf bagi menghentikan pengaliran darah melalui arteri buat sementara waktu. Ini boleh menyebabkan kesakitan, kebas atau tanda merah pada pergelangan tangan buat sementara waktu. Keadaan ini akan muncul terutamanya apabila pengukuran diulang berturut-turut. Sebarang kesakitan, kebas, atau tanda merah akan hilang setelah beberapa ketika.

- Peranti komunikasi tanpa wayar, seperti peranti perangkaian rumah, telefon bimbit, telefon tanpa kord dan stesen pangkalannya dan walkie-talkie boleh mempengaruhi monitor tekanan darah ini. Oleh itu, jarak minimum sebanyak 30 cm hendaklah dijaga daripada peranti sedemikian.
- Mengukur tekanan darah terlalu kerap boleh menyebabkan kemudaratatan akibat gangguan aliran darah. Pastikan yang operasi peranti tidak menyebabkan kerosakan peredaran darah yang berpanjangan apabila menggunakan peranti berulang kali.
- Ujian klinikal belum dijalankan pada bayi yang baru lahir dan wanita hamil. Jangan gunakan pada bayi baru lahir atau wanita hamil.
- Jika anda telah menjalani mastektomi, sila berunding dengan doktor sebelum menggunakan peranti ini.
- Jangan biarkan kanak-kanak menggunakan peranti ini dengan sendiri dan jangan gunakan peranti ini di tempat yang boleh dicapai bayi. Ia boleh menyebabkan kemalangan atau kerosakan.
- Terdapat bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ditelan dengan tidak sengaja oleh bayi.
- Jangan sentuh bateri dan pesakit pada masa yang sama. Ini boleh mengakibatkan kejutan elektrik.
- Sekiranya berlaku kegagalan satu komponen, bahagian penutup berhampiran kaf akan menjadi panas dan berpotensi mengakibatkan peranti tidak berfungsi.
- Penggunaan aksesori yang tidak dinyatakan dalam manual ini boleh menjadikan keselamatan.
- Sekiranya berlaku litar pintas bateri, ia mungkin menjadi panas dan berpotensi menyebabkan luka terbakar.
- Benarkan peranti ini disesuaikan dengan persekitaran sekeliling sebelum digunakan (kira-kira satu jam).
- Jangan kembungkan tanpa membalut kaf di sekitar pergelangan tangan anda.


Kontraindikasi

Berikut ialah langkah berjaga-jaga untuk penggunaan peranti yang betul.

- Jangan gunakan peranti pada pergelangan tangan yang memakai peralatan perubatan elektrik lain. Peralatan ini mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Individu yang mempunyai kekurangan peredaran darah yang teruk di lengan mesti merujuk kepada doktor sebelum menggunakan peranti untuk mengelakkan masalah kesihatan.
- Jangan diagnosis sendiri hasil pengukuran dan mulakan rawatan dengan diri sendiri. Sentiasa berunding dengan doktor anda untuk menilai keputusan dan rawatan.
- Jangan gunakan peranti pada pergelangan tangan dengan luka yang belum sembuh.
- Jangan gunakan peranti pada lengan yang menerima titisan intravena atau pemindahan darah. Ia boleh menyebabkan kecederaan atau kemalangan.
- Jangan gunakan peranti apabila terdapat gas mudah terbakar seperti gas anestetik. Ia boleh menyebabkan letupan.
- Jangan gunakan peranti ini dalam persekitaran oksigen yang sangat pekat, seperti bilik oksigen dengan tekanan tinggi atau khemah oksigen. Ia boleh menyebabkan kebakaran atau letupan.

Identifikasi Bahagian

Paparan




Butang ◀ (purata, memori dan perubahan parameter praset)

SET butang (pengguna dan jam)

Butang START (MULA)

Penutup bateri



Bateri alkali (LR03 atau AAA)

Paparan

MEMORI
 Purata

Penunjuk klasifikasi WHO

dan

Penunjuk bar tekanan


Simbol Ralat Kaf Sesuai

Simbol Ralat Pergerakan

Tanda jantung

Pengguna 1 dan 2 Pengguna

Penunjuk bateri



Tekanan sistolik

Tekanan diastolik

Penunjuk Panduan Kedudukan yang Betul (C.P.G.)

Simbol IHB/AFib

Kadar denyutan nadi

%IHB/AFib

Paparan tarikh & jam

Tanda AM / PM

Simbol

Simbol yang dicetak pada bekas peranti

Simbol	Fungsi / Makna
⊕	Bersedia dan Hidupkan peranti
⊕ [LR03 AAA] ⊖	Panduan pemasangan bateri
---	Arus terus
SN	Nombor siri
■	Pengeluar
2020 └─┘	Tarikh pengeluar
█	Jenis BF: Kaf direka untuk memberikan perlindungan khas terhadap kejutan elektrik.
IP	Simbol perlindungan antarabangsa
☒	Peralatan, bahagian dan bateri yang digunakan tidak dianggap sebagai sisa rumah biasa, dan mesti dilupuskan mengikut peraturan tempatan yang berkenaan.
☞	Rujuk manual arahan/ buku kecil
↑	Sentiasa kering

Simbol-simbol yang muncul pada paparan

Simbol	Fungsi/ Makna/ Tindakan Disyorkan
	Muncul semasa pengukuran sedang berjalan. Ia berkelip apabila denyutan nadi dikesan. Jangan lakukan sebarang pergerakan.
	Simbol IHB/AFib muncul apabila denyutan jantung tidak teratur dikesan. Ia boleh menyala apabila getaran yang sangat sedikit seperti menggigil atau gementar dikesan.
	Muncul apabila pergerakan badan atau lengan dikesan. Bacaan mungkin menghasilkan nilai yang salah. Ambil pengukuran yang lain. Jangan bergerak semasa pengukuran.
	Muncul semasa pengukuran apabila kaf dipasang dengan longgar. Bacaan mungkin menghasilkan nilai yang salah. Balutkan kaf dengan betul, dan ambil ukuran lain.
	Kadar IHB/AFib yang dikesan dalam memori $\% \text{IHB/AFib} = \frac{\text{Bilangan IHB/AFib yang dikesan}}{\text{IHB/AFibs dalam memori}} \times 100 \%$ $\% \text{IHB/AFib} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan}}{\text{Jumlah keseluruhan}} \times 100 \%$
	Pengguna 1 dan Pengguna 2

Simbol yang muncul pada paparan (bersambung)

Simbol	Fungsi / Makna	Tindakan Disyorkan
	Ukuran sebelumnya disimpan dalam MEMORI.	_____
	Data purata	_____
	BATERI PENUH Penunjuk kuasa bateri semasa pengukuran.	_____
	BATERI RENDAH Kuasa bateri rendah apabila ia berkelip	Ganti semua bateri dengan yang baharu apabila penunjuk berkelip.
	Tekanan darah tidak stabil kerana bergerak semasa pengukuran dilakukan. Nilai sistolik dan diastolik adalah dalam 10 mmHg satu sama lain.	Ambil pengukuran yang lain. Jangan bergerak semasa pengukuran.
	Nilai tekanan tidak meningkat semasa pengembungan. Kaf tidak digunakan dengan betul.	Balutkan kaf dengan betul, dan ambil ukuran lain.
	DENYUTAN NADI RALAT PAPARAN Denyutan nadi tidak dikesan dengan betul.	
	Ralat dalaman monitor tekanan darah	Keluarkan bateri dan tekan Butang START (MULA) kemudian masukkan semula bateri. Jika ralat masih muncul, hubungi wakil pengedar.
SYS	Tekanan darah sistolik dalam mmHg	_____
DIA	Tekanan darah diastolik dalam mmHg	_____
PUL	Denyutan nadi per minit	_____
AM	Data diambil antara pukul 4:00 dan 9:59	_____
PM	Data diambil antara pukul 18:00 dan 1:59	_____


Penggunaan Monitor

1. Memasang / Menukar Bateri

1. Tanggalkan penutup bateri.
2. Keluarkan bateri yang telah digunakan dan masukkan bateri baharu ke dalam bahagian bateri seperti yang ditunjukkan, pastikan kutub (+ dan -) betul. Gunakan bateri LR03 atau AAA sahaja.
3. Pasang semula penutup bateri.

!AWAS

- Masukkan bateri dalam bahagian bateri seperti yang ditunjukkan. Sekiranya tidak dipasang dengan betul, peranti tidak akan berfungsi.
- Apabila  (tanda BATERI RENDAH) berkelip pada paparan, ganti semua bateri dengan yang baharu. Jangan campurkan bateri lama dan baharu. Ia mungkin memendekkan hayat bateri, atau menyebabkan peranti rosak.
-  (Tanda BATERI RENDAH) tidak muncul apabila bateri lemah.
- Jangka hayat bateri berbeza mengikut suhu bilik dan hayatnya mungkin lebih pendek pada suhu rendah. Secara am, dua bateri LR03/AAA yang baharu akan bertahan selama lebih kurang tiga bulan apabila digunakan dua kali untuk pengukuran setiap hari.
- Gunakan bateri yang dinyatakan sahaja. Bateri yang disediakan dengan peranti ini adalah untuk menguji prestasi peranti dan mungkin mempunyai hayat terhad.
- Keluarkan bateri jika peranti tidak digunakan untuk masa yang lama. Bateri mungkin bocor dan menyebabkan kerosakan.
- Apabila mengeluarkan bateri, parameter praset (jam, pengguna dan C.P.G. saya) ditetapkan semula.




2. Memilih Pengguna

1. Tekan butang  apabila anda mahu mematikan peranti. Penunjuk 1 atau 2 sedang berkelip.
 2. Pilih pengguna daripada pengguna 1 dan pengguna 2 menggunakan butang .
- Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.
Setelah tiga minit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik.

3. Melaraskan Jam Terbina dalam sebelum Penggunaan

1. Tekan dan tahan butang  sehingga tahun mula berkelip.
 2. Pilih tahun menggunakan butang .
Tekan butang  untuk menetapkan tahun semasa dan beralih ke pilihan bulan/hari.
Tarikh boleh ditetapkan di mana-mana antara tahun 2010 dan 2059.
 3. Pilih bulan menggunakan butang .
Tekan butang  untuk menetapkan bulan semasa dan beralih ke pilihan hari.
 4. Pilih hari menggunakan butang .
Tekan butang  untuk menetapkan hari semasa dan beralih ke jam/minit.
 5. Pilih jam menggunakan butang .
Tekan butang  untuk menetapkan jam semasa dan beralih ke minit.
 6. Pilih minit menggunakan butang .
Tekan butang  untuk meneruskan ke "6.Suis Fungsi C.P.G.".
- Menekan dan menahan butang  akan menukar nilai secara berterusan.
 Menekan butang **START** (MULA) akan mematikan peranti pada bila-bila masa.


Nota: Setelah tiga minit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik. Apabila jam belum ditetapkan,  ditunjukkan untuk paparan jam. Apabila mengeluarkan bateri, parameter praset (jam, pengguna dan C.P.G. saya) ditetapkan semula.



4. Memasang Kaf

1. Balut kaf di sekeliling pergelangan tangan anda, kira-kira 1 sm di atas tangan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah kanan.
2. Pasang kaf dengan ketat menggunakan jalur Velcro.

Nota: Bagi ukuran yang tepat, pasang kaf dengan ketat dan ukur pada kulit pergelangan tangan.



5. Cara Mengambil Ukuran dengan Tepat

Bagi ukuran tekanan darah paling tepat:

- Jangan bergerak dan duduk diam semasa pengukuran.
- Duduk dalam kedudukan yang selesa. Letakkan siku anda di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda.
- Rehat selama kira-kira lima hingga sepuluh minit sebelum pengukuran. Sekiranya anda berasa teruja atau tertekan akibat tekanan emosi, pengukuran akan mencerminkan tekanan ini sebagai lebih tinggi (atau lebih rendah) daripada bacaan tekanan darah normal dan bacaan denyutan nadi biasanya menjadi lebih cepat berbanding biasa.
- Cuba ukur tekanan darah anda pada masa yang sama setiap hari.
- Tekanan darah individu sentiasa berubah-ubah, bergantung dengan aktiviti, pemakanan dan minuman individu tersebut, kesemua hal ini boleh mempunyai kesan yang sangat kuat dan pantas pada tekanan darah seseorang.
- Jangan mengukur dengan segera selepas senaman fizikal atau selepas mandi. Rehat selama dua puluh atau tiga puluh minit sebelum mengambil pengukuran.
- Jangan silang kaki anda. Letak kaki anda di atas lantai dan luruskan belakang anda.
- Peranti ini mengukur ukurannya berdasarkan denyutan jantung. Jika anda mempunyai denyutan jantung yang lemah atau tidak teratur, peranti mungkin mengalami kesukaran untuk menentukan tekanan darah anda.
- Sekiranya peranti mengesan keadaan yang tidak normal, ia akan menghentikan pengukuran dan memaparkan simbol ralat. Lihat halaman 7 bagiuraian simbol.
- Monitor tekanan darah ini hanya untuk kegunaan orang dewasa. Berunding dengan pakar perubatan anda sebelum menggunakan peranti ini pada kanak-kanak. Seorang kanak-kanak tidak boleh menggunakan peranti ini tanpa pengawasan.
- Prestasi monitor tekanan darah automatik ini mungkin dipengaruhi oleh suhu atau kelembapan atau ketinggian yang berlebihan.

6. Suis Fungsi C.P.G.

- Rujuk halaman 18 untuk fungsi C.P.G. yang akan menunjukkan sudut yang betul supaya ketinggian kaf adalah sama paras dengan jantung anda.
- 1. Selepas langkah 6 dalam halaman 9, tekan butang untuk memilih sama ada "on" atau "off" berkenaan fungsi C.P.G.
- 2. Tekan butang untuk menyimpan pilihan.
- 3. □ Jika anda tidak menggunakan fungsi C.P.G. saya, tekan butang (MULA) untuk mematikannya.
Teruskan ke "8. Pengukuran".
- Jika anda menggunakan fungsi C.P.G. saya, teruskan ke "7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya".

7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya


- Anda boleh memilih penunjuk sama ada fungsi C.P.G. atau C.P.G. saya.
- Pratetapkan postur yang betul (sudut pergelangan tangan) dalam memori jika anda menggunakan C.P.G. saya
- 1. Laraskan dan pastikan ketinggian monitor tekanan darah pada paras yang sama dengan jantung anda menggunakan sudut pergelangan tangan anda.
- 2. Pilih penunjuk menggunakan butang .

Penunjuk fungsi C.P.G. digunakan. (fungsi C.P.G. saya: **MATI**)
 Data C.P.G. saya dipadamkan.
Teruskan ke langkah 3.

Penunjuk fungsi C.P.G. saya. **HIDUP** dan sudut semasa disimpan apabila diubah kepada penunjuk
Teruskan ke langkah 3.


Dari langkah 6 halaman 9

Fungsi C.P.G.
Butang



Tekan butang


Ke "7. Memilih C.P.G. dan C.P.G. saya" atau
Butang (MULA) dan ke
"8. Pengukuran"



Penunjuk C.P.G.


Langkah 1 [Laraskan dankekalkan ketinggian peranti (sudut pergelangan tangan)]

TINGGI (Cahaya jingga)



Ketinggian Betul (Cahaya biru)


RENDAH (Cahaya jingga)



Langkah 2 [Pilih C.P.G. atau C.P.G. saya]

Fungsi C.P.G.
Butang

C.P.G. Saya



Cth.: pengguna 1 Butang (MULA) dan ke "8. Pengukuran"

3. Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.

- Nota:
- Apabila mengeluarkan bateri, parameter praset, (jam, pengguna dan C.P.G. saya) ditetapkan semula.
 - Pilih pengguna daripada pengguna **1** dan pengguna **2** menggunakan butang **SET**.

8. Pengukuran

Semasa pengukuran, normal untuk anda berasa kaf sangat ketat.

9. Selepas Pengukuran

Apabila bacaan dipaparkan, jika anda menekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti, bacaan baharu akan disimpan dalam memori.

Apabila bacaan dipaparkan, jika anda menekan butang **◀** untuk mematikan peranti, bacaan baharu tidak akan disimpan. Tanggalkan kaf dan rekod data anda.


Perhatian: Peranti ini didatangi dengan fungsi penutupan kuasa secara automatik yang menyimpan data terkini dalam memori dan mematikan peranti secara automatik seminit selepas pengukuran.

Berikan sekurang-kurangnya tiga minit antara pengukuran pada individu yang sama.

Pengukuran

Nota: UB-533PGMR, setelah digunakan, akan memberikan pengembungan yang sesuai kepada pengguna.


1. Balut kaf di sekeliling pergelangan tangan anda. Duduk dalam keadaan selesa dan letakkan kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda serta cuba bertenang.
2. Tekan butang **START** (MULA). Semua segmen paparan dipaparkan.
3. Pilih pengguna daripada pengguna **1** dan pengguna **2** menggunakan butang **SET** serta-merta.
Laraskan dan pastikan ketinggian kaf (dengan cahaya biru) pada tahap yang sama dengan jantung anda menggunakan penunjuk C.P.G.
Nota: Jika anda tidak menggunakan pemilihan pengguna, tunggu pengembungan selama beberapa saat. Jika anda tidak menggunakan fungsi C.P.G., penunjuk C.P.G. tidak dipaparkan.
4. Sifar (0) yang dipaparkan berkelip sebentar. Kemudian paparan berubah apabila pengukuran bermula. Kaf tersebut mula mengembang. Ia adalah normal untuk kaf berasa sangat ketat. Pengukuran bermula secara automatik dan apabila pengembungan bermula, (tanda jantung) **♥** berkelip.
Nota: Jika anda ingin menghentikan pengembungan pada bila-bila masa, tekan butang **START** (MULA) sekali lagi.
5. Apabila pengukuran selesai, peranti memaparkan bacaan (bacaan tekanan sistolik dan diastolik, kadar denyutan nadi, klasifikasi WHO, simbol I.H.B. dan penunjuk C.P.G.). Semasa bacaan dipaparkan, tarikh dan masa dipaparkan secara bergilir-gilir. Kaf melepaskan baki udara dan mengempis sepenuhnya secara automatik.
Nota: Jika anda tidak mahu menyimpan bacaan baharu dalam memori, tekan butang **◀** semasa bacaan dipaparkan.
6. Tekan butang **START** (MULA) sekali lagi untuk mematikan peranti. Tanggalkan kaf.
Nota: Peranti ini disediakan dengan fungsi penutupan kuasa automatik. Berikan sekurang-kurangnya tiga minit antara pengukuran pada individu yang sama.



Mengimbas Kembali Data Memori

Nota: Peranti ini menyimpan 60 ukuran terkini dalam memori.

1. Tekan butang  apabila anda mahu mematikan peranti.
Purata semua ukuran dan bilangan data dipaparkan. Jika tiada data, "0" akan dipaparkan. Tekan  atau butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.
2. Gunakan butang berikut untuk memaparkan data (data bilangan dan ukuran).
 - Pilih pengguna daripada pengguna  dan pengguna  menggunakan butang .
Peranti memaparkan purata semua ukuran dan bilangan data.
 - Dengan menekan butang  setiap kali, peranti memaparkan perkara berikut:
 - Data purata semua ukuran AM (pagi) yang diambil antara 4:00 dan 9:59. Dalam contoh ini, Jika tiada data,  akan dipaparkan.
 - Data purata semua ukuran PM (petang) yang diambil antara 18:00 dan 1:59.
 - Data (data bilangan dan ukuran).
Peranti memaparkan data mengikut susunan paling terkini. Semasa bacaan dipaparkan, tarikh dan masa dipaparkan secara bergilir-gilir.
Misalnya: No.30 & data → No.29 & data → ⋯ → No.01 & data.
3. Jika anda menekan butang  setelah data paling lama dipaparkan, peranti terus ke langkah 1, purata semua ukuran dan bilangan data dipaparkan.
4. Tekan butang **START** (MULA) untuk mematikan peranti.
Setelah seminit peranti tidak beroperasi, peranti akan ditutup secara automatik.




Memadam Data yang Disimpan dalam Memori

1. Pilih pengguna daripada pengguna 1 dan pengguna 2 menggunakan butang SET. Matikan peranti dengan menggunakan butang START (MULA).
2. Tekan dan tahan butang sehingga peranti dimatikan secara automatik. Peranti memaparkan ikon pengguna dan tanda dan memadam data yang disimpan dalam memori sementara mengelipkan tanda dan tertutup secara automatik.

Nota: Operasi ini akan memadamkan data pengguna tertentu yang disimpan dalam memori.

Anda tidak boleh memilih data yang hendak dipadamkan.



Apakah Penunjuk IHB/AFib?

Apabila monitor mengesan ritma tidak teratur semasa pengukuran, penunjuk IHB/AFib akan muncul pada paparan dengan nilai ukuran.

Nota: Kami mengesyorkan anda menghubungi pakar perubatan anda jika anda melihat penunjuk IHB/AFib () ini dengan kerap.

Apakah AFib?

Jantung menguncup akibat isyarat elektrik yang terjadi dalam jantung dan mengalirkan darah ke seluruh badan. Pemfibrilan atrium (AFib) berlaku apabila isyarat elektrik dalam atrium menjadi keliru dan membawa kepada gangguan dalam selang denyutan nadi. AFib boleh menyebabkan darah terhenti di jantung, yang mudah menghasilkan darah beku yang menyebabkan strok dan serangan jantung.

% IHB/AFib

%IHB/AFib dipaparkan sebagai kekerapan IHB yang dikesan.


IHB/AFib boleh mengesan bukan sahaja bunyi seperti pergerakan fizikal tetapi juga denyutan jantung tidak teratur. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menghubungi doktor anda jika tahap %IHB/AFib tinggi.

$$\%IHB/AFib = \frac{\left[\begin{array}{c} \text{Bilangan IHB/AFib} \\ \text{yang dikesan} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{c} \text{IHB/AFib dalam memori} \\ \text{Jumlah keseluruhan} \end{array} \right]} \times 100 \%$$

Paparan %IHB/AFib: %IHB/AFib dipaparkan apabila memaparkan nilai purata.

%IHB/AFib tidak dipaparkan apabila nombor memori ialah enam atau kurang.


Paparan nilai purata



Tahap 0 %IHB/AFib=0	Tahap 1 %IHB/AFib=1 - 9	Tahap 2 %IHB/AFib=10 - 24	Tahap 3 %IHB/AFib=25 - 100
Tidak dipaparkan			

Penunjuk Bar Tekanan

Penunjuk memantau kemajuan tekanan semasa pengukuran.



Penunjuk Klasifikasi WHO

Setiap enam segmen penunjuk bar bersamaan dengan klasifikasi tekanan darah WHO yang diterangkan pada halaman 20.

Contoh

Tekanan darah yang sederhana	Tekanan darah ringan	Normal tinggi

Penunjuk Klasifikasi WHO

- Tekanan darah tinggi yang teruk
- Tekanan darah yang sederhana
- Tekanan darah ringan
- Normal tinggi
- Normal
- Optimal

I : Penunjuk memaparkan segmen, berdasarkan data semasa, yang sepadan dengan klasifikasi WHO.

Penunjuk C.P.G.


□ Penunjuk C.P.G.

C.P.G. Penunjuk (Panduan Kedudukan Betul) ialah fungsi untuk memaklumkan perbezaan antara ketinggian (sudut pergelangan tangan) monitor tekanan darah dan ketinggian jantung anda dalam postur yang betul (Contoh: postur duduk, ketinggian meja dan kerusi, dsb.) semasa pengukuran. Penunjuk boleh digunakan untuk mendapatkan keadaan pengukuran yang lebih stabil.




□ Penunjuk C.P.G.


Ketinggian monitor tekanan darah adalah lebih rendah daripada jantung anda.



Ketinggian monitor tekanan darah adalah sama dengan tahap jantung anda.



Ketinggian monitor tekanan darah adalah lebih tinggi daripada jantung anda.




Kedudukan peranti diperiksa sebelum dan selepas pengukuran. Jika kedua-dua semakan menunjukkan kedudukan pengukuran yang betul, penunjuk TAHAP menyala(biru). Untuk semua ukuran lain penunjuk untuk ukuran kedudukan RENDAH atau TINGGI akan menyala (jingga).

- **Postur yang Betul**
Duduk tegak di atas kerusi dan letakkan siku anda di atas meja.

□ Cara Menggunakan C.P.G. Saya

Fungsi C.P.G. boleh digunakan dengan postur yang betul (sudut pergelangan tangan) dalam kebanyakan ukuran. Jika anda perlu menukar postur untuk melaraskan ketinggian supaya ketinggian monitor tekanan darah adalah sama dengan ketinggian jantung anda, anda boleh menggunakan fungsi C.P.G. saya. untuk menyimpan postur peribadi. Pratetapkan sudut anda kepada fungsi C.P.G. saya sebelum pengukuran.



- **Penunjuk Semasa Pengukuran Dan Mengimbas Kembali**

Penunjuk C.P.G. boleh dipaparkan pada permulaan pengukuran dan disertakan dalam data yang disimpan dalam memori. Laraskan dan kekalkan sudut semasa pengukuran.

Tentang Tekanan Darah

Apa itu Tekanan Darah?

Tekanan darah ialah daya yang dikenakan oleh darah terhadap dinding arteri. Tekanan sistolik berlaku apabila jantung mengecut. Tekanan diastolik berlaku apabila jantung mengembang. Tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg). Tekanan darah semula jadi yang diwakili oleh tekanan asas, yang diukur pada mulanya pada waktu pagi ketika seseorang sedang berehat dan sebelum makan.

Apakah Tekanan Darah Tinggi dan Bagaimana untuk Mengawalnya?

Darah tinggi merupakan tekanan darah arteri tinggi dan jika dibiarkan sahaja boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan, termasuk strok dan serangan jantung. Darah tinggi boleh dikawal dengan mengubah gaya hidup, mengelakkan tekanan dan dengan ubat di bawah pengawal seliaan doktor.

Untuk mencegah darah tinggi atau untuk mengawal darah tinggi:

- Jangan merokok
- Kurangkan pengambilan garam dan lemak
- Kekalkan berat badan yang bersesuaian
- Bersenam dengan kerap
- Lakukan pemeriksaan fizikal dengan kerap

Mengapa Ukur Tekanan Darah di Rumah?

Tekanan darah yang diukur di klinik atau pejabat doktor boleh menyebabkan rasa bimbang dan boleh menyebabkan bacaan meningkat, 25 hingga 30 mmHg lebih tinggi berbanding tekanan darah yang diukur di rumah. Pengukuran di rumah mengurangkan kesan pengaruh luar terhadap bacaan tekanan darah dan menambah bacaan doktor serta menyediakan sejarah tekanan darah yang lebih tepat dan lengkap.

Klasifikasi Tekanan Darah WHO



Standard untuk menilai tekanan darah tinggi, tanpa mengira usia, telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), seperti yang ditunjukkan pada carta di sebelah kanan.

Variasi Tekanan Darah

Tekanan darah individu berbeza dengan banyak setiap hari dan mengikut musim. Ia boleh berbeza daripada 30 hingga 50 mmHg disebabkan pelbagai keadaan waktu siang. Bagi individu dengan darah tinggi, variasi ini lebih ketara. Lazimnya, tekanan darah meningkat semasa bekerja atau bermain dan menurun kepada tahap paling rendah semasa tidur. Oleh itu, jangan terlalu bimbang akan hasil satu ukuran.

Ambil ukuran pada waktu yang sama setiap hari menggunakan prosedur yang diterangkan dalam manual ini untuk mengetahui tekanan darah anda yang normal. Bacaan lazim memberikan sejarah tekanan darah yang lebih menyeluruh. Pastikan anda mencatat tarikh dan waktu semasa merekod tekanan darah anda. Rujuk doktor anda untuk pentafsiran data tekanan darah anda.

Bahan Rujukan: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2



Penyelesaian masalah

Masalah	Sebab yang mungkin	Tindakan Disyorkan
Tiada apa-apa yang muncul pada paparan walaupun peranti dihidupkan.	Bateri lemah. Terminal bateri tidak berada dalam kedudukan yang betul.	Ganti semua bateri dengan yang baharu. Pasang semula bateri dengan terminal negatif dan positif yang sepadan dengan yang ditunjukkan pada bahagian bateri.
Kaf tidak mengembang.	Voltan bateri terlalu rendah.  (Tanda BATERI RENDAH) berkelip. Jika bateri lemah sepenuhnya, tanda tersebut tidak muncul.	Ganti semua bateri dengan yang baharu.
Peranti tidak mengukur. Bacaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Kaf tidak digunakan dengan elok. Anda menggerakkan lengan atau badan semasa pengukuran.	Gunakan kaf dengan betul. Pastikan anda tetap tenang dan diam semasa pengukuran.
	Kedudukan kaf tidak betul. _____	Duduk dengan selesa dan tenang. Letakkan tangan anda di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kaf pada kedudukan yang sama dengan jantung anda.
Lain-lain	Nilai berbeza daripada yang diukur di klinik atau pejabat doktor. _____	Lihat bahagian “Mengapa Ukur Tekanan Darah di Rumah?” Keluarkan bateri. Letakkannya semula dengan betul dan ambil satu lagi ukuran.

Nota: Jika tindakan yang dinyatakan di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi wakil pengedar. Jangan cuba membuka atau membaiki produk ini, kerana sebarang percubaan untuk melakukannya akan membuat jaminan anda tidak sah.

Penyelenggaraan

Jangan buka peranti. Ia menggunakan komponen elektrik halus dan unit udara rumit yang boleh rosak. Jika anda tidak dapat membetulkan masalah menggunakan arahan penyelesaian masalah, hubungi wakil pengedar yang sah di kawasan anda atau jabatan perkhidmatan pelanggan kami. Perkhidmatan pelanggan A & D akan menyediakan maklumat teknikal, alat ganti dan unit kepada wakil wakil pengedar.

Peranti ini direka dan dihasilkan untuk hayat perkhidmatan yang panjang. Walau bagaimanapun, secara am disyorkan supaya peranti diperiksa setiap 2 tahun, untuk memastikan fungsi dan ketepatan yang betul. Sila hubungi wakil pengedar yang sah di kawasan anda atau A & D untuk penyelenggaraan.

Data Teknikal

Jenis	UB-533PGMR
Kaedah pengukuran	Pengukuran osilometri
Julat pengukuran	Tekanan: 0 – 299 mmHg Tekanan sistolik: 60 – 279 mmHg Tekanan diastolik: 40 – 200 mmHg Denyutan nadi: 40 – 180 denyutan/minit
Ketepatan pengukuran	Tekanan: ± 3 mmHg Denyutan nadi: ± 5 %
Bekalan kuasa	2 x 1.5 V bateri alkali (LR03 atau AAA)
Bilangan pengukuran	Kira-kira 200 ukuran apabila bateri alkali AAA digunakan dengan nilai tekanan sebanyak 170 mmHg pada suhu bilik 23°C.
Lilitan pergelangan tangan	13.5 – 21.5 sm
Klasifikasi	Peralatan ME dikuasakan dari dalam (Mod operasi berterusan)
Bahagian digunakan	Kaf Jenis BF 

Hayat berguna	Peranti: 5 tahun (apabila digunakan enam kali sehari)
Ujian klinikal	Mengikut ISO81060-2 : 2013 Dalam kajian pengesahan klinikal, K5 digunakan pada 85 orang subjek untuk penentuan bagi tekanan darah diastole.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Memori	60 pengukuran terakhir untuk Pengguna 1 dan Pengguna 2
Keadaan operasi	+10 hingga +40 °C / 15 hingga 85 %RH / 800 hingga 1,060 hPa
Keadaan pengangkutan/ tempat simpan	-20 hingga +60 °C / 10 hingga 95 %RH / 700 hingga 1,060 hPa
Dimensi	Kira-kira 56 [W] x 88 [D] x 21.5 [H] mm
Berat	Kira-kira 95 g, tidak termasuk bateri
Perlindungan Ingress	IP20

Nota: Spesifikasi tertakluk kepada perubahan untuk penambahbaikan tanpa notis terlebih dahulu.

Klasifikasi IP ialah darjah perlindungan yang disediakan oleh lampiran mengikut IEC 60529. Peranti ini dilindungi daripada objek asing pepejal berdiameter 12 mm dan lebih besar seperti jari. Peranti ini tidak dilindungi daripada air.

MEMO

สารบัญ

เรียนผู้มีอุปภาระคุณทุกท่าน.....	2
ข้อสังเกตเบื้องต้น.....	2
ข้อควรระวัง.....	2
การระบุขึ้นส่วน.....	4
สัญลักษณ์.....	5
การใช้มอนิเตอร์.....	8
1. การติดตั้ง/การเปลี่ยนถ่าน	8
2. การเลือกผู้ใช้	9
3. การปรับค่านาฬิกาในตัวก่อนใช้	9
4. การใช้พा�พันแขวน.....	10
5. วิธีการวัดผลอย่างแม่นยำ	10
6. การสลับฟังก์ชัน C.P.G.....	11
7. การเลือก C.P.G. และ C.P.G. ของฉัน	11
8. การวัดผล	12
9. หลังการวัดผล	12
การวัดผล	13
การเรียกคืนข้อมูลความจำ	14
การลบข้อมูลที่จัดเก็บภายใต้หน่วยความจำ	15
ตัวบ่งชี้ IHB/AFib คืออะไร	15
ตัวบ่งชี้ AFib คืออะไร	15
% IHB/AFib	16
แบบบ่งชี้ความดัน	17
ตัวบ่งชี้การจำแนกของ WHO	17
ไฟสัญญาณ C.P.G.	18
เกี่ยวกับความดันโลหิต	19
ความดันโลหิตคืออะไร	19
ความดันสูงคืออะไร และความคุณได้อย่างไร	19
ทำไมจึงควรวัดความดันโลหิตที่บ้าน	19
การจำแนกความดันโลหิตของ WHO	20
ความแปรผันของความดันโลหิต	20
การแก้ไขปัญหา	21
การบำรุงรักษา	22
ข้อมูลทางเทคนิค	22

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล A&D รุ่นล่าสุด เครื่องที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและมีความแม่นยำขึ้นนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการให้ยา รักษาความดันโลหิตประจำวัน
เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานตัวเครื่องเป็นครั้งแรก

ข้อสังเกตเบื้องต้น

- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน ไม่ใช่สำหรับเด็กแรกเกิดหรือทารก
- สภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน เครื่องนี้ออกแบบมาให้ใช้งานด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพในบ้าน
- เครื่องนี้จะวัดความดันโลหิตและอัตราชีพจรของคนเพื่อการวินิจฉัย

ข้อควรระวัง

- เครื่องนี้สร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ ควรหลีกเลี่ยงจากอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ความชื้น แสงแดด ไฟฟ้าช็อต หรือฝุ่นละออง
- ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าแห้งนุ่มหรือผ้าชุบน้ำและสารชำระล้างที่เป็นกลาง ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีที่รุนแรงอื่น ๆ ในการทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าพันแขนแน่นเกินไปเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนมีอุณหภูมิสูง
- ตัวเครื่องกันน้ำไม่ได้ โปรดป้องกันไม่ให้เครื่องเปียกฝน เหงื่อ และน้ำ
- ค่าการวัดผลอาจบิดเบือนได้หากใช้เครื่องใกล้กับโทรทัศน์ เดสก์ท็อป โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเอกสาร เครื่องเสียง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีสนามไฟฟ้าแรงสูง
- อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และถ่านที่ใช้แล้ว ไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือนทั่วไป ต้องกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
- เมื่อนำเครื่องกลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสะอาด
- อย่าดัดแปลงเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดอับติดเหตุหรือความเสียหายกับตัวเครื่อง
- เพื่อวัดความดันโลหิต ผ้าพันแขนต้องบีบมือมากพอดีจะหยุดการไหลเวียนโลหิตผ่านทางหลอดเลือดแดงได้ชั่วคราว การบีบอาจทำให้เกิดอาการปวด ชา หรือมีรอยแดงบนข้อมือชั่วคราว สภาพนี้จะปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องวัดผลชำรุดตอกัน อาการปวด ชา หรือรอยแดงจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป
- อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น อุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย และสถานีฐาน และเครื่องส่งรับวิทยุ อาจกระทบ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลได้ ดังนั้นควรเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม.

- การวัดความดันโลหิตบอยเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายจากการแทรกแซงการไหลเวียนโลหิต ตรวจสอบว่าการทำงานของเครื่องจะไม่ทำให้การไหลเวียนโลหิตบกพร่องเป็นเวลานานเมื่อใช้เครื่องนี้ช้า ๆ
- เราไม่ได้ทดสอบทางคลินิกกับทารกแรกเกิดและสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้กับทารกแรกเกิดหรือสตรีมีครรภ์
- หากคุณเคยผ่าตัดเด้านมแล้ว ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่อง
- อย่าให้เด็กใช้เครื่องด้วยตัวเองและห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่ทารกเข้าถึงได้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
- มีชนิดส่วนเล็ก ๆ ที่อาจทำให้หายใจไม่อxygen หากทารกกลืนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ห้ามสัมผัสสถานะและผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าซื้อต์ได้
- ในกรณีที่ชนิดส่วนเดียวกับความล้มเหลว แผ่นปิดของผ้าพันแขนที่อยู่ใกล้อาจร้อนขึ้นและส่งผลให้การทำงานผิดพลาดได้
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- หากถ่านลัดวงจร เครื่องอาจร้อนจนไฟไหม้ได้
- ให้เครื่องได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนใช้งาน (ประมาณหนึ่งชั่วโมง)
- อย่าสูบลมผ้ารัดแขนโดยไม่พันรอบข้อมือก่อน

ข้อห้าม



ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังในการใช้เครื่องอย่างเหมาะสม

- อย่าใช้เครื่องพันข้อมือโดยที่ติดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์อื่น เพราะอุปกรณ์อาจทำงานผิดพลาด
- ผู้ที่มีอาการขาดเลือดในแขนอย่างรุนแรงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้เครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการแพทย์
- อย่าวินิจฉัยผลการวัดด้วยตัวเองและเริ่มต้นการรักษาด้วยตัวเอง
ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอสำหรับการประเมินผลลัพธ์และการรักษา
- อย่าใช้เครื่องพันข้อมือที่มีบาดแผลที่ยังรักษาไม่หาย
- อย่าใช้เครื่องพันแขนที่รับการหยดยาเข้าหลอดเลือดหรือรับการถ่ายเลือด เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามใช้เครื่องเมื่อมีก้าชไวไฟ เช่น แก๊สยาสลบ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- อย่าใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนความเข้มข้นสูง เช่น ห้องออกซิเจนความดันสูงหรือเต็นท์ออกซิเจน
 เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

การระบุชื่อส่วน

หน้าจอ

ปุ่ม ◀ (ค่าเฉลี่ย หน่วยความจำ และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)




ถ่านอัลคาไลน์ (LR03 หรือ AAA)

M หน่วยความจำ
AVG ค่าเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้การจำแนกของ WHO
และ
แบบบ่งชี้ความดัน
สัญลักษณ์ผ้าพันแขนไม่ได้ขนาด
สัญลักษณ์ข้อพิดพลาดในการเคลื่อนไหว
รูปหัวใจ
ผู้ใช้และผู้ใช้ อีก 1
ตัวชี้บอกแบตเตอรี่

หน้าจอ



ความดันช่วงหัวใจบีบ

ความดันช่วงหัวใจคลาย

ไฟสัญญาณแนะนำตำแหน่งที่ถูกต้อง (Correct Position Guidance: C.P.G.)

สัญลักษณ์ IHB/AFib

อัตราชีพจร

%IHB/AFib

การแสดงวันที่และนาฬิกา
เครื่องหมาย AM / PM

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่พิมพ์อยู่บนกล่องอุปกรณ์

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย
⊕	สแตนด์บายและเปิดเครื่อง
⊕ [LR03 (AAA)] ⊖	คุ้มือการใส่ถ่าน
---	ไฟฟ้ากระแสตรง
SN	หมายเลขผลิตภัณฑ์
■	ผู้ผลิต
2020 ๙	วันที่ผลิต
◐	ประเภท BF: ผ้าพันแขนออกแบบมาเพื่อป้องกันจากการถูกไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษ
IP	สัญลักษณ์การคุ้มครองระหว่างประเทศ
☒	อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และถ่านที่ใช้แล้วไม่ถือเป็นขยะในครัวเรือนทั่วไป ต้องกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
◐	ดูคู่มือ/แผ่นพับอธิบายการใช้งาน
☂	เก็บไว้ให้แห้ง

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย/ข้อควรปฏิบัติ
♥	ปรากฏขณะกำลังวัดผลกระพริบเมื่อเครื่องตรวจพบชีพจรให้อยู่นิ่ง ๆ
("♡")	สัญลักษณ์ IHb/AFib ปรากฏเมื่อตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมออาจสว่างขึ้นมาเมื่อตรวจพบการสั่นสะเทือนเล็กน้อยอย่างอาการสั่นเทาหรือการขยายตัวได้
ஓ	ปรากฏเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือแขน ค่าที่อ่านได้อาจไม่ถูกต้อง วัดผลอีกครั้ง อยู่นิ่ง ๆ ขณะวัดผล
*	ปรากฏขณะวัดผลเมื่อใส่ผ้าพันแขนอย่างหลวม ๆ ค่าที่อ่านได้อาจไม่ถูกต้อง ใส่ผ้าพันแขนให้ถูกต้องแล้ววัดผลอีกครั้ง
("♡")	ลบอัตรา IHb/AFib ในหน่วยความจำแล้ว $\% \text{IHb/AFib} = \frac{\text{จำนวนที่ตรวจพบทั้งหมด}}{\text{IHb/AFib ในหน่วยความจำ}} \times 100\%$ $\% \text{IHb/AFib} = \frac{\text{จำนวนทั้งหมด}}{\text{จำนวนทั้งหมด}} \times 100\%$
① ②	ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	หน้าที่/ความหมาย	ข้อควรปฏิบัติ
	การวัดผลก่อนหน้านี้ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ	_____
	ข้อมูลเฉลี่ย	_____
	แบบเตอร์เต็ม ตัวบ่งชี้พลังงานจากแบบเตอร์ขณะวัดผล	_____
	แบบเตอร์ต่ำ แบบเตอร์ต่ำเมื่อมีการกะพริบ	ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทั้งหมดเมื่อตัวบ่งชี้กะพริบ
	ความดันโลหิตไม่เสถียร เพราะมีการขยายขณะวัดผล	วัดผลอีกครั้ง อยู่นิ่ง ๆ ขณะวัดผล
	ค่าความดันซึ่งหัวใจบีบและช่วงหัวใจคลายอยู่ภายใต้ 10 mmHg ของกันและกัน	ใส่ผ้าพันแขนให้ถูกต้อง แล้ววัดผลอีกครั้ง
	ค่าความดันไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ผ้าพองตัว ^{ใส่ผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง}	
	PUL. DISPLAY ERROR เครื่องตรวจจับชีพจรอย่างไม่ถูกต้อง	
	ข้อผิดพลาดภายในของ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	แกะถ่านออกแล้วกด ปุ่ม START และ ^{ใส่ถ่านใหม่อีกครั้ง หากยังมีข้อผิดพลาด} ให้ติดต่อศูนย์บริการ
SYS	ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบหน่วย mmHg	_____
DIA	ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายหน่วย mmHg	_____
PUL	อัตราชีพจรต่อนาที	_____
AM	ข้อมูลที่เก็บตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 9:59	_____
PM	ข้อมูลที่เก็บตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 1:59	_____


การใช้มอนิเตอร์

1. การติดตั้ง/การเปลี่ยนถ่าน

1. ถอนฝาครอบถ่านออก
2. แกะถ่านที่ใช้แล้วออก จากนั้นใส่ถ่านก้อนใหม่ลงในช่องใส่ถ่านตามภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตรงตำแหน่งตามข้อ (+ และ -) ใช้ถ่าน LR03 หรือ AAA เท่านั้น
3. ปิดฝาครอบถ่าน

⚠ ข้อควรระวัง

- ใส่ถ่านลงในช่องตามภาพ หากใส่ไม่ถูกต้อง เครื่องจะไม่ทำงาน
- เมื่อ  (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ) กะพริบบนหน้าจอ ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทันที ห้ามใช้ถ่านก้อนเก่าร่วมกับก้อนใหม่ เพราะอาจทำให้อายุแบตเตอรี่สั้นลงหรือทำให้เครื่องทำงานบกพร่อง
-  (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ) ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่หมด
- อายุแบตเตอรี่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิโดยรอบ และอายุอาจสั้นลงเมื่ออุ่นในที่อุณหภูมิต่ำ โดยทั่วไปแล้ว ถ่าน LR03/AAA ใหม่ 2 ก้อนจะอยู่ได้ประมาณ 3 เดือนเมื่อใช้รัดผล 2 ครั้งต่อวัน
- ใช้ถ่านตามที่ระบุไว้เท่านั้น ถ่านที่ติดมากับเครื่องมีไว้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพมอนิเตอร์และอาจมีอายุการใช้งานจำกัด
- ให้แกะถ่านออกหากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน มิฉะนั้นถ่านอาจมีน้ำรั่วจนเครื่องทำงานบกพร่อง
- เมื่อนำถ่านออก ตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (นาฬิกา ผู้ใช้ และ C.P.G. ของฉัน) จะถูกรีเซ็ต




2. การเลือกผู้ใช้

- กดปุ่ม **SET** เมื่อปิดเครื่อง ไฟสัญญาณดูหรือติดต่อพิรบ
- เลือกผู้ใช้จากส่วน "ผู้ใช้ดูแลผู้ใช้" ด้วยใช้ปุ่ม **SET**
กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 3 นาที เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ


3. การปรับค่านาฬิกาในตัวก่อนใช้

- กดปุ่ม **SET** ค้างไว้จนกว่าเลขปีจะเริ่มกะพริบ
- กดปุ่มเพื่อเลือกปี◀
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าปีปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกเดือน/วัน
สามารถตั้งค่าเป็นวันที่ได้ก็ได้ในช่วงระหว่างปี 2010 และ 2059
- กดปุ่มเพื่อเลือกเดือน◀
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าเดือนปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกวัน
- กดปุ่มเพื่อเลือกวัน◀
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าวันปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกชั่วโมง/นาที
- กดปุ่มเพื่อเลือกชั่วโมง◀
กดปุ่ม **SET** เพื่อตั้งค่าชั่วโมงปัจจุบัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปเลือกนาที
- กดปุ่มเพื่อเลือกนาที◀
กดปุ่ม **SET** เพื่อดำเนินการต่อไปยังขั้นที่ "6. การสลับฟังก์ชัน C.P.G."
- การกดปุ่ม ◀ ค้างไว้จะทำให้ค่าเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
- การกดปุ่ม **START** จะทำให้เครื่องปิดเสีย
หมายเหตุ: เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 3 นาที เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ตั้งค่านาฬิกา **---** จะแสดงขึ้นเพื่อให้ทำการตั้งค่า เมื่อนำถ่านออก ตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (นาฬิกา ผู้ใช้ และ C.P.G. ของฉัน) จะถูกรีเซ็ต



4. การใช้ผ้าพันแขน

1. ไข่ผ้าพันรอบข้อมือของคุณโดยเว้นระยะห่างจากมือของคุณ 1 ซม.
ตามที่แสดงในรูปภาพทางขวามือ
2. พันแขนให้แน่นโดยยึดกับแอบเวลโคร
หมายเหตุ: เพื่อให้การวัดผลมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ควรพันแขนให้แน่นแล้ววัดบนข้อมือเปล่า



5. วิธีการวัดผลอย่างแม่นยำ

เพื่อให้การวัดความดันโลหิตมีความแม่นยำที่สุด ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

- อุ่นนิ่ง ๆ เจ็บ ๆ ขณะวัดผล
- นั่งลงในท่าที่รู้สึกสบาย วางข้อศอกของคุณบนโต๊ะ งayahฝ่ามือ ให้ผ้าพันแขนอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
- ผ่อนคลายประมาณ 5-10 นาทีก่อนวัดผล หากคุณตื่นเต้นหรือหงุดหงิดหัวอันเป็นผลมาจากการความเครียดทางอารมณ์ ความเครียดนี้จะทำให้วัดผลได้ค่าที่สูงกว่า (หรือต่ำกว่า) ค่าความดันโลหิตที่อ่านได้ตามปกติ และโดยทั่วไปชีพจรที่อ่านได้จะสูงกว่าปกติ
- วัดผลความดันโลหิตของคุณเวลาเดิมทุกวัน
- ความดันโลหิตของบุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง อาหารที่ได้รับประทานไปและสิ่งที่ดื่มสามารถส่งผลกระทบแรงเร็วต่อความดันโลหิต โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่
- อย่าวัดผลโดยทันทีหลังออกกำลังกายหรืออาบน้ำ ให้พัก 20-30 นาทีก่อนวัดผล
- อย่านั่งไขว่ข้า วางเท้าให้ติดพื้นและนั่งตัวตรง
- เครื่องนี้อาจต้องการวัดผลจากการเต้นของหัวใจ หากคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจอ่อนหรือไม่สม่ำเสมอ ตัวเครื่องอาจมีปัญหาในการหาค่าความดันโลหิตของคุณ
- หากเครื่องตรวจพบความผิดปกติ เครื่องจะหยุดการวัดผลแล้วแสดงสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดบนจอ "ไปที่หน้า 7 เพื่อดูคำอธิบาย สัญลักษณ์"
- เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลนี้ทำมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้เครื่องนี้กับเด็ก เด็กไม่ควรใช้เครื่องนี้โดยไม่มีผู้ดูแล
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ความชื้น หรือระดับความสูงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมอนิเตอร์วัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

6. การสลับฟังก์ชัน C.P.G.

- อ่านหน้า 18 เพื่อดูฟังก์ชันของ C.P.G. ที่จะแสดงมุมที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ในระดับความสูงเดียวกับหัวใจของคุณ

 1. หลังจากขั้นที่ 6 ในหน้า 9 ให้กดปุ่ม **◀** เพื่อเลือก “**อก**” หรือ “**off**” ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันของ C.P.G.
 2. กดปุ่ม **SET** เพื่อจัดเก็บรายการที่เลือก
 3. □ หากคุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน “C.P.G. ของฉัน” ให้กดปุ่ม **START** เพื่อปิด ไปยังขั้นที่ “8. การวัดผล”
 - หากคุณใช้ฟังก์ชัน “C.P.G. ของฉัน” ให้ไปยัง “7. การเลือก C.P.G. และ C.P.G. ของฉัน”


7. การเลือก C.P.G. และ C.P.G. ของฉัน

- คุณสามารถเลือกใช้ไฟสัญญาณสำหรับฟังก์ชัน C.P.G. หรือ C.P.G. ของฉันก็ได้
- กำหนดท่าที่เหมาะสมสมล่วงหน้า (มุมของข้อมือ) ในหน่วยความจำหากคุณใช้ฟังก์ชัน C.P.G. ของฉัน

1. ปรับและบันทึกค่าความสูงของ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจของคุณโดยใช้มุมของข้อมือคุณ
2. กดปุ่มเพื่อเลือกไฟสัญญาณ **◀**
ไฟสัญญาณ **▶** ...ใช้ฟังก์ชัน C.P.G. อยู่ (ฟังก์ชัน C.P.G. ของฉัน: **OFF**)
ข้อมูลของฟังก์ชัน C.P.G. ของฉันถูกลบแล้ว ไปยังขั้นที่ 3.
ไฟสัญญาณ **▶** ...ฟังก์ชัน C.P.G. ของฉันเป็น **ON** อยู่ และจะมีการบันทึกมุมในปัจจุบันเมื่อสลับไปใช้ไฟสัญญาณ **◀** ไปยังขั้นที่ 3.
3. กดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง
 หมายเหตุ: □ เมื่อนำถ่านออก ตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (นาฬิกา ผู้ใช้ และ C.P.G. ของฉัน) จะถูกรีเซ็ต
 □ เลือกผู้ใช้จากส่วน “ผู้ใช้ **1** และผู้ใช้” โดยใช้ปุ่ม **SET**


ฟังก์ชัน C.P.G.
ปุ่ม **◀**

จากขั้นที่ 6 ในหน้า 9



กดปุ่ม **SET**

ไปยังขั้นที่ “7. การเลือก C.P.G. และ C.P.G. ของฉัน” หรือ
ปุ่ม **START** และไปยังขั้นที่ “8. การวัดผล”




ไฟสัญญาณ C.P.G.

ขั้นที่ 1 [ปรับและบันทึกค่าความสูงของเครื่อง (มุมของข้อมือ)]

สูง (ไฟสีเขียว)


ความสูงเหมาะสม (ไฟสีเหลือง)

ต่ำ (ไฟสีส้ม)



ขั้นที่ 2 [เลือก C.P.G. หรือ C.P.G. ของฉัน]

ฟังก์ชัน C.P.G.



C.P.G. ของฉัน

ตัวอย่าง: ผู้ใช้ 1

ปุ่ม **START** และไปยังขั้นที่ “8. การวัดผล”

8. การวัดผล

ขณะที่วัดผล หากรู้สึกว่าผ้าพันแขนรัดแน่น นั่นเป็นเรื่องปกติ

9. หลังการวัดผล

ขณะที่ค่าที่อ่านได้แสดงบนหน้าจอ หากคุณกดปุ่ม **START** เพื่อปิดเครื่อง ค่าที่อ่านได้จะได้รับการจัดเก็บภายในหน่วยความจำ
ขณะที่ค่าที่อ่านได้แสดงบนหน้าจอ หากคุณกดปุ่ม **◀** เพื่อปิดเครื่อง ค่าที่อ่านได้จะไม่ได้รับการจัดเก็บ
แกะผ้าพันแขนออกแล้วบันทึกข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: เครื่องนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลปัจจุบันภายในหน่วยความจำและปิดเครื่อง
อัตโนมัติหลังการวัดผล 1 นาที ให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาทีระหว่างการวัดผลแต่ละครั้งของคน ๆ เดียวกัน

การวัดผล

หมายเหตุ: เมื่อใช้ UB-533PGMR และ เครื่องจะพองตัวขึ้นตามผู้ใช้อย่างเหมาะสม

1. ใช้ผ้าพันรอบข้อมือของคุณ นั่งในท่าที่สบายโดยให้ผ้าพันแขนอยู่ระดับเดียว กับหัวใจของคุณแล้วทำตัวให้ผ่อนคลาย

2. กดปุ่ม **START** เช็คเมนต์ทั้งหมดจะปรากฏบนจอ

3. เลือกผู้ใช้จากส่วน “ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2” โดยใช้ปุ่ม SET ทันที ปรับและบันทึกความสูงของผ้าพันแขน (เมื่อมีไฟสีน้ำเงิน)

ให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจของคุณโดยใช้ไฟสัญญาณ C.P.G.

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใช้ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้ ให้รอผ้าพันแขนพองตัวสักครู่ หากคุณไม่ได้ใช้พังก์ชัน C.P.G. ไฟสัญญาณ C.P.G. จะไม่แสดง

4. เลขศูนย์ (0) กะพริบช้าๆ แล้วหน้าจอเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มการวัดผล ผ้าพันแขนพองตัวขึ้น หากรู้สึกว่าผ้าพันแขนรัดแน่น นั่นเป็นเรื่องปกติ การวัดผลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อผ้าเริ่มพองตัวและ (รูปหัวใจ) กะพริบ หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ผ้าหยุดพองตัว ให้กดปุ่ม **START** อีกครั้ง

5. เมื่อการวัดผลสิ้นสุดลง เครื่องจะแสดงค่าที่อ่านได้บนหน้าจอ (ค่าความดันช่วงหัวใจบีบและช่วงหัวใจคลายที่อ่านได้ อัตราชีพจร ตัวบ่งชี้การจำแนกของ WHO สัญลักษณ์ I.H.B. และไฟสัญญาณ C.P.G.) ขณะที่ค่าที่อ่านได้แสดงอยู่ หน้าจอจะสว่างไปแสดงวันที่และเวลาด้วย ผ้าพันแขนปล่อยลมที่เหลือจนไฟฟอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการจัดเก็บค่าที่อ่านได้ใหม่ไว้ในหน่วยความจำ ให้กดปุ่ม ขณะที่แสดงค่าที่อ่านได้

6. กดปุ่ม **START** อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง แกะผ้าพันแขนออก


หมายเหตุ: เครื่องมาพร้อมกับพังก์ชันปิดเครื่องโดยอัตโนมัติให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาทีระหว่างการวัดผลแต่ละครั้งของคน ๆ เดียวกัน



เช็คเมนต์ทั้งหมด

ผู้ใช้ 1 หรือผู้ใช้ 2 : ปุ่ม SET

ไฟสัญญาณ C.P.G.: ส้ม น้ำเงิน ส้ม ดำ เหมาะสม สูง



เลขศูนย์บนหน้าจอ
เริ่มต้นการพองตัว

ผ้ากำลังพองตัวและ
กำลังวัดผล


ความดันช่วงหัวใจบีบ
ความดันช่วงหัวใจคลาย
การจำแนกของ WHO
สัญลักษณ์ I.H.B.
อัตราชีพจร
ไฟสัญญาณ C.P.G.



การเรียกคืนข้อมูลความจำ


หมายเหตุ: เครื่องนี้จัดเก็บข้อมูลการวัดผล 60 ครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำ

- กดปุ่ม ◀ เมื่อปิดเครื่อง
ค่าเฉลี่ยของการวัดผลและจำนวนข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏ หากไม่มีข้อมูล
เครื่องจะแสดงค่า "0" กดปุ่ม ◀ หรือปุ่ม START เพื่อปิดเครื่อง
- กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อแสดงข้อมูล (ของจำนวนและข้อมูลการวัดผล)
 - เลือกผู้ใช้จากส่วน "ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้" ด้วยปุ่ม SET
เครื่องจะแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดผลทั้งหมดและจำนวนข้อมูลจะปรากฏ
 - เมื่อกดปุ่ม ◀ ในแต่ละครั้ง เครื่องจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
 - ข้อมูลเฉลี่ยของการวัดผลในช่วง AM (เช้า) ทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 9:59 น. จากตัวอย่าง หากไม่มีข้อมูล เครื่องจะแสดงค่า --
 - ข้อมูลเฉลี่ยของการวัดผลในช่วง PM (เย็น) ทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 1:59 น.
 - ข้อมูล (ของจำนวนและข้อมูลการวัดผล)
เครื่องจะแสดงข้อมูลล่าสุดเป็นอันดับแรก ขณะที่ค่าที่อ่านได้แสดงอยู่หน้าจอจะสลับไปแสดงรันที่และเวลาด้วย
ในตัวอย่าง: No.30 และข้อมูล → No.29 และข้อมูล → … → No.01 และข้อมูล
- หากคุณกดปุ่ม ◀ เมื่อข้อมูลที่เก่าสุดแสดงขึ้นแล้ว เครื่องจะดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 1 นั่นคือแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดผลทั้งหมดและจำนวนข้อมูลจะปรากฏ
- กดปุ่ม START เพื่อปิดเครื่อง
เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 1 นาที เครื่องจะปิดลงอัตโนมัติ



การลบข้อมูลที่จัดเก็บภายใต้ความจำ

- เลือกผู้ใช้จากส่วน "ผู้ใช้ปกติ และผู้ใช้พิเศษ" หรือ โดยใช้ปุ่ม SET ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม START
- กดปุ่ม ◀ ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
เครื่องจะแสดงไอคอนและเครื่องหมาย ลบข้อมูลที่จัดเก็บภายใต้ความจำขณะที่เครื่องหมาย กำลังกะพริบ และปิดเครื่องอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลผู้ใช้ที่ระบุไว้ซึ่งจัดเก็บภายใต้ความจำ คุณไม่สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการลบได้



ตัวบ่งชี้ IHB/AFib คืออะไร

เมื่อมonitor เดอร์ตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอขณะวัดผล ตัวบ่งชี้ IHB/AFib

จะปรากฏบนหน้าจอพร้อมค่าการวัดผล

หมายเหตุ: เราแนะนำให้ดูต่อหากพบเห็นสัญลักษณ์ «» ตัวบ่งชี้ IHB/AFib นี้บ่อยครั้ง

ตัวบ่งชี้ AFib คืออะไร

หัวใจหดตัวเนื่องจากสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหัวใจแล้วส่งเลือดไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AFib) เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจห้องบนเกิดสับสนจนทำให้ชีพจรแปรป่วน AFib สามารถทำให้เลือดซบงอกไหหลอยู่ในหัวใจจนเกิดเป็นลิมมเลือดได้ง่าย เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ

% IHB/AFib

%IHB/AFib จะแสดงเมื่อตรวจพบความถี่ IHB

IHB/AFib ไม่เพียงสามารถตรวจจับเสียงอย่างการเคลื่อนไหวของร่างกาย


แต่ยังสามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอได้ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณติดต่อแพทย์หากมีระดับ %IHB/AFib ที่สูง

$$\%IHB/AFib = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{จำนวนที่ตรวจพบหัวใจ} \\ \text{IHB/AFibs ในหน่วยความจำ} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{จำนวนทั้งหมด} \end{array} \right]} \times 100\%$$

การแสดง %IHB/AFib: %IHB/AFib จะปรากฏเมื่อแสดงค่าเฉลี่ย

%IHB/AFib จะไม่ปรากฏเมื่อหน่วยความจำมีจำนวน 6 หรือน้อยกว่า


หน้าจอแสดงข้อมูลเฉลี่ย



ระดับ 0 %IHB/AFib=0	ระดับ 1 %IHB/AFib=1 - 9	ระดับ 2 %IHB/AFib=10 - 24	ระดับ 3 %IHB/AFib=25 - 100
ไม่แสดง	“”	“”	“”

ແກບປັ້ງຂໍ້ຄວາມດັນ

ແກບປັ້ງຂໍ້ຄວຍຕຽບຈັບຄວາມគົບທຳຂອງຄວາມດັນຂະແວດັບຜລ



ຕັວປັ້ງຂໍ້ກາຮົກຈຳແນກຂອງ WHO

ແຕ່ລະເຊື້ອມຕົວຈາກທັງໝົດ 6 ເຊື້ອມຕົວຂອງແກບປັ້ງຂໍ້ສົດຄລັງກີບຕັວປັ້ງຂໍ້ກາຮົກຈຳແນກຄວາມດັນໂລຫີດຂອງ WHO ໂດຍມີຄໍາອື່ນຍາຍໃນທຳນາທີ 20

ຕົວຢ່າງ



ຕັວປັ້ງຂໍ້ກາຮົກຈຳແນກຂອງ WHO

- ຄວາມດັນສູງຮະດັບທີ 3
- ຄວາມດັນສູງຮະດັບທີ 2
- ຄວາມດັນສູງຮະດັບທີ 1
- ຄວາມດັນເຮັດສູງກວ່າປົກຕິ
- ຄວາມດັນປົກຕິ
- ຄວາມດັນເໜີມາະສົມ

I : ຕັວປັ້ງຂໍ້ແສດງເຊື້ອມຕົວໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນລັບຈຸບັນທີສົດຄລັງກີບກັບກາຮົກຈຳແນກຂອງ WHO

ไฟสัญญาณ C.P.G.

ไฟสัญญาณ C.P.G.

ไฟสัญญาณ C.P.G. ไฟสัญญาณแนะนำตำแหน่งที่ถูกต้อง (**Correct Position Guidance**) เป็นฟังก์ชันที่บอกข้อมูลความแตกต่างระหว่างความสูง (มุนของข้อมือ) ของมอนิเตอร์วัดความดันโลหิตและความสูงของหัวใจในอุริยาบถที่ถูกต้อง (เช่น ท่านั่ง ความสูงของเตียงและเก้าอี้ เป็นต้น) ขณะทำการวัดผล ไฟสัญญาณนี้สามารถใช้เพื่อค่าการวัดผลที่แน่นอนยิ่งขึ้น




ไฟสัญญาณ C.P.G.

ความสูงของ

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลอยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจของคุณ


มุนต่ำ



ความสูงของ

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจของคุณ


มุนเหมาะสม



ความสูงของ

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลอยู่ในระดับสูงกว่าหัวใจของคุณ

มุนสูง




ตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องทั้งก่อนและหลังการวัดผล หากตรวจสอบแล้วตำแหน่งในการวัดผลถูกต้อง ไฟแสดงระดับที่ “เหมาะสม” จะสว่าง (สีน้ำเงิน) สำหรับการวัดผลกรณีอื่นทั้งหมด ไฟแสดงระดับที่ “ต่ำ” หรือ “สูง” จะสว่าง (สีส้ม)

- อุริยาบถที่เหมาะสม
นั่งตัวตรงบนเก้าอี้และวางข้อศอกไว้บนโต๊ะ

วิธีใช้ C.P.G. ของฉัน

ฟังก์ชัน C.P.G. สามารถใช้ในอุริยาบถที่เหมาะสม (มุนของข้อมือ) ในการวัดผลส่วนมาก หากคุณต้องการเปลี่ยนอุริยาบถเพื่อปรับความสูงให้ความสูงของเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจของคุณ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน C.P.G. ของฉันเพื่อจัดเก็บ



บข้อมูลอธิบายาบถส่วนตัว กำหนดมุมของคุณสำหรับฟังก์ชัน C.P.G. ของฉันไว้ล่วงหน้า ก่อนทำการวัดผล

- **ไฟสัญญาณระหว่างการวัดผลและการเรียกดีนหน่วยความจำ**
ไฟสัญญาณ C.P.G. สามารถแสดงเมื่อเริ่มทำการวัดผลและถือเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ ปรับและบันทึกมุมขณะวัดผล

เกี่ยวกับความดันโลหิต

ความดันโลหิตคืออะไร

ความดันโลหิตเป็นแรงที่เลือดส่งออกมายังร่างกายผ่านหลอดเลือดแดง ความดันซึ่งหัวใจบีบเกิดขึ้นเมื่อหัวใจหดตัว ความดันซึ่งหัวใจคลายเกิดขึ้นเมื่อหัวใจขยายตัว ความดันโลหิตมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปอร์ท (mmHg) ความดันหลักที่วัดผลตอนเข้าก่อนทำการรอมอย่างอื่นขณะที่บุคคลยังคงสูบบุหรี่และยังไม่ได้รับประทานอาหาร ถือเป็นความดันโลหิตตามธรรมชาติ

ความดันสูงคืออะไร และควบคุมได้อย่างไร

ความดันสูงคือความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงที่อยู่ในระดับสูงผิดปกติ โดยหากไม่ได้รับการรักษา อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ เช่น โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ ความดันสูงสามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน หลีกเลี่ยงความเครียด และรับประทานยาภายใต้การดูแลของแพทย์

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความดันสูงหรือควบคุมระดับไว้มีดังนี้:

- ห้ามสูบบุหรี่
- ลดปริมาณเกลือและไขมันที่รับประทาน
- ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม
- ออกกำลังกายเป็นประจำ
- เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

ทำไมจึงควรวัดความดันโลหิตที่บ้าน

การวัดความดันโลหิตที่คลินิกหรือห้องตรวจของหมอออาจสร้างความวิตกกังวลและสามารถส่งผลให้ค่าที่อ่านสูงขึ้นกว่าการวัดที่บ้านที่ 25 ถึง 30 mmHg การวัดผลที่บ้านช่วยลดผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกในการอ่านค่าความดันโลหิต เสริมกับค่าที่แพทย์อ่านได้ และบันทึกประวัติความดันโลหิตที่สมบูรณ์และแม่นยำกว่า


การจำแนกความดันโลหิตของ WHO

มาตรฐานการประเมินความดันโลหิตสูงโดยไม่คำนึงถึงอายุได้ตั้งขึ้นโดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) ดังที่แสดงในแผนภูมิทางด้านขวามือ

ความแปรผันของความดันโลหิต

ความดันโลหิตของบุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแต่ละวัน และแต่ละฤดูกาล ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 30 ถึง 50 mmHg โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการในระหว่างวัน ในผู้ป่วยความดันสูง ความแปรผันยังสั้นเกตเวย์ได้ชัดยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว ความดันโลหิตจะสูงขึ้นขณะทำงานหรือร่วมเล่นในกิจกรรมต่าง ๆ และลดลงในระดับต่ำสุดขณะนอนหลับ จะนั่นแล้ว อย่างติดกังวลเกินไปกับการวัดผลเพียงหนึ่งครั้ง วัดผล ณ เวลาเดิมทุกวันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในคู่มือนี้ เพื่อให้ทราบความดันโลหิตในระดับปกติของคุณ การอ่านค่าเป็นประจำจะช่วยให้ประวัติการวัดความดันโลหิตมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น อย่าลืมบันทึกวันที่และเวลาเมื่อทำการบันทึกความดันโลหิตของคุณ ปรึกษาแพทย์เพื่อให้ความช้อมูลความดันโลหิตของคุณ

เอกสารอ้างอิง: Journal of Hypertension ประจำปี 1999 ฉบับที่ 17 เลขที่ 2



การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
ไม่มีข้อมูลใดปรากฏบนหน้าจอ แม้ต่อนที่เปิดเครื่อง	แบตเตอรี่หมด ข้าวของถ่านอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง	ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทั้งหมด ใส่ถ่านอีกครั้งโดยจัดตำแหน่งข้าวของข้าวอบให้ตรงกับที่ระบุไว้ในช่องใส่ถ่าน
ผ้าพันแขนไม่พองตัวขึ้น	แรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินไป  (เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ) กะพริบ หากแบตเตอรี่หมดโดยสมบูรณ์ เครื่องหมายจะไม่ปรากฏ	ให้เปลี่ยนไปใช้ถ่านใหม่ทั้งหมด
เครื่องไม่วัดผลค่าที่อ่านได้สูงหรือต่ำกว่า	ใส่ผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง คุณขยับข้อมือหรือร่างกายขณะวัดผล ตำแหน่งผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง	ใส่ผ้าพันแขนให้ถูกต้อง พยายามนั่งให้นิ่งและเงียบที่สุดขณะวัดผล นั่งนิ่ง ๆ หายใจ วางแขนของคุณบนโต๊ะ หงายฝ่ามือ ¹ ให้ผ้าพันแขนอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
อื่น ๆ	ค่าที่ได้แตกต่างจากที่รับผลที่คลินิกหรือสำนักงานของแพทย์	หากคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจอ่อนหรือไม่สม่ำเสมอ ตัวเครื่องอาจมีปัญหาในการหาค่าความดันโลหิตของคุณ ดูที่ส่วน “ทำไม่เจ็บปวดความดันโลหิตที่บ้าน”
	_____	แกะถ่านออก ใส่เข้าไปใหม่ให้ถูกต้องแล้วลองวัดผลอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากข้อปฏิบัติข้างต้นไม่ได้แก้ปัญหา ให้ติดต่อศูนย์สนับสนุน อย่าลองเปิดหรือซ่อมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเอง
เพื่อการพยาบาลทำสิ่งดังกล่าวจะทำให้การรับประทานเป็นโน้มน้าว

การบำรุงรักษา

อย่าเปิดตัวเครื่อง เพราะใช้ชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนและเครื่องควบคุมลมที่ซับซ้อนอาจเสียหายได้ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในห้องถินของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเรา การบริการลูกค้าของ A&D จะให้ข้อมูลทางเทคนิค ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอะไหล่แก่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ตัวเครื่องออกแบบและผลิตมาให้ใช้งานได้นาน แต่เราแนะนำให้นำเครื่องไปตรวจสอบทุก ๆ 2 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในห้องถินของคุณหรือ A&D สำหรับการบำรุงรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	UB-533PGMR
วิธีการวัดผล	การวัดผลแบบออสซิลโลเมทริก
ช่วงการวัดผล	ความดัน: 0 – 299 mmHg ความดันช่วงหัวใจบีบ: 60 – 279 mmHg ความดันช่วงหัวใจคลาย: 40 – 200 mmHg ชีพจร: 40 – 180 ครั้ง/นาที
ความแม่นยำในการวัดผล	ความดัน: ± 3 mmHg ชีพจร: ± 5 %
แหล่งจ่ายไฟ	ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์ 2 ก้อน (LR03 หรือ AAA)
จำนวนการวัดผล	ประมาณ 200 ครั้ง เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA จนหมดและค่าความดันอยู่ที่ 170 mmHg ที่อุณหภูมิห้อง 23 องศาเซลเซียส
ขนาดข้อมือ	13.5 – 21.5 ซม.
การจำแนก	อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ขั้นเคลื่อนภายใน (โนมดใช้งานต่อเนื่อง)
ส่วนที่ใช้งาน	ผ้าพันแขนประเภท BF 
อายุการใช้งาน	ตัวเครื่อง: 5 ปี (เมื่อใช้ 6 ครั้งต่อวัน)

การทดสอบทางคลินิก	เป็นไปตาม ISO81060-2 : 2013 ในการศึกษาเพื่อตรวจสอบทางคลินิก มีการใช้ K5 กับผู้ป่วย 85 รายเพื่อวิเคราะห์หาความดันโลหิตช่วงหัวใจคลาย
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
หน่วยความจำ	การวัดผล 60 ครั้งล่าสุดของผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2
เงื่อนไขการทำงาน	+10 ถึง +40 องศาเซลเซียส / 15 ถึง 85 %RH / 800 ถึง 1,060 เэкโตรูปascal
การชนสั่ง/สภาพการเก็บรักษา	-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส / 10 ถึง 95 %RH / 700 ถึง 1,060 เэкโตรูปascal
ขนาด	ประมาณ 56 [กว้าง] x 88 [สูง] x 21.5 [ลึก] มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 95 ก. ไม่รวมถ่าน
ระดับการกันน้ำและกันฝุ่น	IP20

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 การจำแนก IP เป็นระดับการปกป้องอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐาน IEC 60529 อุปกรณ์นี้ป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ขึ้นไปได้ เช่น น้ำ อุปกรณ์นี้กันน้ำไม่ได้

บันทึก

Nội dung

Lời ngỎ	2
Chú thich sơ bộ	2
Lưu ý	2
Mô tả thiết bị	4
Ký hiệu	5
Sử dụng thiết bị	8
1. Lắp / thay pin	8
2. Chọn người dùng	9
3. Điều chỉnh đồng hồ tích hợp trước khi sử dụng	9
4. Đeo vòng bít	10
5. Cách thực hiện các phép đo chính xác	10
6. TC.P.G. Chuyển đổi chức năng”	11
7. Chọn C.P.G. và C.P.G. của tôi	11
8. Trong quá trình đo	12
9. Sau khi đo	12
Đo huyết áp	13
Xem lại dữ liệu bộ nhớ	14
Xóa dữ liệu được lưu trong bộ nhớ	15
Chỉ báo IHB/ AFib là gì?	15
AFib là gì?	15
% IHB/Afib	16
Chỉ báo thanh áp suất	17
Chỉ số phân loại theo WHO	17
Chỉ báo C.P.G.	18
Thông tin về Huyết áp	19
Huyết áp là gì?	19
Tăng huyết áp là gì và được kiểm soát như thế nào?	19
Tại sao phải đo huyết áp tại nhà?	19
Phân loại huyết áp theo WHO	20
Biến đổi huyết áp	20
Xử lý sự cố	21
Bảo trì	22
Thông số kỹ thuật	22

Lời ngỏ

Cảm ơn bạn đã mua và tin dùng máy đo huyết áp A&D, đây là một trong những máy theo dõi huyết áp tiên tiến nhất hiện nay. Máy được thiết kế dễ sử dụng và độ chính xác cao, máy đo huyết áp A&D sẽ hỗ trợ cho quý khách theo dõi huyết áp hàng ngày.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

Chú thích sơ bộ

- Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho người lớn, không phải trẻ nhỏ hoặc trẻ sơ sinh.
- Thiết bị này được thiết kế để người dùng sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khoẻ tại nhà.
- Thiết bị này được thiết kế để đo huyết áp và nhịp tim của người dùng trong chẩn đoán.

Lưu ý

- Các linh kiện của thiết bị đã được lắp ráp một cách chính xác. Nên tránh nhiệt độ cao, độ ẩm, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bìa và đập hoặc bám bụi.
- Làm sạch thiết bị bằng vải khô, mềm hoặc vải thấm nước và chất tẩy trung tính. Không được sử dụng cồn, benzen, chất pha loãng hoặc hóa chất mạnh khác để làm sạch thiết bị.
- Tránh gấp chặt vòng bít và ống hơi trong thời gian dài, vì việc làm này có thể rút ngắn tuổi thọ của các bộ phận.
- Thiết bị và vòng bít không chống thấm nước. Tránh để thiết bị và vòng bít dính mưa, nhiều mồ hôi và nước.
- Các lần đo có thể không chính xác nếu thiết bị được sử dụng gần TV, lò vi sóng, điện thoại di động, tia X hoặc các thiết bị khác có điện trường mạnh.
- Thiết bị, các bộ phận và pin đã qua sử dụng không được xử lý như chất thải gia đình thông thường và phải được xử lý theo quy định hiện hành của địa phương.
- Khi sử dụng lại thiết bị, hãy xác nhận rằng thiết bị đã sạch.
- Không tự ý chỉnh sửa thiết bị. Việc làm đó có thể gây ra tai nạn hoặc hư hỏng cho thiết bị.
- Để đo huyết áp, cổ tay phải được bóp chặt bởi vòng bít đủ cứng để tạm thời ngừng lưu lượng máu qua động mạch. Điều này có thể gây đau, tê hoặc dấu đỏ tạm thời ở cổ tay. Tình trạng này sẽ xuất hiện đặc biệt khi việc đo được lặp đi lặp lại liên tiếp. Bất kỳ đau đớn, tê hoặc dấu đỏ sẽ biến mất theo thời gian.

- Thiết bị liên lạc không dây, chẳng hạn như thiết bị mạng gia đình, điện thoại di động, điện thoại không dây và trạm gốc của chúng, bộ đàm có thể ảnh hưởng đến máy đo huyết áp này. Do đó, nên giữ khoảng cách tối thiểu 30 cm từ các thiết bị đó.
- Đo huyết áp quá thường xuyên có thể gây hại do việc can thiệp lưu lượng máu. Hãy kiểm tra với bác sĩ đảm bảo rằng sử dụng thiết bị nhiều lần không gây ảnh hưởng làm suy giảm lưu thông máu
- Thủ nghiệm lâm sàng chưa được thực hiện ở trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai. Không sử dụng cho trẻ sơ sinh hoặc phụ nữ mang thai.
- Nếu bạn đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị.
- Không để trẻ tự sử dụng thiết bị và không sử dụng thiết bị trong tầm tay trẻ sơ sinh. Điều đó có thể gây ra tai nạn hoặc thiệt hại không mong muốn.
- Có những bộ phận nhỏ trong thiết bị có thể gây nguy hiểm, gây nghẹt thở nếu trẻ sơ sinh nuốt phải.
- Không chạm vào pin và người dùng cùng một lúc. Điều đó có thể dẫn đến điện giật.
- Trong trường hợp hư hỏng một bộ phận, vỏ bọc giàn bao do có thể trở nên nóng và có khả năng gây ra sự cố
- Sử dụng các phụ kiện không có trong hướng dẫn này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn.
- Nếu pin bị đoán mạch, pin có thể bị nóng và có khả năng gây bong.
- Cho phép thiết bị thích ứng với môi trường xung quanh trước khi sử dụng (khoảng một giờ).
- Không bơm hơi vòng bít mà chưa quấn vòng bít quanh cổ tay của bạn.


Chống chỉ định

Sau đây là các biện pháp phòng ngừa để sử dụng thiết bị đúng cách.

- Không đeo thiết bị vào cổ tay có gắn thiết bị điện y tế khác. Thiết bị có thể không hoạt động đúng cách.
- Những người bị suy giảm tuần hoàn nghiêm trọng ở cánh tay phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị để tránh các vấn đề y tế nguy hiểm.
- Không tự chẩn đoán kết quả đo và tự bắt đầu điều trị. Luôn hỏi ý kiến bác sĩ để đánh giá kết quả và điều trị.
- Không sử dụng thiết bị trên cổ tay với vết thương chưa lành.
- Không sử dụng thiết bị trên một cánh tay đang truyền nhỏ giọt tĩnh mạch hoặc truyền máu. Việc đó có thể gây thương tích hoặc tai nạn.
- Không sử dụng thiết bị ở những nơi có khí dễ cháy như các khí gây mêt. Việc làm đó có thể gây ra cháy nổ.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường oxy tập trung cao, chẳng hạn như buồng oxy áp suất cao hoặc lều dưỡng khí. Việc làm đó có thể gây cháy hoặc nổ.

Mô tả thiết bị

Màn hình




Nút ◀ (trung bình, bộ nhớ và thay đổi các thông số đặt trước)

Nút SET (người dùng ♂ và đồng hồ ⌚)

nút START

Nắp pin



Pin kiềm (LR03 hoặc AAA)



BỘ NHỚ
Trung bình

Chỉ số phân loại theo WHO
và
Chỉ báo thanh áp suất

Lỗi đeo vòng bít không đúng


Lỗi chuyển động khi đo

Nhịp tim

Người dùng ♂ và Người dùng ♀

Trạng thái pin

Màn hình



Huyết áp tâm thu

Huyết áp tâm trương

Hướng dẫn vị trí chính xác để đo chính xác (Correct Position Guidance, C.P.G.)

Ký hiệu IHB/AFib

Nhịp tim

%IHB/Afib

Đồng hồ

Sáng/Chiều AM / PM

Ký hiệu

Ký hiệu được in trên vỏ thiết bị

Ký hiệu	Chức năng/ Ý nghĩa
⊕	Chế độ Chờ và Bật thiết bị
⊕ [LR03 (AAA)] ⊖	Hướng dẫn lắp đặt pin
---	Dòng điện một chiều
SN	Số Sê-ri
■	Nhà sản xuất
2020	Năm sản xuất
█	Kiểu BF: vòng bít được thiết kế đặc biệt để bảo vệ chống sốc điện.
IP	Ký hiệu bảo vệ quốc tế
█	Các thiết bị, phụ tùng và pin đã qua sử dụng không được coi là chất thải gia đình thông thường và phải được xử lý theo các quy định hiện hành của địa phương.
⌚	Tham khảo cẩm nang hướng dẫn sử dụng
⚠	Bảo quản khô thoáng

Ký hiệu xuất hiện trên màn hình

Ký hiệu	Chức năng / Ý nghĩa / Hành động được khuyến nghị
	Hiện lên khi đang tiến hành đo. Nhấp nháy khi phát hiện nhịp tim. Hãy ngồi yên.
	Ký hiệu IHB/AFib xuất hiện khi phát hiện nhịp tim bất thường. Có thể phát sáng khi phát hiện một rung động rất nhẹ như run hoặc lắc.
	Xuất hiện khi phát hiện cử động của cơ thể hoặc cánh tay. Việc đọc kết quả có thể không chính xác. Đo lần khác. Vẫn đang trong quá trình đo.
	Xuất hiện trong quá trình đo khi vòng bít được gắn lỏng lẻo. Việc đọc kết quả có thể không chính xác. Đeo vòng bít chính xác và đo lại một lần khác.
	Tỷ lệ IHB/AFib được phát hiện trong bộ nhớ $\% \text{IHB/Afib} = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{Số lần IHB/Afib} \\ \text{IHB/Afib in bộ nhớ} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{Tổng số lần} \end{array} \right]} \times 100\%$
	Người dùng 1 và người dùng 2

Ký hiệu xuất hiện trên màn hình (tiếp theo)

Ký hiệu	Chức năng/ Ý nghĩa	Hành động được khuyến nghị
	Các lần đo trước được lưu trong BỘ NHỚ	_____
	Dữ liệu trung bình	_____
	PIN ĐẦY Chỉ báo năng lượng pin trong khi đo	_____
	PIN YẾU Pin yếu khi nhấp nháy	Thay thế tất cả các pin bằng pin mới khi đèn báo nhấp nháy.
E_1 hoặc E_2	Huyết áp không ổn định do di chuyển trong quá trình đo	Đo lần khác. Vẫn đang trong quá trình đo.
	Các giá trị tâm thu và tâm trương cách nhau khoảng 10mmHg.	
E_3	Giá trị huyết áp không tăng trong thời gian làm phồng.	Đeo vòng bít chính xác và đo lại một lần khác.
	Vòng bít không được đeo đúng.	
E	Lỗi không phát hiện được nhịp tim.	
E_E	Lỗi bên trong thiết bị.	Tháo pin và nhấn nút START , và rồi lắp pin vào lại. Nếu vẫn có lỗi, hãy liên hệ với đại lý.
SYS	Huyết áp tâm thu tính bằng mmHg	_____
DIA	Huyết áp tâm trương tính bằng mmHg	_____
PUL	Nhịp tim mỗi phút	_____
AM	Dữ liệu được lấy từ 4:00 đến 9:59	_____
PM	Dữ liệu được lấy từ 18:00 đến 1:59	_____


Sử dụng thiết bị

1. Lắp / thay pin

- Tháo nắp pin.
- Tháo pin đã sử dụng và lắp pin mới vào ngăn chứa pin như hình minh họa, chú ý xem các cực (+ và -) đã đúng chưa. Chỉ sử dụng pin LR03 hoặc AAA.
- Gắn nắp pin.

⚠ THẬN TRỌNG



- Lắp pin như trong ngăn chứa pin. Nếu cài đặt không đúng, thiết bị sẽ không hoạt động.
- Khi  (Dấu PIN YẾU) nhấp nháy trên màn hình, hãy thay thế tất cả pin bằng pin mới. Đừng dùng pin cũ chung với pin mới. Việc làm đó có thể rút ngắn tuổi thọ pin, hoặc làm cho thiết bị trục trặc.
-  (Dấu PIN YẾU) không xuất hiện khi hết pin.
- Tuổi thọ pin thay đổi theo nhiệt độ môi trường và có thể ngắn hơn ở nhiệt độ thấp. Thông thường, hai pin LR03/AAA mới sẽ tồn tại trong khoảng bốn tháng khi được sử dụng hai lần để đo mỗi ngày.
- Chỉ sử dụng pin theo chỉ định. Pin được cung cấp cùng với thiết bị để kiểm tra hiệu suất của thiết bị và có thể có tuổi thọ hạn chế.
- Tháo pin nếu thiết bị không sử dụng trong một thời gian dài. Pin có thể bị rò rỉ và gây trục trặc.
- Khi tháo pin, thông số đặt trước (của đồng hồ, người dùng và C.P.G.) sẽ được cài đặt lại.




2. Chọn người dùng

1. Nhấn nút  khi tắt thiết bị. Chỉ báo  hoặc  đang nhấp nháy.
 2. Chọn một người dùng từ người dùng  và người dùng  đang sử dụng nút .
- Nhấn nút  để tắt thiết bị.
Sau ba phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt.

3. Điều chỉnh đồng hồ tích hợp trước khi sử dụng

1. Nhấn và giữ nút  cho đến khi năm nhấp nháy.
2. Chọn năm sử dụng nút .
Nhấn nút  để cài đặt năm hiện tại và chuyển sang lựa chọn tháng/ngày.
Ngày có thể được cài đặt ở bất kỳ ngày nào trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2059.
3. Chọn tháng bằng cách dùng nút .
Nhấn nút  để cài đặt tháng hiện tại và chuyển sang chọn ngày.
4. Chọn tháng bằng cách dùng nút  hoặc.
Nhấn nút  để đặt ngày hiện tại và chuyển sang lựa chọn giờ/phút.
5. Chọn giờ bằng cách dùng nút  hoặc.
Nhấn nút  để cài đặt giờ hiện tại và chuyển sang lựa chọn phút.
6. Chọn phút bằng cách dùng nút  hoặc.
Nhấn nút  để chuyển đến “6. Công tắc chức năng C.P.G”.
 - Nhấn giữ nút  hoặc sẽ thay đổi giá trị liên tục.
 - Nhấn nút  để tắt thiết bị.


Lưu ý: Sau ba phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt. Khi đồng hồ chưa được đặt,  được chỉ định cho màn hình đồng hồ. Khi tháo pin, thông số đặt trước (của đồng hồ, người dùng và C.P.G. của tôi) sẽ được cài đặt lại.



4. Đeo vòng bít

- Quấn vòng bít quanh cổ tay của bạn cách khoảng 1 cm so với bàn tay của bạn như trong hình bên phải.
- Đeo vòng bít dán chặt dải khóa dán.

Lưu ý: Để đo chính xác, hãy đeo vòng bít chặt và đo trên cổ tay trần.



5. Cách thực hiện các phép đo chính xác

Để đo huyết áp chính xác nhất:

- Giữ yên và giữ im lặng trong khi đo.
- Ngồi ở tư thế thoải mái. Đặt khuỷu tay của bạn trên bàn với lòng bàn tay hướng lên trên và vòng bít ngang với trái tim của bạn.
- Thư giãn trong khoảng năm đến mươi phút trước khi đo. Nếu bạn bị kích thích hoặc chán nản do căng thẳng cảm xúc, việc đo sẽ phản ánh mức căng thẳng này dẫn đến giá trị huyết áp cao hơn hoặc thấp hơn so với kết quả đọc huyết áp bình thường và việc đọc nhịp tim sẽ nhanh hơn bình thường.
- Cố gắng đo huyết áp của bạn vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
- Huyết áp của một cá nhân thay đổi liên tục, tùy thuộc vào những gì họ đang làm, những gì họ đã ăn và những gì họ uống có thể có tác động rất mạnh và nhanh chóng đến huyết áp của bạn.
- Không đo ngay sau khi tập thể dục hoặc tắm. Nghỉ ngơi trong hai mươi hoặc ba mươi phút trước khi đo.
- Không gác chân nọ lên chân kia. Giữ chân phẳng trên sàn và duỗi thẳng lưng.
- Thiết bị này dựa trên số đo nhịp tim của. Nếu bạn bị nhịp tim yếu hoặc bất thường, thiết bị có thể gấp khó khăn xác định huyết áp của bạn.
- Nếu thiết bị phát hiện tình trạng bất thường, thiết bị sẽ dừng đo và hiển thị ký hiệu lỗi. Xem trang 7 để xem mô tả các biểu tượng.
- Máy đo huyết áp này được dành cho người lớn sử dụng. Tham khảo với bác sĩ của mình trước khi sử dụng thiết bị này cho trẻ em. Trẻ em không nên tự sử dụng thiết bị này mà không có sự giám sát.
- Hiệu suất của máy đo huyết áp tự động có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao hoặc quá thấp.

6. TC.P.G. Chuyển đổi chức năng”.

- Đến trang 18 cho chức năng C.P.G. Chức năng này sẽ chỉ ra góc thích hợp để chiều cao của vòng bít bằng với tim của bạn.

 1. Sau bước 6 trong trang 9, nhấn nút **◀** để chọn hoặc là “**on**” hoặc là “**OFF**” liên quan đến chức năng C.P.G.
 2. Nhấn nút **SET** để lưu trữ lựa chọn.
 3. □ Nếu bạn không sử dụng chức năng C.P.G. của tôi, hãy nhấn nút **START**. Tham khảo thêm ở phần “**8. Trong quá trình đo**”.
□ Nếu bạn sử dụng chức năng C.P.G. của tôi, hãy đến “**7. Chọn C.P.G. và C.P.G. của tôi**”.

7. Chọn C.P.G. và C.P.G. của tôi

- bạn có thể chọn một chỉ báo chức năng C.P.G. hoặc C.P.G. của tôi.
- Đặt trước một tư thế thích hợp (góc cổ tay) trong bộ nhớ nếu bạn sử dụng C.P.G. của tôi.

1. Điều chỉnh và giữ độ cao của máy đo huyết áp ngang với tim bằng cách sử dụng góc cổ tay của bạn.

2. Chọn một chỉ báo bằng cách sử dụng nút **◀**.

Chỉ báo ... chức năng C.P.G. được sử dụng (Chức năng C.P.G. của tôi: **XÓA**) **THẤP** (đèn màu Cam)
Dữ liệu của C.P.G. của tôi bị xóa. Đến bước 3.


Chỉ báo ... chức năng C.P.G. của tôi được **BẬT** và góc hiện tại
được lưu trữ khi chuyển sang chỉ báo . Đến bước 3.

3. Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.

Lưu ý: □ Khi tháo pin, thông số đặt trước (của đồng hồ,
người dùng và C.P.G. của tôi) sẽ được cài đặt lại.
□ Chọn một người dùng từ người dùng và người
dùng bằng cách sử dụng nút **SET**.

Chức năng C.P.G.
◀ nút

Từ bước 6 của trang 9



Nhấn nút **SET**.


Đến “**7. Chọn C.P.G. và C.P.G. của tôi**” hoặc
Nút **START** và đến “**8. Trong quá trình đo**”

Chỉ báo C.P.G.



Bước 1 [Điều chỉnh và giữ độ cao của
thiết bị (góc cổ tay)]

CAO (đèn màu Cam)




Độ cao chính xác (đèn màu Xanh lam)

Bước 2 [Chọn C.P.G. hoặc C.P.G. của tôi.]

Chức năng C.P.G.
◀ nút

Ví dụ: người dùng 1



C.P.G. của tôi

Nút **START** và đến “**8. Trong quá trình đo**”

8. Trong quá trình đo

Trong quá trình đo, việc cảm thấy vòng bít chật là bình thường.

9. Sau khi đo

Trong khi các số đọc được màn hình, nếu quý khách nhấn nút **START** để tắt thiết bị, các số đọc mới sẽ được lưu trong bộ nhớ.


Trong khi các số đọc được màn hình, nếu bạn nhấn nút **◀** để tắt thiết bị, các số đọc mới sẽ không được lưu.
Tháo vòng bít và ghi lại dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Thiết bị được cung cấp chức năng tắt nguồn tự động, lưu trữ dữ liệu hiện tại trong bộ nhớ và tự động tắt thiết bị một phút sau khi đo. Đo cách ít nhất ba phút giữa các lần đo trên cùng một người.

Đo huyết áp

Lưu ý: UB-533, một khi được sử dụng, sẽ làm phồng ở mức phù hợp cho người dùng.

- Quấn vòng bít quanh cổ tay của bạn. Ngồi thoải mái, đặt vòng bít ở ngang với tim của bạn và thư giãn.
- Nhấn nút **START**. Tất cả các thông số màn hình được hiển thị.
- Chọn một người dùng từ người dùng 1 và người dùng 2 bằng cách sử dụng nút **SET**. Điều chỉnh và giữ độ cao vòng bít (với đèn màu xanh lam) ở ngang tầm tim của mình bằng cách sử dụng C.P.G.
Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng lựa chọn người dùng, hãy đợi giá áp trong vài giây.
Nếu bạn không sử dụng chức năng C.P.G., chỉ báo C.P.G. sẽ không được hiển thị.
- Số không (0) được màn hình nhấp nháy nhanh. Sau đó, màn hình thay đổi, khi bắt đầu đo. vòng bít bắt đầu phồng lên. Việc vòng bít bị hơi chặt là bình thường. Bắt đầu tự động đo khi bắt đầu phồng lên và **♥** (dấu trái tim) nhấp nháy.
Lưu ý: Nếu bạn muốn ngừng làm phồng bất cứ lúc nào, hãy nhấn lại nút **START**.
- Khi đo xong, thiết bị sẽ hiển thị số đọc (của chỉ báo áp suất tâm thu và tâm trương, nhịp tim, phân loại theo WHO, ký hiệu I.H.B. và chỉ báo C.P.G.). Khi chỉ số cần đọc được hiển thị, ngày và giờ sẽ được hiển thị xen kẽ. vòng bít xả hết không khí còn lại và tự động xả hơi hoàn toàn.
Lưu ý: Nếu bạn không muốn lưu các số đọc mới vào bộ nhớ, nhấn nút **◀** trong khi kết quả đo hiển thị.
- Nhấn lại nút **START** để tắt thiết bị. Tháo vòng bít ra.
Lưu ý: Thiết bị được cung cấp chức năng tắt nguồn tự động.
Đo cách ít nhất ba phút giữa các lần đo trên cùng một người.




Tất cả các phân đoạn




Người dùng 1 hoặc Người dùng 2 : nút **SET**

Chỉ báo C.P.G.

Cam Xanh lam Cam
THẤP **TẦM** **CAO**



Ở ngang tim



Số “0” hiển thị
Bắt đầu làm phồng



Làm phồng và
Đang tiến hành đo



Áp tâm thu
Áp tâm trương
Phân loại theo WHO
Ký hiệu I.H.B./AFib
Nhịp tim
Chỉ báo C.P.G.



Xem lại dữ liệu bộ nhớ

Lưu ý: Thiết bị này lưu trữ 60 lần đo cuối cùng trong bộ nhớ.

- Nhấn nút **◀** khi tắt thiết bị.

Trung bình của tất cả các lần đo và số lượng dữ liệu được màn hình.

Nếu không có dữ liệu, thì số “0” được màn hình. Nhấn nút **◀** hoặc

START để tắt thiết bị.


- Sử dụng các nút sau để hiển thị dữ liệu (về số lượng và dữ liệu đo).

- Chọn một người dùng từ người dùng **1** và người dùng **2** bằng cách sử dụng nút **SET**. Thiết bị hiển thị giá trị trung bình của tất cả các lần đo và số lượng dữ liệu được màn hình.
- Nhấn nút **◀** mỗi lần, thiết bị sẽ màn hình như sau:
 - Dữ liệu trung bình của tất cả các phép đo AM (buổi sáng) được thực hiện trong khoảng thời gian từ 4:00 đến 9:59. Ví dụ, nếu không có dữ liệu thì **--** được hiển thị.
 - Dữ liệu trung bình của tất cả các lần đo TRƯA/CHIỀU/TỐI (buổi trưa/chiều/tối) được thực hiện trong khoảng thời gian từ 18:00 đến 1:59.
 - Dữ liệu (về số lượng và dữ liệu đo).
Thiết bị màn hình theo thứ tự từ dữ liệu gần đây nhất. Ngày và giờ được hiển thị xen kẽ trong khi hiển thị dữ liệu đo.
Trong ví dụ: Số 30 & dữ liệu → Số 29 & dữ liệu → … → Số 01 & dữ liệu.

- Nếu bạn nhấn nút **◀** sau khi dữ liệu cũ nhất được hiển thị, thiết bị sẽ chuyển sang bước 1, dữ liệu trung bình của tất cả các lần đo và số lượng dữ liệu sẽ được hiển thị.

- Nhấn nút **START** để tắt thiết bị.

Sau một phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt.



Xóa dữ liệu được lưu trong bộ nhớ


1. Chọn một người dùng từ người dùng 1 và người dùng 2 bằng cách sử dụng nút **SET**. Nhấn nút **START** để tắt nguồn.

2. Nhấn và giữ nút **M** cho đến khi thiết bị tự động tắt.

Thiết bị sẽ hiển thị biểu tượng người dùng và dấu **M**, xóa dữ liệu được lưu trong bộ nhớ trong khi nhấp nháy dấu **M** và tự động tắt.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa dữ liệu người dùng được chỉ định được lưu trữ trong bộ nhớ.

Bạn không thể chọn dữ liệu nào để xóa.



Chỉ báo IHB/ AFib là gì?

Khi màn hình phát hiện nhịp không đều trong các lần đo, chỉ báo IHB/ AFib sẽ xuất hiện trên màn hình với các giá trị đo.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bác sĩ nếu bạn thấy chỉ báo IHB/AFib (“”) này thường xuyên.

AFib là gì?

Tim co bóp do tín hiệu điện xảy ra trong tim và đưa máu khắp cơ thể. Rung nhĩ (AFib) xảy ra khi tín hiệu điện trong tâm nhĩ bị lẩn lộn và dẫn đến nhiều trong khoảng xung. AFib có thể gây ra tình trạng ứ đọng trong máu, có thể dễ gây ra các cục máu đông, nguyên nhân gây đột quỵ và đau tim.

% IHB/Afib

%IHB/AFib được hiển thị dưới dạng tần số IHB/Afib được phát hiện.


IHB/AFib không chỉ có thể phát hiện tiếng ồn như chuyển động cơ thể mà còn cả hiện nhịp tim bất thường. Do đó, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy liên hệ với bác sĩ của mình nếu ngang %IHB/AFib cao.

$$\%IHB/Afib = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{Số lượng IHB/Afib} \\ \text{được} \\ \text{phát} \\ \text{hiện} \\ \text{trong} \\ \text{bộ} \\ \text{nhớ} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{Tổng} \\ \text{số} \\ \text{lần} \end{array} \right]} \times 100\%$$

Hiển thị %IHB/AFib: %IHB/AFib được hiển thị khi hiển thị các giá trị trung bình.

%IHB/AFib không được hiển thị khi số bộ nhớ là sáu hoặc ít hơn.


Màn hình giá trị trung bình



Cấp độ 0 %IHB/Afib=0	Cấp độ 1 %IHB/Afib=1 - 9	Cấp độ 2 %IHB/Afib=10 - 24	Cấp độ 3 %IHB/Afib=25 - 100
Không hiển thị			

Chỉ báo thanh áp suất


Chỉ báo theo dõi tiến trình của áp suất trong quá trình đo.



Chỉ số phân loại theo WHO

Mỗi sáu phân đoạn của chỉ báo vạch tương ứng với phân loại huyết áp theo WHO được mô tả ở trang 20.

Ví dụ



Chỉ số phân loại theo WHO

- Cao huyết áp nặng
- Tăng huyết áp vừa phải
- Tăng huyết áp nhẹ
- Cao bình thường
- Bình thường
- Tối ưu

I : Chỉ mục sẽ hiển thị một phân đoạn, dựa trên dữ liệu hiện tại, tương ứng với phân loại theo WHO.

Chỉ báo C.P.G.

□ Chỉ báo C.P.G.


C.P.G. Hướng dẫn vị trí chính xác để đo chính xác, (**Correct Position Guidance**) là chức năng thông báo sự khác biệt giữa chiều cao (góc cổ tay) của máy đo huyết áp và chiều cao tim của bạn ở tư thế chính xác (Ví dụ: tư thế ngồi, chiều cao của bàn ghế, v.v.) trong quá trình đo. Chỉ báo có thể được sử dụng để có được điều kiện đo ổn định hơn.



□ Chỉ báo C.P.G.

**Chiều cao của máy đo huyết áp
nên thấp hơn tim của bạn.**


Góc thấp



Chỉ báo C.P.G.: THẤP

**Độ cao của máy đo huyết áp
ngang với tim của bạn.**


Góc thấp



Chỉ báo C.P.G.: ĐỘ CAO

**Độ cao của máy đo huyết áp cao
hơn tim của bạn.**

Góc cao




Chỉ báo C.P.G.: CAO

Vị trí của thiết bị được kiểm tra cả trước và sau khi đo Nếu cả hai lần kiểm tra đều hiển thị vị trí đo chính xác, đèn báo ĐỘ CAO sẽ sáng (màu xanh lam). Đối với tất cả các lần đo khác, một chỉ báo cho vị trí đo THẤP hoặc CAO sẽ được bật sáng (màu cam).

□ Cách sử dụng C.P.G.

C.P.G. chức năng có thể được sử dụng với tư thế thích hợp (góc cổ tay) trong phần lớn các phép đo Nếu bạn cần thay đổi tư thế điều chỉnh độ cao sao cho độ cao của máy đo huyết áp ngang với chiều cao tim mạch thì bạn có thể sử dụng máy đo C.P.G của tôi. có chức năng lưu giữ một tư thế cá nhân. Cài đặt trước góc của bạn với chức năng C.P.G. của tôi trước khi đo.

- **Tư thế phù hợp**
Ngồi thẳng lưng trên ghế và đặt khuỷu tay lên bàn.



Chỉ báo trong quá trình đo và Xem lại bộ nhớ

Chỉ báo C.P.G. có thể được hiển thị khi bắt đầu đo và được đưa vào dữ liệu được lưu trong bộ nhớ. Điều chỉnh và giữ góc trong quá trình đo.

Thông tin về Huyết áp

Huyết áp là gì?

Huyết áp là lực tác động của máu lên thành động mạch. Huyết áp tâm thu xảy ra khi tim co bóp. Huyết áp tâm trương xảy ra khi tim giãn nở. Huyết áp được tính bằng milimet thủy ngân (mmHg). Huyết áp tự nhiên của một người được thể hiện bằng huyết áp cơ bản, được đo đầu tiên vào buổi sáng trong khi người ta vẫn còn nghỉ ngơi và trước khi ăn.

Tăng huyết áp là gì và được kiểm soát như thế nào?

Tăng huyết áp, huyết áp động mạch cao bất thường, nếu không được chăm sóc có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm đột quy và đau tim. Tăng huyết áp có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống, tránh căng thẳng và dùng thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ.

Để ngăn ngừa tăng huyết áp hoặc kiểm soát:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Không hút thuốc | <input type="checkbox"/> Tập thể dục thường xuyên |
| <input type="checkbox"/> Giảm lượng muối và chất béo | <input type="checkbox"/> Kiểm tra sức khỏe thường xuyên |
| <input type="checkbox"/> Duy trì cân nặng phù hợp | |

Tại sao phải đo huyết áp tại nhà?

Huyết áp đo được tại phòng khám hoặc văn phòng bác sĩ có thể gây ra e ngại về tâm lý và có thể tạo ra chỉ số tăng cao, cao hơn 25 đến 30 mmHg so với đo tại nhà. Đo tại nhà làm giảm tác động của các tác động bên ngoài lên chỉ số huyết áp, bổ sung cho số đọc của bác sĩ và cung cấp lịch sử huyết áp chính xác, đầy đủ hơn.

Phân loại huyết áp theo WHO


Các tiêu chuẩn để đánh giá huyết áp cao, không liên quan đến tuổi tác, đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập, như thể hiện trong biểu đồ bên phải.

Biến đổi huyết áp


Huyết áp cá nhân có thể thay đổi rất nhiều theo từng ngày và theo mùa. Có thể thay đổi từ 30 đến 50 mmHg do các điều kiện khác nhau trong ngày. Trong các cá nhân tăng huyết áp, các biến đổi thậm chí còn rõ rệt hơn. Thông thường, huyết áp tăng khi làm việc hoặc chơi và giảm xuống mức thấp nhất trong khi ngủ. Vì vậy, đừng quá quan tâm đến kết quả của một lần đo.

Thực hiện các lần đo vào cùng một thời điểm mỗi ngày bằng cách sử dụng quy trình được mô tả trong sách hướng dẫn này để biết huyết áp bình thường của bạn. Hãy đọc số đọc thường xuyên cho một lịch sử huyết áp toàn diện hơn. Hãy chắc chắn lưu ý ngày và thời gian khi ghi lại huyết áp của bạn. Tham khảo ý kiến bác sĩ để giải thích dữ liệu huyết áp của bạn.

Tài liệu tham khảo: Tạp chí tăng huyết áp năm 1999, tập 17 số 2



Biến động điện hình trong một ngày
mmHg (Đo mỗi năm phút)



Xử lý sự cố

Vấn đề	Lý do có thể nghĩ đến	Hành động được khuyến nghị
Không có gì xuất hiện trong màn hình, ngay cả khi thiết bị được bật.	Hết pin.	Thay tất cả pin mới vào.
	Các cực của pin ở sai vị trí.	Lắp đặt lại pin với các cực âm và cực dương khớp với các cực được chỉ định trong ngăn chứa pin.
Vòng bít không phòng.	Điện áp pin quá thấp. [(Dấu PIN YẾU) nhấp nháy. Nếu hết pin, dấu pin yếu không xuất hiện.	Thay tất cả pin mới vào.
Thiết bị không đo được. Đọc kết quả quá cao hoặc quá thấp.	Vòng bít không được đeo đúng cách. Bạn đã di chuyển cổ tay hoặc cơ thể của bạn trong quá trình đo.	Đeo vòng bít đúng cách. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ngồi yên và bình tĩnh trong suốt quá trình đo.
	Vị trí vòng bít không đúng. _____	Ngồi thoải mái và giữ yên tư thế. Đặt cánh tay của bạn lên bàn với lòng bàn tay của bạn hướng lên trên và vòng cổ tay ở ngang trái tim của mình.
Khác	Giá trị khác với giá trị đo được tại phòng khám hoặc bác sĩ. _____	Nếu bạn bị nhịp tim yếu hoặc bất thường, thiết bị có thể gặp khó khăn trong việc xác định huyết áp của bạn.
		Xem phần “Tại sao lại đo huyết áp tại nhà?”
		Tháo pin lắp pin trở lại đúng cách và thử đo lại.

Lưu ý: Nếu các hành động được mô tả ở trên không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với đại lý. Không cố gắng tự mở hoặc sửa chữa sản phẩm này, vì bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy sẽ làm cho việc bảo hành của bạn trở thành không hợp lệ.

Bảo trì

Không mở thiết bị. Thiết bị này dụng các linh kiện điện tử tinh vi và một bộ phận không khí phức tạp có thể bị hư hỏng. Nếu bạn không thể khắc phục sự cố bằng cách sử dụng hướng dẫn khắc phục sự cố, hãy liên hệ với đại lý ủy quyền trong khu vực của bạn hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Dịch vụ khách hàng của A&D sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật, phụ tùng thay thế và các đơn vị cho các đại lý ủy quyền.

Thiết bị được thiết kế và sản xuất có tuổi thọ cao. Tuy nhiên, thiết bị thường được đề nghị được kiểm tra mỗi 2 năm để đảm bảo hoạt động bình thường và chính xác. Vui lòng liên hệ với đại lý ủy quyền trong khu vực của bạn hoặc A&D để bảo trì.

Thông số kỹ thuật

Kiểu	UB-533PGMR
Phương pháp đo lường	Đo dao động
Phạm vi đo lường	Áp suất: 0 - 299 mmHg Huyết áp tâm thu: 60 - 279 mmHg Áp tâm trương: 40 - 200 mmHg Xung: 40 - 180 nhịp / phút
Đo độ chính xác	Áp suất: ± 3 mmHg Nhịp tim: $\pm 5\%$
Nguồn điện	Pin kiềm 2 x 1,5 V (LR03 hoặc AAA)
Số lần đo	Xấp xỉ 200 lần đo, khi sử dụng pin kiềm AAA, với giá trị áp suất 170 mmHg ở nhiệt độ phòng là 23 °C.
Chu vi cổ tay	13,5 - 21,5 cm
Phân loại	Thiết bị ME hoạt động bên trong (Chế độ hoạt động liên tục)
Phản áp dụng	Loại vòng bít BF 

Tuổi thọ	Thiết bị: 5 năm (khi sử dụng sáu lần một ngày)
Xét nghiệm lâm sàng	Theo ISO81060-2 : 2013 Trong nghiên cứu độ tin cậy lâm sàng này, K5 đã được sử dụng trên 85 đối tượng để xác định huyết áp tâm trương.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Bộ nhớ	60 lần đo cuối mỗi người dùng 1 và người dùng 2.
Điều kiện hoạt động	+10 đến +40 °C / 15 đến 85 %RH / 800 đến 1.060 hPa
Điều kiện vận chuyển/ lưu trữ	-20 đến +60 °C / 10 đến 95 %RH / 700 đến 1.060 hPa
Kích thước	Khoảng 56 [R] x 88 [C] x 21,5 [D]mm
Trọng lượng	Khoảng 95 g, không bao gồm pin
Bảo vệ sự xâm nhập từ bên ngoài vào	IP20

Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải thiện mà không cần thông báo trước.

Phân loại chỉ báo IP là mức độ bảo vệ được cung cấp bởi lớp vỏ máy bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 60529. Thiết bị này được bảo vệ để chống lại những vật thể lạ dạng rắn có đường kính 12 mm trở lên ví dụ như ngón tay. Thiết bị này không được bảo vệ chống lại nước.

BẢN GHI NHỚ

មាតិកា

សូមដឹងចំពោះអតិថិជនជាទីគោត.....	2
កំណត់សមាល់ដីប្រឹង	2
ប្រងប្រយ័ត្ន	2
កិណាគតអគ្គសញ្ញាណាច្បក	4
និចត្តសញ្ញា	5
ការប្រើប្រាស់ទីរ	8
1. ការដំឡើង / ការផ្តាស់ប្តុរង្វ	8
2. ការរៀនសិសមុកប្រើ	9
3. ការលេតម្រោះនានិភាគនៅខាងក្រុង មុនពេលប្រើ	9
4. រៀបចាប់ប្រើជាបុរិដី	10
5. រៀបចាប់ការវារសត្រីមត្តរ	10
6. ចូគិនមួនងារ C.P.G	11
7. ផ្កែសិស C.P.G. និង C.P.G. បស់ខ្លួន	11
8. ការវារស	12
9. បន្ទាប់ពីការវារស	12
ការវារស	13
ការរំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ	14
ការណុបទិន្នន័យដែលធ្វើក្នុងអង្គចងចាំ	15
តើអ្នកទៅជាសមូចនាករ IHB/AFib?	15
តើ AFib គឺជាអ្នក?	15
% IHB/AFib	16
សមូចនាករបានសមាជ	17
សមូចនាករចំណាត់ច្បាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក	17
សមូចនាករ C.P.G	18
អំពីសមាជិកយាម	19
តើសមាជិកយាមគឺជាអ្នក?	19
តើការលើសយាមគឺជាអ្នកហើយតើកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរៀបចាប់	19
ហេតុអ្នកនៃគ្រប់គ្រងសមាជិកយាមនៅឪដី?	19
ការបង់ចែកសមាជិកយាមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក	20
ការប្រើប្រាលសមាជិកយាម	20
ការដោះប្រាយបញ្ហា	21
ការថែទាំ	22
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស	22

សូមធ្វើនចំពោះអតិថិជនជាតិក្រោម

កំណត់សមាល់ដំបង

- ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានចែនឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មនុស្សពេញលេញ មិនមែនទារកៅតិតឱ្យ បុគ្គមាព្យាបាយនោះទេ។
 - បន្ទីរសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ឧបករណ៍នេះ តិះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើរការដោយខ្លួនអ្នកនៅក្នុងបរិយាតាសណ្ឌុងផ្ទះសម្រាប់ថែទាំសុខភាព។
 - ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានចែនឡើងដើរការដោយខ្លួនអ្នកនៅក្នុងបរិយាតាសណ្ឌុងផ្ទះសម្រាប់ថែទាំសុខភាព។

ប្រធូប្រយ័ត្ន

- សមាសធាតុច្បាស់លាស់ ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការដែលតិចបករណ៍នេះ។ អ្នកគ្រោះថ្វីសភានៅក្នុងស៊ុតុណ្ឌាកាពកម្មិតខ្លាំង សំណើម ពន្លឹះត្រេងដោយឆ្នាល់ ការនេះក៏ បុច្ចិលីជី។
 - លាភសម្ងាតិបករណ៍ដោយប្រើក្រណាត់ស្ថុត ទន្ល់ បុក្រណាត់ដែលមានសំណើមទីក និងសាប្តីបន្ទិចបន្ទុច។ មិនត្រូវប្រើជាតិអាស់គុល, ហាតិសេនហេរូន, សារធាតុគិតិ៍ស្អែក បុដែលមានប្រព័ន្ធមួនខ្លាំងដីទៅឡើតដើម្បីសម្ងាតិបករណ៍នោះទេ។
 - ផ្សេសភាងកំបត់ប្រជាប់រីដោន បុទិកទុយោដែលបត់ណានរយៈពេលយុរៈ ព្រោះការធ្វើបែបនេះអាចបន្ថយអាយុកាលរបស់សមាសធាតុ។
 - ឧបករណ៍នេះ មិនមានភាពធ្លៀនត្រាំងទីការ បង្ហារទីការឡើងសំណើមប្រាប និងទីការធ្វើប្រឡាក់ឧបករណ៍។
 - ការកែស់អាចនិងមិនត្រូវប្រើបានប្រើនិតខ្លួនសូន្យ ម៉ាសីនមិក្ស និងទូរសព្ទចល័ត ការស្នើអិច បុខករណ៍ដោយឯកជនឡើតដែលមានចរន្តអគ្គិសនីកម្មាំងខ្លាំង។
 - គ្រឿងបរិត្តារ គ្រឿងបន្ទាស់ និងឯកជនប្រើបានចាត់ទុកជាការកសំណាល់ក្នុងផ្ទះធម្មតាលើយ ហើយត្រូវតែបានគោលគម្រោងបុញ្ញតិក្នុងតំបន់ជាជរមាន។
 - នៅពេលប្រើបករណ៍ឡើងវិញ ត្រូវប្រាកដថាទាមបករណ៍នេះស្អាត។
 - កំកើតប្រើបករណ៍ឱ្យសោះ។ ការចបណ្តាលឱ្យគ្រោះឆ្នាល់ បុមានការខួចខាត។
 - ដើម្បីកែស់សម្ងាជយាម អ្នកត្រូវតិចប្រជាប់រីដែឡើតិនល្អ ដើម្បីបញ្ចប់លំហូរយាមតាមសរុវត្សយាម។ ការចបណ្តាលឱ្យលើចាប់ ស្តីក បុមានស្មាមក្រហមបណ្តាក់អាសន្ន លើកកដិសោះនេះ នឹងលើចឡើង ជាតិសេសនៅពេលការកែស់ត្រូវបានធ្វើប្រើនិងដង។ កណ្តាល់ការលើចាប់ ស្តីក បុស្មាមក្រហមនិងបាត់ឡើងតាមពេលរោ។


ការណែនាំផ្សេងៗ

ឧងក្រាមនេះគឺជាការប្រើប្រាស់តុចំពោះការប្រើប្រាស់ទំនួរទំនួរ។

កំណត់អតិសញ្ញាណធ្វើក

អេក្រង់


បូតុង ◀ (មធ្យម អង្គចងចាំ និងការឆ្លាស់ប្បរច្ចាក់មែត្រកំណត់ជាមុន)



បូតុង SET (អ្នកប្រើប្រាស់ និងនាងីក)

បូតុង START

គម្របផ្ទុក



ផ្ទាល់ការងារ (LR03 ឬ AAA)

M អង្គចងចាំ

Avg មធ្យម

សូចនាករចំណាត់ខ្លាក់របស់អង្គការសុខភាព
ពីភពលោក និង
សូចនាករបានសម្ងាត់

សញ្ញាស្តីពីបញ្ហានៃភាពណែនលូនប្រដាប់រឿង
និមិត្តសញ្ញាកំហុសចំណាត់

សញ្ញាបេវរដ្ឋ

អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកប្រើប្រាស់
សូចនាករ

អេក្រង់

SYS.

138

mmHg

DIA.

78

mmHg

PUL.

86

mmHg

/min.

10:50

/min.

សម្ងាត់ស្តីស្តូលីក

សម្ងាត់អាស្តូលីក

ការណែនាំអំពីទីតាំងត្រីមត្រីសូចនាករ (C.P.G.)

សញ្ញា IHB/Afib

អត្រាន័យ

%IHB/Afib

អេក្រង់កាលបរិច្ឆេទ និងនាងីក

សញ្ញាសម្ងាត់ AM / PM

និមិត្តសញ្ញា

និមិត្តសញ្ញាដែលត្រូវបានពេញឡើប្រអប់ខបករណ៍

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ / អត្ថនឹយ
⊕	ផែចា និងបើកខបករណ៍។
⊕ [LR03(AAA)] ⊖	ការណែនាំឡើងដូចជាបច្ចុប្បន្នផ្ទាល់
---	បច្ចុប្បន្នផ្ទាល់
SN	លេខសម្គាល់
⼯	ក្រុមហ៊ុនដលិត
2020 ⌂	កាលបរិច្ឆេទដលិត
🚶	ប្រភេទ BF: ប្រជាប់រី ត្រូវបានចែនឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារពីសេសប្រឆាំងនឹងការរកកំអតិសនី។
IP	និមិត្តសញ្ញាការពារអនុរាជតិ
☒	គ្រឿងបរិភាគ គ្រឿងបន្ទាល់ និងដូចជាប្រើប្រាស់ មិនត្រូវបានចាត់ទុកដាកកសំណល់ក្នុងដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយត្រូវតែបានតាមបទប្បញ្ញតិក្នុងតំបន់ជាជរមន។
👉	សូមមេត្យសៀវភៅណែនាំ / សៀវភៅជួយដូចជាយករាយ
☔	ទុកឱ្យស្វែត

និមិត្តសញ្ញាណលបង្ការពេលខែក្រោម

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ / អគ្គន៍យ / សកម្មភាពដែលបានណោនាំ
♥	លេចឡើងលេលកំពុងរស់រាយមានទន្លឹក្សីបត្រួត នៅពេលរកយើងចង្វាក់ដីធោ។ សូមនៅឱ្យស្រែមតាមដែលអាជីវការ។
«♡»	និមិត្តសញ្ញា IHB/AFib លេចឡើង នៅពេលចង្វាក់បែងជួងលោកមិនទៀងទាត់ត្រូវបានរកយើង។ ការអាជីវការនឹងត្រូវនៅពេលដែលរកយើងមានការព្យូទ័រខ្សោះ ដូចជាប្រាក់ បុញ្ញរា។
ଓ	លេចឡើងនៅពេលដែលរកយើងចង្វាក់បែងជួងលោកយើង បុផ្ទា។ អំណានអាចធ្លាប់តែមួយមិនត្រូវបានព្យូទ័រ។ ធ្វើការរស់មួយយោងទៀត។ នៅនឹង ក្នុងអំឡុងពេលរស់។
*→	លេចឡើងក្នុងអំឡុងពេលរស់ នៅពេលដែលប្រជាប់ត្រូវបានឆ្លាប់មិនតឹងណានា។ អំណានអាចធ្លាប់តែមួយមិនត្រូវបានព្យូទ័រ។ ជាក់ប្រជាប់ដើម្បីបានត្រូវនិងធ្វើការរស់មួយយោងទៀត។
«♡»	អត្រាដែលបានរកយើង IHB/AFib នៅក្នុងអង្គចងចាំ $\% \text{IHB/AFib} = \frac{\left[\begin{array}{c} \text{ចំនួនដែលបានរកយើង} \\ \text{IHB/Afibs} \end{array} \right] \text{ក្នុងអង្គចងចាំ}}{\left[\begin{array}{c} \text{ចំនួនសរុប} \end{array} \right]} \times 100 \%$
① ②	អ្នកប្រើប្រាស់ទី 1 និង អ្នកប្រើប្រាស់ទី 2

និមិត្តសញ្ញាណដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ (បន្ទ)

និមិត្តសញ្ញា	មុខងារ / អត្ថន័យ	សកម្មភាពដែលបានណែនាំ
	ការរាសមុន ។ គ្រែបានផ្តុកនៅក្នុងអង្គចងចាំ	_____
	ទិន្នន័យមធ្យម	_____
	ពេញបរិមាណធ្យ សូចនាករថាមពលធ្យមៗទៀត	_____
	ធ្យមខ្សោយ ធ្យមដីអស់នៅពេលវារោគកើតឡើង	ជាក់ធ្យមទាំងអស់ពេលជាមួយធ្យមដីនៅពេលដែលចង្វូលបង្ហាញ។
	សមាគមធមិនបានលីនដោយសារចែលនាក្នុងអំឡុងពេលវារោគ តម្លៃស្តីស្តូលីក និងខីអាស្សីលីកស្តីតនៅក្នុងរ៉ូង 10 mmHg។	ធ្វើការរាសមួយធ្យមឡើតា នៅនីនិងក្នុងអំឡុងពេលវារោគ។
	តម្លៃសមាគមធមិនបានកែនឡើងទៅអំឡុងពេលមានឡើងខ្សោយលំបះពេញ។ ប្រជាប់រីនិងមិនគ្រែបានអនុវត្តត្រីមគ្រែទេ។	ជាក់ប្រជាប់រីនិងឱ្យបានត្រីមគ្រែ និងធ្វើការរាសមួយធ្យមឡើតា។
	PUL. បង្ហាញបញ្ហា ដឹតចរមិនគ្រែបានរកយើងប្រីមគ្រែទេ។	_____
	បញ្ហាជាងក្នុងនៃការគ្រែតពិនិត្យសមាគមធម	ដោះច្បាបច្បាបចិតុង ចិតុង START ហើយបញ្ហាប់មកដោតម្យមួយឡើតា
	ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែលេចឡើង សូមទាក់ទងអ្នកលក់។	ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែលេចឡើង សូមទាក់ទងអ្នកលក់។
SYS	សមាគមធមស្តីស្តូលីក ជា mmHg	_____
DIA	សមាគមធមខីអាស្សីលីក ជា mmHg	_____
PUL	ចង្កាក់ដឹតក្នុងមួយនាទី	_____
AM	ទិន្នន័យដែលបានយកនៅចន្ទោះម៉ោង 4:00 និង 9:59	_____
PM	ទិន្នន័យដែលបានយកនៅចន្ទោះម៉ោង 18:00 និង 1:59	_____


ការប្រើម៉ូនីទេរ

1. ការដំឡើង / ការផ្តាស់បញ្ជូន

1. ដោះគម្របថ្មី។
2. ដកថ្មីដែលប្រើប្រាស់ចេញពីរចហើយដាក់ថ្មីថ្មីលក្ខុងចតជាក់ថ្មី ដូចដែលបានបញ្ហាច្បាប់
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខាងក្រោម (+ និង-)
គីត្រីមគ្រឿរ។ ប្រើតែថ្មី LR03 ឬ AAA ប៉ុណ្ណោះ។
3. ត្រួតគម្របថ្មី។

⚠ ការព្យមាន

- បញ្ចូលថ្មីដែលបានបញ្ហាច្បាប់ក្នុងចតជាក់ថ្មី។
ប្រសិនបើដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវទេ ឧបករណ៍នឹងមិនដាំណើរការទេ។
- នៅពេលដែល  (សញ្ញាសម្ងាត់ថ្មីខ្សោយ) លោកភ្លើបនឹងតាមនៅលើអេក្រង់,
ថ្មីថា តាមអស់ដោយថ្មី។ កំណាយថ្មីចាស់និងថ្មី។ ការចេញឱ្យអាយុកាលថ្មី
បុបណ្តាលឱ្យឱ្យបករណ៍ដាំណើរការខ្ពស់ប្រភពតែ។
-  (សញ្ញាសម្ងាត់ថ្មីខ្សោយ) មិនបានបញ្ហានៅពេលអស់ថ្មី។
- អាយុកាលថ្មីប្រើប្រាស់តាមសិក្សុណ្ឌភាពពីថ្មីដីពីរ ហើយអាចខ្សោដាននៅសិក្សុណ្ឌភាពទាមទារ ជាទុទេ ថ្មី LR03/AAA ដីតីនឹងមានរយៈពេលប្រមាណជាមីន័យ
នៅពេលប្រើប្រាស់និងសម្រាប់ការកស់នៅថ្ងៃនីមួយ។
- សូមប្រើតែថ្មីដែលបានបញ្ហាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ថ្មីដែលផ្តល់មកដាម្បួយខេបករណ៍ គីត្រីមគ្រឿរ។ ហើយអាចមានអាយុកាលមានកំណត់។
- ដកថ្មីចេញ ប្រសិនបើខេបករណ៍មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេលយុទ្ធបានប្រើបាលដាល់ថ្មី ហើយបុបណ្តាលឱ្យទូទាត់បាន។
- នៅពេលដកថ្មីចេញ តាក់ដែលត្រូវកំណត់ជាមុន (នៅនាងីការ អ្នកប្រើប្រាស់ និង C.P.G. របស់ខ្លួន) ត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ។



2. ការដ្ឋីសពិសអ្នកប្រើ


- ចូចបូតុង **[SET]** នៅពេលបិទខបកណា សូចនាករ 1 ឬ 2 កំពុងលោតភីបន្លឹតា
- ប្រើសពិសអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ដោយប្រើបូតុង **[SET]** ។
ចូចបូតុង **[START]** ដើម្បីបិទខបកណា
បន្ទាប់ពីមិនដំណើរការបើនាទី ខបកណានឹងបិទដោយស្ម័យប្រភើតា។

3. ការលែតម្រូវនាតិការនៅខាងក្រោម មុនពេលប្រើ

- ចូចនិងសង្គតិបូតុង **[SET]** រហូតទាល់តែឆ្នាំចាប់ដើមលោតភីបន្លឹតា
- ប្រើសពិសឆ្នាំដោយប្រើបូតុង **◀**។
ចូចបូតុង **[SET]** ដើម្បីកំណត់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្តល់ទីទៅការដ្ឋីសពិសខែ/ឆ្នាំ។
កាលបរិច្ឆេទអាជីវកម្មតាមកំណត់នៅត្រួតពិនិត្យរាងឆ្នាំ 2010 និង 2059។
- ប្រើសពិសខែដោយប្រើបូតុង **◀**។
ចូចបូតុង **[SET]** ដើម្បីកំណត់ខែបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្តល់ទីទៅការដ្ឋីសពិសថ្ងៃ។
- ប្រើសពិសថ្ងៃដោយប្រើបូតុង **◀**。
ចូចបូតុង **[SET]** ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្តល់ទីទៅការដ្ឋីសពិសម៉ោង/នាទី។
- ប្រើសពិសម៉ោងដោយប្រើបូតុង **◀**。
ចូចបូតុង **[SET]** ដើម្បីកំណត់ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្តល់ទីទៅការដ្ឋីសពិសនាទី។
- ប្រើសពិសនាទីដោយប្រើបូតុង **◀**。
ចូចបូតុង **[SET]** ដើម្បីកំណត់នាទីបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្តល់ទីទៅការដ្ឋីសពិសនាទី។
- ប្រើសពិសនាទីដោយប្រើបូតុង **◀**。
ចូចបូតុង **[SET]** ដើម្បីបន្ថែម “6.បូតុងមុខងារ C.P.G.”។
- ការចូចសង្គតិបូតុង **◀** នឹងធ្វើឱ្យផ្តល់បញ្ជីចូចបូតុងបន្ទាប់
 ការចូចបូតុង **[START]** នឹងបិទខបកណានៅពេលណាកំណត់។

ចំណាំ៖ បន្ទាប់ពីមិនដំណើរការបើនាទី ខបកណានឹងបិទដោយស្ម័យប្រភើតា។ នៅពេលដែលនាតិការមិនត្រូវបានកំណត់ **---**

ត្រូវបានចូលបង្ហាញសម្រាប់ការបង្ហាញនាតិការ នៅពេលដកម្លេចេញ ពាក់ម៉ោត្រកំណត់ជាមុន (នៅនាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ និង C.P.G. របស់ខ្លួន) ត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ។




4. របៀបដាក់ប្រជាប់នូវដែ

5. របៀបប្រើការវាស់ត្រីមត្រី

ចំពោះការរៀស់សម្រាប់យោមបានត្រឹមត្រូវបែងចែក

- នៅនឹងសៀវភៅ ហើយសិក្សាតំបន់មានជាសុកភាពា ដាក់កើងដើលីតុដោយបាត់ដើរបស់អ្នកឡើងលើ ហើយប្រជាប់វិដែនកំវិតធម្មច្បានីនឹងបេះដួងបរបស់អ្នកដើរា
 - បន្ទូរការមួលដារយៈពេលប្រិបាលជាប្រាំ ទៅដៃប៉ានាទីមុនពេលភាសា ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ដែលជូនបុញ្ញាក់ទីកចិត្តដោយសារភាពភាពតិចអារម្មណ៍, ការការស់ដែននេះនឹងឆ្លើងបញ្ចាំងពីភាពភាពតិចនេះដាក់ជិតខ្ពស់ (ប្រុបាប) ដាច់ការអេកានសម្ងាត់ដូចម្មតា ហើយការអេកានដីធោរ ដាទូទៅ នឹងលើពីរដាច់ដម្យភាពា
 - ព្យាយាយភាស់សម្ងាត់ដូចម្មាយបរបស់អ្នកក្នុងម៉ោងពេលដើល ជាប្រៀនភាល់ថ្វោះ
 - សម្ងាត់ដូចម្មាយបរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៅប្រើប្រាលជានិច្ច អារ៉ាយឱ្យលើអ្នកដើលពួកគេកំពុងថ្វី អ្នកដើលពួកគេបានព្យាយា និងអ្នកដើលពួកគេដីក អាចមានតម្លៃពលយ៉ាងខ្សោះដែលឱ្យលើសម្ងាត់ដូចម្មាយបរបស់អ្នក។
 - សូមកំរាលស្ថាមុខបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាល ប្រើប្រាលទីក្រួច។ សម្រាករយៈពេលឡើង ប្រសាមសិបនាទីមុនពេលភាសា។
 - កំតុងដើងរបស់អ្នក។ ដាក់ដើងរបស់អ្នកកបស្តីនៅលើពិធីនិងតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នក។
 - ឧបករណ៍នេះផ្តល់ការលើការការស់ស្ទះចង្វាក់បេះដួងបរបស់វា ប្រសិនបើអ្នកមានចង្វាក់បេះដួងខ្សោយ ប្រុមិនឡើងទាត់ឧបករណ៍នេះប្រើបាលជាពិបាកក្នុងការកំណត់សម្ងាត់ដូចម្មាយបរបស់អ្នក។
 - ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះក្នុងរកលក្ខខណ្ឌដើលមិនដម្ភតា វានិងបញ្ចប់ការការស់ដែន និងបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាបញ្ហា។ សូមមេិលទំនួរ 7 សម្រាប់ការពិណិត្យនានិមិត្តសញ្ញា។
 - មួនីទេសម្ងាត់ដូចម្មាយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សពេញឱ្យយា ពិគ្រោះជាមួយត្រូវបេះដួងបរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប្រាលករណ៍នេះឡើកម្តារ។ កូមាខិនត្រូវប្រើប្រាលករណ៍នេះដោយមិនចាំបាច់។
 - ដំណើរការមួនីទេសម្ងាត់ដូចម្មាយប្រើប្រាលករណ៍នេះដោយប្រើប្រាលករណ៍នេះដោយសិក្សាតំបន់មានជាសុកភាពា។



6. ប្រើគុងមុខងារ C.P.G.

- សូមិនចំពោះទី 18 សម្រាប់មុខងារ C.P.G. ដែលនឹងចងក្នុលបញ្ហាល្អពីមំពើមត្តរ ដូចខាងក្រោម តើមានកម្រិតស្មើត្រានឹងបេះដូងរបស់អ្នក។
 1. បញ្ហាប់ពីដំហានទី 6 នៅក្នុងចំពោះទី 9, សូមចូច ◀ ដើម្បីធ្វើសិស "៧០" ឬ "០FF" ទាំងឡាយនឹងមុខងារ C.P.G.។
 2. ចូចចូចង  SET ដើម្បីបង្កើតឯកនឹងយោដែលបានរក្សាទុក។
 3. ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបញ្ហាសម្រាប់មុខងារ C.P.G. របស់ខ្លួន សូមចូចចូចង **START** ដើម្បីបិទ។ បន្ថែមទៀត "8. ការរោង"។
 ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ហាសម្រាប់មុខងារ C.P.G. របស់ខ្លួន បន្ថែមទៀត "7. ផ្សេងៗ C.P.G. និង C.P.G. របស់ខ្លួន"។

7. ផ្នែកផ្លូវ C.P.G. និង C.P.G. របស់ខ្លួន


- អ្នកអាជ្ញាស់ដើរសូចនាករ C.P.G. ឬ C.P.G. របស់ខ្លួន
 - កំណត់សិរីបច្ចុប្បន្ន (ម៉ឺងដែល) ក្នុងការចងចាំ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ C.P.G. របស់ខ្លួន
 1. លេតម្រូវ និងក្រុកអ្នករបស់ម៉ឺងនឹងរកស់សម្រាប់យាមឱ្យនៅក្នុងថ្ងៃចាត់ទៅនឹងបេះដឹងរបស់អ្នក ដោយប្រើម៉ឺងដែលរបស់អ្នក។
 2. ធ្វើសារឱ្យសូចនាករម្មយោងដោយប្រើបីតុង ◀▶
 - សូចនាករ ▶មុខងារ C.P.G. តីត្រូវបានប្រើ (មុខងារ C.P.G. របស់ខ្លួន : OFF)
ទិន្នន័យ C.P.G. របស់ខ្លួនត្រូវបានលុបចោល។ បន្ទាត់ដំហាន 3។
 - សូចនាករ ▶មុខងារ C.P.G. របស់ខ្លួន តីបើក
ហើយមំបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្រឡាតកនៅពេលប្លាញសូចនាករ ▶។ បន្ទាត់ដំហាន 3។
 3. ចូចបីតុង **START** ដើម្បីបិទធបករណ៍។

ចំណាំ៖ □ នៅពេលដកដូចឡាចាត់ក្នុងតាមការប្រើប្រាស់ និង C.P.G. របស់ខ្លួន ត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ។


□ ធ្វើសារឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ដែលកំពុងប្រើបីតុង



ជំហានទី 1 [ត្រួតព្រម និងរក្សាកម្មសែន ខបកស្តី (មំកដឹង)]



ជំហានទី 2 [ផ្លូវសវនា C.P.G. និង C.P.G. របស់ខ្លួន]



8. ការរៀស់

ក្នុងអំឡុងពេលវាស់ ភាគាយើងធម្មតាសម្រាប់ប្រជាប់រាំដើម្បីនឹងខ្សោះ។

9. បន្ទាប់ពីការរៀស់

ឧណា: ពេលការអានត្រូវបានបង្ហាញ ប្រសិនបើអ្នកចូចចូចការ **START** ដើម្បីបិទខបករណ៍នោះ ការអានត្រូវបានផ្តល់ក្នុងអង្គចងចាំ។

ឧណា: ពេលការអានត្រូវបានបង្ហាញប្រសិនបើអ្នកចូចចូចការ **◀** ដើម្បីបិទខបករណ៍នោះ ការអានត្រូវបានរក្សាទុកទៅ។


ដោយប្រជាប់រាំដើម្បីនិងកត់ត្រាឌីនូនយុបស់អ្នក។

ចំណាំ: ខបករណ៍នេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវមុខងារបិទចរន្តអគ្គិសនីដោយស្ថើយប្រភពិត្តិកិច្ចិនូនយុបចុងប្បញ្ញនៅក្នុងអង្គចងចាំហើយបានបិទខបករណ៍
ដោយស្ថើយប្រភពិត្តិមួយនាទីបន្ទាប់ពីការរៀស់។ ទុកចន្លោះយកឯងហោចណាស់បីនាទីចន្លោះរកឯងការរៀស់លើមនុស្សតែម្នាក់។

ការរៀបចំ

ចំណាំ UB-533PGMR, នៅពេលប្រើបង្កើរ ភនិងផ្តល់នូវខ្សោយបំពេញដែលសម្របដល់អ្នកប្រើ។


1. រំប្រាប់រុងវិញ្ញកដែលសំអ្នកា អត្ថយដោយមានជាសុខភាព ដោយជាក់ប្រាប់រុងនៅក្នុងផ្ទះដីដីនឹងបន្ទូរអារម្មណា។
 2. ចុចិចិតុង **START**។ ត្រួតបង្ហាញព្រឹត្តិកបង្ហាញព្រឹត្តិកបង្ហាញ។
 3. ព្រឹត្តិកប្រើប្រាស់ម្នាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឱ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ឲ ដែលកំណើងប្រើប្រាស់ **SET** ភាម។ និងរក្សាកម្ពស់នៃប្រាប់រុង (ដោយមានត្រូវពាយតាមការ C.P.G.។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រើការព្រឹត្តិកប្រើប្រាស់ទេ សូមដោះចាប់បើចំណាំខ្លះរយៈពេលជាប្រើប្រាស់ឡើង។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រើ C.P.G. ទេ, មុខងារ C.P.G. សូចនាកមិនត្រួតបង្ហាញទេ។
 4. សូន្យ (0) ត្រួតបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។ បង្ហាញមកការបង្ហាញនឹងផ្តាស់ប្តូរនៅពេលការរំលែកប៉ុម្ភ់។ ប្រាប់រុងបានបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។ ការរំលែកបង្ហាញនឹងផ្តាស់ប្តូរនៅពេលប្រាប់រុងបានបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។ ការរំលែកបង្ហាញនឹងផ្តាស់ប្តូរនៅពេលបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់ខ្លួនប៉ុម្ភ់បានបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។ ចុចិចិតុង **START** មួងឡើត។
 5. នៅពេលការរំលែកបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញបានបង្ហាញការអាន (នៃសម្ងាត់សុំស្តូលីក និង ឱអាស្តូលីក, អត្រាឌីធម្ម, ការចាត់ថ្នាក់រស់អ្នកគារសុខភាពពិតិត្តលោក, និមិត្តសញ្ញា I.H.B., និងសូចនាការ C.P.G.)។ នៅពេលដែលការអានត្រួតបង្ហាញ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលលោកត្រួតបង្ហាញនូវតាមការរំលែកបង្ហាញ។ ប្រាប់រុងបានបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់រក្សាកុំការអានត្រូវបានបង្ហាញចង់ចាប់បើចំណាំខ្លះរយៈពេលបង្ហាញ។ ◀
 6. ចុចិចិតុង **START** មួងឡើតដើម្បីបិទខាងក្រោម។ ដោះប្រាប់រុងដែលបង្ហាញ។
ចំណាំ៖ ខាងក្រោមនេះ ត្រួតបង្ហាញដោយមុខងារបិទមាមពលស្តីយប្រើប្រាស់ឡើង។
ទូកខ្លួនបានបង្ហាញដោយត្រួតបង្ហាញដោយត្រូវបានបង្ហាញ។



ការបំលើកទិន្នន័យអង្គចងចាំ


ចំណាំ ឯបករណ្ឌនេះរក្សាទុកការរាស់ចិត្តក្រោយ 60 ដងក្នុងអង្គភាពចំពោះ

- ចូចចិត្ត ◀ នៅពេលបិទខាងក្រោមា
មធ្យមនៃការរៀស់ទាំងអស់និងចំនួនទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញ។ ប្រសិនបើគ្មានទិន្នន័យទេ “0” ត្រូវបានបង្ហាញ។
ចូច ◀ ឬ **START** ដើម្បីបិទខាងក្រោមា
 - ប្រើចិត្តខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យ (នៃលេខនិងទិន្នន័យការរៀស់)។
 - ជ្រើសឈើសម្គាល់ប្រើប្រាស់ម្នាក់ពីម្នាក់ប្រើប្រាស់ និងម្នាក់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីលក់ពុំចិត្ត **SET**
ឱ្យប្រកាសបង្ហាញមធ្យមនៃការរៀស់ទាំងអស់ហើយចំនួនទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញ។
 - ចូចចិត្ត ◀ កណ្តាលពេលខែលីបង្ហាញផ្ទុចចានក្រោម៖
 - ទិន្នន័យមធ្យមនៃការរៀស់ AM (ពេលប្រើក) ទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះម៉ោង 4:00 ដល់ 9:59។ ប្រសិនបើគ្មានទិន្នន័យទេ ត្រូវបានបង្ហាញ។
 - ទិន្នន័យមធ្យមនៃការរៀស់ PM (ពេលល្ងាច) ទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះម៉ោង 18:00 ដល់ 1:59។
 - ទិន្នន័យ (នៃចំនួននិងទិន្នន័យការរៀស់)។
ឧបករណ៍បង្ហាញតាមលំដាប់លំដោយពីទិន្នន័យត្រឹមបំផុត។ កាលបរិច្ឆេទ
និងពេលវេលាផ្សាយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងខាងក្រោម៖
នៅក្នុងខាងក្រោម៖ លេខ 30 & ទិន្នន័យ → លេខ 29 & ទិន្នន័យ → … → លេខ 01 & ទិន្នន័យ។
 - ប្រសិនបើម្នាក់ចូចចិត្ត ◀ បន្ទាប់ពីទិន្នន័យចាត់សំបុត្រត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោមដើម្បីការទៅដំបានទី 1
មធ្យមនៃការរៀស់ទាំងអស់និងចំនួនទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញ។
 - ចូចចិត្ត **START** ដើម្បីបិទខាងក្រោមា
បន្ទាប់ពីមួយនាទីនៃការមិនដើម្បីការ ឧបករណ៍នឹងបិទដោយស្អែកត្រឹម។



ការណុបទិន្នន័យដែលធ្វើកក្ខុងអគ្គចំពោះ

1. ເຜີසໄຟສ໌ມູກເບີ້ງແຕາສ່ມາກໍດີມູກເບີ້ງແຕາສ່ ແລ້ວ ສືບສ່ວນມູກເບີ້ງແຕາສ່ ໃຫ້ ເພີຍເປີ້ງຕຸ້ນ  ແລ້ວ ບິທຂະບກຄົດເພີຍເປີ້ງຕຸ້ນ **START** ເພີ່ມີບິທຂະບກຄົດໆ ທ່າ
 2. ຕຸ້ນສືບສ່ວນມູກເບີ້ງຕຸ້ນ ◀ ເບົງຕາລ່ ໂດຍບິທຂະບກຄົດເພີຍເປີ້ງຕຸ້ນ ຂະບກຄົດບໍ່ມີສຳເນົາ ພະນັກງານ **M**, ລຸບໃຈສິນຍິສລັບຜູ້ກຸດຕຸ້ນອັນດັບຕຳ ຂັດາ:ເຕັມເບົງຕຸ້ນ **M** ສືບສ່ວນມູກເບີ້ງຕຸ້ນ ທ່າ
ចຳណຳ: ປະຕິບັດຕືກການເຮັດວຽກສືບສ່ວນລຸບໃຈສິນຍິສລັບຜູ້ກຸດຕຸ້ນອັນດັບຕຳ ມູກນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳເນົາ ແລ້ວ ມູກນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳເນົາ



តើអ្នកទៅជាសុចនាករ IHB/AFib?

នៅពេលដីឡើងទ្វាក់ត្រូវមិនឡើងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើពេស្ត IHB/AFib នឹងបង្ហាញឡើងរោគជាមួយនឹងតម្លៃការរៀស់។ ចំណាំ៖ យើងណានាំចុរាក់ខែគ្រប់អ្នក ប្រសិនប់អ្នកយើង (♥) សូចនាករ IHB/AFib នេះជាប្រើកញ្ចប់។

ເຕີ້ AFib ດີ່ຜ້າຮູ້?

ເບີ: ຜູ້ກົດເປົາກໍາຕັ້ງສະຫຼຸບໃຫຍ່ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ກົ່ນເບີ: ຜູ້ທີ່ມີເວັບຕູາລົມຕາມກັນກາຍາ ລາກເກົ່າກົດເປົາກໍາຕັ້ງສະຫຼຸບ (AFib) ເພື່ອໃຫ້ເກົ່າກົດເປົາກໍາຕັ້ງສະຫຼຸບໃຫຍ່ໄດ້ ແລ້ວກົ່ນເບີ: ຜູ້ທີ່ມີເວັບຕູາລົມຕາມກັນກາຍາ ເພື່ອໃຫ້ເກົ່າກົດເປົາກໍາຕັ້ງສະຫຼຸບ (AFib) ອາດຈະມີເວັບຕູາລົມຕາມກັນກາຍາ ເພື່ອໃຫ້ເກົ່າກົດເປົາກໍາຕັ້ງສະຫຼຸບ (AFib)

% IHB/AFib

%IHB/AFib ត្រូវបានបង្ហាញជាប្រភេទនៃ IHB ដែលបានរកឃើញ។


IHB/AFib អាចរកឃើញមិនត្រីមតែសំឡេងខាងក្រុងជាមួលភាកេវកាយបុណ្ណោះទេ បុន្តែកំណត់មានច្បាក់បែងចុះដែលត្រូវការពារធម្មតា ដើម្បីរកឃើញទាត់ដែលជាផ្លូវការ ដូចដែលបានរាយការណ៍ឡើង

$$\% \text{IHB/AFib} = \frac{\left(\frac{\text{ចំនួនដែលបានរកឃើញ}}{\text{IHB/Afibs ក្នុងអង្គភាព} } \right) \times 100 \%}{\text{ចំនួនសរុប}}$$

ការបង្ហាញ %IHB/AFib និង %IHB/AFib ត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលបង្ហាញតម្លៃមធ្យម។

%IHB/AFib មិនត្រូវបានបង្ហាញឡើពេលដែលចំណុចអង្គចងក់មានប្រាំមួយ បុគ្គិចជាងនេះ។


ការបង្ហាញ ព្រៃតមេមធ្យម



កម្រិត 0 %IHB/AFib=0	កម្រិត 1 %IHB/AFib=1 - 9	កម្រិត 2 %IHB/AFib=10 - 24	កម្រិត 3 %IHB/AFib=25 - 100
មិនមានបញ្ជាផ្ទៃ			

សូចនាករប្រារសម្ងាត


សូចនាករគ្រឿងពិនិត្យរួចរាល់ភាពនៃសម្ងាតដំឡើងពេលវាស់។



សូចនាករចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

កល់ប្រាំមួយថ្ងៃកន្លែង សូចនាករប្រារគ្រឿងការបែងចែកសម្ងាតយោមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញពិតជានានៅទីទី 20។

ឧទាហរណ៍



● សូចនាករបង្ហាញថ្ងៃកម្មយោងថ្ងៃការបែងចែកសម្ងាតយោមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

សូចនាករ C.P.G.

□ សូចនាករ C.P.G.


C.P.G. (ការណែនាំអំពីទីតាំងត្រីមត្រូវ) សូចនាករដើមួយានឹងមួយឯកសារដែលបានរាយការណ៍កម្លស់ (មំកដៃ) នៅមួយនឹងទីរាស់សម្ងាត់យោង និងកម្លស់បេះដូងរបស់អ្នកនៅក្នុងតិចយាបចត្រីមត្រូវ (ឧទាហរណ៍៖ តិចយាបចអង្គយកម្លស់នៃ គឺ និងកោដី។ អំឡុងពេលវាស់ប៉ា សូចនាករនេះអាចប្រើដើម្បី ទទួលបានលក្ខខណ្ឌភាសាដែលមានស្ថិភាព។



□ សូចនាករ C.P.G.


កម្លស់របស់មួយនឹងទីរាស់សម្ងាត់យោងគឺជាបានបង់បែងដោយកម្លស់អ្នក។

មំទាប




កម្លស់របស់មួយនឹងទីរាស់សម្ងាត់យោងគឺត្រីមត្រូវនៅក្នុងក្រិតស្អីនឹងបែងបែងដោយកម្លស់អ្នក។

មំត្រីមត្រូវ



កម្លស់របស់មួយនឹងទីរាស់សម្ងាត់យោងគឺត្រីមត្រូវនៅក្នុងក្រិតស្អីនឹងបែងបែងដោយកម្លស់អ្នក។

មំឡុស់



ទីតាំងរបស់ខ្លួនត្រូវបានពិនិត្យទាំងមុន និងក្រោយការរាស់ប្រសិនបើក្រុតពិនិត្យទាំងពីរបង្ហាញទីតាំងរបស់ត្រីមត្រូវ នៅក្នុងក្រិតស្អីនឹង (LEVEL) ត្រូវបានត្រីមត្រូវ (ពណ៌ខៀវ)។ សម្រាប់ការរាស់ដែលធ្វើឡើងទៀតទាំងអស់ សូចនាករសម្រាប់ការរាស់គឺទាប បុឆ្នែត ទីតាំងនឹងត្រីមត្រូវ (ទីក្រួច)។

□ របស់ប្រើប្រាស់ My C.P.G.

C.P.G. មុខងារត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតិចយាបចត្រីមត្រូវ (មំកដៃ) នៅក្នុងការរាស់ដែលការព្រឹន។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការងារសំបុត្រពិចារណាដែលមានកម្លស់បែងបែងដោយកម្លស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងក្រិតត្រីមត្រូវ។ កំណត់មំរបស់អ្នកទៅ មុខងារ C.P.G. របស់ខ្លួន។ កំណត់មំរបស់អ្នកទៅ មុខងារ C.P.G. របស់ខ្លួន។

□ ដំបារត្រីមត្រូវ

អង្គយដ្ឋានចិត្តត្រូវនៅលើកោដី និងដាក់កែងដែលរបស់អ្នកនៅលើ គ្មាន។



- **សូចនាករអំឡុងពេលវាស់ដោយ និងការបោទទិន្នន័យពីអង្គចងចាំ**
C.P.G. សូចនាករអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅដើមដីបួននៃការវាស់ ហើយត្រូវបានបញ្ជាលក្តុងទិន្នន័យដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងអង្គចងចាំ។
នៅពេលម្រោងរក្សាទុកអំឡុងពេលវាស់។

អំពីសម្ងាត់ធ្លាយម

ເຕີ່ສມ້າຜົຍາມຕື່ນາງີ?

សមាជិកម្នាចំងដែលបញ្ជាញដោយឈាម ប្រភាគចុលនឹងដោយសរស់សមាមា សមាជិកសីគ្រួលីក កែវតទ្ធៃនៅពេលបេដុងកត្រាក់។

សម្រាប់រាយការណ៍នៃពេលដែលបែងចុះរីករាយ សម្រាប់រាយការណ៍នៃជាមិត្តិថ្វីត្រូវបានរាយការណ៍ដោយការបង្កើតឡើងនៅពេលដែលបែងចុះរីករាយ។

សមាគមជម្រើនដែលបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមជម្រើនដែលបានរៀបចំឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធដែលត្រូវការនិងមុនពេលព្យាយា

ເຕີກາແບ່ງສະຍາມຕື່ຜົນເຖິງເຕີກຄຽວຕາງເປັນເປົ້າເປົ້າແນ້ວຍອເປົ້າບណາ?

សមាជិកយោមខ្លស់, សមាជិករីសយោមខ្លស់មិនធ្វើតារា បើសិនជាមិនចានយកចិត្តទុកដាក់ទេ

អាជីវកម្មសង្គមភាពជាប្រចិនដែលជាដឹកជញ្ជូនរបស់សាស្ត្រខ្លួន

ធ្វើមិនបានការលេសណាមប្បញ្ញត្តិនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង់

- កំដែកត្រា
 - ភាគចំណុចយករបៀបសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
 - ក្រុមទឹកសម្រាប់
 - ហាត់ប្រព័ន្ធឌៃខែឆ្នាំ
 - មានការពិនិត្យការងារដោយត្រូវបានបញ្ជាក់

ហេតុអ្នកបានត្រូវរាស់សម្បានយើងទៅដីខ្លះ?

ការរៀបចំដែនដី: កាត់បន្ទូយដែលប៉ះពាល់ពីតម្លៃទិន្នន័យខាងក្រោមបែងចាយ,

បន្ទះមការធ្វើតែស្ថិតិសុខ ដូចជាបណ្តុះបណ្តុះ និងដំឡើង ដែលនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់យោងការងារតែត្រីមត្រី និងពេញលេញ។


ការបែងចែកសម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក

បទដ្ឋានដើម្បីកាយតែងតាំងសម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក (WHO) ដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើតារាងនៅខាងស្តាំ។


ការបែងចែកសម្ងាត់សម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក

សម្ងាត់សម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក 30 ទៅ 50 mmHg ដោយសារតែលក្នុងណូឡូវិញក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ។
នៅក្នុងការបែងចែកសម្ងាត់សម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក តើមានភាពច្បាស់។
ជាមួយតាមសម្ងាត់សម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក នៅពេលពីរីករាយប្រើបែងបែកយក្សាក់ដល់កម្រិតទាបចំណុចក្នុងពេលគេង
។ ជូនធេះ សូមកំណើនអំពីលក្ខណៈនៃការសំដែងមួយដែល។
ពីរីករាយសំដែងនៅពេលម៉ោងដែលកល់ថ្ងៃ
ដោយប្រើបិទសារ្យដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសេវារោកដែលនេះដើម្បីដឹងអំពីសម្ងាត់សម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក។ ការអានជាថ្មីទៅត្រួតពីលក្ខណៈនៃកម្រិតសម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក និងពេលណ៍នៅពេលកំត្រាសម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក។
តិច្ឆេកជាមួយតិច្ឆេកបែកសំណុំការដើម្បីបកក្រសាយទិន្នន័យសម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក។

សម្ងាត់សម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក នៅក្នុងការបែងចែកសម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក 1999, ខែ 17 ឆ្នាំ 2



ការបែងចែកសម្ងាត់អង្គភាពពិភពលោក



ការដោះស្រាយបញ្ហា

បញ្ហា	ហេតុផលដែលអាចមាន	សកម្មភាពដែលបានណែនាំ
គ្មានអ្នីលេចឡើងនៅក្នុងការបង្ហាញ ព្រមទាំងនៅក្នុងការបង្ហាញ ជាប្រធានប៊ូកកំដោយ។	ផ្តល់ព័ត៌មានបង្ហាញ ផ្តល់ព័ត៌មានបង្ហាញទៅកាន់ត្រឹមត្រូវទៅ ផ្តល់ព័ត៌មានបង្ហាញនៅក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវទៅ	បង្ហាញទាំងអស់ដោយផ្តល់ព័ត៌មាន តម្លៃដូចត្រឹមត្រូវនិងតម្លៃរាយអវិជ្ជមាននិងវិធានផ្តល់ព័ត៌មាននិងខំរុញដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងចំណែកកំដោយ។
ប្រជាប់រីនិង មិនបានពេញចិត្តទេ។	រីលផ្តុំទាបពេក។ [] (សញ្ញាសម្ងាត់ផ្តុំខ្សោយ) លោកត្រឹមត្រូវតាំងប្រសិនបើផ្តល់ព័ត៌មានបង្ហាញទាំងប្រសិនសញ្ញាសម្ងាត់បានលេចឡើងទេ។	បង្ហាញទាំងអស់ដោយផ្តល់ព័ត៌មាន
ឧបករណ៍មិនភាសា។ ការអានគីឡូស់ពេកបូទាបពេក។	ជាក់ប្រជាប់រីនិង មិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកបានកំពើកើនឱ្យប្រកាសបំផុតអ្នកអំពុំពេលភាសា។ ទីតាំងប្រជាប់រីនិង មិនត្រឹមត្រូវទេ។ _____	ជាក់ប្រជាប់រីនិងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកនៅនឹងសៀវភៅ ហើយសូប់ស្នាត់នៅពេលភាសា។ អ្នកយកមានភាពងាយស្របលនិងនៅនឹងសៀវភៅ។ ជាក់ដែរសំអ្នកនៅលើគីឡូយដោយបានដែរសំអ្នករួចឡើងលើនឹងប្រជាប់រីនិង នៅកម្រិតដូចគ្មាននឹងបេះដូងបែកអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានចង្វាក់បេះដូងខ្សោយ បូមិនទៀតទាំងនេះ នៅខំរុញនេះ: ប្រហែលជាតិបាកក្នុងការកំណត់សម្ងាត់យោងរបស់អ្នក។
ឃុំ	តម្លៃខុសត្រូវការរោសដែងនៅត្រឹមកូប្រាស់យោលបែងផ្ទែងបណ្តិត។ _____	សូមមើលផ្តូរ “ហេតុអ្នករោសសម្ងាត់យោងនៅត្រឹមត្រូវ៖?” ដោះផ្តល់ព័ត៌មាន ជាក់រីយុទ្ធកិត្ត ហើយព្យាយាមភាស់ម្បាច់ឃុំ

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើសកម្មភាពដែលបានពិពណ៌នាទាមលក្ខណៈដែលបានបង្ហាញ សូមទាក់ទងអ្នកលក់។ កំណ្តាបាយមេដី
បុគ្គលិកដែលបានបង្ហាញនិងការបង្ហាញប៉ុនប៉ែងផ្តើមបែងប្រឈមនឹងនឹងការបង្ហាញប៉ុនប៉ែងប្រឈម។

ការថែទាំ

កំពើកែប្រចាំរយោគីសោះ។ វាប្រើប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចស្រាល និងអង្គខ្សោះស្ថុតស្មានដើម្បីជួលអាចត្រូវបានខ្ចោចខាត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើការណែនាំដោយប្រាយបញ្ហានៅទៅ សូមទទួលកំណើនអ្នកលក់នៅតំបន់របស់អ្នក ឬផ្ទុកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។ សេវាកម្មអតិថិជន A&D នឹងផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចេកទេស គ្រឿងបន្ទាស់ និងគ្រឿងដែលអ្នកថែទាំដើម្បីបានការអនុញ្ញាត។

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានចេញឡើង និងដលិតសម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយុរោះ ទៅជាយ៉ាងណាករត្រូវបានណែនាំជាទូទៅ ឱ្យត្រួតពិនិត្យខ្លួនប្រកបណ្តាឃ្វេងកល់ 2 ឆ្នាំម្ខាង ដើម្បីធានាថានីនូវមុខងារនឹងភាពត្រឹមត្រូវ។ សូមទទួលកំណើនអ្នកលក់ដើម្បីបានសិទ្ធិក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬ A&D សម្រាប់ការថែទាំ។

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

ប្រភេទ	UB-533PGMR
វិធីភាគ	ការវារស់សម្រាប់មិនមែន (Oscillometric)
កម្រិតនៃការវារស់	សម្រាប់ សម្រាប់ស្ថិស្ថិតិកៈ 0 – 299 mmHg សម្រាប់ស្ថិស្ថិតិកៈ 60 – 279 mmHg សម្រាប់ស្ថិស្ថិតិកៈ 40 – 200 mmHg ដីតចេរៈ 40 – 180 ដង / នាទី
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវារស់	សម្រាប់ ដីតចេរៈ ±3 mmHg ±5 %
ការផ្តល់ការងារ	បុរាណ 2x1,5 V (LR03 ឬ AAA)
ចំនួនការវារស់	ចំនួនប្រមាណ 200 ការវារស់ នៅពេលដើម្បីការងារ AAA ត្រូវបានប្រើបាយនឹងតម្លៃសម្រាប់ 170 mmHg នៅសីតុណ្ឌភាព 23 អង្គរសោ។
បរិធិណាកដី	13,5–21,5 សង្គម ឬម៉ែត្រ
ចំណាត់ម្នាក់	គ្រឿងបរិភាគ ME ដើម្បីបានបាយការងារ (រួចរាល់បានបាយការងារ)
ផ្នែកដើម្បីបានអនុវត្ត	ប្រជាប់រីដី ប្រភេទ BF 

ដីវត្ថុដែលមានប្រយោជន៍	ឧបករណ៍ 5 ឆ្នាំ (នៅពេលបើប្រាំមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ)
ការធ្វើតែស្ថិតិសិក	នេះបើយោងតាម ISO81060-2 : 2013 នៅក្នុងការសិក្សាអំពីសុពលភាពត្តិនិក, K5 គ្រឿងបានគេបើលើមុខិត្តាចំនួន 85 សម្រាប់ការកំណត់សម្ភារមីអាស្សូលីក។
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
អង្គចងចាំ	ការវាយស់ 60 ដងចុងក្រោយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទី 1 និង អ្នកប្រើប្រាស់ទី 2។
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ	+10 ទ៊ា +40°C / 15 ទ៊ា 85 %RH / 800 ទ៊ា 1.060 hPa
លក្ខខណ្ឌកិច្ចកញ្ចប់ / ការក្រឡាតុក	-20 ទ៊ា +60 អង្ក្រាស់ / 10 ទ៊ា 95 %RH / 700 ទ៊ា 1.060 hPa
ខ្លត	ប្រមាណ 56 [W] 88 [H] x 21,5 [D] mm
ទំនួន	ប្រមាណ 95 ក្រាម មិនកាប់បញ្ហាលម្បូ
ការការពារដ្ឋមុជទីក	IP20

ចំណាំ: ការបញ្ចាក់អាចមានការផ្តាស់ប្តូរដើម្បីកែលអ្នកដោយមិនចាំបាច់ដូចនេះដោយទីតាំងដែលមាន។
 ការបែងចែក IP គឺជាផីត្រកន្លែងការការពារដែលផ្តល់ជូនដោយធនកស្របតាម IEC 60529។ ឧបករណ៍នេះគ្រឿងបានការពារប្រសាំងនឹងរក្សាទីដែលមានអង្គត់ត្តិត 12 មមនិងដំបានដូចជាអ្រមាមដៅ។ ឧបករណ៍នេះមិនគ្រឿងបានការពារទៅលម៉ែននឹងទីកន្លែយ។

កំណត់ហេតុ

Mga Nilalaman

Minamahal na Mga Customer.....	2
Mga Paunang Puna	2
Mga Pag-iingat	2
Pagtukoy sa Mga Piyesa	4
Mga simbolo.....	5
Paggamit sa Monitor	8
1. Pagkabit / Pagpalit ng Mga Bateria.....	8
2. Pagpili ng Gumagamit	9
3. Pag-adjust sa Built-in na Orasan Bago Gamitin	9
4. Paglapat ng Cuff.....	10
5. Paano Kumuha ng Mga Tumpak na Pagsukat	10
6. Ang C.P.G. Function Switch.....	11
7. Pagpili sa C.P.G. at sa my C.P.G.	11
8. Pagsukat.....	12
9. Pagkatapos ng Pagsukat	12
Mga Pagsukat	13
Pag-recall sa Data ng Memory	14
Pagtanggal ng Data na Nakaimbak sa Memory	15
Ano ang Indicator ng IHB/AFib?	15
Ano Ang AFib?	15
% IHB/AFib.....	16
Indicator ng Pressure Bar	17
Indicator ng Klasipikasyon ng WHO	17
Ang Indicator ng C.P.G.	18
Tungkol sa Presyon ng Dugo	19
Ano ang Presyon ng Dugo?	19
Ano ang Alta-presyon (Hypertension) at Paano ito Kinokontrol?	19
Bakit Dapat Magsukat ng Presyon ng Dugo sa Tahanan?	20
Klasipikasyon ng WHO sa Presyon ng Dugo	20
Mga Pagkakaiba-iba ng Presyon ng Dugo	20
Pag-troubleshoot.....	21
Pagmamantini	22
Teknikal na Data	22

Minamahal na Mga Customer

Binabati ka namin sa pagbili mo ng pinakamakabagong A&D monitor ng presyon ng dugo. Idinisenyo para sa dali ng paggamit at katumpakan, magbibigay-daan ang device na ito sa pang-araw-araw mong regimen sa presyon ng dugo. **Inhirerekomenda naming basahin nang mabuti ang manwal na ito bago gamitin ang device sa unang pagkakataon.**

Mga Paunang Puna

- Idinisenyo ang device para gamitin ng mga nasa hustong gulang (mga adult), hindi ng mga bagong silang o sanggol.
- Kaligiran na paggagamitan. Ikaw ang gagamit sa device sa kaligiran sa pangangalaga ng kalusugan sa tahanan.
- Idinisenyo ang device na ito para sukatin ang presyon ng dugo at bilis ng pulso ng mga tao para sa diagnosis.

Mga Pag-iingat

- Mga presyon na piyesa ang ginamit sa pagbuo ng device na ito. Dapat iwasan ang mga kalabisan sa temperatura, halumigmig, direktang sikat ng araw, pagkabagsak o alikabok.
- Linisin ang device gamit ang tuyo, at malambot na tela o telang binasa ng tubig at sabon na neutral ang pH. Huwag kailanman gagamit ng alcohol, benzene, thinner o matatapang na kemikal para linisin ang device.
- Iwasan na tupuin nang mahigpit ang cuff nang matagal na panahon, mapapaikli ng ganitong paggamit ang buhay ng mga piyesa nito.
- Hindi water resistant (hindi nababasa) ang device. Iwasan na marumihan ng ulan, pawis at tubig ang device.
- Maaaring hindi maging tumpak ang mga pagsukat kung ginagamit ang device malapit sa mga telebisyon, microwave oven, cellular phone, X-ray o iba pang mga device na may malakas na electrical field.
- Hindi itinuturing na karaniwang basura ng bahay ang mga gamit-nang kagamitan, mga piyesa at mga bateria, at dapat na itapon alinsunod sa mga umiiral na lokal na regulasyon.
- Kapag ginagamit muli ang device, kumpirmahin na malinis ang device.
- Huwag gagawa ng pagbabago sa device. Maaari itong magdulot ng mga aksidente o pagkasira ng device.
- Para sukatin ang presyon ng dugo, dapat na sapat na mapisil ng cuff ang galang-galangan para pansamtalang mahinto ang daloy ng dugo sa artery. Maaari itong magdulot ng pananakit, pamamanhid o pansamtalang pulang marka sa galang-galangan. Lilitaw ang kondisyon na ito lalo na kung sunod-sunod ang pag-ulit sa pagsukat. Mawawala ang anumang pananakit, pamamanhid, o pamumula sa kalaunan.

- Makakaapekto sa monitor ng presyon ng dugo na ito ang mga device ng wireless na komunikasyon, gaya ng mga networking device sa tahanan, mobile phone, cordless phone at mga base station nito ito, at mga walkie-talkie. Kaya, dapat na magpanatili ng minimum na distansya na 30 cm mula sa mga naturang device.
- Maaaring magdulot ng pinsala sa interference ng daloy ng dugo ang masyadong madalas na pagsusukat ng presyon ng dugo. Tingnan na hindi magreresulta ang paggamit sa device sa matagal na pagpigel sa sirkulasyon ng dugo, kapag ginagamit nang paulit-ulit ang device.
- Hindi pa nagsasagawa ng klinikal na pagsubok sa mga bagong silang na sanggol at mga babaeng nagbubuntis. Huwag gagamitin sa mga bagong silang na sanggol o sa mga babaeng nagbubuntis.
- Kung sumailalim ka sa mastectomy, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang device.
- Huwag payagan na gamitin ng mga bata ang device nang sila-sila lang at huwag gagamitin ang device sa lugar na naaabit ng mga sanggol. Maaari itong magdulot ng mga aksidente o pagkasira.
- Mayroong maliliit na piyesa na maaaring magdulot ng pagkakabulon kung aksidenteng malunon ng mga sanggol.
- Huwag hahawakan ang mga bateria at pasyente nang magkasabay. Maaari itong mauwi sa pagkakakuryente.
- Sa kasong may pumalyang isang piyesa maaaring uminit ang kaha na malapit sa cuff at posibleng magdulot ng pagpalya.
- Maaaring makakompromiso sa kaligtasan ang paggamit ng mga aksesorya na hindi nakadetalye sa manwal na ito.
- Sakaling mag-short-circuit ang bateria, maaaring uminit ito at posibleng magdulot ng pagkakapaso.
- Hayaang umakma ang device sa paligid nito bago gamitin (mga isang oras).
- Huwag pupunan ng hangin nang hindi ibinabalot ang cuff sa galang-galangan mo.


Mga Kontraindikasyon

Ang mga sumusunod ay mga pag-iingat para sa wastong paggamit ng device.

- Huwag ilalapat ang device sa galang-galangan na may nakakabit na iba pang Pangmedikal na De-kuryenteng Kagamitan. Maaaring hindi gumana nang wasto ang kagamitan.
- Dapat kumonsulta sa doktor ang mga taong may malubhang kakulangan sa sirkulasyon sa braso bago gamitin ang device para maiwasan ang mga problemang medikal.
- Huwag i-self diagnose ang mga resulta ng pagsukat at i-start ang sariling paggamot. Laging kumonsulta sa doktor mo para sa pagtatasa ng mga resulta at paggagamot.
- Huwag ilalapat ang device sa galang-galangan na may hindi pa gumagaling na sugat.
- Huwag ilalapat ang device sa braso na may nakatarak na intravenous drip o pagsasalin ng dugo. Maaari itong magdulot ng pinsala o mga aksidente.
- Huwag gagamitin ang device kung saan mayroong mga nagliliyab na gas gaya ng mga anesthetic gas. Maaari itong magdulot ng pagsabog.
- Huwag gagamitin ang device sa mga lugar na mataas ang konsentrasyon ng oxygen, gaya ng high-pressure oxygen chamber o oxygen tent. Maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog.

Pagtukoy sa Mga Piyesa

Display




◀ button (average, memory at pagbago sa mga naka-preset na parametro)



SET button (gumagamit 1 at orasan 2)

START button

Takip ng bateria



Alkaline na mga bateria (LR03 o AAA)

Display



MEMORY
Average

Indicator ng Klasipikasyon
ng WHO at
Indicator ng pressure bar


Simbolo ng Error sa Sukat ng Cuff

Simbolo ng Error sa Paggalaw

Marka ng Puso

Gumagamit 1 at Gumagamit 2

Indicator ng Bateria



Systolic na presyon

Diastolic na Presyon

Indicator ng Correct Position Guidance (C.P.G.) (Gabay sa Wastong Posisyon)

Simbolo ng IHB/AFib

Bilis ng pulso

%IHB/AFib

Display ng petsa at orasan
Marka ng AM / PM

Mga simbolo

Mga simbolo na naka-print sa kaha ng device

Mga simbolo	Function / Kahulugan
	Standby at I-on ang device
LR03 (AAA)	Gabay sa pagkabit ng bateria
	Direct current
SN	Serial number
	Nag-manufacture
2020	Petsa ng pag-manufacture
	Type BF: Idinisenyo ang cuff na magbigay ng espesyal na proteksyon laban sa mga pagkakuryente.
IP	Simbolo ng internasyonal na proteksyon
	Hindi itinuturing na karaniwang basura ng bahay ang mga gamit-nang kagamitan, mga piyesa at mga bateria, at dapat na itapon alinsunod sa mga umiiral na lokal na regulasyon.
	Sumangguni sa manwal / librito ng mga tagubilin
	Panatilihing tuyos

Mga simbolo na lumilitaw sa display

Mga simbolo	Function / Kahulugan / Inirerekomendang Aksyon
	Lumilitaw habang may ginagawang pagsukat. Kumukurap ito kapag may nadetektang pulso. Manatiling hindi kumikilos hangga't maaari.
	Lumilitaw ang simbolo ng IHB/AFib kapag may nadetektang hindi regular na pagtibok ng puso. Maaari itong umilaw kapag may nadetektang napakahinang pagnginig gaya ng pangingilig o pangangatog.
	Lumilitaw kapag may nadetektang pagkilos ng katawan o braso. Maaaring mali ang ibibigay na basa. Kumuha ng panibangong pagsukat. Manatiling hindi kumikilos habang pagsukat.
	Lumilitaw habang pagsukat kapag maluwag ang pagkakasuot sa cuff. Maaaring mali ang ibibigay na basa. Ilapat nang wasto ang cuff, at kumuha ng panibangong pagsukat.
	Nadetektang bilis ng IHB/AFib sa memory $\% \text{IHB/AFib} = \frac{\text{Bilang ng mga nadetektang IHB/AFib sa memory}}{\text{Kabuuang bilang}} \times 100 \%$
	Gumagamit 1 at Gumagamit 2

Mga simbolo na lumilitaw sa display (pagpapatuloy)

Mga simbolo	Function / Kahulugan	Inirerekomendang Aksyon
	Naunang pagsukat na nakaimbak sa MEMORY	_____
	Average na data	_____
	PUNO ANG BATERYA Ang indicator ng karga ng bateria habang pagsukat	_____
	MAHINA ANG BATERYA Mahina na ang bateria kapag kumukurap ito	Palitan ang lahat na mga bateria ng mga bago kapag kumukurap ang indicator.
	Hindi matatag na presyon ng dugo dahil sa paggalaw habang pagsukat	Kumuha ng panibangong pagsukat. Manatiling hindi kumikilos habang pagsukat.
	Nasa 10 mmHg ang pagitan ng mga systolic at diastolic sa bawat isa.	Ilapat nang wasto ang cuff, at kumuha ng panibagong pagsukat.
	Hindi tumaas ang halaga ng presyon habang pagkarga ng hangin. Hindi nailapat nang wasto ang cuff.	
	DISPLAY NG ERROR NG PUL. Hindi nadetecta nang wasto ang pulso.	Alisin ang mga bateria at pindutin ang START button, at muling ikabit ang mga bateria. Kung patuloy na limilitaw ang error, makipag-ugnayan sa dealer.
	Internal na error ng monitor ng presyon ng dugo	
SYS	Systolic na presyon ng dugo sa mmHg	_____
DIA	Diastolic na presyon ng dugo sa mmHg	_____
PUL	Pulso kada minuto	_____
AM	Kinuha ang data sa pagitan ng 4:00 at 9:59	_____
PM	Kinuha ang data sa pagitan ng 18:00 at 1:59	_____


Paggamit sa Monitor

1. Pagkabit / Pagpalit ng Mga Baterya

1. Alisin ang takip ng baterya.
2. Alisin ang mga gamit-nang baterya at ipasok ang mga baterya sa loob ng sisidlan ng baterya gaya ng ipinapakita, ingatan na wasto ang mga polarity (+ at -). Gumamit ng LR03 o AAA na mga baterya lang.
3. Ikabit ang takip ng baterya.

⚠️ MGA PAG-IINGAT

- Ipasok ang mga baterya gaya ng ipinapakita sa sisidlan ng baterya. Kung mali ang pagkakalagay, hindi gagana ang device.
- Kapag kumukurap ang  (markang MAHINA ANG BATERYA) sa display, palitan ang lahat na mga baterya ng mga bago. Huwag pagsasamahin ang mga luma at bagong mga baterya. Maaaring umikli ang buhay ng baterya, o magdulot ng pagpalya ng device.
-  Hindi lumilitaw ang (markang MAHINA ANG BATERYA) kapag wala nang karga ang mga baterya.
- Nagiiba-iba ang haba ng buhay ng mga baterya kasabay ng temperatura ng paligid at maaaring mas maikli sa mga mababang temperatura. Sa kadalasan, tatagal ang dalawang bagong mga LR03/AAA battery nang humigit-kumulang tatlong buwan kapag ginagamit sa pagsukat nang dalawang beses sa bawat araw.
- Gamitin ang tinukoy na mga baterya lang. Ang mga baterya na kasama ng device ay para lang sa pagsubok sa paggana ng monitor at maaaring maikli lang ang buhay.
- Alisin ang mga baterya kung hindi gagamitin ang device nang mahabang panahon. Maaaring mag-leak ang mga baterya at magdulot ng pagpalya.
- Kapag inaalis ang mga baterya, nare-reset ang mga naka-preset na parametro (ng orasan, gumagamit, at my C.P.G.).




2. Pagpili ng Gumagamit

1. Pindutin ang **SET** button kapag ino-off ang device. Kumukurap ang indicator ng **1** o **2**.
2. Pumili ng gumagamit **1** at gumagamit **2** gamit ang **SET** button.
Pindutin ang **START** button para i-off ang device.
Pagkalipas ng tatlong minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device.

3. Pag-adjust sa Built-in na Orasan Bago Gamitin

1. I-press and hold ang **SET** button hanggang sa magsimulang kumurap ang taon.
 2. Piliin ang taon gamit ang **◀** button.
Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang taon at lumipat sa pagpili ng buwan/araw.
Maaaring i-set ang petsa saanman sa pagitan ng mga taon na 2010 at 2059.
 3. Piliin ang buwan gamit ang **◀** button.
Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang buwan at lumipat sa pagpili ng araw.
 4. Piliin ang araw gamit ang **◀** button.
Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang araw at lumipat sa pagpili ng oras/minuto.
 5. Piliin ang oras gamit ang **◀** button.
Pindutin ang **SET** button para i-set ang kasalukuyang oras at lumipat sa pagpili ng minuto.
 6. Piliin ang minuto gamit ang **◀** button.
Pindutin ang **SET** button para tumuloy sa "6. Ang Function Switch ng C.P.G.".
- Tuloy-tuloy na babaguhin ng pag-press and hold sa **◀** button ang halaga.
 I-off ng pagpindot sa **START** button ang device anumang oras.


Tandaan: Pagkalipas ng tatlong minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device. Kapag hindi naka-set ang orasan, ipapabatid ang **---** para sa display ng orasan. Kapag inaalisan ang mga bateria, nare-reset ang mga naka-preset na parametro (ng orasan, gumagamit, at my C.P.G.).



4. Paglapat ng Cuff

1. Ibalot ang cuff sa palibot ng galang-galangan mo, may 1 cm sa itaas ng kamay mo, gaya ng ipinapakita sa pigura.
2. Ilapat nang mahigpit ang cuff gamit ang Velcro strip.

Tandaan: Para sa mga tumpak na pagsukat, ilapat nang mahigpit ang cuff at pagsukat sa hubad na galang-galangan.



5. Paano Kumuha ng Mga Tumpak na Pagsukat

Para sa pinakatumpak na pagsukat sa presyon ng dugo:

- Manatiling hindi kumikilos at tahimik habang pagsukat.
- Umupo sa komportableng posisyon. Ilapag ang siko mo sa mesa na nakatihaya ang palad at kapantay ng cuff ang puso mo.
- Mag-relax nang lima hanggang sampung minuto bago pagsukat. Kung excited o depressed ka dahil sa emosyonal na stress, makikita ang stress na ito bilang mas mataas (o mas mababa) kaysa sa normal na basa ng presyon ng dugo at karaniwang mas mabilis ang basa sa pulso kaysa sa normal.
- Subukang sukatin ang presyon ng dugo mo nang nasa parehong oras bawat araw.
- Palaging nagbabago ang presyon ng dugo ng isang indibidwal, depende sa kung ano ang ginagawa niya, at kung ano ang kinain at ininom niya ay maaaring may malakas at mabilis na epekto sa presyon ng dugo.
- Huwag magsukat agad pagkatapos ng hersisy o pagligo. Magpahinga nang dalawampu o tatlumpung minuto bago kumuha ng pagsukat.
- Huwag ikrus ang mga paa. Panatilihing nakalapat sa sahig ang mga paa mo at ituwid ang likod mo.
- Binabatay ng device na ito ang mga pagsukat sa tibok ng puso. Kung napakahina o hindi regular na pagtibok ng puso mo, maaaring mahirapan ang device na matukoy ang presyon ng dugo mo.
- Kung may madetekta ang device na hindi normal na kondisyon, ihihinto nito ang pagsukat at nagdi-display ng simbolo ng error. Sumangguni sa pahina 7 para sa paglalarawan sa mga simbolo.
- Inilaan ang monitor ng presyon ng dugo na ito na gamitin ng mga nasa hustong gulang. Kumonsulta sa doktor mo bago gamitin ang device na ito sa bata. Hindi dapat gamitin ng isang bata ang device na ito nang walang nagbabantay.
- Maaaring maapektuhan ang paggana ng awtomatikong monitor ng presyon ng dugo ng labis na init o halumigmig, o taas ng lugar.

6. Ang C.P.G. Function Switch

- Sumangguni sa pahina 18 para sa C.P.G. function na magpapabatid sa wastong anggulo para ang taas ng cuff ay kapantay ng puso mo.

 1. Pagkatapos ng hakbang 6 sa pahina 9, pindutin ang **◀** button para piliin ang alinman sa "on" o "off" kaugnay ng C.P.G. function.
 2. Pindutin ang **SET** button para iimbak ang pinili.
 3. □ Kung hindi mo gagamitin ang my C.P.G. function, pindutin ang **START** button para i-off. Tumuloy sa "8. Pagsukat".
 - Kung gagamitin mo ang my C.P.G. function ko, tumuloy sa "7. Pagpili sa C.P.G. at sa my C.P.G.".

7. Pagpili sa C.P.G. at sa my C.P.G.

- Makapipili ka ng indicator maging ang C.P.G. Function o my C.P.G.
- Mag-preset ng wastong postura (anggulo ng galang-galangan) sa memory kung ginagamit mo ang my C.P.G. .

 1. I-adjust at panatilihin ang taas ng monitor ng presyon ng dugo sa parehong taas ng puso mo gamit ang anggulo ng galang-galangan.
 2. Pumili ng indicator gamit ang **◀** button.

Indicator  Ginagamit ang C.P.G. function. (my C.P.G. function : **NAKA-OFF**) Tinanggal ang data ng my C.P.G. Tumuloy sa hakbang 3.

Indicator  naka-**ON** ang my C.P.G. function at nakaimbak ang kasalukuyang anggulo kapag inilipat sa indicator . Tumuloy sa hakbang 3.

3. Pindutin ang **START** button para i-off ang device.


Tandaan: □ Kapag inaalis ang mga bateria, nare-reset ang mga naka-preset na parametro (ng orasan, gumagamit, at my C.P.G.).

- Pumili ng gumagamit mula sa gumagamit  at gumagamit  gamit ang **SET** button.

Mula sa hakbang 6 ng pahina 9

Ang C.P.G. Function

◀ button



Pindutin ang **SET** button


Sa "7. Pagpili sa C.P.G. at sa my C.P.G." o **START** button at sa "8. Pagsukat"

Ang Indicator ng C.P.G.




Hakbang 1 [I-adjust at panatilihin ang taas ng device (anggulo ng galang-galangan)]

MATAAS (Orange na ilaw)



Wastong Taas (Asul na ilaw)

MABABA (Orange na ilaw)




Hakbang 2 [Piliin ang C.P.G. o my C.P.G.]

Ang C.P.G. function

◀ button

Ex.: gumagamit 1



My C.P.G.

START button at sa "8. Pagsukat"

8. Pagsukat

Habang pagsukat, normal para sa cuff na maging mahigpit.

9. Pagkatapos ng Pagsukat

Habang ipinapakita ang mga basa, kung pipindutin mo ang **START** button para i-off ang device, iimbak ang mga bagong basa sa memory.

Habang ipinapakita ang mga basa, kung pipindutin mo ang **◀** button para i-off ang device, hindi makaiimbak ng mga bagong basa.

Alisin ang cuff at itala ang data mo.

Tandaan: Ang device ay mayroong awtomatikong power shut-off na function na nag-iimbak ng kasalukuyang data sa memory at awtomatikong ino-off ang device isang minuto pagkalipas ng pagsukat. Magbigay ng tatlong minuto man lang sa pagitan ng mga pagsukat sa parehong tao.

Mga Pagsukat

Tandaan: Ang UB-533PGMR, sa sandaling gamitin, ay magbibigay ng pagkarga ng hangin na naaangkop sa gumagamit.

1. Ibalot ang cuff sa galang-galangan mo. Umupo nang komportable na kapantay ng cuff ang puso mo at mag-relax.
2. Pindutin ang **START** button. Ipinapakita ang lahat na mga bahagi ng display.
3. Pumili ng gumagamit **1** at gumagamit **2** gamit ang **SET** button.
I-adjust at panatilihin ang taas ng cuff (may asul na ilaw) sa parehong taas ng puso mo gamit ang indicator ng C.P.G.
Tandaan: Kung hindi mo gagamitin ang pagpili ng gumagamit, hintayin ang pagkarga ng hangin nang ilang segundo. Kung hindi mo gagamitin ang C.P.G. Function, hindi ipapakita ang indicator ng C.P.G.
4. Ipapakita ang zero (0) na panandaliang kumukurap. Pagkatapos ay magbabago ang display, sa pagsisimula ng pagsukat. Magsisimulang magkarga ng hangin ang cuff. Normal para sa cuff na maging mahigpit. Awtomatikong magsisimula ang pagsukat kapag nagsimula ang pagkarga ng hangin, at kumurap na ang **♥** (marka ng puso).
Tandaan: Kung nais mong ihinto ang pagkarga ng hangin sa anumang oras, pindutin muli ang **START** button.
5. Kapag tapos na ang pagsukat, ipapakita ng device ang mga basa (ng systolic at diastolic na presyon, bilis ng pulso, klasipikasyon ng WHO, Simbolo ng I.H.B., at indicator ng C.P.G.). Habang ipinapakita ang mga basa, salitang ipapakita ang petsa at oras. Papakawalan ng cuff ang nalalabing hangin at awtomatikong ganap na magdidiskarga ng hangin.
Tandaan: Kung hindi mo nais na magimbak ng mga bagong basa sa memory, pindutin ang **◀** button habang ipinapakita ang mga basa.
6. Pindutin muli ang **START** button para i-off ang device. Alisin ang cuff.
Tandaan: Ang device ay may awtomatikong power shut-off na function. Magbigay ng tatlong minuto man lang sa pagitan ng mga pagsukat sa parehong tao.




Lahat na bahagi

Gumagamit **1** o Gumagamit **2** : **SET** button
Ang Indicator ng C.P.G.: Orange Asul Orange
MABABA PANTAY MATAAS



Zero display
Nagsimula ang pagkarga ng hangin




Nagkakarga ng hangin at Kasalukuyang pagsukat

Systolic na presyon
Diastolic na Presyon
Klasipikasyon ng WHO
Simbolo ng I.H.B.
Bilis ng pulso
Ang Indicator ng C.P.G.

Pag-recall sa Data ng Memory

Tandaan: Iniimbak ng device na ito sa memory ang huling 60 na pagsukat.

- Pindutin ang **◀** button kapag ino-off ang device.
Ipinapakita ang average ng lahat na pagsukat at bilang ng data. Kung walang data, "0" ang ipapakita. Pindutin ang **◀** o **START** button para i-off ang device.
- Gamitin ang mga sumusunod na button para i-display ang data (ng bilang at data ng pagsukat).
 - Pumili ng gumagamit mula sa gumagamit **1** at gumagamit **2** gamit ang **SET** button. Ipinapakita ng device ang average ng lahat na pagsukat at bilang ng data.
 - Pinipindot ang **◀** button sa bawat pagkakataon, ipapakita ng device ang sumusunod:
 - Average na data ng lahat na AM (umaga) na pagsukat sa pagitan ng 4:00 at 9:59. Sa halimbawa, Kung walang data, ipapakita ang **--**.
 - Average ng lahat na PM (gabi) na pagsukat sa pagitan ng 18:00 at 1:59.
 - Data (ng bilang at data ng pagsukat).
Ipapakita ng device nang sunod-sunod mula sa pinakabagong data. Salitang ipapakita ang petsa at oras habang ipinapakita ang data ng pagsukat.
Sa halimbawa: No.30 at data → No.29 at data → ⋯ → No.01 at data.
- Kung pipindutin mo ang **◀** button pagkatapos na ipakita ang pinakalumang data, tutuloy ang device sa hakbang 1, ipapakita ang average ng lahat na pagsukat at bilang ng data.
- Pindutin ang **START** button para i-off ang device.
Pagkalipas ng isang minuto na hindi ginagamit, awtomatikong mag-o-off ang device.




Pagtanggal ng Data na Nakaimbak sa Memory

1. Pumili ng gumagamit mula sa gumagamit 1 at gumagamit 2 gamit ang SET button. I-off ang device gamit ang START button.
2. I-press and hold ang ◀ button hanggang sa awtomatikong mag-off ang device.

Magpapakita ang device ng isang icon ng gumagamit at markang M, tatanggalin ang data na nakaimbak sa memory habang kumukurap ang markang M at awtomatikong mag-off.

Tandaan: Tatanggalin ng operasyon na ito ang tinukoy na data ng gumagamit na nakaimbak sa memory.

Hindi mo mapipili kung aling data ang tatanggalin.



Ano ang Indicator ng IHB/AFib?

Kapag may nadetecta ang monitor na hindi regular na ritmo habang pagsukat, lilitaw ang indicator ng IHB/AFib sa display kasama ng mga halaga ng pagsukat.

Tandaan: Inirerekомenda namin na makipag-ugnayan sa doktor mo kung madalas mong makita ang (Heart) Indicator ng IHB/AFib na ito.

Ano Ang AFib?

Nagsisikip ang puso dahil sa mga electrikal na signal na nagaganap sa puso at nagpapadala ito ng dugo sa buong katawan. Nangyayari ang Atrial fibrillation (AFib) kapag nalilito ang electrikal na signal sa atrium at nauuwi sa kaguluhan sa pagitan ng pulso. Puwedeng magdulot ang AFib ng pananatili ng dugo sa puso, na madaling makalilikha ng mga pamumuo ng dugo, na isang dahilan ng stroke at atake sa puso.

% IHB/AFib

Ipinapakita ang %IHB/AFib bilang frequency ng nadetectang IHB.


Kayang madetecta ng IHB/AFib hindi lang ang mga pisikal na pagkilos kundi pati ang hindi regular na pagtibok ng puso. Kaya, inirerekomenda namin na makipag-ugnayan sa doktor mo kung mataas ang level ng %IHB/AFib.

$$\%IHB/AFib = \frac{\left[\begin{array}{c} \text{Bilang ng mga nadetectang} \\ \text{IHB/AFib sa memory} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{c} \text{Kabuuang bilang} \end{array} \right]} \times 100 \%$$

Display ng %IHB/AFib: Ipinapakita ang %IHB/AFib kapag nagpapakita ng mga average na halaga.

Hindi ipinapakita ang %IHB/AFib kapag ang bilang ng memory ay anim o mas mababa pa.


Display ng average na halaga



Level 0 %IHB/AFib=0	Level 1 %IHB/AFib=1 - 9	Level 2 %IHB/AFib=10 - 24	Level 3 %IHB/AFib=25 - 100
Hindi ipinapakita			

Indicator ng Pressure Bar

Sinusubaybayan ng indicator ang progreso ng presyon habang pagsukat.




Indicator ng Klasipikasyon ng WHO

Ang bawat anim na segment ng bar indicator ay katumbas ng klasipikasyon ng WHO sa presyon ng dugo na inilarawan sa pahina 20.

Halimbawa

Katamtamang alta-presyon	Banayad na alta-presyon	Mataas na normal

Indicator ng Klasipikasyon ng WHO



I : Nagpapakita ng segment ang indicator, batay sa kasalukuyang data, na katumbas ng klasipikasyon ng WHO.

Ang Indicator ng C.P.G.

□ Ang Indicator ng C.P.G.

Ang C.P.G. Ang indicator na (Correct Position Guidance) (Gabay sa Wastong Posisyon) ay ang function na nagpapabatid sa kaibahan ng taas (anggulo ng galang-galang) ng monitor ng presyon ng dugo at taas ng puso mo sa wastong postura (Halimbawa: postura ng nakaupo, taas ng mesa at silya, atbp.) habang pagsukat. Magagamit ang indicator para makakuha ng mas matatag na kondisyon ng pagsukat.




□ Ang Indicator ng C.P.G.

Mas mababa ang taas ng monitor ng presyon ng dugo kaysa sa puso mo.




Ang indicator ng C.P.G. : MABABA

Ang taas ng monitor ng presyon ng dugo ay kapantay ng puso mo.



Ang indicator ng C.P.G. : PANTAY

Mas mataas ang taas ng monitor ng presyon ng dugo kaysa sa puso mo.




Ang indicator ng C.P.G. : MATAAS

Sinusuri ang posisyon ng device bago at pagkatapos ng pagsukat. Kung nagpapakita ang dalawang check ng wastong posisyon ng pagsukat iilaw ang indicator ng LEVEL (asul). Para sa lahat ng iba pang pagsukat isang indicator para sa MABABA o MATAAS na posisyon ng pagsukat ang iilaw (orange).

□ Wastong Postura

Umupo nang tuwid na nakasandal sa silya at ilapag ang siko mo sa mesa.



□ Paano Gamitin ang My C.P.G.

Magagamit ang C.P.G. function nang may wastong postura (anggulo ng galang-galangan) sa karamihan ng mga pagsukat. Kung kailangan mong baguhin ang postura para i-adjust ang taas para maging magkapantay ang

taas ng monitor ng presyon ng dugo at puso mo, magagamit mo ang my C.P.G. function para mag-imbak ng personal na postura. I-preset ang anggulo mo sa my C.P.G. function bago pagsukat.

Ang Indicator Habang Pagsukat at Pag-recall ng Memory

Maipapakita ang indicator ng C.P.G. sa simula ng pagsukat at kasama ito sa data na iniimbak sa memory. I-adjust at panatilihin ang anggulo habang pagsukat.

Tungkol sa Presyon ng Dugo

Ano ang Presyon ng Dugo?

Ang presyon ng dugo (blood pressure) ay ang pwersa ng dugo sa mga talakop ng mga artery. Nagaganap ang systolic na presyon kapag naghigpit ang puso. Nagaganap ang diastolic na presyon kapag nagluwag ang puso. Nasusukat ang presyon ng dugo sa millimeters of mercury (mmHg). Kinakatawan ng fundamental pressure ang natural na presyon ng dugo ng isang tao, na nasusukat sa paggising sa umaga habang nakapahinga at bago kumain.

Ano ang Alta-presyon (Hypertension) at Paano ito Kinokontrol?

Ang Hypertension (Alta-presyon), isang hindi normal na arterial na presyon ng dugo, kung hindi kokontrolin, ay maaaring magdulot ng maraming problema sa kalusugan kabilang ang stroke at atake sa puso. Nakokontrol ang alta-presyon sa pamamagitan ng pagbago sa pamumuhay, pag-iwas sa stress, at paggagamot na may pagbabantay ng doktor.

Para mapigilan ang alta-presyon o kontrolin ito:

- Huwag magsigarilyo
- Regular na mag-ehersisy
- Bawasan ang kinakain na asin at fat
- Regular na magpa-physical checkup
- Magpanatili ng wastong timbang

Bakit Dapat Magsukat ng Presyon ng Dugo sa Tahanan?

Ang presyon ng dugo na sinukat sa isang klinika o tanggapan ng doktor ay maaaring magdulot ng pagkabahala at maaaring magbigay ng mataas na basa, 25 hanggang 30 mmHg na mas mataas kaysa sa sinukat sa tahanan. Binabawasan ng pagsukat sa tahanan ang mga epekto ng mga panlabas na salik sa mga basa sa presyon ng dugo, nakadaragdag sa mga basa ng doktor at nakapagbibigay ng mas tumpak, at kumpletong kasaysayan ng presyon ng dugo.

Klasipikasyon ng WHO sa Presyon ng Dugo


Itinatag ng World Health Organization (WHO) ang mga pamantayan para sa mataas na presyon ng dugo, nang walang pasubali sa edad, gaya ng ipinapakita sa talaan sa kanan.

Mga Pagkakaiba-iba ng Presyon ng Dugo


Malaki ang pagkakaiba-iba ng presyon ng dugo ng isang indibidwal sa batayang kada araw at pana-panahon. Maaari itong mag-iba nang 30 hanggang 50 mmHg dahil sa iba-ibang kondisyon sa buong araw. Sa mga indibidwal na may alta-presyon, lalo pang lumalaki ang mga pagkakaiba-iba. Sa karaniwan, tumataas ang presyon ng dugo habang nagtatrabaho o naglalaro at bumababa sa pinakamababa nitong mga level habang natutulog. Kaya, huwag gaanong mag-alala sa mga resulta ng isang pagsukat.

Kumuha ng mga pagsukat sa parehong oras bawat araw gamit ang pamamaraan na nasa manwal na ito para malaman ang normal na presyon ng dugo mo. Nagbibigay ang mga regular na pagsukat ng mas komprehensibong kasaysayan ng presyon ng dugo. Tiyakin na tandaan ang petsa at oras kapag itinatala ang presyon ng dugo mo. Kumonsulta sa doktor mo para mabigyan ng paliwanag ang data ng presyon ng dugo mo.

Babasahing Sanggunian: Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2



Karaniwang pagtaas-baba sa loob ng isang araw
(Sinusukat bawat limang minuto)



Pag-troubleshoot

Problema	Posibleng Dahilan	Inirerekomendang Aksyon
Walang lumilitaw sa display, kahit na naka-on ang device.	Wala nang karga ang mga bateria.	Palitan ng bago ang lahat na mga bateria.
	Wala sa tamang posisyon ang mga terminal ng bateria.	Muling ikabit ang mga bateria na tumutugma ang mga negative at positive na terminal sa mga ipinabatid sa sisidlan ng bateria.
Hindi nagkakarga ng hangin ang cuff.	Napakababa ng boltahe ng bateria. Kumukurap ang  (Markang MAHINA ANG BATERYA). Kung ganap nang walang karga ang mga bateria, hindi lilitaw ang marka.	Palitan ng bago ang lahat na mga bateria.
Hindi nagsusukat ang device. Napakataas o napakababa ng mga basa.	Hindi nakalapat nang wasto ang cuff.	Ilipat nang wasto ang cuff.
	Iginalaw mo ang galang-galangan o katawan mo habang pagsukat.	Tiyakin na manatiling hindi kumikilos at tahimik habang pagsukat.
	Hindi wasto ang posisyon ng cuff.	Maupo nang komportable at hindi kumikilos. Ilipag ang braso mo sa mesa na nakatihaya ang palad at kapantay ng cuff ang puso mo.
	_____	Kung mahina o hindi regular ang pagtibok ng puso mo, maaaring mahirapan ang device na matukoy ang presyon ng dugo mo.
Iba pa	Naiiba ang basa sa sinukat sa klinika o tanggapan ng doktor.	Basahin ang seksyon na "Bakit Dapat Magsukat ng Presyon ng Dugo sa Tahanan?".
	_____	Alisin ang mga bateria. Ikabit muli nang wasto ang mga ito at subukang muli ang pagsukat.

Tandaan: Kung hindi malutas ng mga inilarawang aksyon sa itaas ang problema, makipag-ugnayan sa dealer. Huwag tatangkain na buksan o kumpinihin ang produktong ito nang sarili mo lang, dahil gagawing hindi balido ng anumang pagtangka ang warranty mo.

Pagmamantini

Huwag bubuksan ang device. Gumagamit ito ng maseselan na mga piyesang elektrikal at mabusising air unit na maaaring masira. Kung hindi mo maayos ang problema gamit ang mga tagubilin sa pag-troubleshoot, makipag-ugnayan sa awtorisadong dealer sa inyong lugar o sa aming customer service department. Magbibigay ang customer service ng A&D ng teknikal na impormasyon, mga piyesang pamalit at mga unit sa mga awtorisadong dealer.

Idiniseno at binuo ang device para sa mahabang serbisyo. Gayunpaman, karaniwang inirerekomenda na ipasuri ang device bawat 2 taon, para matiyak ang wastong paggana at katumpakan. Makipag-ugnayan sa awtorisadong dealer sa inyong lugar o sa A&D para sa pagmamantini.

Teknikal na Data

Uri	UB-533PGMR
Paraan ng pagsukat	Oscillometric na pagsukat
Saklaw ng pagsukat	Pressure: 0 – 299 mmHg Systolic na presyon: 60 – 279 mmHg Diastolic na presyon: 40 – 200 mmHg Pulso: 40 – 180 tibok / minuto
Katumpakan ng pagsukat	Pressure: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 %
Power supply	2 x 1.5 V na alkaline na mga bateria (LR03 o AAA)
Bilang ng mga pagsukat	Humigit-kumulang 200 na pagsukat, kapag AAA mga na alkaline battery ang ginagamit, na may halaga ng presyon na 170 mmHg sa temperatura ng silid na 23 °C.
Sukat ng galang-galangan	13.5 – 21.5 cm
Klasipikasyon	Internally powered na kagamitang ME (Continuous operation mode)

Bahaging inilalapat	Cuff Type BF 
Kapaki-pakinabang na buhay	Device: 5 taon (kapag ginagamit nang anim na beses sa isang araw)
Klinikal na pagsubok	Ayon sa ISO81060-2 : 2013 Sa klinikal na pag-aaral para sa pag-validate, ginamit ang K5 sa 85 katao para sa pagtukoy ng diastolic na presyon ng dugo.
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Memory	Huling 60 na pagsukat bawat isa para sa gumagamit 1 at gumagamit 2.
Mga kondisyon sa paggamit	+10 hanggang +40 °C / 15 hanggang 85 %RH / 800 hanggang 1060 hPa
Mga kondisyon sa pagdala / pagtago	-20 hanggang +60 °C / 10 hanggang 95 %RH / 700 hanggang 1060 hPa
Mga dimensyon	Humigit-kumulang 56 [W] x 88 [H] x 21.5 [D] mm
Timbang	Humigit-kumulang 95 g, hindi kasama ang mga baterya
Protektsiyon sa pagsuot	IP20

Tandaan: Sasailalim sa mga pagbabago ang mga partikular para sa pagpapahuay nang walang paunang abiso.

Ang IP classification ay ang bilang ng proteksiyon na hatid ng mga takip alinsunod sa IEC 60529. Protektado ang device na ito laban sa mga solidong bagay na may 12 mm ang diameter at higit pa gaya ng daliri. Hindi protektado ang device na ito laban sa tubig.

MEMO



 A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon, OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D Engineering, Inc.

4622 Runway Boulevard Ann Arbor, MI 48108 USA
Telephone: [1] (888) 726-9966

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

ООО A&D RUS ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易（上海）有限公司

中国 上海市自由贸易试验区浦东东南路855号世界广场32楼C,D室 邮编200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED એન્ડ ડી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઇન્ડિયા પાર્ટી લિમિટેડ