

Instruction Manual

Mode d'emploi

Manual instructivo

Manuale d'uso

Bedienungsanleitung

English

Français

Español

Italiano

Deutsch



Inhaltsverzeichnis


Erste Schritte	1
Vorsichtshinweise	2
Funktion zur drahtlosen Kommunikation	3
Zubehör	3
Bezeichnung der Teile	4
Einsetzen (oder Austauschen) der Batterien	5
Kopplung mit einem Empfänger	6
Überspringen der Kopplung mit einem Empfänger	7
Einstellen des Geräts	8
Messen des Gewichts	9
Sonstige Funktionen	11
Technische Daten	13
Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden	14
Wartung der Waage	14

Sehr geehrter Kunde


herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer modernen Personenwaage von A&D, einer der fortschrittlichsten Personenwaagen auf dem Markt. Dieses Gerät, das für eine einfache Bedienung und höchste Genauigkeit entwickelt wurde, wird Ihnen die tägliche Überprüfung Ihres Gewichts erleichtern. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

▶▶ Erste Schritte


Erste Schritte



Setzen Sie die Batterien ein (S. 5)




Koppeln Sie die Waage mit einem Empfänger (S. 6)
Führen Sie das Wiegen ohne die Kopplung mit einem Empfänger durch (S. 7)




Stellen Sie das Gerät ein (S. 8)


Wiegen (S. 9)




Steigen Sie auf die Waage



Stellen Sie sicher, dass StEP und off abwechselnd angezeigt werden



Steigen Sie von der Waage herunter



Überprüfen Sie Ihr Gewicht

Die Daten werden übertragen.




Die Daten werden in der Waage gespeichert, wenn kein Empfänger vorhanden ist.

(S. 11)

Die Kopplung mit den Empfängern kann auch aufgehoben werden. (S. 11)

►► Vorsichtshinweise

Die folgenden Punkte enthalten Informationen, um das Risiko von Schäden oder Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen zu reduzieren. Lesen Sie diese Punkte sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass Sie das Produkt korrekt verwenden.

 Gefahr	Dieses Symbol verweist auf „eine unmittelbare Gefahr, die zum Tod oder zu ernsten Verletzungen führen kann“.
 Warnung	Dieses Symbol verweist auf „die Möglichkeit des Todes oder ernster Verletzungen“.
 Achtung	Dieses Symbol verweist auf „die Möglichkeit physischer Verletzungen oder von Sachschäden“.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

❖ Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Warnung

- Vertrauen Sie nicht auf eine Selbstdiagnose, wenn Sie Gewicht verlieren oder therapeutisch Sport betreiben möchten.
Befolgen Sie die Anweisungen eines Arztes oder Spezialisten.
- Treten Sie nicht auf die Kanten der Waage und springen Sie nicht auf die Waage.
Andernfalls kann es zu einem Sturz und Verletzungen kommen. Außerdem kann der Aufprall Schäden an der Waage verursachen.
- Verwenden Sie die Waage nicht auf einer unebenen Oberfläche.
Andernfalls kann es zu Schäden an der Waage kommen. Außerdem kann die Waage in diesem Fall keine genaue Messung durchführen.
- Verwenden Sie die Waage nicht auf einer rutschigen Oberfläche und treten Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage.
Andernfalls könnten Sie ausrutschen und sich verletzen. Außerdem kann die Waage in diesem Fall keine genaue Messung durchführen.

Achtung

- Platzieren Sie die Waage nicht an einem Ort, an dem sie übermäßig viel Wasser oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, wie in einem Badezimmer, an dem sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, an dem sie dem direkten Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist, oder in der Nähe von Feuer.
Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion der Waage kommen.
- Diese Waage sollte nur zum Wiegen des Körpergewichts verwendet werden.
- Bei dieser Waage handelt es sich um ein Präzisionsmessgerät. Lassen Sie die Waage nicht fallen und setzen Sie sie keinen Vibrationen oder starken Stößen aus.
- Bauen Sie die Waage nicht auseinander, reparieren Sie sie nicht und verändern Sie sie nicht.
Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder zu Verletzungen kommen.
- Personen mit Behinderungen sollten sich bei der Verwendung der Waage von einer Pflegeperson helfen lassen.
Andernfalls kann es zu einem Sturz und Verletzungen kommen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien darauf, dass die Pole + (positiv) und - (negativ) richtig ausgerichtet sind.
Wird die Batterie falsch eingesetzt, kann es zu einer Überhitzung kommen, Batterieflüssigkeit kann auslaufen oder die Batterien können beschädigt werden, was zu Schäden an der Waage oder Verletzungen führen kann.
- Diese Waage wurde für den persönlichen Gebrauch entwickelt.
- Lagern Sie die Waage außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Lagern Sie die Waage nicht vertikal. Wenn die Waage aus irgendeinem Grund vertikal gelagert wird, achten Sie darauf, dass sie nicht umfällt.
- Legen Sie bei der Lagerung keine Gegenstände auf der Waage ab.
- Reinigen Sie die Waage vor der Verwendung, wenn Sie die Waage gemeinsam mit einer Person verwenden, die eine Infektionskrankheit, wie z. B. eine Hautkrankheit, an den Füßen usw. hat.
(Ausführliche Informationen zur Reinigung der Waage finden Sie unter „Wartung der Waage (S. 14)“.)

► Funktion zur drahtlosen Kommunikation

Diese Waage verwendet die drahtlose Bluetooth-Technologie zur Kommunikation mit einem Empfänger. Am Ende der Messung werden die Messdaten automatisch von der Waage an den Empfänger gesendet. Bluetooth ist eine Kommunikationstechnologie, durch die Geräte drahtlos kommunizieren können. Ausführliche Informationen zu Bluetooth finden Sie unter „Kommunikation mit der Waage (S. 12)“.

Empfänger

Hierbei handelt es sich um ein Gerät wie einen Computer oder ein Smartphone, auf dem eine Anwendung zur Aktivierung der Bluetooth-Kommunikation mit der Waage heruntergeladen und installiert wurde.

Vorsichtshinweise zur Drahtlosfunktion

⚠ Warnung

- Verwenden Sie die Waage nicht an Orten, an denen eine drahtlose Kommunikation verboten ist, wie z. B. in Flugzeugen oder in Krankenhäusern.
Die Waage kann negative Auswirkungen auf elektronische Geräte oder medizinische elektrische Geräte haben.


⚠ Achtung

- Wenn die Kommunikationsfunktion dieser Waage in der Nähe eines drahtlosen Geräts verwendet wird, das im 2,4-GHz-Bereich kommuniziert, kann die Kommunikationsgeschwindigkeit beider Geräte sinken. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe eines Mikrowellengeräts, bei dem es zu einer Störung durch ein Magnetfeld, statische Elektrizität oder Funkwellen kommen kann. (Das Signal erreicht den Empfänger möglicherweise aufgrund der Umweltbedingungen nicht.)


A&D übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch Bedienungsfehlfunktionen oder Datenverlust aufgrund der Verwendung dieser Waage entstanden sind.
Es wird nicht garantiert, dass sich diese Waage mit allen Bluetooth-kompatiblen Geräten verbinden kann.

► Zubehör


Wenn Zubehörteile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an den Produkthanbieter oder an das Vertriebsteam von A&D.



Bedienungsanleitung




Alkalibatterien x 4




Ablage

► Bezeichnung der Teile

Waage



Anzeige



Anzeigesymbole

❖ Anzeige


Symbol	Name	Beschreibung
	Symbol Bereit/Stabil	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Messanzeige stabil ist.
	Batterieanzeige ↓ Anzeige niedriger Batteriestand	Die normale Batterieleistungsanzeige mit Ladung wird angezeigt.
Blinkt		Wenn dieses Symbol angezeigt wird, tauschen Sie alle vier Batterien gegen neue aus.
	Symbol Bluetooth-Kommunikation	

❖ Unterseite der Waage


Symbol	Name	Beschreibung
	WEEE-Kennzeichnung	----
CE 0678	CE-Kennzeichnung	----

► Einsetzen (oder Austauschen) der Batterien

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Waage.




2. Setzen Sie vier neue Alkalibatterien der Größe AA ein, sodass die positiven (+) und negativen (-) Pole entsprechend den Symbolen im Batteriefach ausgerichtet sind.




3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

- Die Waage wechselt zum Kopplungsmodus, wenn die Batterien eingelegt wurden. Um die Waage mit dem Empfänger zu koppeln, schlagen Sie unter „Registrieren bei einem Empfänger (Kopplung) (S. 6)“ nach. Wenn Sie die Waage nicht mit einem Empfänger koppeln möchten, schlagen Sie unter „Überspringen der Registrierung bei einem Empfänger (Kopplung) (S. 7)“ nach.



⚠ Achtung

- Setzen Sie jede Batterie so ein, dass die positiven (+) und negativen (-) Pole entsprechend den Symbolen im Batteriefach ausgerichtet sind.
- Eine unsachgemäße Installation der Batterien kann zum Auslaufen der Batterien führen.
- Tauschen Sie alle vier Batterien gegen neu aus, wenn das Symbol  angezeigt wird.
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien zusammen. Andernfalls kann es zu Schäden an der Waage kommen oder die Nutzungsdauer der Batterien kann sich verkürzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA verwenden. Verwenden Sie keine anderen Batteriearten.
- Verwenden Sie niemals wiederaufladbare Batterien (Akkus) in der Waage.
- Die Nutzungsdauer der Batterien hängt von der Umgebungstemperatur, der Batterieart und der Verwendung ab.
- Die Batterien im Lieferumfang des Geräts dienen zum Test des Betriebs der Waage und können eine eingeschränkte Nutzungsdauer aufweisen.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird. Wenn die Waage mit eingelegten Batterien gelagert wird, kann dies dazu führen, dass die Batterieflüssigkeit aus den Batterien ausläuft, was zu Schäden an der Waage führen kann.

Automatische Abschaltfunktion

Die Waage verfügt über eine „Automatische Abschaltfunktion“.

- Nachdem die Messergebnisse 15 Sekunden lang angezeigt wurden, wird die Waage automatisch ausgeschaltet.

▶▶ Kopplung mit einem Empfänger

Diese Waage muss mit einem Empfänger gekoppelt werden, um die Bluetooth-Kommunikation mit dem Empfänger nutzen zu können. Die Verbindung der Waage mit einem Empfänger wird als Kopplung bezeichnet.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, werden die Messdaten von der Waage bei jeder Messung automatisch an das gekoppelte Gerät gesendet, wenn der Empfänger einen Status aufweist, in dem er Übertragungen empfangen kann.

Schlagen Sie in der Anleitung des Empfängers nach und stellen Sie ihn so ein, dass die Kopplung aktiviert ist. Wenn der Empfänger über einen „Kopplungsassistenten“ verfügt, verwenden Sie den Assistenten, um die Kopplung abzuschließen.

Positionieren Sie den Empfänger und die Waage so nah wie möglich beieinander, um die Kopplung durchzuführen.


1. Legen Sie vier Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA in die Waage ein.

- Ausführliche Informationen finden Sie unter „Einsetzen (oder Austauschen) der Batterien (S. 5)“.


2. Bestätigen Sie, dass „Pr“ angezeigt wird.

- „“ blinkt.
- Die Waage kann vom Empfänger erkannt werden.

Piepton



Die Kopplung kann anhand der folgenden Schritte übersprungen werden.

- i) Drücken Sie den Schalter , wenn „Pr“ angezeigt wird.
- ii) Steigen Sie auf die Waage, wenn „Pr“ angezeigt wird (die Waage schaltet automatisch zur Messung um).

3. Starten Sie die Kopplung beim Empfänger.

- Befolgen Sie die Kopplungsanweisungen für den Empfänger, um nach der Waage zu suchen, sie auszuwählen und die Kopplung durchzuführen.
- Wenn der Empfänger einen PIN-Code verlangt, geben Sie „39121440“ ein.

4. Bestätigen Sie, dass „End“ angezeigt wird.

- Die Kopplung ist abgeschlossen.
- Wenn „E-10“ angezeigt wird, führen Sie den Kopplungsvorgang erneut ab Schritt 1 durch.

Piepton Piepton



Diese Waage kann mit zwei Empfängern gekoppelt werden.

Wenn die Waage mit einem dritten Empfänger gekoppelt wird, bleiben die Informationen des Empfängers, mit dem zuletzt eine Kommunikation erfolgt ist, gespeichert.

Wenn die Waage mit dem Empfänger gekoppelt wurde, muss keine erneute Kopplung ausgeführt werden, wenn die Batterien ausgetauscht wurden.

Vorsichtshinweise zur Kopplung

- Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus, wenn Sie eine Kopplung durchführen.
- Es können nicht mehrere Geräte gleichzeitig gekoppelt werden.
- Wenn die Messdaten nicht empfangen werden können, führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, erfolgt die gesamte Kommunikation automatisch.
- Um die Kopplung eines Empfängers aufzuheben, schlagen Sie unter „Aufheben der Kopplung (S. 11)“ nach.
- Falls es zu dem unwahrscheinlichen Fall kommt, dass die Waage Funkwellenstörungen für andere drahtlose Gerät verursacht, sollten Sie entweder den Standort der Waage ändern oder die Verwendung der Waage sofort beenden.

►► Überspringen der Kopplung mit einem Empfänger


1. Legen Sie vier Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA in die Waage ein.

- Ausführliche Informationen finden Sie unter „Einsetzen (oder Austauschen) der Batterien (S. 5)“.


2. Drücken Sie den Schalter , wenn „Pr“ angezeigt wird.


- Drücken Sie den Schalter , um das Gerät auszuschalten.


Sie können Ihr Gewicht auch prüfen, indem Sie einfach auf die Waage steigen, wenn „Pr“ angezeigt wird.



▶▶ Einstellen des Geräts

- 1. Überprüfen Sie, dass die Waage ausgeschaltet ist, und halten Sie den Schalter  gedrückt.**

- Wenn der Schalter  fortlaufend gedrückt wird, werden „unit“ und „uPr“ abwechselnd angezeigt.




Piepton






- 2. Lassen Sie den Schalter  los, wenn „unit“ angezeigt wird.**


- Die Anzeige wechselt von „unit“ zu der Einheit, die derzeit eingestellt ist.




Piepton



- 3. Drücken Sie den Schalter , um die Einheit auszuwählen, die eingestellt werden soll.**

- Die Einheit wechselt mit jeder Betätigung des Schalters .
- Warten Sie 3 Sekunden, nachdem Sie die Einheit eingestellt haben.



- 4. Bestätigen Sie, dass „End“ angezeigt wird.**

- Die Einstellungen wurden gespeichert.
- Nach drei Sekunden ohne Bedienung bestätigt die Waage die ausgewählte Einheit mit zwei Pieptönen, zeigt „End“ an und schaltet sich automatisch aus.

Piepton
Piepton





► Messen des Gewichts

Auf die Waage stellen



1. Überprüfen Sie, dass die Waage ausgeschaltet ist, und stellen Sie sich vorsichtig auf die Waage.

- Die Messung beginnt, wenn Sie auf die Waage steigen.
- Ein Fortschrittsbalken wird während der Messung angezeigt. Stehen Sie während der Messung gerade und so still wie möglich.





2. Steigen Sie von der Waage herunter, wenn „StEP“ und „oFF“ abwechselnd angezeigt werden und drei Pieptöne zu hören sind.

- Wenn Sie nicht von der Waage heruntersteigen, piept die Waage alle zwei Sekunden.
- Die Waage schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.
- Alle Anzeigesegmente werden angezeigt, wenn Sie von der Waage heruntersteigen.
- Berühren Sie die Waage nicht, während alle Anzeigesegmente angezeigt werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlmessung kommen.



3. Überprüfen Sie das Messergebnis.

- Die Waage schaltet sich automatisch 15 Sekunden nach der Anzeige des Messergebnisses ab.
- Die Daten werden automatisch an den Empfänger gesendet, wenn der Empfänger in Empfangsbereitschaft ist.
- Wenn die Waage mit keinem Empfänger gekoppelt ist, werden die Daten im Speicher der Waage gespeichert. (Siehe „Übertragen vorübergehend gespeicherter Daten (S. 11)“.)
- Die im Speicher der Waage gespeicherten Daten können nicht auf der Waage angezeigt werden.
- Sie können das Gerät auch ausschalten, indem Sie den Schalter  drücken.




Messen des Gewichts auf einem Teppich

Platzieren Sie die Waage auf einer festen und ebenen Fläche, wie einem Boden mit Fliesen, Holz oder Laminat.


Wenn die Waage auf einem Teppich platziert werden muss, verwenden Sie unbedingt die mitgelieferte Ablage.

1. Platzieren Sie die mitgelieferte Ablage auf dem Teppich.



2. Platzieren Sie die Waage auf der Ablage und beachten Sie dabei die Abbildung auf der Ablage.

- Positionieren Sie die Waage so, dass die Seiten der Waage die Ablage nicht berühren.
- In einigen Fällen ist eine genaue Messung des Gewichts nicht möglich.




3. Messen Sie Ihr Gewicht.

- Um Ihr Gewicht zu messen, schlagen Sie unter „Auf die Waage stellen“ (S. 9) nach.
- Wenn die Messergebnisse stark vom erwarteten Wert abweichen, platzieren Sie die Waage auf einer festen und ebenen Fläche.
- Verwenden Sie die Ablage nur für den angegebenen Zweck.

Warnung

- Verwenden Sie die Ablage nicht an einem rutschigen Ort. Andernfalls könnten Sie ausrutschen und sich verletzen.
 - Stellen Sie die Ablage so auf, dass sich die Antirutsch-Kissen auf dem Boden befinden.
- Wenn die Ablage falsch aufgestellt wird, kann dies zu Schäden an der Ablage oder der Waage bzw. zu Verletzungen führen.





Antirutsch-Kissen

► Sonstige Funktionen

Aufheben der Kopplung

1. Überprüfen Sie, dass die Waage ausgeschaltet ist, und halten Sie den Schalter  gedrückt.


- Wenn der Schalter  fortlaufend gedrückt wird, werden „unit“ und „uPr“ abwechselnd angezeigt.




Piepton



2. Lassen Sie den Schalter  los, wenn „uPr“ angezeigt wird.



Piepton



3. Bestätigen Sie, dass „End“ angezeigt wird.

- Die Kopplung mit dem Empfänger wurde aufgehoben.
- Wenn „E-10“ oder „E-11“ angezeigt wird, führen Sie den Vorgang zum Aufheben der Kopplung erneut ab Schritt 1 aus.
- Die Waage schaltet sich automatisch aus.

Piepton Piepton



Übertragen vorübergehend gespeicherter Daten

Wenn die Messdaten nicht an einen Empfänger gesendet werden können, kann die Waage die Daten vorübergehend für bis zu 200 Messungen im integrierten Speicher speichern. Wenn die Waage Daten an einen Empfänger übertragen kann, werden alle Daten übertragen. Wenn die Menge der vorübergehend gespeicherten Daten 200 Messungen übersteigt, werden die ältesten Daten gelöscht und durch neue Daten ersetzt.

Die gespeicherten Daten können mit der Waage nicht angezeigt werden.

Der maximale Umfang der vorübergehend speicherbaren Daten kann abhängig vom Empfänger variieren.

Kommunikation mit der Waage

Diese Waage ist mit einer von Continua zertifizierten, drahtlosen Bluetooth-Kommunikationsfunktion ausgestattet. Die Messdaten können durch die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät übertragen werden, dass mit den Continua-Verbindungsspezifikationen kompatibel ist.



Continua™ Geräte, die von Continua zertifiziert sind, tragen das Continua-Logo.



Bluetooth® Bluetooth-Geräte tragen das Bluetooth-Logo.

- Ausführliche Informationen zur Kopplung der Waage mit einem Empfänger, der mit Bluetooth ausgestattet ist, finden Sie unter „Kopplung mit einem Empfänger (S. 6)“. Schlagen Sie auch in der Kopplungsanleitung des Empfängers nach, mit dem Sie eine Kopplung durchführen möchten.

Sicherstellen einer guten Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich zwischen der Waage und dem Empfänger keine Hindernisse befinden. Die Kommunikationsentfernung kann sich aufgrund der Gebäudebauweise oder anderer Hindernisse verringern. Insbesondere bei verstärkten Betonwänden usw. ist eine Kommunikation unter Umständen nicht möglich.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Kommunikation nicht in der Nähe eines WLAN- oder eines anderen drahtlosen Geräts, in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Wellen aussenden, wie z. B. Mikrowellengeräte, an Orten mit sehr vielen Hindernissen oder mit schlechten Empfangsbedingungen für Funkwellen. Andernfalls kann die Verbindung häufig unterbrochen werden, die Kommunikationsgeschwindigkeit kann deutlich absinken und es kann zu Fehlern kommen.
- Wenn die Geräte in der Nähe eines IEEE802.11g/b/n-WLAN-Geräts verwendet werden, verursachen die Geräte gegenseitig Funkwellenstörungen, die Kommunikationsgeschwindigkeit kann absinken oder die Verbindung ist möglicherweise nicht möglich. Schalten Sie in dieser Situation das nicht verwendete Gerät aus oder wechseln Sie den Standort, an dem das Gerät verwendet wird.
- Wenn die Waage nicht ordnungsgemäß kommuniziert, wenn sie in der Nähe eines drahtlosen Geräts oder einer Sendestation verwendet wird, wechseln Sie den Standort der Waage.

Achtung

- Die Kommunikationsentfernung zwischen der Waage und dem Empfänger hängt von der Bluetooth-Ausgangsklasse des Empfängers ab.
Für Bluetooth-Empfänger der Klasse 1: Max. 100 m
Für Bluetooth-Empfänger der Klasse 2: Max. 10 m
Diese Entfernung kann sich aufgrund der Umgebung verringern; prüfen Sie daher, ob die Entfernung ausreichend gering ist, um Daten nach der Messung zu übertragen.

Zeiteinstellungen


Die Waage verfügt über eine integrierte Uhr. Das Datum und die Uhrzeit der Messung sind in den Messdaten enthalten. Die Uhr wird mit der Uhr des Empfängers synchronisiert. Ausführliche Informationen zu den technischen Daten der Uhr finden Sie in der Bedienungsanleitung des Empfängers.

► Technische Daten

Modell	UC-355PBT-Ci
Maximale Kapazität	250 kg / 550 lb
Minimale Anzeige	0,1-kg-Schritte von 0 bis 100,0 kg 0,2-kg-Schritte von 100,0 bis 250,0 kg 0,2-kg-Schritte von 0 bis 220,0 lb 0,5-lb-Schritte von 220,0 bis 550,0 lb
Kommunikationsverfahren	Bluetooth Version 2.1 Klasse 1 Kompatibel mit SSP HDP
Messeinheiten	kg oder lb
Stromversorgung	Vier Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA
Nutzungsdauer Batterie	Ca. 1 Jahr (zwei Messungen pro Tag, wenn Alkali-Mangan-Batterien verwendet werden)
Abmessungen	360 (B) × 415 (T) × 38 (H) mm
Gewicht	Ca. 4,3 kg (einschließlich Batterien)
Zubehör	Bedienungsanleitung, Alkali-Mangan-Batterien, Ablage

❖ Einhaltung europäischer Richtlinien



Die Waage entspricht der gesetzlichen EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) 2004/108/EG. Der WML-40AH ist gemäß der R&TTE-Richtlinie für Sendermodule mit dem Zeichen **CE 0678**  anerkannt, hergestellt von MITSUMI Incorporated für ein OEM-Produkt.

Hinweise: Nur zur Verwendung in Gebäuden. Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen kann der angezeigte Wert negativ beeinflusst werden.



❖ Einhaltung der FCC-Richtlinien

Die Waage entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien und umfasst FCC ID POOWML-C40.

❖ Einhaltung Industry Canada

IC: 4250A-WMLC40.

►► Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Symptome	Maßnahme
E wird angezeigt	Die maximale Kapazität wurde überstiegen (250 kg/550 lb).
E-0 wird angezeigt	Die maximale Kapazität wurde überstiegen (250 kg/550 lb).
Err wird angezeigt	Die maximale Kapazität wurde überstiegen (250 kg/550 lb).
E-10 wird angezeigt	Die Kopplung oder Aufhebung der Kopplung wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie sie wieder ein.
E-11 wird angezeigt	
H wird angezeigt	Die maximale Kapazität wurde überstiegen (250 kg/550 lb).
 wird angezeigt	Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie sie wieder ein. Oder tauschen Sie alle vier Batterien gegen neue Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA aus.
Wenn der Schalter  betätigt wird, wird nichts angezeigt	
Die Messergebnisse weichen stark von den erwarteten Werten ab.	Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Fläche. Wenn die Waage auf einem Teppich platziert wird, verwenden Sie unbedingt die mitgelieferte Ablage.
	Entfernen Sie alle Fremdkörper, die möglicherweise die Unterseite der Waage berühren.
Die Messung beginnt nicht, wenn ich auf die Waage steige.	Haben Sie den Schalter  betätigt, als Sie auf die Waage gestiegen sind? Stellen Sie die Waage auf einen harten Boden und drücken Sie vor der Messung den Schalter  .

►► Wartung der Waage

- Wenn die Waage schmutzig wird, befeuchten Sie ein Tuch mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel, wringen Sie es sorgfältig aus und wischen Sie die Waage dann sauber. Trocknen Sie die Waage mit einem weichen, trockenen Tuch ab, nachdem Sie den Schmutz mit dem feuchten Tuch entfernt haben.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdüner oder scharfe Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird.



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN

Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom

Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131 U.S.A.

Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

A&D Australasia PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA

Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409